

ceraMotion®



30
years
DENTAURUM
CERAMICS

ceraMotion® liebt Dich

 liebt ceramotion®



Z liebt cera**motion**®



Foto: © Christian Ferrari®

METALLKE

remanium®

remanium® steht für weltweit bewährte und anerkannte Aufbrennlegierungen. Für die Herstellung einer Krone ist eine optimal abgestimmte Verblendkeramik für edelmetallfreie Legierungen essenziell. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung der Keramikentwicklung bei Dentauroum entstand zusammen mit einem internationalen Expertenteam von Top-Keramikern eine neue Generation von Verblendkeramik für edelmetallfreie Legierungen: die ceraMotion® Me.

ceraMotion®
Me

Zur Verblendung von Dentallegierungen mit einer thermischen Ausdehnung von $13,9 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ bis $15,1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25 °C bis 500 °C).



Gießen



remanium®
star

remanium®
secura

remanium®
2000+

remanium®
2001

Fräsen



remanium®
star MD III

Laserschmelzen



remanium®
star powder

rema®
CC



rema® CC
Universelle Kronen- und Brücken Speed-
Einbettmasse für alle Indikationen,
Legierungen und Presskeramik.

rema®
CAD/Vest



rema® CAD/Vest
Spezial-Einbettmasse für die semi-digitale CAD/Vest-Technik. Kombination aus einem
digital erstellten Design eines Zahnersatzes, der Umsetzung in einen Rohling aus Kunststoff oder
Wachs mittels Fräsen oder 3-Druck und dem konventionellen Metallguss.

RAMIK



Glaze

Glasurmasse in Pulverform, pur oder zum Mischen mit Stains und Body Stains.



Universal Stains

Die Body Stains und Stains in Pulverform ermöglichen farbliche Effekte. Sie können sowohl in die Keramik als auch in die ceraMotion® One Touch Pasten eingelegt und eingemischt werden. Natürlich sind die Stains auch zum Bemalen der Keramikoberfläche geeignet.



Verblendkeramik für Dentallegierungen

ceraMotion® Me ist eine Verblendkeramik Typ I Klasse 1 (nach DIN EN ISO 6872) zum Verblenden von Gerüsten aus Edelmetall-Legierungen oder edelmetallfreien Legierungen.



Schichtungen

Für die Standard-Schichtung bis hin zur individuellen Schichtung steht ein umfangreiches Portfolio an Dentinen, Schneiden und Effektmassen zur Verfügung.





VOLL


Glaze

Glasurmasse: in Pulverform, pur oder zum Mischen mit Stains und Body Stains; in Pastenform besonders für monolithische Arbeiten aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat geeignet.



Micro-Layering 2D & 3D Pastes

ceraMotion® One Touch sind speziell entwickelte 2D- und 3D-Pasten für die ästhetische Finalisierung und Charakterisierung von vollkeramischen monolithischen Restaurationen aus Lithium-Disilikat und Zirkonoxid.



Verblendkeramik für Zirkonoxid und Lithium-Disilikat

ceraMotion® Zr ist die Verblendkeramik für den Gerüstwerkstoff Zirkondioxid. Sie eignet sich ebenso für Lithium-Disilikat, wie ceraMotion® LiSi.



Concept Sets

Ergänzend dazu bieten die ceraMotion® Concept Sets zusätzliche Möglichkeiten zur individuellen Charakterisierung, Farbraumerweiterung und gezielten Helligkeitssteuerung – für ein natürliches und harmonisches Gesamtbild.

ceraMotion® Touch Up Set
ceraMotion® Value Concept Set
ceraMotion® Chroma Concept Set



KERAMIK

ceraMotion® Z

Die 6 verschiedenen ceraMotion® Z Rohlinge decken alle zirkonbasierten Indikationen ab und bieten höchste Farb- und Verarbeitungssicherheit. Modernste Werkstofftechnologie in einem logisch aufgebauten Gesamtkonzept machen ceraMotion® Z zur smarten Wahl bei anspruchsvoller und natürlicher Vollkeramik. Zur ästhetischen Verblendung und Charakterisierung sind die von Experten entwickelten Produkte ceraMotion® Zr Verblendkeramik sowie die ceraMotion® One Touch 2D- und 3D-Pasten bestens geeignet.

ceraMotion® Zr
ceraMotion®
One Touch

Zur Verblendung von Zirkonoxid- und Lithium-Disilikat Gerüsten mit einer thermischen Ausdehnung von $9,7 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ bis $10,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25 °C bis 500 °C).



ceraMotion® Z

Die große Auswahl an ceraMotion® Z Zirkonoxid Blanks bietet eine ganze Palette an ästhetischen vollkeramischen Werkstoffen in unterschiedlichsten Farben, Transluzenzen und Festigkeiten.

ceraMotion® Z Hybrid	ceraMotion® Z Cubic Multishade	ceraMotion® Z HT Multishade	ceraMotion® Z HT Shade	ceraMotion® Z HT White	ceraMotion® Z White
					
Biegefestigkeit ≥ 800 MPa Transluzenz 44 % – 47 %	Biegefestigkeit ≥ 600 MPa Transluzenz 49 %	Biegefestigkeit ≥ 800 MPa Transluzenz 43 %	Biegefestigkeit ≥ 800 MPa Transluzenz 43 %	Biegefestigkeit ≥ 800 MPa Transluzenz 43 %	Biegefestigkeit ≥ 800 MPa Transluzenz 39 %

ceraMotion®
CADback



Mit der ceraMotion® CADback Software können Keramiker das individuelle Gerüstdesign für die Micro-Layering Technik nach Ihren Wünschen einfach und schnell designen. Die Fotoimportfunktion und das integrierte Colormapping ermöglichen sogar die vollanatomische 3D-Darstellung mit fotorealistischer Zahnfarbgebung. Beliebte Workflows und Techniken können abgespeichert und beliebig oft angewendet werden. Dies spart Zeit und macht effizientes Arbeiten möglich. Das Bearbeiten mehrerer Zähne gleichzeitig ist mit der Software außerdem möglich.



CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE +49 72 31 / 803 - *Durchwahl*
Customer Support Digital -280
Ceramics -410
Auftragsannahme -210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM