



ceraMotion®

*my first
ceramic
in paste*



ceraMotion® Zr Paste Glaze

Masse de glaçage homogène pour la
zircone et le disilicate de lithium

D
DENTAURUM
1886

Brillance homogène en **une** cuisson !

2 pâtes de glaçage pour une brillance homogène en une cuisson. Masses de glaçage fluorescentes et prêtes à l'emploi pour la zircone et le disilicate de lithium :

ceraMotion® Zr Paste Glaze transpa, 3g | REF 250-271-03

ceraMotion® Zr Paste Glaze bright, 3g | REF 250-272-03

Les avantages communs :

- ✓ Une seule cuisson de glaçage suffit
- ✓ Pâte prête à l'emploi
- ✓ Fluorescence naturelle
- ✓ Très bonne mouillabilité
- ✓ Glaçage homogène



ceraMotion® Zr Paste Glaze transpa



ceraMotion® Zr Paste Glaze bright



La différence.

*luminosité
moyenne*

*luminosité
élevée*



La fluorescence d'une couronne en zircone....



...d'une dent naturelle.



*Fluorescence
naturelle*



Toutes les pâtes ceraMotion® One Touch
sont fluorescentes et adaptées à la
fluorescence
de la dent naturelle.

ceraMotion® Zr Paste Glaze.



*« ceraMotion® Zr Paste Glaze
et ceraMotion® One Touch :
simple, rapide et esthétique »*

Germano Rossi, maître prothésiste dentaire



En savoir plus →



Brillance naturelle avec la zircone et le disilicate de lithium.



Tableau de cuisson.

	Temp. de départ (°C)	Temps de séchage (min)	Rampe (°C / min)	Départ vide (°C)	Fin vide (°C)	Temp. de cuisson (°C)	Stabilisation (min)
Cuisson de glaçage	450	6	55	450	730	730	1 (sans vide)

! Les températures indiquées pour la cuisson sont des valeurs de référence et peuvent varier en fonction de la puissance du four.



ORTHODONTICS



IMPLANTOLOGY



PROSTHETICS



CERAMICS



DIGITAL



SEMINARS

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM