


Adhäsive.

Für perfekte Bonding-Ergebnisse.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Unsere Adhäsive für Ihre Praxis.

Mit dem Adhäsivprogramm bietet Dentaurod den Anwendern eine umfassende Lösung für alle Bonding-Arbeiten in der KFO-Praxis.

Die lichterhärtenden Adhäsive CONTEC Ic und CONTEC Icr wurden speziell für das Bonden von festsitzenden KFO-Produkten entwickelt – CONTEC Ic zur Befestigung von Metall-, Keramik- und Kunststoffbrackets sowie Bukkalröhrchen, CONTEC Icr zur adhäsiven Befestigung von kieferorthopädischen Retainern. Beide Adhäsive zeichnen sich durch eine besonders hohe Haftkraft aus. Als Alternative zu dem lichterhärtenden Adhäsiv CONTEC Ic bietet sich das chemischhärtende Bracketadhesive CONTEC go an. CONTEC Ic ist frei von BisGMA (Bisphenol A Glyceroldimethacrylat), TEGDMA (Triethylenglykoldimethacrylat) und HEMA (Hydroxyethylmethacrylat). CONTEC Icr und CONTEC go sind TEGDMA- und HEMA-frei. Dadurch eignen sich die Adhäsive auch für Patienten mit einer nachgewiesenen Allergie auf Methacrylate.

CONTEC

Beste Verträglichkeit, ohne TEGDMA und HEMA.



Anwendungsbereich Adhäsive.

	CONTEC lc	CONTEC lcr	CONTEC go
discovery® sl	+++	+	+++
discovery® sl 2.0	+++	+	+++
discovery®	+++	+	+++
discovery® smart	+++	+	+++
discovery® pearl	+++	+	+++
discovery® delight	+++	++	+
topic	+++	+	+++
equilibrium® 2 / ti	+++	+	+++
equilibrium® mini	+++	+	+++
Retainer	++	+++	—
Bukkalkörchen	++	+	++

+++ sehr gut geeignet

++ gut geeignet

+ bedingt geeignet

— nicht geeignet

Adhäsive und Zubehör



CONTEC Ic Set

Lichthärtend.

Zur Befestigung von Metallbrackets und Bukkalröhrchen, Keramik- und Kunststoffbrackets.

Für ca. 800 Brackets (40 Behandlungsfälle).

Zur Befestigung von Kunststoffbrackets unbedingt einen Kunststoff-Primer verwenden!

Inhalt:

- 3 x CONTEC Ic Bracketadhäsiv, je 3 g (REF 163-111-00)
- 1 x CONTEC Ic / Icr Primer, 5 ml (REF 163-113-10)
- 2 x CONTEC Ätzel, je 2,5 ml (REF 163-115-00)
- 6 x CONTEC Einmalkanüle für Ätzel
- 50 x CONTEC Einmalpinsel
- 1 x CONTEC Kombi-Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

CONTEC Ic ist bei Verwendung von Metall- und Keramikbrackets frei von BisGMA, TEGDMA und HEMA.

CONTEC Ic ist bei Verwendung von Kunststoffbrackets TEGDMA- und HEMA-frei.

REF 163-110-00

1 Set



CONTEC Ic Bracketadhäsiv

Lichthärtend.

Zur Befestigung von Metallbrackets und Bukkalröhrchen, Keramik- und Kunststoffbrackets.

Zur Befestigung von Kunststoffbrackets unbedingt einen Kunststoff-Primer verwenden!

CONTEC Ic ist bei Verwendung von Metall- und Keramikbrackets frei von BisGMA, TEGDMA und HEMA.

CONTEC Ic ist bei Verwendung von Kunststoffbrackets TEGDMA- und HEMA-frei.

REF 163-111-00

2 Stück (je 3 g)



CONTEC Icr Set

Lichthärtend.

Zur Befestigung von Retainern.

Für ca. 80 Retainer, versellt oder ca. 250 Retainer 3-3.

Inhalt:

- 2 x CONTEC Icr Retaineradhäsiv, je 3,4 g (REF 163-131-00)
- 1 x CONTEC Ic / Icr Primer, 5 ml (REF 163-113-10)
- 2 x CONTEC Ätzel, je 2,5 ml (REF 163-115-00)
- 6 x CONTEC Icr Einmalkanüle
- 6 x CONTEC Einmalkanüle für Ätzel
- 50 x CONTEC Einmalpinsel
- 1 x CONTEC Kombi-Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

CONTEC Icr ist frei von TEGDMA und HEMA.

REF 163-130-00

1 Set

CONTEC Icr Retaineradhäsiv

Lichthärtend.

Zur Befestigung von Retainern.

Ohne Einmalkanüle.

CONTEC Icr ist frei von TEGDMA und HEMA.

REF 163-131-00

3,4 g



CONTEC Ic / Icr Primer

Lichthärtend.

Für CONTEC Ic Bracketadhäsiv (REF 163-111-00)

und CONTEC Icr Retaineradhäsiv (REF 163-131-00).

REF 163-113-10

5 ml



CONTEC Ätzgel

35% Phosphorsäure

Zum Ätzen des Zahnschmelzes.

Geeignet für alle CONTEC Adhäsive.

Ohne Einmalkanüle.

REF 163-115-00

2 Stück (je 2,5 ml)



Adhäsive und Zubehör



CONTEC go Set

Chemischhärtend

Zur Befestigung von Metallbrackets und Bukkalröhrchen, Keramik- und Kunststoffbrackets.

Für ca. 600 Brackets (30 Behandlungsfälle).

Inhalt:

- 3 x CONTEC go Bracketadhäsiv, je 2,5 g (REF 163-121-00)
- 1 x CONTEC go Primer, 5 ml (REF 163-114-00)
- 2 x CONTEC Ätzel, je 2,5 ml (REF 163-115-00)
- 6 x CONTEC Einmalkanüle für Ätzel
- 50 x CONTEC Einmalpinsel
- 1 x CONTEC Kombi-Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

CONTEC go ist frei von TEGDMA und HEMA.

Nur mit REF 163-114-00 CONTEC go Primer und

REF 163-121-00 CONTEC go Bracketadhäsiv kompatibel.

Alle anderen Dentaureum Adhäsive sind nicht kompatibel und dürfen nicht kombiniert werden.

REF 163-107-00

1 Set

NEU



CONTEC go Bracketadhäsiv

Chemischhärtend

Zur Befestigung von Metallbrackets und Bukkalröhrchen, Keramik- und Kunststoffbrackets.

CONTEC go ist frei von TEGDMA und HEMA.

Nur mit REF 163-107-00 CONTEC go Set und REF 163-114-00

CONTEC go Primer kompatibel. Alle anderen Dentaureum

Adhäsive sind nicht kompatibel und dürfen nicht kombiniert werden.

REF 163-121-00

2 Stück (je 2,5 g)

NEU



CONTEC go Primer

Chemischhärtend

Zur Befestigung von Metallbrackets und Bukkalröhrchen, Keramik- und Kunststoffbrackets

Nur mit REF 163-107-00 CONTEC go Set und REF 163-121-00

CONTEC go Bracketadhäsiv kompatibel. Alle anderen

Dentaureum Adhäsive sind nicht kompatibel und dürfen nicht kombiniert werden.

REF 163-114-00

5 ml

NEU



CONTEC Ätzel

35% Phosphorsäure

Zum Ätzen des Zahnschmelzes.

Geeignet für alle CONTEC Adhäsive.

Ohne Einmalkanüle.

REF 163-115-00

2 Stück (je 2,5 ml)

Adhäsivreste-Entferner

Für die schonende Entfernung von Adhäsiv- und Zementresten ohne Beschädigung des Zahnschmelzes.

Wasserkühlung verwenden!

Empfohlene Drehzahl: 5.000 min⁻¹ - max. 10.000 min⁻¹

Form	REF	Menge
Kegel	123-700-00	10 Stück
Rad	123-701-00	10 Stück
Birne, groß	123-702-00	10 Stück
Birne, klein	123-703-00	10 Stück



Hartmetallfinierer

sterilisierbar

Für die Entfernung von Adhäsivresten.

Schaft ø: 2,35 mm

Empfohlene Drehzahl: 40.000 min⁻¹

Form	REF	Menge	REF	Menge
fein	123-604-00	1 Stück	123-604-30	10 Stück
grob	123-603-00	1 Stück	123-603-30	10 Stück

