


Bukkaleröhrchen.

Perfekt in Funktion und Design.





Perfekt in Funktion und Design.

Genau wie die Dentaurum-Brackets werden auch die Bukkalröhrchen in modernsten Konstruktions- und Produktionsverfahren hergestellt. Je nach Material gibt es die Röhrchen in vielen Varianten – vom einfach nicht konvertierbaren Röhrchen bis hin zur aufwendigen Dreifachkombination. Das gibt noch mehr Flexibilität in der Planung der Therapie. Zahlreiche Bukkalröhrchen gibt es sowohl für die Adhäsiv- als auch für die Bandtechnik. In unserem Aufschweißdienst können die Röhrchen problemlos an die passenden Bänder geschweißt werden.

Mit den Ortho-Cast M-Series präsentiert sich die neueste Generation Bukkalröhrchen besonders einfach im Handling. Durch eine Konturierung in der Basis und eine Kerbe für die Setzpinzette ist es spielend einfach, das Röhrchen zu positionieren. Durch die trompetenförmige Öffnung kann der Bogen einfach eingeführt werden. Die M-Series werden auch in einer Ortho-Cast M-Series mini-Version für den 7er angeboten.



Ortho-Cast M-Series mini

Die zierlichen Bukkalörperchen.



Ortho-Cast M-Series

Die neueste Generation.



Ortho-Cast

Die MIM-Bukkalkörperchen.



Ortho

Die klassischen Bukkalörperchen.



rematitan®

Die einzigen Bukkalörperchen aus Reintitan.



einfachrund



Ortho

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrrchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm	725-203-51	

Slot: 0,9 mm / 36

einfachvierkant



Ortho-Cast M-Series mini 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Standard Edgewise
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Standard Edgewise



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Standard Edgewise
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Standard Edgewise

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

einfachvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Standard Edgewise
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Standard Edgewise



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Standard Edgewise
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Standard Edgewise
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

einfachvierkant



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	6°	•	4,0 mm	724-092-51	724-094-51	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	4,0 mm	724-093-51	724-095-51	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	724-090-51	724-091-51	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18

nicht konvertierbar · mit größerer Basis · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	724-090-50		

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · distale Kerbe · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	6°	•	3,3 mm	724-607-51	724-610-51	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	3,3 mm	724-608-51	724-611-51	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,3 mm	724-609-51	724-612-51	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho 18/22

nicht konvertierbar · distale Verlängerung · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	0°	•	6,0 mm	725-164-50	725-166-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27 / 47-46	0°	0°	•	6,0 mm	725-165-50	725-167-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 36-37	0°	6°	•	6,0 mm	725-168-50	725-170-50	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	6,0 mm	725-169-50	725-171-50	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

einfachvierkant

Ortho-Cast 18

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-048-51		
26-27	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-049-51		

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Adhäsivtechnik

doppelvierkant



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · mit Vertikalhäkchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,5 mm	724-018-51	724-019-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Zweifachkombination



Ortho-Cast 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen gingival · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-240-51	724-222-51	McLaughlin-Bennett- Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-241-51	724-223-51	McLaughlin-Bennett- Trevisi** für 6er

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

doppelvierkant

rematitan® 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27	- 10°	0°		4,0 mm	723-020-00	723-021-00	
Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46 / 36-37	- 22°	0°		4,0 mm	723-022-00	723-023-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



rematitan® 18/22

nicht konvertierbar · mit Vertikalhäkchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	10°	•	4,0 mm	723-028-00	723-029-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4,0 mm	723-032-00	723-033-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46 / 36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	723-030-00	723-031-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
47-46 / 36-37	- 22°	0°	•	4,0 mm	723-026-00	723-027-00	

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	- 10°	0°	•	4,0 mm	723-024-00	723-025-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
** The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bandtechnik

einfachrund



Ortho

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite		REF	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm		725-203-00	

Slot: 0,9 mm / 36



Ortho

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite		REF	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm		725-206-00	

Slot: 1,15 mm / 45

doppelrund



Ortho

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite		REF	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		4,6 mm		726-011-00	

Slot: 0,9 mm / 36 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)

einfachvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-10	822-212-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-20	822-212-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,3 mm	818-217-10	822-217-10	
26-27	- 10°	8°	•	3,3 mm	818-217-20	822-217-20	



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-512-40	822-512-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-512-30	822-512-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47-46	- 25°	8°	•	3,3 mm	818-217-40	822-217-40	
36-37	- 25°	8°	•	3,3 mm	818-217-30	822-217-30	
47-46	- 30°	12°	•	3,3 mm	818-218-40	822-218-40	
36-37	- 30°	12°	•	3,3 mm	818-218-30	822-218-30	



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-10	822-111-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-20	822-111-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-10	822-112-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-20	822-112-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-40	822-111-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-30	822-111-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-40	822-112-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-30	822-112-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

einfachvierkant



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	6°	•	4,0 mm	724-092-00	724-094-00	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	4,0 mm	724-093-00	724-095-00	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	724-090-00	724-091-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-048-00		
26-27	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-049-00		

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · distale Kerbe · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	6°	•	3,3 mm	724-607-00	724-610-00	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	3,3 mm	724-608-00	724-611-00	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,3 mm	724-609-00	724-612-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho 18/22

nicht konvertierbar · distale Verlängerung · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	0°	•	6,0 mm	725-164-00	725-166-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27 / 47-46	0°	0°	•	6,0 mm	725-165-00	725-167-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 36-37	0°	6°	•	6,0 mm	725-168-00	725-170-00	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	6,0 mm	725-169-00	725-171-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-10	822-221-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-20	822-221-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-10	822-222-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-20	822-222-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 9°	10°	•	3,6 mm	818-227-10	822-227-10	
26-27	- 9°	10°	•	3,6 mm	818-227-20	822-227-20	



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-40	822-221-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-30	822-221-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-40	822-222-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-30	822-222-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
47-46	- 22°	12°	•	3,6 mm	818-224-40	822-224-40	Ricketts® 18 - IV. Dimension für 6er
36-37	- 22°	12°	•	3,6 mm	818-224-30	822-224-30	Ricketts® 18 - IV. Dimension für 6er



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
 Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
 ** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-10	822-121-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-20	822-121-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-10	822-122-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-20	822-122-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	0°	0°	•	3,6 mm	818-125-40	822-125-40	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	3,6 mm	818-125-30	822-125-30	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
 Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
 ** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

doppelvierkant



Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Hilfsröhrchen nach gingival-bukkal versetzt · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 30°	4°	•	3,6 mm	818-151-40	822-151-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,6 mm	818-151-30	822-151-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,6 mm	818-152-40	822-152-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	3,6 mm	818-152-30	822-152-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · mit Vertikalhäkchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46 / 36-37	- 30°	0°	•	4,0 mm	724-616-00	724-617-00	



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,5 mm	724-018-00	724-019-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-056-00	724-156-00	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-057-00	724-157-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Zweifachkombination

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen okklusal · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-141-10	822-141-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-141-20	822-141-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm		822-142-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm		822-142-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen gingival · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 25°	8°	•	3,6 mm	818-147-40	822-147-40	
36-37	- 25°	8°	•	3,6 mm	818-147-30	822-147-30	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)



Ortho-Cast 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen gingival · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-240-00	724-222-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-241-00	724-223-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho 18/22

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen okklusal · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	0°	0°	•	4,6 mm	727-365-00	727-385-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	4,6 mm	727-366-00	727-386-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 26-27	0°	0°		4,6 mm	727-265-00	727-266-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	4,6 mm	727-367-00	727-387-00	
26-27	0°	6°	•	4,6 mm	727-368-00	727-388-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)



Zweifachkombination



Ortho 18/22

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhren gingival · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	0°	0°	•	4,6 mm	727-267-00	727-269-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	4,6 mm	727-268-00	727-270-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (gingival)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (gingival)

Dreifachkombination



Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhren okklusal · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-131-10	822-131-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-131-20	822-131-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm	818-132-10	822-132-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm	818-132-20	822-132-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,6 mm		822-137-10	
26-27	- 10°	8°	•	3,6 mm		822-137-20	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (okklusal)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (okklusal)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhren zentral · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	0°	0°	•	3,6 mm	724-600-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	3,6 mm	724-601-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	3,6 mm	724-602-00	724-613-00	
26-27	0°	6°	•	3,6 mm	724-603-00	724-614-00	
17-16	- 9°	10°	•	3,6 mm	724-618-00	724-620-00	
26-27	- 9°	10°	•	3,6 mm	724-619-00	724-621-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhren: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-060-00	724-160-00	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-061-00	724-161-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°		3,6 mm	724-604-00	724-615-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,6 mm	724-605-00		

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhren: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)

Dreifachkombination

Ortho-Cast 18

nicht konvertierbar · mit Mesial-/Distalhäkchen · mit Lip Bumper/Face Bow Röhren zentral · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,6 mm	724-606-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)

Ortho-Cast 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhren okklusal · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	0°	8°	•	4,0 mm	724-006-00	724-106-00	
26-27	0°	8°	•	4,0 mm	724-007-00	724-107-00	



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (okklusal)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (okklusal)



Aufschweißteile



Lingual-/Palatinalschlüssel

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · offen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-010-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Lingual-/Palatinalschlüssel

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · geschlossen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-110-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Lingual-/Palatinalschlüssel

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · offen · mit Mesial-/Distalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-011-00	10 Stück
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-012-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Lingual-/Palatinalschlüssel

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · geschlossen · mit Mesial-/Distalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-111-00	10 Stück
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-112-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Lingual-/Palatinalschlüssel

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · offen · mit Distalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-016-00	10 Stück
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-017-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Lingual-/Palatinalschlüssel easy in

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · geschlossen · mit Einführkerbe

In die Lingual-/Palatinalschlüssel easy in lassen sich – dank der Einführkerbe – Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian sowie Quad Helix einfacher ein- und wieder ausgliedern, ohne dass es zu störenden Behinderungen durch die Frontzähne kommt. Die Einführkerbe easy in zeigt beim Aufschweißen auf die Bänder immer nach okklusal, so dass die Bögen von okklusal horizontal eingeführt werden können.

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-113-00	10 Stück
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-114-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36

Knöpfchen / Bandtechnik

Für Gummizüge oder Dentalastics®.

Ausführung	REF	Menge
runde Basis, langgestielt	750-002-00	10 Stück
breite Basis, kurzgestielt	750-101-00	10 Stück



Aufsetzlasche / Bandtechnik

Für alle vorgeformten Bänder.


Lieferform	REF	Menge
am Streifen	750-201-00	100 Stück



Doppelhäkchen / Bandtechnik

Für mehrere Gummizüge oder Zugfedern.

Ausführung	Lieferform	REF	Menge
schmal, für Eckzahn- und Prämolarenbänder	am Streifen	750-602-00	10 Stück
schmal, für Eckzahn- und Prämolarenbänder	einzel	750-602-10	10 Stück
breit, für Molarenbänder	am Streifen	750-603-00	10 Stück
breit, für Molarenbänder	einzel	750-603-10	10 Stück



Häkchen mit Setzlasche / Bandtechnik

Für Gummizüge, Ligaturen u.ä.

Lieferform	REF	Menge
einzel	750-401-00	100 Stück

