



# Drähte | Bögen Drahtelemente.

Höchste Maßgenauigkeit für  
zuverlässige Ergebnisse.



DENTAURUM  
**ONLINE  
SHOP**  
[shop.dentaurum.com](http://shop.dentaurum.com)





## Bögen für jede Behandlung.

Die Auswahl eines Behandlungsbogens für die Therapie ist von entscheidender Bedeutung für den optimalen Verlauf der kieferorthopädischen Behandlung. Dentaureum bietet aus diesem Grund eine breite Auswahl hochwertiger Bögen aus verschiedensten Materialien zur Behandlung jeglicher Situation. Auch in der Tiefe des Programmes ist die Auswahl an Formen, Dimensionen und Festigkeitsklassen einzigartig.

Doch nicht nur für die festsitzende Behandlung, auch für das kieferorthopädische Fachlabor bietet Dentaureum eine Vielzahl an Produkten, vom Klammerdraht auf der Rolle, bis hin zu bereits vorgebogenen Drahtelementen zur direkten Verwendung in herausnehmbaren Platten.

Darüber hinaus wird das Draht- und Bogenprogramm durch besonders bioverträgliche Materialien, wie rematitan® SPECIAL ergänzt. Diese Materialien sind die perfekte Ergänzung zu den nickelfreien Brackets und ermöglichen in Kombination eine komplett nickelfreie Behandlung eines sensiblen Allergiepatrienten.

---

**rematitan® LITE /**  
**rematitan® LITE White**  
Nickel-Titan.

---

**rematitan® LITE Spee®**  
Nickel-Titan.

---

---

**Tensic® / Tensic® White**  
Thermoaktives Nickel-Titan.

---

**Equire Thermo-Active**  
Thermoaktives Nickel-Titan.

---

**dentaflex®**  
Edelstahl (verseilt und geflochten).

---

**remanium® / Equire**  
Edelstahl (Nickel-Chrom).

---

**remaloy®**  
Kobalt-Chrom.

---

**Noninium®**  
Nickelfreier\* Edelstahl draht.

---

**rematitan® SPECIAL**  
Titan-Molybdän.

---

\* Nickel  $\leq$  0,2 % ist verfahrenstechnisch bedingt

## Anwendungshinweise für Dentaureum-Drähte und -Bögen.

| Drahtmaterial                                        | Anfangsphase |        |          | Zwischenphase           |        |          |                         | Endphase                |        |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|-------------------------|--------|----------|-------------------------|-------------------------|--------|
|                                                      | Nivellierung | Torque | Rotation | Zahnbogen-<br>ausgleich | Torque | Rotation | Retraktion<br>mit Loops | Zahnbogen-<br>ausgleich | Torque |
| <b>Nickel-Titan</b>                                  |              |        |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| rematitan® LITE<br>rund                              | +            |        | +        |                         |        |          |                         |                         |        |
| rematitan® LITE<br>vierkant                          |              | +      |          | +                       | +      | +        |                         | +                       | +      |
| rematitan® sl<br>rund                                | +            |        | +        |                         |        |          |                         |                         |        |
| <b>Nickel-Titan (weiß beschichtet)</b>               |              |        |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| rematitan® LITE White<br>rund                        | +            |        | +        |                         |        | +        |                         |                         |        |
| rematitan® LITE White<br>vierkant                    |              | +      |          |                         | +      | +        |                         |                         |        |
| <b>Thermoaktives Nickel-Titan</b>                    |              |        |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| Tensic®<br>rund                                      | +            |        | +        |                         |        | +        |                         |                         |        |
| Tensic®<br>vierkant                                  | +            | +      |          |                         | +      | +        |                         |                         |        |
| Equire Thermo-Active<br>rund                         | +            |        | +        |                         |        | +        |                         |                         |        |
| Equire Thermo-Active<br>vierkant                     | +            | +      |          |                         | +      | +        |                         |                         |        |
| <b>Thermoaktives Nickel-Titan (weiß beschichtet)</b> |              |        |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| Tensic® White<br>rund                                | +            |        | +        |                         |        | +        |                         |                         |        |
| Tensic® White<br>vierkant                            | +            | +      |          |                         | +      | +        |                         |                         |        |
| <b>Edelstahl (verseilt und geflochten)</b>           |              |        |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| dentaflex® 3-fach<br>rund                            | +            |        |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| dentaflex® 6-fach<br>rund                            | +            |        |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| dentaflex® 3-fach<br>vierkant                        |              | +      |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| dentaflex® 8-fach<br>vierkant                        | +            | +      |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| <b>Edelstahl</b>                                     |              |        |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| remanium®<br>rund                                    |              |        |          | +                       |        |          |                         |                         |        |
| remanium®<br>vierkant                                |              |        |          | +                       | +      |          | +                       | +                       | +      |
| Equire<br>rund                                       |              |        |          | +                       |        |          |                         |                         |        |
| Equire<br>vierkant                                   |              |        |          | +                       | +      |          | +                       | +                       | +      |
| <b>Kobalt-Chrom</b>                                  |              |        |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| remaloy®<br>vierkant                                 |              |        |          |                         | +      |          | +                       |                         |        |
| <b>Nickelfreies Titan-Molybdän</b>                   |              |        |          |                         |        |          |                         |                         |        |
| rematitan® SPECIAL<br>rund                           |              |        |          | +                       |        |          |                         |                         |        |
| rematitan® SPECIAL<br>vierkant                       |              | +      |          |                         | +      |          | +                       |                         | +      |

## Festigkeitsklassen.

| Festigkeitsklasse       | N/mm <sup>2</sup> | rematitan®<br>LITE | Tensic® | Equire | dentaflex® | remanium® | remaloy® | Noninium® | rematitan®<br>SPECIAL |
|-------------------------|-------------------|--------------------|---------|--------|------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|
| mittel plus <b>0</b>    | 1.100 – < 1.400   |                    |         |        |            |           |          |           | +                     |
| hart <b>1</b>           | 1.400 – < 1.600   |                    |         |        |            | +         | +        | +         |                       |
| hart plus <b>2</b>      | 1.600 – < 1.800   |                    |         |        | +          |           | +        |           |                       |
| federhart <b>3</b>      | 1.800 – < 2.000   |                    |         |        |            | +         | +        | +         |                       |
| federhart plus <b>4</b> | 2.000 – < 2.300   |                    |         | +      |            | +         |          |           |                       |
| extrafederhart <b>5</b> | 2.300 – < 2.500   |                    |         |        |            | +         |          |           |                       |
| superfederhart <b>6</b> | 2.500 – < 2.700   |                    |         |        | +          |           |          |           |                       |
| superelastisch <b>7</b> | –                 | +                  | +       | +      |            |           |          |           |                       |





## Bogenformen im Vergleich.

Die Abbildungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



- Nur in rematitan® LITE erhältlich.
- Ober- und Unterkiefer gleiche Form.



<sup>1</sup> Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV.

<sup>2</sup> Nur in rematitan® LITE erhältlich.

<sup>3</sup> The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

# Kurzübersicht des Lieferprogramms.

## rematitan® LITE – Nickel-Titan.

rematitan® LITE Bögen bestehen aus einer superelastischen Nickel-Titan-Legierung. Die Superelastizität sorgt für eine Reversibilität und eine gleichmäßig geringe Kraftübertragung. Die hohe Elastizität und die geringe Rückstellkraft machen die rematitan® LITE Bögen ideal für den Einsatz in der Nivellierungsphase.

**Verfügbar in den Festigkeitsklassen** 0 1 2 3 4 5 6 7

## Tensic® – thermoaktives Nickel-Titan.

Tensic® Bögen sind superelastisch und im martensitischen Zustand bei Raumtemperatur sehr gut biegsam. Die nahe der Körpertemperatur eingestellte Umwandlungstemperatur ist Ursache für die Übertragung konstanter Kräfte, wodurch Wurzelresorptionen in der Nivellierungsphase vermieden werden können.

**Verfügbar in den Festigkeitsklassen** 0 1 2 3 4 5 6 7

## Equire – thermoaktives Nickel-Titan (American Style ≙ Damon® Style').

Equire Nickel-Titan-Bögen sind superelastisch. Sie sind bis auf die Bogenform identisch mit den Tensic® Bögen und gut geeignet für den Einsatz während der ganzen Behandlung, auch bei häufigem Bogenwechsel. Equire Nickel-Titan-Bögen sind im martensitischen Zustand bei Raumtemperatur gut formbar und zeichnen sich durch eine glatte, friktionsarme Oberfläche aus. Die Bogenform entspricht dem Ideal amerikanischer Kieferorthopäden.

**Verfügbar in den Festigkeitsklassen** 0 1 2 3 4 5 6 7

## dentaflex® – verseilter und geflochtener Edelstahl.

dentaflex® Drähte und Bögen gibt es 3-fach verseilt. Sie zeichnen sich durch geringfügig stärkere Kräfte im Vergleich zur ebenfalls lieferbaren 6-fach co-axial verseilten Version aus und sind eine preiswerte und bewährte Alternative zu NiTi-Drähten. Darüber hinaus gibt es noch dentaflex® 8-fach geflochtene Bögen. Diese Spezialbögen sind besonders für das Torquen im Anfangsstadium geeignet.

**Verfügbar in den Festigkeitsklassen** 0 1 2 3 4 5 6 7

## remanium® – Edelstahl.

remanium® Drähte und Bögen sind die beste Lösung, wenn größere Kräfte erforderlich sind oder wenn am Behandlungsende präzise Torquekontrolle benötigt wird. Die breite Palette der lieferbaren Festigkeitsklassen ermöglicht den Einsatz während der ganzen Behandlung, auch bei häufigem Bogenwechsel. remanium® Drähte und Bögen sind gut form- und schweißbar und zeichnen sich durch eine glatte, friktionsarme Oberfläche aus.

**Verfügbar in den Festigkeitsklassen** 0 1 2 3 4 5 6 7

## Equire – Edelstahl (American Style $\triangle$ Damon® Style<sup>1</sup>).

Equire Edelstahl-Bögen sind die beste Lösung, wenn Kräfte, ähnlich wie bei remanium® Bögen, benötigt werden. Sie sind gut geeignet für den Einsatz während der ganzen Behandlung, auch bei häufigem Bogenwechsel. Equire Bögen sind gut form- und schweißbar und zeichnen sich durch eine glatte, friktionsarme Oberfläche aus. Die Bogenform entspricht dem Ideal amerikanischer Kieferorthopäden.

**Verfügbar in den Festigkeitsklassen** 0 1 2 3 4 5 6 7

## remaloy® – Kobalt-Chrom.

Die remaloy® Drähte und Bögen aus einer Kobalt-Chrom-Legierung sind vergütbar und besonders bruchstabil. Das Biegen von Schlaufen mit den Fingern oder der Zange wird dadurch sehr erleichtert. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch glatte, friktionsarme Oberflächen aus.

**Verfügbar in den Festigkeitsklassen** 0 1 2 3 4 5 6 7

## Noninium® – nickelfreier<sup>2</sup> Edelstahldraht.

Noninium® Drähte sind besonders für nickelsensibilisierte Patienten geeignet, da sie kein Nickel<sup>2</sup> enthalten. Sie sind sehr bruchfest und zeichnen sich durch ausgezeichnete mechanische Eigenschaften aus.

**Verfügbar in den Festigkeitsklassen** 0 1 2 3 4 5 6 7

## rematitan® SPECIAL – Titan-Molybdän.

Die rematitan® SPECIAL Drähte und Bögen aus einer Titan-Molybdän-Legierung sind nickelfrei und deshalb besonders für nickelsensibilisierte Patienten geeignet. Der gegenüber Edelstahldrähten deutlich niedrigere Elastizitätsmodul sorgt für geringere Kräfte bei hoher Elastizität und ausreichend guter Biegebarkeit.

**Verfügbar in den Festigkeitsklassen** 0 1 2 3 4 5 6 7

<sup>1</sup> Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FirmaOrmco BV

<sup>2</sup> Nickel  $\leq 0,2\%$  ist verfahrenstechnisch bedingt

## Lieferprogramm Bögen

### Nickel-Titan, superelastisch

| ø | REF (OK) | REF (UK) | Menge |
|---|----------|----------|-------|
|---|----------|----------|-------|

#### rematitan® LITE Idealbogen, rund

|    |            |            |          |
|----|------------|------------|----------|
| 12 | 766-058-00 | 766-059-00 | 10 Stück |
| 14 | 766-080-00 | 766-081-00 | 10 Stück |
| 14 | 766-080-01 | 766-081-01 | 50 Stück |
| 16 | 766-082-00 | 766-083-00 | 10 Stück |
| 16 | 766-082-01 | 766-083-01 | 50 Stück |
| 18 | 766-084-00 | 766-085-00 | 10 Stück |
| 18 | 766-084-01 | 766-085-01 | 50 Stück |
| 20 | 768-100-00 | 768-101-00 | 10 Stück |
| 20 | 768-100-01 | 768-101-01 | 50 Stück |

#### rematitan® LITE Idealbogen, vierkant

|         |            |            |          |
|---------|------------|------------|----------|
| 16 x 16 | 766-088-00 | 766-089-00 | 10 Stück |
| 16 x 16 | 766-088-01 | 766-089-01 | 50 Stück |
| 16 x 22 | 766-090-00 | 766-091-00 | 10 Stück |
| 16 x 22 | 766-090-01 | 766-091-01 | 50 Stück |
| 17 x 25 | 766-092-00 | 766-093-00 | 10 Stück |
| 18 x 18 | 768-102-00 | 768-103-00 | 10 Stück |
| 18 x 18 | 768-102-01 | 768-103-01 | 50 Stück |
| 18 x 25 | 768-104-00 | 768-105-00 | 10 Stück |
| 18 x 25 | 768-104-01 | 768-105-01 | 50 Stück |
| 19 x 25 | 768-106-00 | 768-107-00 | 10 Stück |
| 19 x 25 | 768-106-01 | 768-107-01 | 50 Stück |
| 20 x 20 | 768-108-00 | 768-109-00 | 10 Stück |
| 20 x 20 | 768-108-01 | 768-109-01 | 50 Stück |
| 21 x 25 | 768-110-00 | 768-111-00 | 10 Stück |
| 21 x 25 | 768-110-01 | 768-111-01 | 50 Stück |

#### rematitan® LITE Idealbogen, rund, mit Dimple

|    |            |            |          |
|----|------------|------------|----------|
| 12 | 766-060-00 | 766-061-00 | 10 Stück |
| 14 | 766-062-00 | 766-063-00 | 10 Stück |
| 16 | 766-064-00 | 766-065-00 | 10 Stück |
| 18 | 766-066-00 | 766-067-00 | 10 Stück |
| 20 | 768-112-00 | 768-113-00 | 10 Stück |

#### rematitan® LITE Idealbogen, vierkant, mit Dimple

|         |            |            |          |
|---------|------------|------------|----------|
| 16 x 16 | 766-068-00 | 766-069-00 | 10 Stück |
| 16 x 22 | 766-070-00 | 766-071-00 | 10 Stück |
| 17 x 25 | 766-072-00 | 766-073-00 | 10 Stück |
| 18 x 18 | 766-074-00 | 766-075-00 | 10 Stück |
| 18 x 25 | 766-076-00 | 766-077-00 | 10 Stück |
| 19 x 25 | 766-078-00 | 766-079-00 | 10 Stück |
| 20 x 20 | 768-114-00 | 768-115-00 | 10 Stück |
| 21 x 25 | 766-086-00 | 766-087-00 | 10 Stück |

#### rematitan® LITE Idealbogen, rund, schmale Form, mit Dimple

|    |            |            |          |
|----|------------|------------|----------|
| 12 | 766-160-00 | 766-161-00 | 10 Stück |
| 14 | 766-162-00 | 766-163-00 | 10 Stück |
| 16 | 766-164-00 | 766-165-00 | 10 Stück |
| 18 | 766-166-00 | 766-167-00 | 10 Stück |
| 20 | 768-116-00 | 768-117-00 | 10 Stück |

#### rematitan® LITE Idealbogen, vierkant, schmale Form, mit Dimple

|         |            |            |          |
|---------|------------|------------|----------|
| 16 x 16 | 766-168-00 | 766-169-00 | 10 Stück |
| 16 x 22 | 766-170-00 | 766-171-00 | 10 Stück |
| 17 x 25 | 766-172-00 | 766-173-00 | 10 Stück |
| 18 x 18 | 766-174-00 | 766-175-00 | 10 Stück |
| 18 x 25 | 766-176-00 | 766-177-00 | 10 Stück |
| 19 x 25 | 766-178-00 | 766-179-00 | 10 Stück |
| 20 x 20 | 768-118-00 | 768-119-00 | 10 Stück |
| 21 x 25 | 768-120-00 | 768-121-00 | 10 Stück |

#### rematitan® LITE Spee® Umkehrbogen, rund, mit Dimple

|    |            |            |          |
|----|------------|------------|----------|
| 12 | 766-014-00 | 766-015-00 | 10 Stück |
| 14 | 766-018-00 | 766-019-00 | 10 Stück |
| 16 | 766-050-00 | 766-051-00 | 10 Stück |
| 18 | 766-052-00 | 766-053-00 | 10 Stück |

#### rematitan® LITE Spee® Umkehrbogen, vierkant, mit Dimple

|         |            |            |          |
|---------|------------|------------|----------|
| 16 x 22 | 766-054-00 | 766-055-00 | 10 Stück |
| 17 x 25 | 766-056-00 | 766-057-00 | 10 Stück |
| 18 x 18 | 766-032-00 | 766-033-00 | 10 Stück |
| 18 x 25 | 766-034-00 | 766-037-00 | 10 Stück |
| 19 x 25 | 766-036-00 | 766-039-00 | 10 Stück |

### Nickel-Titan, superelastisch

| <input checked="" type="checkbox"/>                        | REF               | Menge    |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>rematitan® LITE Bogen, Bogenform I, spitz, vierkant</b> |                   |          |
| 16 x 16                                                    | <b>766-180-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22                                                    | <b>766-181-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25                                                    | <b>766-182-00</b> | 10 Stück |

|                                                                   |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>rematitan® LITE Bogen, Bogenform II, quadratisch, vierkant</b> |                   |          |
| 16 x 16                                                           | <b>766-183-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22                                                           | <b>766-184-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25                                                           | <b>766-185-00</b> | 10 Stück |

|                                                             |                   |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>rematitan® LITE Bogen, Bogenform III, oval, vierkant</b> |                   |          |
| 16 x 16                                                     | <b>766-186-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22                                                     | <b>766-187-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25                                                     | <b>766-188-00</b> | 10 Stück |

|                                                                |                   |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, normal, vierkant</b> |                   |          |
| 16 x 16                                                        | <b>766-250-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22                                                        | <b>766-251-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25                                                        | <b>766-252-00</b> | 10 Stück |

|                                                               |                   |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, spitz, vierkant</b> |                   |          |
| 16 x 16                                                       | <b>766-253-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22                                                       | <b>766-254-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25                                                       | <b>766-255-00</b> | 10 Stück |

|                                                              |                   |          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, oval, vierkant</b> |                   |          |
| 16 x 16                                                      | <b>766-256-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22                                                      | <b>766-257-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25                                                      | <b>766-258-00</b> | 10 Stück |

|                                                                     |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, extra spitz, vierkant</b> |                   |          |
| 16 x 16                                                             | <b>766-259-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22                                                             | <b>766-260-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25                                                             | <b>766-261-00</b> | 10 Stück |

|                                                                     |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, oval schmal, vierkant</b> |                   |          |
| 16 x 16                                                             | <b>766-262-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22                                                             | <b>766-263-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25                                                             | <b>766-264-00</b> | 10 Stück |

### Thermoaktives Nickel-Titan, superelastisch

| ø                               | REF (OK)          | REF (UK)          | Menge    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Tensic® Idealbogen, rund</b> |                   |                   |          |
| 12                              | <b>766-700-00</b> | <b>766-701-00</b> | 10 Stück |
| 14                              | <b>766-702-00</b> | <b>766-703-00</b> | 10 Stück |
| 16                              | <b>766-704-00</b> | <b>766-705-00</b> | 10 Stück |
| 18                              | <b>766-706-00</b> | <b>766-707-00</b> | 10 Stück |

|                                     |                   |                   |          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Tensic® Idealbogen, vierkant</b> |                   |                   |          |
| 16 x 16                             | <b>766-710-00</b> | <b>766-711-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22                             | <b>766-712-00</b> | <b>766-713-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25                             | <b>766-714-00</b> | <b>766-715-00</b> | 10 Stück |
| 18 x 25                             | <b>766-716-00</b> | <b>766-717-00</b> | 10 Stück |
| 19 x 25                             | <b>766-718-00</b> | <b>766-719-00</b> | 10 Stück |
| 21 x 25                             | <b>766-720-00</b> | <b>766-721-00</b> | 10 Stück |

|                                                                                                      |                   |                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Equire Thermo-Active, vorgeformter Idealbogen, rund, Bogenform: American Style ± Damon Style*</b> |                   |                   |          |
| 12                                                                                                   | <b>766-800-00</b> | <b>766-801-00</b> | 10 Stück |
| 14                                                                                                   | <b>766-802-00</b> | <b>766-803-00</b> | 10 Stück |
| 16                                                                                                   | <b>766-804-00</b> | <b>766-805-00</b> | 10 Stück |
| 18                                                                                                   | <b>766-806-00</b> | <b>766-807-00</b> | 10 Stück |

|                                                                                                          |                   |                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Equire Thermo-Active, vorgeformter Idealbogen, vierkant, Bogenform: American Style ± Damon Style*</b> |                   |                   |          |
| 16 x 16                                                                                                  | <b>766-808-00</b> | <b>766-809-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22                                                                                                  | <b>766-810-00</b> | <b>766-811-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25                                                                                                  | <b>766-812-00</b> | <b>766-813-00</b> | 10 Stück |
| 18 x 25                                                                                                  | <b>766-814-00</b> | <b>766-815-00</b> | 10 Stück |
| 19 x 25                                                                                                  | <b>766-816-00</b> | <b>766-817-00</b> | 10 Stück |
| 21 x 25                                                                                                  | <b>766-818-00</b> | <b>766-819-00</b> | 10 Stück |

\*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV

## Lieferprogramm Bögen

### Edelstahl (verseilt und geflochten), super federhart

| ø                                                   | REF (OK)   | REF (UK)   | Menge    |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>dentaflex® Idealbogen, rund, 3-fach verseilt</b> |            |            |          |
| 15                                                  | 766-120-00 | 766-121-00 | 10 Stück |
| 15                                                  | 766-120-01 | 766-121-01 | 50 Stück |
| 18                                                  | 766-122-00 | 766-123-00 | 10 Stück |
| 18                                                  | 766-122-01 | 766-123-01 | 50 Stück |
| 20                                                  | 766-124-00 | 766-125-00 | 10 Stück |

|                                                         |            |            |          |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>dentaflex® Idealbogen, vierkant, 3-fach verseilt</b> |            |            |          |
| 16 x 16                                                 | 766-130-00 | 766-131-00 | 10 Stück |
| 16 x 22                                                 | 766-132-00 | 766-133-00 | 10 Stück |
| 16 x 22                                                 | 766-132-01 | 766-133-01 | 50 Stück |

|                                                           |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>dentaflex® Idealbogen, vierkant, 8-fach geflochten</b> |            |            |          |
| 16 x 16                                                   | 766-100-00 | 766-200-00 | 10 Stück |
| 16 x 16                                                   | 766-100-01 | 766-200-01 | 50 Stück |
| 16 x 22                                                   | 766-101-00 | 766-201-00 | 10 Stück |
| 16 x 22                                                   | 766-101-01 | 766-201-01 | 50 Stück |
| 17 x 25                                                   | 766-103-00 | 766-203-00 | 10 Stück |
| 18 x 25                                                   | 766-104-00 | 766-204-00 | 10 Stück |
| 19 x 25                                                   | 766-105-00 | 766-205-00 | 10 Stück |

### Edelstahl (verseilt und geflochten), hart plus

| ø                                                   | REF (OK)   | REF (UK)   | Menge    |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>dentaflex® Idealbogen, rund, 6-fach co-axial</b> |            |            |          |
| 15                                                  | 766-300-00 | 766-400-00 | 10 Stück |
| 15                                                  | 766-300-01 | 766-400-01 | 50 Stück |
| 18                                                  | 766-301-00 | 766-401-00 | 10 Stück |
| 18                                                  | 766-301-01 | 766-401-01 | 50 Stück |

### Edelstahl (Nickel-Chrom), federhart plus

| ø                                 | REF (OK)   | REF (UK)   | Menge    |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>remanium® Idealbogen, rund</b> |            |            |          |
| 14                                | 765-200-00 | 765-300-00 | 10 Stück |
| 16                                | 765-201-00 | 765-301-00 | 10 Stück |
| 16                                | 765-201-01 | 765-301-01 | 50 Stück |
| 18                                | 765-202-00 | 765-302-00 | 10 Stück |
| 18                                | 765-202-01 | 765-302-01 | 50 Stück |
| 20                                | 765-203-00 | 765-303-00 | 10 Stück |

|                                       |            |            |          |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>remanium® Idealbogen, vierkant</b> |            |            |          |
| 16 x 16                               | 767-100-00 | 767-200-00 | 10 Stück |
| 16 x 16                               | 767-100-01 | 767-200-01 | 50 Stück |
| 16 x 22                               | 767-101-00 | 767-201-00 | 10 Stück |
| 16 x 22                               | 767-101-01 | 767-201-01 | 50 Stück |
| 17 x 22                               | 767-102-00 | 767-202-00 | 10 Stück |
| 17 x 25                               | 767-103-00 | 767-203-00 | 10 Stück |
| 17 x 25                               | 767-103-01 | 767-203-01 | 50 Stück |
| 18 x 25                               | 767-104-00 | 767-204-00 | 10 Stück |
| 19 x 25                               | 767-105-00 | 767-205-00 | 10 Stück |
| 19 x 25                               | 767-105-01 | 767-205-01 | 50 Stück |
| 21,5 x 25                             | 767-106-00 | 767-206-00 | 10 Stück |
| 21,5 x 28                             | 767-107-00 | 767-207-00 | 10 Stück |

|                                                                                           |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>Equire vorgeformter Idealbogen, rund,<br/>Bogenform: American Style ± Damon Style*</b> |            |            |          |
| 12                                                                                        | 769-000-00 | 769-001-00 | 10 Stück |
| 14                                                                                        | 769-002-00 | 769-003-00 | 10 Stück |
| 16                                                                                        | 769-004-00 | 769-005-00 | 10 Stück |
| 18                                                                                        | 769-006-00 | 769-007-00 | 10 Stück |

|                                                                                               |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>Equire vorgeformter Idealbogen, vierkant,<br/>Bogenform: American Style ± Damon Style*</b> |            |            |          |
| 16 x 16                                                                                       | 769-008-00 | 769-009-00 | 10 Stück |
| 16 x 22                                                                                       | 769-010-00 | 769-011-00 | 10 Stück |
| 17 x 25                                                                                       | 769-012-00 | 769-013-00 | 10 Stück |
| 18 x 25                                                                                       | 769-014-00 | 769-015-00 | 10 Stück |
| 19 x 25                                                                                       | 769-016-00 | 769-017-00 | 10 Stück |
| 21 x 25                                                                                       | 769-018-00 | 769-019-00 | 10 Stück |

\*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV

### Kobalt-Chrom, hart plus

| □                                    | REF (OK)   | REF (UK)   | Menge    |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>remaloy® Idealbogen, vierkant</b> |            |            |          |
| 16 x 16                              | 769-100-00 | 769-200-00 | 10 Stück |
| 16 x 22                              | 769-101-00 | 769-201-00 | 10 Stück |

**Nickelfreies Titan-Molybdän, mittel plus**

| ø                                          | REF (OK)   | REF (UK)   | Menge    |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>rematitan® SPECIAL Idealbogen, rund</b> |            |            |          |
| 16                                         | 766-605-00 | 766-606-00 | 10 Stück |
| 18                                         | 766-607-00 | 766-608-00 | 10 Stück |

|                                                |            |            |          |
|------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>rematitan® SPECIAL Idealbogen, vierkant</b> |            |            |          |
| 16 x 16                                        | 766-631-00 | 766-632-00 | 10 Stück |
| 16 x 22                                        | 766-609-00 | 766-610-00 | 10 Stück |
| 17 x 25                                        | 766-611-00 | 766-612-00 | 10 Stück |
| 18 x 18                                        | 766-613-00 | 766-614-00 | 10 Stück |
| 18 x 25                                        | 766-615-00 | 766-616-00 | 10 Stück |
| 19 x 25                                        | 766-617-00 | 766-618-00 | 10 Stück |
| 21 x 25                                        | 766-619-00 | 766-620-00 | 10 Stück |

**Nickel-Titan (weiß beschichtet), superelastisch**

| ø                                             | REF (OK)   | REF (UK)   | Menge   |
|-----------------------------------------------|------------|------------|---------|
| <b>rematitan® LITE White Idealbogen, rund</b> |            |            |         |
| 16                                            | 768-014-00 | 768-015-00 | 3 Stück |
| 18                                            | 768-016-00 | 768-017-00 | 3 Stück |

|                                                   |            |            |         |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| <b>rematitan® LITE White Idealbogen, vierkant</b> |            |            |         |
| 16 x 16                                           | 768-018-00 | 768-019-00 | 3 Stück |
| 16 x 22                                           | 768-020-00 | 768-021-00 | 3 Stück |
| 17 x 25                                           | 768-022-00 | 768-023-00 | 3 Stück |

**Thermoaktives Nickel-Titan (weiß beschichtet), superelastisch**

| ø                                     | REF (OK)   | REF (UK)   | Menge   |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| <b>Tensic® White Idealbogen, rund</b> |            |            |         |
| 16                                    | 768-026-00 | 768-027-00 | 3 Stück |
| 18                                    | 768-028-00 | 768-029-00 | 3 Stück |

|                                           |            |            |         |
|-------------------------------------------|------------|------------|---------|
| <b>Tensic® White Idealbogen, vierkant</b> |            |            |         |
| 16 x 16                                   | 768-030-00 | 768-031-00 | 3 Stück |
| 16 x 22                                   | 768-032-00 | 768-033-00 | 3 Stück |
| 17 x 25                                   | 768-034-00 | 768-035-00 | 3 Stück |
| 18 x 25                                   | 768-038-00 | 768-039-00 | 3 Stück |
| 19 x 25                                   | 768-040-00 | 768-041-00 | 3 Stück |

## Lieferprogramm Stangendrahte

### Edelstahl (verseilt und geflochten)

| ø | REF | Menge |
|---|-----|-------|
|---|-----|-------|

#### dentaflex® Stangendraht, rund, 3-fach verseilt, super federhart

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 0,38 mm / 15 | 545-738-00 | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 | 545-745-00 | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 | 545-750-00 | 10 Stück |

#### dentaflex® Stangendraht, rund, 6-fach co-axial, hart plus

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 0,38 mm / 15 | 545-638-00 | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 | 545-645-00 | 10 Stück |

#### rematain® flat Retainerdraht, 6-fach geflochten

|         |            |          |
|---------|------------|----------|
| 10 x 29 | 530-000-00 | 10 Stück |
|---------|------------|----------|

### Edelstahl (Nickel-Chrom)

| ø | REF | Menge |
|---|-----|-------|
|---|-----|-------|

#### remanium® Stangendraht, rund, extra federhart

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 0,35 mm / 14 | 535-035-00 | 25 Stück |
| 0,40 mm / 16 | 535-040-00 | 25 Stück |
| 0,45 mm / 18 | 535-045-00 | 25 Stück |

#### remanium® Stangendraht, vierkant, federhart

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| 16 x 16   | 537-340-00 | 10 Stück |
| 16 x 22   | 537-310-00 | 10 Stück |
| 17 x 22   | 537-311-00 | 10 Stück |
| 17 x 25   | 537-313-00 | 10 Stück |
| 18 x 25   | 537-314-00 | 10 Stück |
| 19 x 19   | 535-048-00 | 25 Stück |
| 20 x 20   | 535-051-00 | 25 Stück |
| 21,5 x 28 | 537-324-00 | 10 Stück |

#### remanium® Stangendraht, vierkant, federhart plus

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| 16 x 16   | 537-440-00 | 10 Stück |
| 16 x 22   | 537-410-00 | 10 Stück |
| 17 x 22   | 537-411-00 | 10 Stück |
| 17 x 25   | 537-413-00 | 10 Stück |
| 18 x 25   | 537-414-00 | 10 Stück |
| 21,5 x 25 | 537-423-00 | 10 Stück |
| 21,5 x 28 | 537-424-00 | 10 Stück |

#### remanium® Stangendraht, rund, federhart

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 0,40 mm / 16 | 525-040-00 | 25 Stück    |
| 0,50 mm / 20 | 535-002-00 | 25 Stück    |
| 0,60 mm / 23 | 535-003-00 | 25 Stück    |
| 0,70 mm / 28 | 527-070-00 | 25 Stück    |
| 0,70 mm / 28 | 527-005-00 | 900 Stück   |
| 0,70 mm / 28 | 527-004-00 | 1.100 Stück |
| 0,75 mm / 30 | 535-005-00 | 25 Stück    |
| 0,80 mm / 31 | 527-080-00 | 25 Stück    |
| 0,80 mm / 31 | 527-006-00 | 875 Stück   |
| 0,90 mm / 36 | 527-090-00 | 25 Stück    |
| 1,00 mm / 39 | 527-100-00 | 25 Stück    |
| 1,15 mm / 45 | 535-009-00 | 25 Stück    |

### Kobalt-Chrom

| ☑ | REF | Menge |
|---|-----|-------|
|---|-----|-------|

#### remaloy® Stangendraht, vierkant, hart plus

|         |            |          |
|---------|------------|----------|
| 16 x 16 | 537-540-00 | 10 Stück |
| 16 x 22 | 537-510-00 | 10 Stück |

#### remaloy® Stangendraht, rund, hart

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 0,70 mm / 28 | 528-070-00 | 10 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 528-080-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 528-090-00 | 10 Stück |
| 1,00 mm / 39 | 528-100-00 | 10 Stück |
| 1,10 mm / 43 | 528-110-00 | 10 Stück |
| 1,20 mm / 47 | 528-120-00 | 10 Stück |
| 1,30 mm / 51 | 528-130-00 | 10 Stück |
| 1,50 mm / 59 | 528-150-00 | 10 Stück |

#### remaloy® Stangendraht, halbrund, federhart

|                             |            |          |
|-----------------------------|------------|----------|
| 1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30 | 528-155-00 | 10 Stück |
| 1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36 | 528-158-00 | 10 Stück |

#### remaloy® Stangendraht, vierkant gerundet, hart plus

|                             |            |          |
|-----------------------------|------------|----------|
| 1,92 mm x 0,90 mm / 76 x 36 | 528-159-00 | 10 Stück |
|-----------------------------|------------|----------|

### Nickelfreies Titan-Molybdän

| ø | REF | Menge |
|---|-----|-------|
|---|-----|-------|

#### rematitan® SPECIAL Stangendraht, rund, mittel plus

|              |                   |          |
|--------------|-------------------|----------|
| 0,40 mm / 16 | <b>766-600-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 | <b>766-601-00</b> | 10 Stück |
| 0,80 mm / 32 | <b>766-629-00</b> | 10 Stück |

#### rematitan® SPECIAL Stangendraht, vierkant, mittel plus

|         |                   |          |
|---------|-------------------|----------|
| 16 x 16 | <b>766-633-00</b> | 10 Stück |
| 16 x 22 | <b>766-602-00</b> | 10 Stück |
| 17 x 25 | <b>766-603-00</b> | 10 Stück |
| 19 x 25 | <b>766-604-00</b> | 10 Stück |

### Titan

| ø | REF | Menge |
|---|-----|-------|
|---|-----|-------|

#### Titan-Retainerdraht, 3-fach verseilt, Ti1, rund

|              |                   |          |
|--------------|-------------------|----------|
| 0,44 mm / 17 | <b>528-001-01</b> | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 | <b>528-000-01</b> | 10 Stück |

#### Titan-Retainerdraht, 3-fach verseilt, Ti5, rund

|              |                   |          |
|--------------|-------------------|----------|
| 0,44 mm / 17 | <b>528-001-00</b> | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 | <b>528-000-00</b> | 10 Stück |

### Gold

| ø | REF | Menge |
|---|-----|-------|
|---|-----|-------|

#### Gold-Retainerdraht, 3-fach verseilt, rund

|              |                   |         |
|--------------|-------------------|---------|
| 0,50 mm / 20 | <b>529-000-00</b> | 1 Stück |
|--------------|-------------------|---------|

### Maßangaben

| Inch |      | mm      |
|------|------|---------|
| 10   | rund | 0,25 mm |
| 12   | rund | 0,30 mm |
| 14   | rund | 0,35 mm |
| 15   | rund | 0,38 mm |
| 16   | rund | 0,40 mm |
| 18   | rund | 0,45 mm |
| 20   | rund | 0,50 mm |
| 23   | rund | 0,60 mm |
| 28   | rund | 0,70 mm |
| 32   | rund | 0,80 mm |
| 36   | rund | 0,90 mm |
| 39   | rund | 1,00 mm |
| 43   | rund | 1,10 mm |
| 47   | rund | 1,20 mm |
| 51   | rund | 1,30 mm |
| 59   | rund | 1,50 mm |

| Inch      |          | mm                |
|-----------|----------|-------------------|
| 16 x 16   | vierkant | 0,41 mm x 0,41 mm |
| 16 x 22   | vierkant | 0,41 mm x 0,56 mm |
| 17 x 22   | vierkant | 0,43 mm x 0,56 mm |
| 17 x 25   | vierkant | 0,43 mm x 0,64 mm |
| 18 x 25   | vierkant | 0,46 mm x 0,64 mm |
| 19 x 25   | vierkant | 0,48 mm x 0,64 mm |
| 21 x 25   | vierkant | 0,53 mm x 0,64 mm |
| 21,5 x 25 | vierkant | 0,55 mm x 0,64 mm |
| 21,5 x 28 | vierkant | 0,55 mm x 0,70 mm |

## Lieferprogramm Rollendrähte

### Nickel-Titan

| ø                                                        | REF               | Menge |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>rematitan® LITE Rollendraht, rund, superelastisch</b> |                   |       |
| 0,30 mm / 12                                             | <b>766-094-00</b> | 4,5 m |
| 0,35 mm / 14                                             | <b>766-095-00</b> | 4,5 m |
| 0,40 mm / 16                                             | <b>766-196-00</b> | 4,5 m |

### Edelstahl (verseilt und geflochten)

| ø                                                                     | REF               | Menge |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>dentaflex® Rollendraht, rund, 3-fach verseilt, super federhart</b> |                   |       |
| 0,38 mm / 15                                                          | <b>545-738-01</b> | 4 m   |
| 0,45 mm / 18                                                          | <b>545-745-01</b> | 4 m   |

|                                                                       |                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| <b>dentaflex® Rollendraht, rund, 6-fach co-axial, super federhart</b> |                   |     |
| 0,38 mm / 15                                                          | <b>545-638-01</b> | 4 m |
| 0,45 mm / 18                                                          | <b>545-645-01</b> | 4 m |

### Edelstahl (Nickel-Chrom)

| ø                                                   | REF               | Menge |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>remanium® Rollendraht, rund, extra federhart</b> |                   |       |
| 0,35 mm / 14                                        | <b>530-035-00</b> | 7,5 m |
| 0,40 mm / 16                                        | <b>530-040-00</b> | 7,5 m |
| 0,45 mm / 18                                        | <b>530-045-00</b> | 7,5 m |

|                                              |                   |         |
|----------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>remanium® Ligaturendraht, rund, weich</b> |                   |         |
| 0,25 mm / 10                                 | <b>500-025-00</b> | 80 m    |
| 0,25 mm / 10                                 | <b>501-025-00</b> | 1.160 m |
| 0,30 mm / 12                                 | <b>500-030-00</b> | 60 m    |
| 0,40 mm / 16                                 | <b>500-040-00</b> | 30 m    |
| 0,50 mm / 20                                 | <b>503-050-00</b> | 50 m    |
| 0,50 mm / 20                                 | <b>501-050-00</b> | 320 m   |

|                                         |                   |      |
|-----------------------------------------|-------------------|------|
| <b>remanium® Laborrolle, rund, hart</b> |                   |      |
| 0,70 mm / 28                            | <b>513-070-00</b> | 30 m |
| 0,80 mm / 31                            | <b>513-080-00</b> | 20 m |
| 0,90 mm / 36                            | <b>513-090-00</b> | 10 m |
| 1,00 mm / 39                            | <b>513-100-00</b> | 10 m |
| 1,20 mm / 47                            | <b>513-120-00</b> | 10 m |
| 1,50 mm / 59                            | <b>513-150-00</b> | 10 m |

|                                          |                   |       |
|------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>remanium® Klinikrolle, rund, hart</b> |                   |       |
| 0,70 mm / 28                             | <b>514-070-00</b> | 165 m |
| 0,80 mm / 31                             | <b>514-080-00</b> | 125 m |
| 0,90 mm / 36                             | <b>514-090-00</b> | 100 m |
| 1,00 mm / 39                             | <b>514-100-00</b> | 80 m  |

### remanium® Laborrolle, rund, federhart

|              |                   |      |
|--------------|-------------------|------|
| 0,40 mm / 16 | <b>521-040-00</b> | 30 m |
| 0,50 mm / 20 | <b>523-050-00</b> | 50 m |
| 0,60 mm / 23 | <b>523-060-00</b> | 40 m |
| 0,70 mm / 28 | <b>523-070-00</b> | 30 m |
| 0,80 mm / 31 | <b>523-080-00</b> | 20 m |
| 0,90 mm / 36 | <b>523-090-00</b> | 10 m |
| 1,00 mm / 39 | <b>523-100-00</b> | 10 m |
| 1,10 mm / 43 | <b>523-110-00</b> | 10 m |
| 1,20 mm / 47 | <b>523-120-00</b> | 10 m |
| 1,50 mm / 59 | <b>523-150-00</b> | 10 m |

### remanium® Klinikrolle, rund, federhart

|              |                   |       |
|--------------|-------------------|-------|
| 0,60 mm / 23 | <b>524-060-00</b> | 225 m |
| 0,70 mm / 28 | <b>524-070-00</b> | 165 m |
| 0,80 mm / 31 | <b>524-080-00</b> | 125 m |
| 0,90 mm / 36 | <b>524-090-00</b> | 100 m |
| 1,00 mm / 39 | <b>524-100-00</b> | 80 m  |
| 1,10 mm / 43 | <b>524-110-00</b> | 70 m  |

### remanium® Rollendraht, halbrund, hart

|                             |                   |      |
|-----------------------------|-------------------|------|
| 1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26 | <b>308-513-00</b> | 10 m |
| 1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30 | <b>308-515-00</b> | 10 m |
| 1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36 | <b>308-518-00</b> | 10 m |
| 2,00 mm x 1,00 mm / 79 x 40 | <b>308-520-00</b> | 10 m |

### remanium® Klinikrolle, halbrund, hart

|                             |                   |      |
|-----------------------------|-------------------|------|
| 1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26 | <b>308-713-00</b> | 90 m |
| 1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30 | <b>308-715-00</b> | 65 m |
| 1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36 | <b>308-718-00</b> | 50 m |

### remanium® Rollendraht, oval, hart

|                              |                   |      |
|------------------------------|-------------------|------|
| 2,40 mm x 1,40 mm / 95 x 55  | <b>385-624-00</b> | 10 m |
| 3,00 mm x 1,50 mm / 118 x 59 | <b>385-630-00</b> | 10 m |

### Nickelfreier\* Edelstahl

| ø | REF | Menge |
|---|-----|-------|
|---|-----|-------|

#### Noninium® Rollendraht, rund, hart

|              |                   |      |
|--------------|-------------------|------|
| 0,70 mm / 28 | <b>520-070-10</b> | 30 m |
| 0,80 mm / 31 | <b>520-080-10</b> | 20 m |
| 0,90 mm / 36 | <b>520-090-10</b> | 10 m |
| 1,20 mm / 47 | <b>520-120-10</b> | 10 m |

#### Noninium® Rollendraht, rund, federhart

|              |                   |      |
|--------------|-------------------|------|
| 0,60 mm / 23 | <b>520-062-10</b> | 40 m |
| 0,70 mm / 28 | <b>520-072-10</b> | 30 m |
| 0,80 mm / 31 | <b>520-082-10</b> | 20 m |
| 0,90 mm / 36 | <b>520-092-10</b> | 10 m |

\* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt


### Titan

| ø | REF | Menge |
|---|-----|-------|
|---|-----|-------|

#### Titan-Retainerdraht, 3-fach verseilt, Ti1, rund

|              |                   |     |
|--------------|-------------------|-----|
| 0,50 mm / 20 | <b>528-000-02</b> | 2 m |
|--------------|-------------------|-----|





### rematitan® LITE Idealbogen, rund


Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>766-058-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-080-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-080-01</b> | 50 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-082-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-082-01</b> | 50 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-084-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-084-01</b> | 50 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | <b>768-100-00</b> | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | <b>768-100-01</b> | 50 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt



| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>766-059-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-081-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-081-01</b> | 50 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-083-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-083-01</b> | 50 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-085-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-085-01</b> | 50 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | <b>768-101-00</b> | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | <b>768-101-01</b> | 50 Stück |



#### rematitan® LITE Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ↗                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-088-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-088-01</b> | 50 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-090-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-090-01</b> | 50 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-092-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm     | <b>768-102-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm     | <b>768-102-01</b> | 50 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>768-104-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>768-104-01</b> | 50 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>768-106-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>768-106-01</b> | 50 Stück |
| 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 |       | 0,64 mm     | <b>768-108-00</b> | 10 Stück |
| 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 |       | 0,64 mm     | <b>768-108-01</b> | 50 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>768-110-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>768-110-01</b> | 50 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt




| ↗                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-089-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-089-01</b> | 50 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-091-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-091-01</b> | 50 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-093-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm     | <b>768-103-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm     | <b>768-103-01</b> | 50 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>768-105-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>768-105-01</b> | 50 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>768-107-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>768-107-01</b> | 50 Stück |
| 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 |       | 0,64 mm     | <b>768-109-00</b> | 10 Stück |
| 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 |       | 0,64 mm     | <b>768-109-01</b> | 50 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>768-111-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>768-111-01</b> | 50 Stück |



### rematitan® LITE Idealbogen, rund

Festigkeitsklasse: superelastisch  
Farbcodierung Verpackung: orange  
Mittenmarkierung: mit Dimple

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>766-060-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-062-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-064-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-066-00</b> | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | <b>768-112-00</b> | 10 Stück |




| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>766-061-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-063-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-065-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-067-00</b> | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | <b>768-113-00</b> | 10 Stück |




### rematitan® LITE Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch  
Farbcodierung Verpackung: orange  
Mittenmarkierung: mit Dimple

| ∏                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-068-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-070-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-072-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm     | <b>766-074-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-076-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-078-00</b> | 10 Stück |
| 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 |       | 0,64 mm     | <b>768-114-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>766-086-00</b> | 10 Stück |



| ∏                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-069-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-071-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-073-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm     | <b>766-075-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-077-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-079-00</b> | 10 Stück |
| 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 |       | 0,64 mm     | <b>768-115-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>766-087-00</b> | 10 Stück |



#### rematitan® LITE Idealbogen, rund


Für **schmale Kiefer. Schmale Bogenform.**

Festigkeitsklasse: superelastisch


Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: mit Dimple

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>766-160-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-162-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-164-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-166-00</b> | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | <b>768-116-00</b> | 10 Stück |



| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>766-161-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-163-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-165-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-167-00</b> | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | <b>768-117-00</b> | 10 Stück |



#### rematitan® LITE Idealbogen, vierkant


Für **schmale Kiefer. Schmale Bogenform.**

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: mit Dimple

| ▧                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-168-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-170-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-172-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm     | <b>766-174-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-176-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-178-00</b> | 10 Stück |
| 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 |       | 0,64 mm     | <b>768-118-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>768-120-00</b> | 10 Stück |



| ▧                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-169-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-171-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-173-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm     | <b>766-175-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-177-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-179-00</b> | 10 Stück |
| 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 |       | 0,64 mm     | <b>768-119-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>768-121-00</b> | 10 Stück |




### rematitan® LITE Spee® Umkehrbogen, rund

Festigkeitsklasse: superelastisch

Mittenmarkierung: mit Dimple

| Ø            | Länge | Diagonalmmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|--------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |              | <b>766-014-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |              | <b>766-018-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |              | <b>766-050-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |              | <b>766-052-00</b> | 10 Stück |



| Ø            | Länge | Diagonalmmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|--------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |              | <b>766-015-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |              | <b>766-019-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |              | <b>766-051-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |              | <b>766-053-00</b> | 10 Stück |



### rematitan® LITE Spee® Umkehrbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch

Mittenmarkierung: mit Dimple

| ↗                           | Länge | Diagonalmmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|--------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm      | <b>766-054-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm      | <b>766-056-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm      | <b>766-032-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm      | <b>766-034-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm      | <b>766-036-00</b> | 10 Stück |



| ↗                           | Länge | Diagonalmmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|--------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm      | <b>766-055-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm      | <b>766-057-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm      | <b>766-033-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm      | <b>766-037-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm      | <b>766-039-00</b> | 10 Stück |



#### rematitan® LITE Bogen, Bogenform I, spitz

Für McLaughlin-Bennett-Trevisi Technik\*\*

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| ▣                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-180-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-181-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-182-00</b> | 10 Stück |

\*\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



#### rematitan® LITE Bogen, Bogenform II, quadratisch

Für McLaughlin-Bennett-Trevisi Technik\*\*

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| ▣                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-183-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-184-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-185-00</b> | 10 Stück |

\*\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



#### rematitan® LITE Bogen, Bogenform III, oval

Für McLaughlin-Bennett-Trevisi Technik\*\*

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| ▣                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-186-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-187-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-188-00</b> | 10 Stück |

\*\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



#### rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, normal

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| ▣                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-250-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-251-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-252-00</b> | 10 Stück |


**rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, spitz**

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| ☑                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-253-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-254-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-255-00</b> | 10 Stück |


**rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, oval**

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| ☑                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-256-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-257-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-258-00</b> | 10 Stück |


**rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, extra spitz**

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| ☑                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-259-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-260-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-261-00</b> | 10 Stück |



**rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, oval schmal**

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| ☑                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-262-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-263-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-264-00</b> | 10 Stück |



#### Tensic® Idealbogen, rund

Festigkeitsklasse: superelastisch


Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>766-700-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-702-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-704-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-706-00</b> | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>766-701-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-703-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-705-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-707-00</b> | 10 Stück |



#### Tensic® Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ⊠                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-710-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-712-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-714-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-716-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-718-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>766-720-00</b> | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

| ⊠                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-711-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-713-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-715-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-717-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-719-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>766-721-00</b> | 10 Stück |





#### Equire Thermo-Active, vorgeformter Idealbogen, rund

**Bogenform: American Style ± Damon Style\***

Festigkeitsklasse: superelastisch



Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte, geätzt

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>766-800-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-802-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-804-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-806-00</b> | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>766-801-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>766-803-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-805-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-807-00</b> | 10 Stück |

\*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV



#### Equire Thermo-Active, vorgeformter Idealbogen, viereck

**Bogenform: American Style ± Damon Style\***

Festigkeitsklasse: superelastisch

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte, geätzt

| ∅                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-808-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-810-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-812-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-814-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-816-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>766-818-00</b> | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| ∅                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-809-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-811-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-813-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-815-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-817-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>766-819-00</b> | 10 Stück |

\*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV





#### dentaflex® Idealbogen, rund, 3-fach verseilt

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm<sup>2</sup> - 2.700 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: rot

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,38 mm / 15 |       |             | <b>766-120-00</b> | 10 Stück |
| 0,38 mm / 15 |       |             | <b>766-120-01</b> | 50 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-122-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-122-01</b> | 50 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | <b>766-124-00</b> | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,38 mm / 15 |       |             | <b>766-121-00</b> | 10 Stück |
| 0,38 mm / 15 |       |             | <b>766-121-01</b> | 50 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-123-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-123-01</b> | 50 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | <b>766-125-00</b> | 10 Stück |



#### dentaflex® Idealbogen, vierkant, 3-fach verseilt

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm<sup>2</sup> - 2.700 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: rot

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ∇                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-130-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-132-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-132-01</b> | 50 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

| ∇                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-131-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-133-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-133-01</b> | 50 Stück |





#### dentaflex® Idealbogen, viereck, 8-fach geflochten

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm<sup>2</sup> - 2.700 N/mm<sup>2</sup>


Farbcodierung Verpackung: rot

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ∅                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-100-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-100-01</b> | 50 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-101-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-101-01</b> | 50 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-103-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-104-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-105-00</b> | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

| ∅                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-200-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-200-01</b> | 50 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-201-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-201-01</b> | 50 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-203-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-204-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-205-00</b> | 10 Stück |



#### dentaflex® Idealbogen, rund, 6-fach co-axial

Festigkeitsklasse: hart plus · 1.600 N/mm<sup>2</sup> - 1.800 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: rot


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ∅            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,38 mm / 15 |       |             | <b>766-300-00</b> | 10 Stück |
| 0,38 mm / 15 |       |             | <b>766-300-01</b> | 50 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-301-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-301-01</b> | 50 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

| ∅            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,38 mm / 15 |       |             | <b>766-400-00</b> | 10 Stück |
| 0,38 mm / 15 |       |             | <b>766-400-01</b> | 50 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-401-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-401-01</b> | 50 Stück |





#### remanium® Idealbogen, rund


Festigkeitsklasse: federhart plus - 2.000 N/mm<sup>2</sup> - 2.300 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: rot

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge    |
|--------------|-------|-------------|------------|----------|
| 0,35 mm / 14 |       |             | 765-200-00 | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | 765-201-00 | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | 765-201-01 | 50 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | 765-202-00 | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | 765-202-01 | 50 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | 765-203-00 | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt



| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge    |
|--------------|-------|-------------|------------|----------|
| 0,35 mm / 14 |       |             | 765-300-00 | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | 765-301-00 | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | 765-301-01 | 50 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | 765-302-00 | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | 765-302-01 | 50 Stück |
| 0,50 mm / 20 |       |             | 765-303-00 | 10 Stück |





### remanium® Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: federhart plus · 2.000 N/mm<sup>2</sup> - 2.300 N/mm<sup>2</sup>


Farbcodierung Verpackung: rot

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ∅                             | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16   |       | 0,54 mm     | <b>767-100-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16   |       | 0,54 mm     | <b>767-100-01</b> | 50 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22   |       | 0,62 mm     | <b>767-101-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22   |       | 0,62 mm     | <b>767-101-01</b> | 50 Stück |
| 0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22   |       | 0,64 mm     | <b>767-102-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25   |       | 0,70 mm     | <b>767-103-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25   |       | 0,70 mm     | <b>767-103-01</b> | 50 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25   |       | 0,71 mm     | <b>767-104-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25   |       | 0,73 mm     | <b>767-105-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25   |       | 0,73 mm     | <b>767-105-01</b> | 50 Stück |
| 0,55 mm x 0,64 mm / 21,5 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>767-106-00</b> | 10 Stück |
| 0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28 |       | 0,81 mm     | <b>767-107-00</b> | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

| ∅                             | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16   |       | 0,54 mm     | <b>767-200-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16   |       | 0,54 mm     | <b>767-200-01</b> | 50 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22   |       | 0,62 mm     | <b>767-201-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22   |       | 0,62 mm     | <b>767-201-01</b> | 50 Stück |
| 0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22   |       | 0,64 mm     | <b>767-202-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25   |       | 0,70 mm     | <b>767-203-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25   |       | 0,70 mm     | <b>767-203-01</b> | 50 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25   |       | 0,71 mm     | <b>767-204-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25   |       | 0,73 mm     | <b>767-205-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25   |       | 0,73 mm     | <b>767-205-01</b> | 50 Stück |
| 0,55 mm x 0,64 mm / 21,5 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>767-206-00</b> | 10 Stück |
| 0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28 |       | 0,81 mm     | <b>767-207-00</b> | 10 Stück |



### Equire vorgeformter Idealbogen, rund

Bogenform: American Style ± Damon Style\*

Festigkeitsklasse: federhart plus · 2.000 N/mm<sup>2</sup> - 2.300 N/mm<sup>2</sup>

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte, geätzt

| ∅            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>769-000-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>769-002-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>769-004-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>769-006-00</b> | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

| ∅            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,30 mm / 12 |       |             | <b>769-001-00</b> | 10 Stück |
| 0,35 mm / 14 |       |             | <b>769-003-00</b> | 10 Stück |
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>769-005-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>769-007-00</b> | 10 Stück |

\*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV

### Edelstahl (Nickel-Chrom)



#### Equire vorgeformter Idealbogen, vierkant

Bogenform: American Style  $\pm$  Damon Style\*

Festigkeitsklasse: federhart plus - 2.000 N/mm<sup>2</sup> - 2.300 N/mm<sup>2</sup>

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte, geätzt

| ☑                           | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | 769-008-00 | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | 769-010-00 | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | 769-012-00 | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | 769-014-00 | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | 769-016-00 | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | 769-018-00 | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt, geätzt



| ☑                           | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | 769-009-00 | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | 769-011-00 | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | 769-013-00 | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | 769-015-00 | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | 769-017-00 | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | 769-019-00 | 10 Stück |

\*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV

### Kobalt-Chrom



#### remaloy® Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: hart plus - 1.600 N/mm<sup>2</sup> - 1.800 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: blau


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ☑                           | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | 769-100-00 | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | 769-101-00 | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt



| ☑                           | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | 769-200-00 | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | 769-201-00 | 10 Stück |



#### rematitan® SPECIAL Idealbogen, rund

Festigkeitsklasse: mittel plus · 1.100 N/mm<sup>2</sup> - 1.400 N/mm<sup>2</sup>



Farbcodierung Verpackung: gelb

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-605-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-607-00</b> | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>766-606-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>766-608-00</b> | 10 Stück |



#### rematitan® SPECIAL Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: mittel plus · 1.100 N/mm<sup>2</sup> - 1.400 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: gelb

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte


| ∅                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-631-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-609-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-611-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm     | <b>766-613-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-615-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-617-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>766-619-00</b> | 10 Stück |

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

| ∅                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>766-632-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>766-610-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>766-612-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18 |       | 0,59 mm     | <b>766-614-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>766-616-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>766-618-00</b> | 10 Stück |
| 0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25 |       | 0,76 mm     | <b>766-620-00</b> | 10 Stück |



### Nickel-Titan (weiß beschichtet)



#### rematitan® LITE White Idealbogen, rund


Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: keine

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|--------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>768-014-00</b> | 3 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>768-016-00</b> | 3 Stück |

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|--------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>768-015-00</b> | 3 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>768-017-00</b> | 3 Stück |



#### rematitan® LITE White Idealbogen, viereck

Festigkeitsklasse: superelastisch


Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: keine

| ▧                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>768-018-00</b> | 3 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>768-020-00</b> | 3 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>768-022-00</b> | 3 Stück |

| ▧                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>768-019-00</b> | 3 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>768-021-00</b> | 3 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>768-023-00</b> | 3 Stück |







#### Tensic® White Idealbogen, rund

Festigkeitsklasse: superelastisch  
Farbcodierung Verpackung: orange  
Mittenmarkierung: keine

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|--------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>768-026-00</b> | 3 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>768-028-00</b> | 3 Stück |



| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|--------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 0,40 mm / 16 |       |             | <b>768-027-00</b> | 3 Stück |
| 0,45 mm / 18 |       |             | <b>768-029-00</b> | 3 Stück |



#### Tensic® White Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch  
Farbcodierung Verpackung: orange  
Mittenmarkierung: keine

| ▣                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>768-030-00</b> | 3 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>768-032-00</b> | 3 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>768-034-00</b> | 3 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>768-038-00</b> | 3 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>768-040-00</b> | 3 Stück |



| ▣                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 |       | 0,54 mm     | <b>768-031-00</b> | 3 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 |       | 0,62 mm     | <b>768-033-00</b> | 3 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 |       | 0,70 mm     | <b>768-035-00</b> | 3 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 |       | 0,71 mm     | <b>768-039-00</b> | 3 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 |       | 0,73 mm     | <b>768-041-00</b> | 3 Stück |

### Edelstahl (verseilt und geflochten)

#### dentaflex® Stangendraht, rund, 3-fach verseilt

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm<sup>2</sup> - 2.700 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: rot

| ø            | Länge    | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 0,38 mm / 15 | à 380 mm |             | <b>545-738-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 | à 380 mm |             | <b>545-745-00</b> | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 | à 380 mm |             | <b>545-750-00</b> | 10 Stück |

#### dentaflex® Stangendraht, rund, 6-fach co-axial

Festigkeitsklasse: hart plus · 1.600 N/mm<sup>2</sup> - 1.800 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: rot

| ø            | Länge    | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 0,38 mm / 15 | à 380 mm |             | <b>545-638-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 | à 380 mm |             | <b>545-645-00</b> | 10 Stück |

### Edelstahl (Nickel-Chrom)

#### remanium® Stangendraht, rund

Festigkeitsklasse: extra federhart · 2.300 N/mm<sup>2</sup> - 2.500 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: rot

| ø            | Länge    | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 0,35 mm / 14 | à 380 mm |             | <b>535-035-00</b> | 25 Stück |
| 0,40 mm / 16 | à 380 mm |             | <b>535-040-00</b> | 25 Stück |
| 0,45 mm / 18 | à 380 mm |             | <b>535-045-00</b> | 25 Stück |

#### remanium® Stangendraht, vierkant

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: rot

| ⊠                             | Länge    | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-------------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16   | à 380 mm | 0,54 mm     | <b>537-340-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22   | à 380 mm | 0,62 mm     | <b>537-310-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22   | à 380 mm | 0,64 mm     | <b>537-311-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25   | à 380 mm | 0,70 mm     | <b>537-313-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25   | à 380 mm | 0,71 mm     | <b>537-314-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19   | à 380 mm | 0,62 mm     | <b>535-048-00</b> | 25 Stück |
| 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20   | à 380 mm | 0,64 mm     | <b>535-051-00</b> | 25 Stück |
| 0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28 | à 380 mm | 0,81 mm     | <b>537-324-00</b> | 10 Stück |

## Festsitzende Technik / Stangendrahte

### Edelstahl (Nickel-Chrom)

#### remanium® Stangendraht, vierkant

Festigkeitsklasse: federhart plus · 2.000 N/mm<sup>2</sup> - 2.300 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: rot

| ∅                             | Länge    | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-------------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16   | à 380 mm | 0,54 mm     | <b>537-440-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22   | à 380 mm | 0,62 mm     | <b>537-410-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22   | à 380 mm | 0,64 mm     | <b>537-411-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25   | à 380 mm | 0,70 mm     | <b>537-413-00</b> | 10 Stück |
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25   | à 380 mm | 0,71 mm     | <b>537-414-00</b> | 10 Stück |
| 0,55 mm x 0,64 mm / 21,5 x 25 | à 380 mm | 0,76 mm     | <b>537-423-00</b> | 10 Stück |
| 0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28 | à 380 mm | 0,81 mm     | <b>537-424-00</b> | 10 Stück |

### Kobalt-Chrom

#### remaloy® Stangendraht, vierkant

Festigkeitsklasse: hart plus · 1.600 N/mm<sup>2</sup> - 1.800 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: blau

| ∅                           | Länge    | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 | à 380 mm | 0,54 mm     | <b>537-540-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 | à 380 mm | 0,62 mm     | <b>537-510-00</b> | 10 Stück |

### Nickelfreies Titan-Molybdän

#### rematitan® SPECIAL Stangendraht, rund

Festigkeitsklasse: mittel plus · 1.100 N/mm<sup>2</sup> - 1.400 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: gelb

| ø            | Länge    | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|--------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 0,40 mm / 16 | à 380 mm |             | <b>766-600-00</b> | 10 Stück |
| 0,45 mm / 18 | à 380 mm |             | <b>766-601-00</b> | 10 Stück |
| 0,80 mm / 32 | à 360 mm |             | <b>766-629-00</b> | 10 Stück |

#### rematitan® SPECIAL Stangendraht, vierkant

Festigkeitsklasse: mittel plus · 1.100 N/mm<sup>2</sup> - 1.400 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: gelb

| ∅                           | Länge    | Diagonalmaß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16 | à 360 mm | 0,54 mm     | <b>766-633-00</b> | 10 Stück |
| 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22 | à 380 mm | 0,62 mm     | <b>766-602-00</b> | 10 Stück |
| 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25 | à 380 mm | 0,70 mm     | <b>766-603-00</b> | 10 Stück |
| 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25 | à 380 mm | 0,73 mm     | <b>766-604-00</b> | 10 Stück |

### Nickel-Titan



#### rematitan® LITE Rollendraht, rund

Zum schonenden Nivellieren in der Anfangsphase direkt nach dem Bonding.  
Festigkeitsklasse: superelastisch

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge   |
|--------------|-------|-------------|------------|---------|
| 0,30 mm / 12 | 4,5 m |             | 766-094-00 | 1 Stück |
| 0,35 mm / 14 | 4,5 m |             | 766-095-00 | 1 Stück |
| 0,40 mm / 16 | 4,5 m |             | 766-196-00 | 1 Stück |

### Edelstahl (verseilt und geflochten)



#### dentaflex® Rollendraht, rund, 3-fach verseilt

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm<sup>2</sup> - 2.700 N/mm<sup>2</sup>

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge   |
|--------------|-------|-------------|------------|---------|
| 0,38 mm / 15 | 4 m   |             | 545-738-01 | 1 Stück |
| 0,45 mm / 18 | 4 m   |             | 545-745-01 | 1 Stück |



#### dentaflex® Rollendraht, rund, 6-fach co-axial

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm<sup>2</sup> - 2.700 N/mm<sup>2</sup>

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge   |
|--------------|-------|-------------|------------|---------|
| 0,38 mm / 15 | 4 m   |             | 545-638-01 | 1 Stück |
| 0,45 mm / 18 | 4 m   |             | 545-645-01 | 1 Stück |

### Edelstahl (Nickel-Chrom)



#### remanium® Rollendraht, rund

Festigkeitsklasse: extra federhart · 2.300 N/mm<sup>2</sup> - 2.500 N/mm<sup>2</sup>

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge   |
|--------------|-------|-------------|------------|---------|
| 0,35 mm / 14 | 7,5 m |             | 530-035-00 | 1 Stück |
| 0,40 mm / 16 | 7,5 m |             | 530-040-00 | 1 Stück |
| 0,45 mm / 18 | 7,5 m |             | 530-045-00 | 1 Stück |



### Edelstahl (Nickel-Chrom)

#### rematain® flat Retainerdraht

Für Ober- und Unterkiefer, 6-fach geflochten.

Leicht anzupassen und sehr flach für hohen Patientenkomfort.

|                             | ☑ | Länge  | Diagonalmaß | REF        | Menge    |
|-----------------------------|---|--------|-------------|------------|----------|
| 0,25 mm x 0,73 mm / 10 x 29 |   | 150 mm | 0,77 mm     | 530-000-00 | 10 Stück |



### Titan

#### Titan-Retainerdraht, Ti1

Für Ober- und Unterkiefer, 3-fach verseilt.

Grade 1 weist einen sehr geringen Sauerstoffgehalt auf, ist relativ weich und lässt sich gut kalt verformen.

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge    |
|--------------|-------|-------------|------------|----------|
| 0,44 mm / 17 | 50 mm |             | 528-001-01 | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 | 50 mm |             | 528-000-01 | 10 Stück |




#### Titan-Retainerdraht, Ti5

Für Ober- und Unterkiefer, 3-fach verseilt.

Grade 5 weist eine sehr hohe mechanische Festigkeit auf.

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge    |
|--------------|-------|-------------|------------|----------|
| 0,44 mm / 17 | 50 mm |             | 528-001-00 | 10 Stück |
| 0,50 mm / 20 | 50 mm |             | 528-000-00 | 10 Stück |



#### Titan-Retainerdraht, Ti1

Für Ober- und Unterkiefer, 3-fach verseilt.

Grade 1 weist einen sehr geringen Sauerstoffgehalt auf, ist relativ weich und lässt sich gut kalt verformen.

| ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge   |
|--------------|-------|-------------|------------|---------|
| 0,50 mm / 20 | 2 m   |             | 528-000-02 | 1 Stück |



### Gold

#### Gold-Retainerdraht

Für Ober- und Unterkiefer, 3-fach verseilt.

| ø            | Länge  | Diagonalmaß | REF        | Menge   |
|--------------|--------|-------------|------------|---------|
| 0,50 mm / 20 | 160 mm |             | 529-000-00 | 1 Stück |



### remanium® Lingualretainer, Sortiment

Für Unterkiefer-Eckzähne 3-3, anatomisch vorgeformt.

**1 Sortiment = 20 Stück**

Material: Edelstahl

ø 0,80 mm / 32

| REF 728-500-00             | 1 Sortiment    |
|----------------------------|----------------|
| <b>Inhalt:</b>             |                |
| 4 x Lingualretainer, 22 mm | REF 728-501-00 |
| 4 x Lingualretainer, 24 mm | REF 728-502-00 |
| 4 x Lingualretainer, 26 mm | REF 728-503-00 |
| 4 x Lingualretainer, 28 mm | REF 728-504-00 |
| 4 x Lingualretainer, 30 mm | REF 728-505-00 |



### remanium® Lingualretainer

Für Unterkiefer-Eckzähne 3-3, anatomisch vorgeformt.

Die angegebene Länge entspricht dem transversalen Abstand der beiden Unterkiefer-Eckzähne.

Material: Edelstahl

| ø            | Länge | REF               | Menge   |
|--------------|-------|-------------------|---------|
| 0,80 mm / 32 | 22 mm | <b>728-501-00</b> | 5 Stück |
| 0,80 mm / 32 | 24 mm | <b>728-502-00</b> | 5 Stück |
| 0,80 mm / 32 | 26 mm | <b>728-503-00</b> | 5 Stück |
| 0,80 mm / 32 | 28 mm | <b>728-504-00</b> | 5 Stück |
| 0,80 mm / 32 | 30 mm | <b>728-505-00</b> | 5 Stück |



### prime4me® RETAIN3R OK

Einzigartige Passung durch dreidimensionale Konstruktionsgestaltung und höchste Biokompatibilität: gefräster Retainer aus Titan Grade 5.

Optional in Verbindung mit prime4me® RETAIN3R bestellbar:

Übertragungsschlüssel für prime4me® RETAIN3R für das Einsetzen beim Patienten.

| REF 430-120-30 | 1 Stück |
|----------------|---------|
|----------------|---------|



### prime4me® RETAIN3R UK

Einzigartige Passung durch dreidimensionale Konstruktionsgestaltung und höchste Biokompatibilität: gefräster Retainer aus Titan Grade 5.

Optional in Verbindung mit prime4me® RETAIN3R bestellbar:

Übertragungsschlüssel für prime4me® RETAIN3R für das Einsetzen beim Patienten.

| REF 430-120-40 | 1 Stück |
|----------------|---------|
|----------------|---------|



## Festsitzende Technik / Zubehör



### remanium® Ligaturendraht

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: weich ·  $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

| ø            | Länge   | REF               | Menge   |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| 0,25 mm / 10 | 80 m    | <b>500-025-00</b> | 1 Stück |
| 0,25 mm / 10 | 1.160 m | <b>501-025-00</b> | 1 Stück |
| 0,30 mm / 12 | 60 m    | <b>500-030-00</b> | 1 Stück |
| 0,40 mm / 16 | 30 m    | <b>500-040-00</b> | 1 Stück |
| 0,50 mm / 20 | 50 m    | <b>503-050-00</b> | 1 Stück |
| 0,50 mm / 20 | 320 m   | <b>501-050-00</b> | 1 Stück |




### remanium® vorgeformte Ligatur

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: weich ·  $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

| Ausführung | ø            | REF               | Menge       |
|------------|--------------|-------------------|-------------|
| kurz       | 0,25 mm / 10 | <b>751-000-00</b> | 1.000 Stück |
| lang       | 0,25 mm / 10 | <b>751-001-00</b> | 1.000 Stück |



### remanium® Kobayashi Ligatur

Mit Häkchen für Gummiringe.

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: weich ·  $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

| Ausführung | ø            | REF               | Menge     |
|------------|--------------|-------------------|-----------|
| kurz       | 0,30 mm / 12 | <b>751-005-00</b> | 100 Stück |
| kurz       | 0,35 mm / 14 | <b>751-004-00</b> | 100 Stück |
| lang       | 0,30 mm / 12 | <b>751-003-00</b> | 100 Stück |



### Ligatur White, kurz

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: weich ·  $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

| ø            | REF               | Menge     |
|--------------|-------------------|-----------|
| 0,30 mm / 12 | <b>768-036-00</b> | 100 Stück |

### Kobayashi White Ligatur, kurz

Mit Häkchen für Gummiringe.

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: weich ·  $\leq 800$  N/mm<sup>2</sup>



| ø            | REF               | Menge    |
|--------------|-------------------|----------|
| 0,40 mm / 16 | <b>768-037-00</b> | 20 Stück |

### remanium® Zugfeder

Material: Edelstahl

| Außen ø      | Innen ø      | Länge | REF               | Menge   |
|--------------|--------------|-------|-------------------|---------|
| 1,15 mm / 45 | 0,70 mm / 28 | 1 m   | <b>758-165-00</b> | 1 Stück |
| 1,21 mm / 48 | 0,75 mm / 30 | 1 m   | <b>758-175-00</b> | 1 Stück |
| 1,66 mm / 66 | 1,20 mm / 47 | 10 mm | <b>758-180-00</b> | 6 Stück |



### rematitan® LITE Zugfeder

Vorteile:

- höchste Elastizität mit nahezu konstanter Rückstellkraft
- ermüdungsfreie gleichmäßig geringe Kraftübertragung

Mit Ösen zum Einhängen.

Material: Nickel-Titan

Festigkeitsklasse: superelastisch



| Außen ø      | Innen ø      | Länge mit Ösen | Drahtstärke ø | REF               | Menge    |
|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|----------|
| 1,26 mm / 50 | 0,76 mm / 30 | 9 mm           | 0,25 mm / 10  | <b>758-160-00</b> | 10 Stück |
| 1,26 mm / 50 | 0,76 mm / 30 | 12 mm          | 0,25 mm / 10  | <b>758-161-00</b> | 10 Stück |



## Festsitzende Technik / Zubehör



### Eckzahn-Zugfeder

nach Ladanyi

Zum Distalisieren eines Eckzahnes.

Material: Edelstahl

| Kieferseite          | REF               | Menge    |
|----------------------|-------------------|----------|
| OK rechts / UK links | <b>758-861-00</b> | 10 Stück |
| OK links / UK rechts | <b>758-862-00</b> | 10 Stück |



### remanium® Druckfeder

Material: Edelstahl

| Außen ø      | Innen ø      | Länge | REF               | Menge   |
|--------------|--------------|-------|-------------------|---------|
| 1,16 mm / 45 | 0,70 mm / 28 | 1 m   | <b>758-365-00</b> | 1 Stück |
| 1,21 mm / 48 | 0,75 mm / 30 | 1 m   | <b>758-375-00</b> | 1 Stück |
| 1,66 mm / 66 | 1,20 mm / 47 | 15 mm | <b>758-380-00</b> | 6 Stück |

### rematitan® LITE Druckfeder

Vorteile:

- höchste Elastizität mit nahezu konstanter Rückstellkraft
- ermüdungsfreie gleichmäßig geringe Kraftübertragung

Zum individuellen Kürzen.

Material: Nickel-Titan

Festigkeitsklasse: superelastisch

| Innen ø      | Länge | Drahtstärke ø | Kraft   | REF               | Menge   |
|--------------|-------|---------------|---------|-------------------|---------|
| 0,76 mm / 30 | 18 cm | 0,25 mm / 10  | schwach | <b>758-360-00</b> | 3 Stück |
| 1,14 mm / 45 | 18 cm | 0,25 mm / 10  | schwach | <b>758-367-00</b> | 3 Stück |
| 0,76 mm / 30 | 18 cm | 0,30 mm / 12  | mittel  | <b>758-361-00</b> | 3 Stück |
| 1,00 mm / 40 | 18 cm | 0,30 mm / 12  | mittel  | <b>758-368-00</b> | 3 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 18 cm | 0,35 mm / 14  | stark   | <b>758-362-00</b> | 3 Stück |



**Kieferbruch-Schiene**

Mit Häkchen.  
Material: Edelstahl

|                |     |
|----------------|-----|
| REF 402-253-00 | 1 m |
|----------------|-----|



**Gleitröhrchen, rund**

Geschlossen, mit Häkchen. Für Lip Bumper etc.  
Material: Edelstahl

| Innen ø      | Länge | REF        | Menge    |
|--------------|-------|------------|----------|
| 0,60 mm / 23 | 2 mm  | 480-803-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 2 mm  | 480-809-00 | 10 Stück |



**Klemmröhrchen, vierkant**

Geschlitzt, mit Häkchen. Können direkt auf den Bogen gesetzt werden ohne diesen auszuligieren.  
Universell verwendbar für 18er- / 22er-Technik.  
Material: Edelstahl

| Kieferseite          | REF        | Menge    |
|----------------------|------------|----------|
| OK rechts / UK links | 480-619-00 | 10 Stück |
| OK links / UK rechts | 480-620-00 | 10 Stück |



**Klemmröhrchen, vierkant**

Geschlitzt, mit Draht ø 0,70 mm federhart.  
Können direkt auf den Bogen gesetzt werden ohne diesen auszuligieren.  
Universell verwendbar für 18er- / 22er-Technik.  
Material: Edelstahl

| Kieferseite              | REF        | Menge    |
|--------------------------|------------|----------|
| OK / UK rechts und links | 480-621-00 | 10 Stück |
| OK / UK rechts und links | 480-621-02 | 2 Stück  |



**Klemmzange**  
**sterilisierbar**

Spitze mit V-förmiger Kerbung zum Halten und Zusammenpressen von Gleit-/Klemm- und Stoppröhrchen.  
**Premium-Line · 10 Jahre Garantie**

|                |         |
|----------------|---------|
| REF 003-711-00 | 1 Stück |
|----------------|---------|



## Festsitzende Technik / Zubehör



### Kreuzröhrchen

Kreuzweise Verbindung von zwei kleinen Vierkantröhrchen für das Verbinden von zwei Drähten ohne Schweißen. Ideal für Stahl- oder Titanverbindungen.

#### Horizontales Röhrchen:

Gesamtlänge: 4,0 mm

Innen  $\square$ : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

#### Vertikales Röhrchen:

Gesamtlänge: 2,0 mm

Innen  $\square$ : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Material: Edelstahl

REF 480-000-00

10 Stück



### Kreuzröhrchen

Kreuzweise Verbindung von zwei kleinen Vierkantröhrchen für das Verbinden von zwei Drähten ohne Schweißen. Ideal für Stahl- oder Titanverbindungen.

#### Horizontales Röhrchen:

Gesamtlänge: 4,0 mm

Innen  $\square$ : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

#### Vertikales Röhrchen:

Gesamtlänge: 2,0 mm

Innen  $\square$ : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Material: Edelstahl

REF 480-100-00

10 Stück



### Vierkant-Röhrchen

Zur Verwendung bei Suprakonstruktionen in der kieferorthopädischen Implantologie zur Aufnahme von Drähten und Federn.

Material: Edelstahl

| Innen $\square$             | Länge | REF        | Menge    |
|-----------------------------|-------|------------|----------|
| 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 | 5 mm  | 480-022-00 | 10 Stück |



### Stoppröhrchen, geschlitzt

Verhindert das Verrutschen innerhalb der Bracket-Bukkalröhrchen-Sequenz bei Nickel-Titan Bögen. Auch als Stopp für Druckfedern geeignet.

Material: Edelstahl

| $\square$                   | REF        | Menge     |
|-----------------------------|------------|-----------|
| 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 | 480-617-01 | 100 Stück |
| 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 | 480-618-01 | 100 Stück |



### Bogenständer für vorgeformte Bögen

#### Für 11 unterschiedliche Bogendurchmesser.

Mit Schutzhaube, daher besonders hygienisch.

Material: Plexiglas

Maße: 25,3 cm x 11,0 cm x 10,3 cm (B x H x T)

REF 055-104-00

1 Stück

### Edelstahl (Nickel-Chrom)



#### remanium® Stangendraht, rund

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: rot

| ø            | Länge    | Diagonalmaß | REF        | Menge       |
|--------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 0,40 mm / 16 | à 380 mm |             | 525-040-00 | 25 Stück    |
| 0,50 mm / 20 | à 380 mm |             | 535-002-00 | 25 Stück    |
| 0,60 mm / 23 | à 380 mm |             | 535-003-00 | 25 Stück    |
| 0,70 mm / 28 | à 300 mm |             | 527-070-00 | 25 Stück    |
| 0,70 mm / 28 | à 190 mm |             | 527-005-00 | 900 Stück   |
| 0,70 mm / 28 | à 150 mm |             | 527-004-00 | 1.100 Stück |
| 0,75 mm / 30 | à 380 mm |             | 535-005-00 | 25 Stück    |
| 0,80 mm / 31 | à 300 mm |             | 527-080-00 | 25 Stück    |
| 0,80 mm / 31 | à 150 mm |             | 527-006-00 | 875 Stück   |
| 0,90 mm / 36 | à 300 mm |             | 527-090-00 | 25 Stück    |
| 1,00 mm / 39 | à 300 mm |             | 527-100-00 | 25 Stück    |
| 1,15 mm / 45 | à 380 mm |             | 535-009-00 | 25 Stück    |

### Kobalt-Chrom



#### remaloy® Stangendraht, rund

Empfohlen für Quad Helix, Crozatgeräte, Palatinal- und Lingualbögen etc.

Vergütbar · ca. 5 min bei 450 °C

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: blau

| ø            | Länge    | Diagonalmaß | REF        | Menge    |
|--------------|----------|-------------|------------|----------|
| 0,70 mm / 28 | à 380 mm |             | 528-070-00 | 10 Stück |
| 0,80 mm / 31 | à 380 mm |             | 528-080-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | à 380 mm |             | 528-090-00 | 10 Stück |
| 1,00 mm / 39 | à 380 mm |             | 528-100-00 | 10 Stück |
| 1,10 mm / 43 | à 380 mm |             | 528-110-00 | 10 Stück |
| 1,20 mm / 47 | à 380 mm |             | 528-120-00 | 10 Stück |
| 1,30 mm / 51 | à 380 mm |             | 528-130-00 | 10 Stück |
| 1,50 mm / 59 | à 380 mm |             | 528-150-00 | 10 Stück |



### remaloy® Stangendraht, halbrund

Vergütbar · ca. 5 min bei 450 °C

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: blau

| Ø                           | Länge    | Diagonalmäß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30 | à 380 mm |             | <b>528-155-00</b> | 10 Stück |
| 1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36 | à 380 mm |             | <b>528-158-00</b> | 10 Stück |



### remaloy® Stangendraht, vierkant gerundet

Mit gerundeten Kanten, zur Verwendung als TPA oder Verstärkungsbügel.

Vergütbar · ca. 5 min bei 450 °C

Festigkeitsklasse: hart plus · 1.600 N/mm<sup>2</sup> - 1.800 N/mm<sup>2</sup>

Farbcodierung Verpackung: blau

| Ø                           | Länge    | Diagonalmäß | REF               | Menge    |
|-----------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 1,92 mm x 0,90 mm / 76 x 36 | à 380 mm |             | <b>528-159-00</b> | 10 Stück |



#### remanium® Laborrolle, rund

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge   |
|--------------|-------|-------------|------------|---------|
| 0,70 mm / 28 | 30 m  |             | 513-070-00 | 1 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 20 m  |             | 513-080-00 | 1 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 10 m  |             | 513-090-00 | 1 Stück |
| 1,00 mm / 39 | 10 m  |             | 513-100-00 | 1 Stück |
| 1,20 mm / 47 | 10 m  |             | 513-120-00 | 1 Stück |
| 1,50 mm / 59 | 10 m  |             | 513-150-00 | 1 Stück |



#### remanium® Klinikrolle, rund

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge   |
|--------------|-------|-------------|------------|---------|
| 0,70 mm / 28 | 165 m |             | 514-070-00 | 1 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 125 m |             | 514-080-00 | 1 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 100 m |             | 514-090-00 | 1 Stück |
| 1,00 mm / 39 | 80 m  |             | 514-100-00 | 1 Stück |



#### remanium® Laborrolle, rund

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge   |
|--------------|-------|-------------|------------|---------|
| 0,40 mm / 16 | 30 m  |             | 521-040-00 | 1 Stück |
| 0,50 mm / 20 | 50 m  |             | 523-050-00 | 1 Stück |
| 0,60 mm / 23 | 40 m  |             | 523-060-00 | 1 Stück |
| 0,70 mm / 28 | 30 m  |             | 523-070-00 | 1 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 20 m  |             | 523-080-00 | 1 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 10 m  |             | 523-090-00 | 1 Stück |
| 1,00 mm / 39 | 10 m  |             | 523-100-00 | 1 Stück |
| 1,10 mm / 43 | 10 m  |             | 523-110-00 | 1 Stück |
| 1,20 mm / 47 | 10 m  |             | 523-120-00 | 1 Stück |
| 1,50 mm / 59 | 10 m  |             | 523-150-00 | 1 Stück |



#### remanium® Klinikrolle, rund

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF        | Menge   |
|--------------|-------|-------------|------------|---------|
| 0,60 mm / 23 | 225 m |             | 524-060-00 | 1 Stück |
| 0,70 mm / 28 | 165 m |             | 524-070-00 | 1 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 125 m |             | 524-080-00 | 1 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 100 m |             | 524-090-00 | 1 Stück |
| 1,00 mm / 39 | 80 m  |             | 524-100-00 | 1 Stück |
| 1,10 mm / 43 | 70 m  |             | 524-110-00 | 1 Stück |



#### remanium® Rollendraht, halbrund

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

| Ø                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26 | 10 m  |             | <b>308-513-00</b> | 1 Stück |
| 1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30 | 10 m  |             | <b>308-515-00</b> | 1 Stück |
| 1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36 | 10 m  |             | <b>308-518-00</b> | 1 Stück |
| 2,00 mm x 1,00 mm / 79 x 40 | 10 m  |             | <b>308-520-00</b> | 1 Stück |



#### remanium® Klinikrolle, halbrund

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

| Ø                           | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26 | 90 m  |             | <b>308-713-00</b> | 1 Stück |
| 1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30 | 65 m  |             | <b>308-715-00</b> | 1 Stück |
| 1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36 | 50 m  |             | <b>308-718-00</b> | 1 Stück |



#### remanium® Rollendraht, oval

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

| Ø                            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|------------------------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 2,40 mm x 1,40 mm / 95 x 55  | 10 m  |             | <b>385-624-00</b> | 1 Stück |
| 3,00 mm x 1,50 mm / 118 x 59 | 10 m  |             | <b>385-630-00</b> | 1 Stück |



#### Noninium® Rollendraht, rund

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|--------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 0,70 mm / 28 | 30 m  |             | <b>520-070-10</b> | 1 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 20 m  |             | <b>520-080-10</b> | 1 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 10 m  |             | <b>520-090-10</b> | 1 Stück |
| 1,20 mm / 47 | 10 m  |             | <b>520-120-10</b> | 1 Stück |

\* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt



#### Noninium® Rollendraht, rund

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>


| Ø            | Länge | Diagonalmaß | REF               | Menge   |
|--------------|-------|-------------|-------------------|---------|
| 0,60 mm / 23 | 40 m  |             | <b>520-062-10</b> | 1 Stück |
| 0,70 mm / 28 | 30 m  |             | <b>520-072-10</b> | 1 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 20 m  |             | <b>520-082-10</b> | 1 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 10 m  |             | <b>520-092-10</b> | 1 Stück |

\* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt

Noninium® Standard Labialbogen

Material: nickelfreier\* Edelstahl  
Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>

| ø            | Länge mesial-mesial | REF        | Menge    |
|--------------|---------------------|------------|----------|
| 0,80 mm / 31 | 28 mm               | 621-028-01 | 10 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 31 mm               | 621-031-01 | 10 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 34 mm               | 621-034-01 | 10 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 37 mm               | 621-037-01 | 10 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 40 mm               | 621-040-01 | 10 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 43 mm               | 621-043-01 | 10 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 46 mm               | 621-046-01 | 10 Stück |



\* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt

Noninium® Adamsklammer, Sortiment

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>

1 Sortiment = 250 Stück

Material: nickelfreier\* Edelstahl  
ø 0,70 mm / 28

| REF 621-500-01           | 1 Sortiment    |
|--------------------------|----------------|
| Inhalt:                  |                |
| 30 x Adamsklammer, 7 mm  | REF 621-404-01 |
| 30 x Adamsklammer, 8 mm  | REF 621-405-01 |
| 40 x Adamsklammer, 9 mm  | REF 621-406-01 |
| 60 x Adamsklammer, 10 mm | REF 621-407-01 |
| 60 x Adamsklammer, 11 mm | REF 621-408-01 |
| 30 x Adamsklammer, 12 mm | REF 621-409-01 |
| 1 x Bogenlineal          | REF 766-000-00 |



\* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt

Noninium® Adamsklammer

Material: nickelfreier\* Edelstahl  
Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>

| ø            | Länge mesial-distal | REF        | Menge    |
|--------------|---------------------|------------|----------|
| 0,70 mm / 28 | 7 mm                | 621-404-01 | 10 Stück |
| 0,70 mm / 28 | 8 mm                | 621-405-01 | 10 Stück |
| 0,70 mm / 28 | 9 mm                | 621-406-01 | 10 Stück |
| 0,70 mm / 28 | 10 mm               | 621-407-01 | 10 Stück |
| 0,70 mm / 28 | 11 mm               | 621-408-01 | 10 Stück |
| 0,70 mm / 28 | 12 mm               | 621-409-01 | 10 Stück |



\* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt

## Herausnehmbare Technik / Zubehör



### Noninium® Dreiecksklammer

Material: nickelfreier\* Edelstahl

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

| ø            | Länge   | REF               | Menge     |
|--------------|---------|-------------------|-----------|
| 0,70 mm / 28 | à 36 mm | <b>621-300-01</b> | 100 Stück |

\* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt



### Noninium® Ösenklammer

Material: nickelfreier\* Edelstahl

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>

| ø            | Länge   | REF               | Menge     |
|--------------|---------|-------------------|-----------|
| 0,70 mm / 28 | à 41 mm | <b>621-200-01</b> | 100 Stück |

\* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt



### Noninium® Knopfanker

Material: nickelfreier\* Edelstahl

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

| ø            | Länge   | REF               | Menge     |
|--------------|---------|-------------------|-----------|
| 0,70 mm / 28 | à 38 mm | <b>620-207-02</b> | 100 Stück |
| 0,80 mm / 32 | à 38 mm | <b>620-208-02</b> | 100 Stück |
| 0,90 mm / 36 | à 38 mm | <b>620-209-02</b> | 100 Stück |

\* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt



### remanium® Knopfanker

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

| ø            | Länge   | REF               | Menge     |
|--------------|---------|-------------------|-----------|
| 0,70 mm / 28 | à 38 mm | <b>620-107-00</b> | 100 Stück |
| 0,80 mm / 31 | à 38 mm | <b>620-108-00</b> | 100 Stück |
| 0,90 mm / 36 | à 38 mm | <b>620-109-00</b> | 100 Stück |
| 1,00 mm / 39 | à 38 mm | <b>620-110-00</b> | 100 Stück |

**Doppelplatten Führungssporn**

nach G. Müller®  
Gleitverbindung zwischen Ober- und Unterkieferplatte  
zur Korrektur von Angle Klasse II + Klasse III.  
Material: Edelstahl

|                |          |
|----------------|----------|
| REF 607-204-00 | 2 Stück  |
| REF 607-204-30 | 20 Stück |



**Doppelplatten Führungssporn**

nach Hinz  
Material: Edelstahl

| ø            | REF        | Menge   | REF        | Menge    |
|--------------|------------|---------|------------|----------|
| 1,50 mm / 59 | 607-202-00 | 1 Stück | 607-202-30 | 10 Stück |



**Lingualbügel**

Anatomisch konturiert, z.B. für zungenfreie Aufbissplatten.  
Material: Edelstahl

| Länge | Maße            | REF        | Menge    |
|-------|-----------------|------------|----------|
| 6 cm  | 3,0 mm x 1,5 mm | 311-306-30 | 10 Stück |
| 7 cm  | 3,0 mm x 1,5 mm | 311-307-30 | 10 Stück |
| 8 cm  | 3,0 mm x 1,5 mm | 311-308-30 | 10 Stück |



## Herausnehmbare Technik / Zubehör



### Drahteinlage

Verseilt und flach gewalzt.

Material: Edelstahl

| Länge | ☑               | REF               | Menge   |
|-------|-----------------|-------------------|---------|
| 10 m  | 1,8 mm x 0,8 mm | <b>312-106-00</b> | 1 Stück |
| 10 m  | 2,4 mm x 0,8 mm | <b>312-107-00</b> | 1 Stück |



### Edelstahlrohr

Rund

Material: Edelstahl

| Innen ø      | Länge | REF               | Menge   |
|--------------|-------|-------------------|---------|
| 0,50 mm / 20 | 30 cm | <b>480-001-00</b> | 1 Stück |
| 0,60 mm / 23 | 30 cm | <b>480-003-00</b> | 1 Stück |
| 0,70 mm / 28 | 30 cm | <b>480-005-00</b> | 1 Stück |
| 0,80 mm / 31 | 30 cm | <b>480-007-00</b> | 1 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 30 cm | <b>480-009-00</b> | 1 Stück |
| 1,00 mm / 39 | 30 cm | <b>480-011-00</b> | 1 Stück |
| 1,10 mm / 43 | 30 cm | <b>480-013-00</b> | 1 Stück |
| 1,20 mm / 47 | 30 cm | <b>480-015-00</b> | 1 Stück |
| 1,30 mm / 51 | 30 cm | <b>480-017-00</b> | 1 Stück |



### remanium® Goshgarian Palatinalbügel, Sortiment

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>

#### Reverse Loop – mesial

Der umgekehrte Loop unterdrückt besser den Würdereflex.

Ermöglicht kontrollierbare Bewegungen der Oberkiefermolaren.

**1 Sortiment = 30 Stück**

Material: Edelstahl

ø 0,90 mm / 36

| REF 728-020-00            | 1 Sortiment    |
|---------------------------|----------------|
| <b>Inhalt:</b>            |                |
| 5 x Palatinalbügel, 37 mm | REF 728-021-00 |
| 5 x Palatinalbügel, 40 mm | REF 728-022-00 |
| 5 x Palatinalbügel, 43 mm | REF 728-023-00 |
| 5 x Palatinalbügel, 46 mm | REF 728-024-00 |
| 5 x Palatinalbügel, 49 mm | REF 728-025-00 |
| 5 x Palatinalbügel, 52 mm | REF 728-026-00 |

### remanium® Goshgarian Palatinalbügel


#### Reverse Loop – mesial

Der umgekehrte Loop unterdrückt besser den Würgerereflex.

Ermöglicht kontrollierbare Bewegungen der Oberkiefermolaren.

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>



| ø            | Größe     | REF        | Menge    |
|--------------|-----------|------------|----------|
| 0,90 mm / 36 | 1 = 37 mm | 728-021-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 2 = 40 mm | 728-022-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 3 = 43 mm | 728-023-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 4 = 46 mm | 728-024-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 5 = 49 mm | 728-025-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 6 = 52 mm | 728-026-00 | 10 Stück |


### remanium® Goshgarian Palatinalbügel

#### Standard Loop – distal

Ermöglicht kontrollierbare Bewegungen der Oberkiefermolaren.

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm<sup>2</sup> - 1.600 N/mm<sup>2</sup>



| ø            | Größe     | REF        | Menge    |
|--------------|-----------|------------|----------|
| 0,90 mm / 36 | 1 = 34 mm | 728-005-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 2 = 37 mm | 728-006-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 3 = 41 mm | 728-007-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 4 = 45 mm | 728-008-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 5 = 47 mm | 728-013-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 6 = 49 mm | 728-014-00 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 7 = 52 mm | 728-015-00 | 10 Stück |


### remanium® Quad Helix

Herausnehmbar; wird an den oberen Molaren in Palatinalschlösser eingesetzt.

#### Anwendungsbereich: Expansion der Seitenzähne

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm<sup>2</sup> - 2.000 N/mm<sup>2</sup>



| ø            | Länge   | Größe     | REF        | Menge    |
|--------------|---------|-----------|------------|----------|
| 0,90 mm / 36 | 17,3 mm | 1 = 36 mm | 728-100-01 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 19,0 mm | 2 = 38 mm | 728-101-01 | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 20,7 mm | 3 = 40 mm | 728-102-01 | 10 Stück |

## Palatinal-/Lingualbogensysteme



### Orthorama® Palatinalbögen, Sortiment


1 Sortiment = 10 Stück

Material: CoCr

| REF 728-205-00 | 1 Sortiment |
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|

Inhalt:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 2 x Orthorama® Palatinalbogen, 40 mm | REF 728-200-00 |
| 2 x Orthorama® Palatinalbogen, 45 mm | REF 728-201-00 |
| 2 x Orthorama® Palatinalbogen, 50 mm | REF 728-202-00 |
| 2 x Orthorama® Palatinalbogen, 55 mm | REF 728-203-00 |
| 2 x Orthorama® Palatinalbogen, 60 mm | REF 728-204-00 |
| 1 x Bogenlineal                      | REF 766-000-00 |



### Orthorama® Palatinalbogen

Material: CoCr

| ø            | Größe     | REF               | Menge    |
|--------------|-----------|-------------------|----------|
| 0,90 mm / 36 | 1 = 40 mm | <b>728-200-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 2 = 45 mm | <b>728-201-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 3 = 50 mm | <b>728-202-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 4 = 55 mm | <b>728-203-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 5 = 60 mm | <b>728-204-00</b> | 10 Stück |



### Orthorama® Lingualbögen, Sortiment


1 Sortiment = 18 Stück

Material: CoCr

| REF 728-215-00 | 1 Sortiment |
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|

Inhalt:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 2 x Orthorama® Lingualbogen, 48 mm | REF 728-206-00 |
| 2 x Orthorama® Lingualbogen, 51 mm | REF 728-207-00 |
| 2 x Orthorama® Lingualbogen, 54 mm | REF 728-208-00 |
| 2 x Orthorama® Lingualbogen, 57 mm | REF 728-209-00 |
| 2 x Orthorama® Lingualbogen, 60 mm | REF 728-210-00 |
| 2 x Orthorama® Lingualbogen, 63 mm | REF 728-211-00 |
| 2 x Orthorama® Lingualbogen, 66 mm | REF 728-212-00 |
| 2 x Orthorama® Lingualbogen, 69 mm | REF 728-213-00 |
| 2 x Orthorama® Lingualbogen, 72 mm | REF 728-214-00 |
| 1 x Bogenlineal                    | REF 766-000-00 |



### Orthorama® Lingualbogen

Material: CoCr

| ø            | Größe     | REF               | Menge    |
|--------------|-----------|-------------------|----------|
| 0,90 mm / 36 | 1 = 48 mm | <b>728-206-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 2 = 51 mm | <b>728-207-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 3 = 54 mm | <b>728-208-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 4 = 57 mm | <b>728-209-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 5 = 60 mm | <b>728-210-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 6 = 63 mm | <b>728-211-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 7 = 66 mm | <b>728-212-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 8 = 69 mm | <b>728-213-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 9 = 72 mm | <b>728-214-00</b> | 10 Stück |

### Orthorama® Multi-Action Lingualbögen, Sortiment

1 Sortiment = 8 Stück

Material: CoCr

| REF 728-222-00                                  | 1 Sortiment    |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Inhalt:</b>                                  |                |
| 2 x Orthorama® Multi-Action Lingualbogen, 53 mm | REF 728-218-00 |
| 2 x Orthorama® Multi-Action Lingualbogen, 57 mm | REF 728-219-00 |
| 2 x Orthorama® Multi-Action Lingualbogen, 61 mm | REF 728-220-00 |
| 2 x Orthorama® Multi-Action Lingualbogen, 65 mm | REF 728-221-00 |
| 1 x Bogenlineal                                 | REF 766-000-00 |



### Orthorama® Multi-Action Lingualbogen

Material: CoCr

| ø            | Größe     | REF               | Menge    |
|--------------|-----------|-------------------|----------|
| 0,90 mm / 36 | 1 = 53 mm | <b>728-218-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 2 = 57 mm | <b>728-219-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 3 = 61 mm | <b>728-220-00</b> | 10 Stück |
| 0,90 mm / 36 | 4 = 65 mm | <b>728-221-00</b> | 10 Stück |



### Orthorama® Sektionsbogen

Material: CoCr

| Ausführung         | REF               | Menge    |
|--------------------|-------------------|----------|
| mit Omegaschlaufe  | <b>728-216-00</b> | 10 Stück |
| ohne Omegaschlaufe | <b>728-217-00</b> | 10 Stück |



### Orthorama® Transfersystem

Die indirekte Übertragung erlaubt das exakte Anpassen eines Orthorama® Bogens auf dem Gipsmodell und die absolut identische Übertragung der Position der Palatinal- bzw. Lingualschlösser vom Mund auf das Modell.

Material: Edelstahl

| REF 728-400-00      | 10 Paar        |
|---------------------|----------------|
| <b>Inhalt:</b>      |                |
| 10 x Transferwinkel | REF 728-401-00 |
| 10 x Retentionsring | REF 728-402-00 |



### Orthorama® Transferwinkel

Material: Edelstahl

| REF 728-401-00 | 10 Stück |
|----------------|----------|
|----------------|----------|



### Orthorama® Retentionsring

Material: Edelstahl

| REF 728-402-00 | 10 Stück |
|----------------|----------|
|----------------|----------|

