

Intra-/Extraoral.

Apparaturen für alle Behandlungstechniken.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Abgerundetes Lieferprogramm für alle Einsatzgebiete.

Die Palette der intra- und extraoralen Produkte von Dentaureum reicht von einfachen Gummiringen oder Separatoren für den intraoralen Einsatz bis zu innovativen Apparaturen, wie dem FaceFormer.

Bei der Entwicklung, Produktion und Auswahl der intra- und extraoralen Produkte wurde sehr großer Wert auf die schon sprichwörtliche Dentaureum-Qualität gelegt. Das bedeutet nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit für Anwender und Patient, sondern ermöglicht auch ein zeitsparendes und effektives Arbeiten.



Elastomere Elemente


In vielen Farben, Durchmessern und mit unterschiedlichen Zugkräften.

Dentalastics® Separatoren

Zum schnellen und problemlosen Separieren.



Extraorale Apparaturen



Noninium® Face Bow / Gesichtsbogen medium

nickelfrei

(Nickel $\leq 0,2\%$ ist verfahrenstechnisch bedingt)

Bruchssichere, lasergeschweißte Außen-/Innenbogenverbindung.

Sicherheitshinweis:

Gesichtsbogen (Face Bow) darf nur mit Kopf- und Nackenbändern mit Sicherheitsmodulen verwendet werden!

Innenbogen ø	Schutzkappen	REF	Menge
1,15 mm / 45	weiß	740-000-00	1 Stück




Standard Face Bow / Gesichtsbogen mini

Bruchssichere, lasergeschweißte Außen-/Innenbogenverbindung.

Sicherheitshinweis:

Gesichtsbogen (Face Bow) darf nur mit Kopf- und Nackenbändern mit Sicherheitsmodulen verwendet werden!

Innenbogen ø	Stoppschlaufen	Schutzkappen	REF	Menge
1,15 mm / 45		weiß	740-019-00	1 Stück
1,15 mm / 45	97 mm	rot	741-049-00	1 Stück



Standard Face Bow / Gesichtsbogen medium

Bruchssichere, lasergeschweißte Außen-/Innenbogenverbindung.

Sicherheitshinweis:

Gesichtsbogen (Face Bow) darf nur mit Kopf- und Nackenbändern mit Sicherheitsmodulen verwendet werden!

Innenbogen ø	Schutzkappen	REF	Menge
1,00 mm / 40	weiß	740-010-00	1 Stück
1,15 mm / 45	weiß	740-020-00	1 Stück

Standard Face Bow / Gesichtsbogen maxi

Bruchssichere, lasergeschweißte Außen-/Innenbogenverbindung.

Sicherheitshinweis:

Gesichtsbogen (Face Bow) darf nur mit Kopf- und Nackenbändern mit Sicherheitsmodulen verwendet werden!

Innenbogen ø	Schutzkappen	REF	Menge
1,15 mm / 45	weiß	740-021-00	1 Stück

**Face Bow / Gesichtsbogen medium, mit Stoppschlaufen**

Gesichtsbogen: ohne Beschichtung


Innenbogen ø: 1,15 mm / 45

Bruchssichere, lasergeschweißte Außen-/Innenbogenverbindung. Außenbogen nur in medium.

Sicherheitshinweis:

Gesichtsbogen (Face Bow) darf nur mit Kopf- und Nackenbändern mit Sicherheitsmodulen verwendet werden!

Außenbogen- höhe	Innenbogen- höhe	Stopp- schlaufen	Schutzkappen/ Größe	Eckzahn- häkchen	REF	Menge
49 mm	29 mm	83 mm	gelb / Gr. 1		741-040-00	1 Stück
49 mm	32 mm	90 mm	grau / Gr. 2		741-045-00	1 Stück
49 mm	35 mm	97 mm	rot / Gr. 3		741-050-00	1 Stück
49 mm	38 mm	104 mm	grün / Gr. 4		741-055-00	1 Stück
49 mm	41 mm	111 mm	blau / Gr. 5		741-060-00	1 Stück
49 mm	35 mm	97 mm	rot / Gr. 3	•	741-150-00	1 Stück



Zubehör / Extraoral



Dentalastics® Extraorale Kunststoffkette

Farbe	Länge	REF	Menge
transparent	118 mm	774-300-00	10 Stück



Extraorale Latex-Gummiringe

Höchste Elastizität und Ermüdungsfreiheit.

Die Gummiringe sind entsprechend der Größe und Stärke nach Symbolen sortiert.

Jede Type ist dadurch schnell und verwechslungssicher zu identifizieren.

Zugkräfte:

Die angegebenen Zugkräfte kommen bei dreifacher Streckung des Innendurchmessers der einzelnen Ringe zur Wirkung.

Inhalt:

30 x 100 Ringe = 3.000 Stück bzw. 30 x 50 Ringe = 1.500 Stück



Zugkraft	Ring-Innen ø	REF	Menge
schwach 2,2 N (225 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-203-02	3.000 Stück
schwach 2,2 N (225 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-204-02	3.000 Stück
schwach 2,2 N (225 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-205-02	3.000 Stück
stark 4,0 N (400 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-208-02	1.500 Stück
stark 4,0 N (400 g)	12,7 mm / 1/2 inch	772-210-02	1.500 Stück



Lip Bumper

Mit Kunststoffschild und Haken für intermaxilläre Gummizüge.

Indikationen:

- zur Distalisation der Molaren
- zur Stabilisation der Molaren im späten Wechselgebiss
- bei Labialkippen der Frontzähne durch Zungendruck

für Röhrchen	REF	Menge
ø 0,90 mm / 36	748-009-00	1 Stück
ø 1,15 mm / 45	748-114-00	1 Stück

Stoppröhrchen

Für Face Bows / Gesichtsbogen und Lip Bumper.

Innen ø	Länge	REF	Menge
1,15 mm / 45	2 mm	480-914-00	100 Stück

**Stoppschrauben**

nach Ladanyi

Für Face Bows / Gesichtsbogen und Lip Bumper.

Innen ø	REF	Menge
1,15 mm / 45	480-918-02	10 Stück

**Innensechskant-Schlüssel**

Für Stoppschrauben nach Ladanyi.

Nur zur Anwendung im Labor!

Schlüsselweite	REF	Menge
0,9 mm	480-924-02	1 Stück

**Aktivator-Röhrchen**

Z.B. für Teuscher-Aktivator. Kann mittels Retentionssteg direkt in den Aktivator eingebaut werden.

Dient zur Aufnahme eines Gesichtsbogens (Face Bow).

Innen ø	REF	Menge
1,15 mm / 45	607-300-00	10 Stück
1,30 mm / 51	607-301-00	10 Stück



Elastomere Elemente / Intraoral



Elastic Placer

Zum Setzen und Entfernen von intraoralen Gummiringen.
Farbe: bunt gemischt

REF 772-400-00

50 Stück



Intraorale Latex-Gummiringe

Höchste Elastizität und Ermüdungsfreiheit.

Die Gummiringe sind entsprechend der Größe und Stärke nach Symbolen sortiert.

Jede Type ist dadurch schnell und verwechslungssicher zu identifizieren.

Zugkräfte:

Die angegebenen Zugkräfte kommen bei dreifacher Streckung des Innendurchmessers der einzelnen Ringe zur Wirkung.

Inhalt:

10 x 100 Stück = 1.000 Stück

	Farbe	Zugkraft	Ring-Innen ø	REF	Menge
	naturfarben	schwach 0,7 N (71 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-103-00	1.000 Stück
	naturfarben	schwach 0,7 N (71 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-104-00	1.000 Stück
	naturfarben	schwach 0,7 N (71 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-106-00	1.000 Stück
	naturfarben	schwach 0,7 N (71 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-107-00	1.000 Stück
	naturfarben	schwach 0,7 N (71 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-109-00	1.000 Stück
	naturfarben	mittel 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-113-00	1.000 Stück
	naturfarben	mittel 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-114-00	1.000 Stück
	naturfarben	mittel 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-116-00	1.000 Stück
	naturfarben	mittel 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-117-00	1.000 Stück
	naturfarben	mittel 1,3 N (128 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-119-00	1.000 Stück
	naturfarben	stark 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-123-00	1.000 Stück
	naturfarben	stark 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-124-00	1.000 Stück
	naturfarben	stark 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-125-00	1.000 Stück
	naturfarben	stark 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-126-00	1.000 Stück
	naturfarben	stark 1,8 N (184 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-127-00	1.000 Stück

Intraorale Non-Latex-Gummiringe

Höchste Elastizität und Ermüdungsfreiheit.

Die Gummiringe sind entsprechend der Größe und Stärke nach Symbolen sortiert. Jede Type ist dadurch schnell und verwechslungssicher zu identifizieren.

Zugkräfte:

Die angegebenen Zugkräfte kommen bei dreifacher Streckung des Innendurchmessers der einzelnen Ringe zur Wirkung.

Inhalt:

30 x 100 Stück = 3.000 Stück



Farbe	Zugkraft	Ring-Innen ø	REF	Menge
transparent	mittel 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-313-01	3.000 Stück
transparent	mittel 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-314-01	3.000 Stück
transparent	mittel 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-316-01	3.000 Stück
transparent	mittel 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-317-01	3.000 Stück
transparent	stark 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-323-01	3.000 Stück
transparent	stark 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-324-01	3.000 Stück
transparent	stark 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-325-01	3.000 Stück
transparent	stark 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-326-01	3.000 Stück



Container für intraorale Gummiringe

Für Mini-Patientenpackungen. Mit Wandaufhängevorrichtung.

Maße (B x H x T): 508 mm x 169 mm x 107 mm

Farbe: weiß

REF 772-000-00

1 Stück



Intraorale Latex-Gummiringe

Sondergrößen

Eckzahn zu Eckzahn, für Face Bows mit Eckzahnhäkchen. Höchste Elastizität und Ermüdungsfreiheit.

Die angegebenen Zugkräfte kommen bei dreifacher Streckung des Innendurchmessers der einzelnen Ringe zur Wirkung.

Zugkraft	Ring-Innen ø	REF	Menge
mittel 1,3 N (128 g)	16 mm / 5/8 inch	772-100-00	1.000 Stück
mittel 1,3 N (128 g)	19 mm / 3/4 inch	772-200-00	1.000 Stück




Elastomere Elemente / Intraoral



Dentalastics® Kunststoffringe

Zum Fixieren der Bögen in Brackets anstatt Drahtligaturen.

Farbe	Ring-Innen ø	Höhe	REF	Menge
transparent	1,3 mm	0,9 mm	774-002-01	1.000 Stück



Dentalastics® Separatoren

Zum schnellen und problemlosen Separieren. Röntgenkontrasteffekt (Ideal-Einstellung 60 kV und 3 mA).

Farbe	Ring-Innen ø	Indikation	REF	Menge
grün	1,5 mm	für Frontzähne	774-100-01	1.000 Stück
blau	2,1 mm	für Seitenzähne	774-200-01	1.000 Stück



SUPER Elasto-Force Kunststoffketten

Konstante Zugwirkung bei längerer Wirkungsdauer. Hohe Elastizität mit sehr gutem Rückstellverhalten.

Farbe	Ring-Innen ø	Länge	Steg	REF	Menge
transparent	1,3 mm	4,6 m	•	774-220-01	1 Rolle
rosa	1,3 mm	4,6 m	•	774-231-01	1 Rolle
blau	1,3 mm	4,6 m	•	774-232-01	1 Rolle
rot	1,3 mm	4,6 m	•	774-233-01	1 Rolle
silber	1,3 mm	4,6 m	•	774-235-01	1 Rolle
transparent	1,3 mm	4,6 m		774-221-01	1 Rolle
blau	1,3 mm	4,6 m		774-226-01	1 Rolle
silber	1,3 mm	4,6 m		774-229-01	1 Rolle
pearl	1,3 mm	4,6 m		774-236-01	1 Rolle




Dentalastics® Personal / Sortiment**Bunte Ligaturenringe**

Besonders zierliche, elastische Kunststoffringe zum Fixieren der Bögen in Brackets anstatt Drahtligaturen.

Inhalt:

10 Farben (ohne gelb & orange) à 5 Stege, insgesamt 50 Stege x 20 Ringe = 1.000 Stück

Farbe	Ring-Innen ø	Höhe	REF	Menge
10 Farben	1,3 mm	0,7 mm	774-561-04	1 Sortiment

**Dentalastics® Personal / Einzelpackungen****Bunte Ligaturenringe**

Besonders zierliche, elastische Kunststoffringe zum Fixieren der Bögen in Brackets anstatt Drahtligaturen.

Inhalt: 50 Stege x 20 Ringe = 1.000 Stück

Farbe	Ring-Innen ø	Höhe	REF	Menge
silber	1,3 mm	0,7 mm	774-549-01	1 Packung
transparent	1,3 mm	0,7 mm	774-551-02	1 Packung
schwarz	1,3 mm	0,7 mm	774-552-01	1 Packung
weiß	1,3 mm	0,7 mm	774-553-01	1 Packung
pink	1,3 mm	0,7 mm	774-554-01	1 Packung
blau	1,3 mm	0,7 mm	774-555-01	1 Packung
rot	1,3 mm	0,7 mm	774-556-01	1 Packung
purpur	1,3 mm	0,7 mm	774-557-01	1 Packung
gelb	1,3 mm	0,7 mm	774-558-01	1 Packung
grün	1,3 mm	0,7 mm	774-559-01	1 Packung
orange	1,3 mm	0,7 mm	774-560-01	1 Packung
pearl	1,3 mm	0,7 mm	774-563-01	1 Packung



Mundvorhofplatten



Mundvorhofplatte Ulmer Modell

Indikationen:

- Zungenfehlfunktionen (Zungenpressen, falsche Zungenlage)
- Lippenbeißen
- Lippensaugen
- Daumenlutschen
- zu schwache Lippenmuskulatur

Vorteile:

- keine Druckstellen durch elastisches Material
- erhöhter Tragekomfort
- erhöhte Akzeptanz
- gute Kontrollmöglichkeiten beim Ausführen der myofunktionellen Übungen

Spezielle Spangensboxen siehe Praxismaterialien!

Größe	REF	Menge
Mini / Größe 1 = für Patienten bis Schulalter	074-000-00	1 Stück
Maxi / Größe 2 = für Patienten ab Schulalter und Erwachsene	074-001-00	1 Stück



FaceFormer ONE blue mit Hygienebox

nach Berndsen

Die FaceFormer-Therapie ist ursachenorientiert und ganzheitlich. Regelmäßiges FaceFormer-Training nimmt wirksamen Einfluss auf die Spannung von Gewebe, Muskeln und Haut im Mund und Gesicht. Es stärkt und harmonisiert Muskelfunktionen, die für Kauen, Schlucken, Sprechen, Atmung, Zahnstellung sowie Mimik und Hautspannung von besonderer Bedeutung sind.

Indikationen:

- Schluckstörungen (Dysphagien)
- Zungenfehlfunktionen
- gestörte Kaufunktion
- Sprech-, Sprach- und Redeflussstörungen
- Abgewöhnen von Daumenlutschen, Schnuller, Lippenbeißen etc.
- Lähmungen der Mund-/Gesichtsregion
- vor / nach Gesichts-, Kiefer- und Zungenoperationen
- Zahnfehlstellungen, Kieferanomalien
- Zähneknirschen, -pressen (Bruxismus)
- CMD, Kiefergelenksstörungen
- Zahnprothetik, Zahnimplantate
- Schlafstörungen, Schnarchen, Schlafapnoe
- Hörsturz, Tinnitus
- Schwindel, Menière'sche Krankheit
- Druckausgleichsprobleme im Mittelohr
- Umstellen von Mund- auf Nasenatmung
- etc.

Farbe	Form	REF	Menge
blau-transparent	anatomical	074-101-01	1 Stück

