

Klasse II-Apparaturen.

Mit Erfolg zur Klasse I.




DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com






Der ideale Weg zur Klasse I.



SUS³ – die beste Therapie für Ihre Klasse II.

Die SUS³ – Sabbagh Universal Spring – ist ein Teleskopelement mit Feder und kann universell intermaxillär zur Klasse II Behandlung eingesetzt werden. Sie stellt eine exzellente Alternative zur compliance-abhängigen Behandlung dar. Die SUS³ wirkt konstant mit sanften, weitgehend horizontalen Kräften, daher ist ihr Einsatz schonend für das Kiefergelenk. Extraktionen und dysgnathische Operationen könnten damit vermieden werden.





Indikationen.

- Distalbisslagen/Klasse II (unilateral/bilateral).
- Molarendistalisation (Headgear-Ersatz).
- Dentoalveolärer Ausgleich der Okklusion (Elastics-Ersatz).
- Mittellinienverschiebung.
- Lückenschluss (Aplasie)/Verankerung (Mini-Schrauben Alternative).
- Dysgnathie-Operation Alternative.
- Kiefergelenkdysfunktion und CMD (Repositions-Effekt).
- Schnarch- und Schlafapnoe-Therapie.

Die ideale Lösung für Patienten mit:

- mangelnder Kooperation.
- geringem Restwachstum.
- erschwertem Einsatz von herausnehmbaren Apparaturen.
- Erkrankungen der oberen Atemwege oder Asthma.
- Allergie gegen Bestandteile der Kunststoffe.
- vorliegender Behinderung.

Herbst-Scharniere.

Sicher, bewährt, effektiv.



Die klassische Korrektur der Distalbisslage.

Das Dentaforum-Programm umfasst vier Varianten des bewährten Herbst-Retentionsscharniers. Allen Varianten gemeinsam ist die hohe mechanische Stabilität und die sehr gute Verarbeitung, welche auch unter großer Belastung ausreichend Sicherheitsreserven für eine effektive Therapie garantieren.





Herbst TS.

Diese Variante ist mit einem Innenteleskop ausgestattet. Ein Auseinandergleiten des Scharniers wird so verhindert.

Die neue Laserbeschriftung auf dem Teleskopelement mit der jeweiligen Patientenseite und Größe gewährleistet eine eindeutige Zuordnung zum Kiefer.

Herbst I.

Das klassische Retentionsscharnier zum Anschweißen an Bänder. Je nach Erfahrung und Zielsetzung des Behandlers ist die Dentaurohm Herbst-Technik für die Band- oder Gusstechnik geeignet. Das bedeutet maximale Flexibilität und ermöglicht individuelle Umsetzungen.

Herbst II.

Das modifizierte Herbst-Scharnier zur Fixierung an den Bögen einer Multibracket-Apparatur.

Herbst IV.

Modifizierte Variante mit Kugelgelenk und Fixierung mit C-Clips. Größere laterale Bewegungsfreiheit.

Diese Lösung mit „Köpfchen“ eröffnet eine neue Dimension der UK-Beweglichkeit im Rahmen einer Therapie mit Herbst-Retentionsscharnieren, denn das Kugelkopfgelenk von Herbst IV bringt dem Patienten ein sehr deutlich spürbares Plus an Komfort.

Mit den C-Clips wurde beim Dentaurohm Herbst IV Retentionsscharnier ein Eindrehen der Schrauben vermieden. Das macht die Variante einfacher im Handling, bedeutet aber vor allem auch mehr Sicherheit.

SUS³ – Sabbagh Universal Spring



SUS³ Start-Set



REF 607-160-00	1 Set
-----------------------	-------


Inhalt:

2 x SUS ³ Teleskopelement	REF 607-157-00
2 x SUS ³ Teleskopstange, montiert	REF 607-158-00
2 x SUS ³ Knopfanker, ø 1,0 mm	REF 607-154-00
2 x SUS ³ Turbofeder (Edelstahl), Länge 27 mm	REF 607-156-00
2 x Distanzring, geschlitz, Länge 1 mm	REF 607-103-11
2 x Distanzring, geschlitz, Länge 2 mm	REF 607-104-11
1 x Innensechskantschlüssel 1,5	REF 607-144-00



SUS³ Set

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!



REF 607-165-00	1 Set
-----------------------	-------

Inhalt:

2 x SUS ³ Teleskopelement	REF 607-157-00
2 x SUS ³ Teleskopstange, montiert	REF 607-158-00
2 x SUS ³ Knopfanker, ø 1,0 mm	REF 607-154-00
2 x SUS ³ Turbofeder (Edelstahl), Länge 27 mm	REF 607-156-00
2 x Distanzring, geschlitz, Länge 1 mm	REF 607-103-11
2 x Distanzring, geschlitz, Länge 2 mm	REF 607-104-11



SUS³ Teleskopstange, montiert

REF 607-158-00	2 Stück
-----------------------	---------

Inhalt:

2 x SUS ³ Bogen-Adapter / Fixierschraube (1 Paar)	REF 607-153-00
2 x SUS ³ Teleskopstange	REF 607-159-00



SUS³ Teleskopstange

REF 607-159-00	2 Stück
-----------------------	---------



SUS³ Bogen-Adapter / Fixierschraube

REF 607-153-00	1 Paar
-----------------------	--------



SUS³ Teleskopelement

REF 607-157-00	1 Stück
-----------------------	---------

SUS³ – Sabbagh Universal Spring

SUS³ Turbokfeder (Edelstahl)

Länge: 27 mm

REF 607-156-00

6 Stück



SUS³ Druckfeder (Edelstahl)

Länge: 15 mm

REF 607-151-00

6 Stück



SUS³ Distanzfeder

Länge: 10 mm

REF 607-152-00

6 Stück



Klemmzange, für Herbst TS / SUS sterilisierbar

Zum Aufkleben von geschlitzten Distanzringen für Herbst TS und SUS.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-710-00

1 Stück



SUS³ Knopfanker

Schaft ø: 1 mm

Kopf ø: 2,1 mm

Länge: 18 mm

REF 607-154-00

10 Stück



Distanzringe, geschlitzt

Länge	für	REF	Menge
1 mm	Herbst TS, SUS	607-103-11	10 Stück
2 mm	Herbst TS, SUS	607-104-11	10 Stück
3 mm	Herbst TS, SUS	607-105-11	10 Stück
4 mm	Herbst TS, SUS	607-107-11	10 Stück



Innensechskantschlüssel 1,5

sterilisierbar

Schlüsselweite	für	REF	Menge
1,5 mm	Herbst TS / I / II, SUS	607-144-00	1 Stück



Herbst-Scharniere / Sets



Herbst TS Set

Teleskop-System. Zum Anschweißen auf Bänder oder gegossene Schienen.

Inhalt:

- 1 x Teleskopgeschiebe, rechts
- 1 x Teleskopgeschiebe, links
- 4 x Innensechskantschraube
- 4 x F-Sockel

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!

Länge	REF	Menge
20 mm	607-126-20	1 Set
22 mm	607-126-22	1 Set
24 mm	607-126-24	1 Set



Bitte beachten Sie unseren kostenlosen Doppelbänder-Schweißservice für die Herbst-Technik.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Medizinprodukteberater.
Telefon: +497231 / 803-216



Herbst I Set

Mit Innensechskantschrauben.

Zum Anschweißen auf Bänder oder gegossene Schienen.

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!



REF 607-120-00

1 Set

Inhalt:

1 x Teleskoprohr, rechts	REF 607-121-00
1 x Teleskoprohr, links	REF 607-122-00
2 x Teleskopstange	REF 607-124-00
4 x Innensechskantschraube	REF 607-122-30
4 x F-Sockel	REF 607-127-30

Bitte beachten Sie unseren kostenlosen Doppelbänder-Schweißservice für die Herbst-Technik. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Medizinprodukteberater.
Telefon: +497231 / 803-216



Herbst II Set

Mit Innensechskantschrauben.

Für die Fixierung auf Bögen in der Multibrackettechnik.

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!



REF 607-108-00

1 Set

Inhalt:

1 x Teleskoprohr, rechts	REF 607-121-00
1 x Teleskoprohr, links	REF 607-122-00
2 x Teleskopstange	REF 607-124-00
2 x Innensechskantschraube, kurz	REF 607-108-10
2 x Innensechskantschraube, lang	REF 607-108-20
4 x Mutter	REF 607-111-00

Herbst IV Set

Mit Kugelkopf.

Zum Anschweißen auf Bänder oder gegossene Schienen.
Große Beweglichkeit. Wird mit Sicherungsscheiben
am Sockel befestigt. Keine Verschraubung, dadurch kein
Schraubenverlust. Hoher Patientenkomfort.

Inhalt:

- 2 x Teleskoprohr mit Kugelgelenk
- 2 x Teleskopstange mit Kugelkopf
- 2 x Kupplung für Kugelkopf
- 4 x Sockel
- 10 x C-Clip, Sicherungsscheibe



REF 607-115-00

1 Set

Bitte beachten Sie unseren kostenlosen Doppelbänder-
Schweißservice für die Herbst-Technik. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an
Ihren Medizinprodukteberater.
Telefon: +497231 / 803-216



Herbst-Scharniere / Zubehör

Innensechskantschrauben



Ausführung	für	REF	Menge
mit Sockel	Herbst TS / I	607-121-30	10 Paar
ohne Sockel	Herbst TS / I	607-122-30	10 Stück
mit kurzem Schaft und Spitze	Herbst II	607-108-10	10 Stück
mit langem Schaft und Spitze	Herbst II	607-108-20	10 Stück

Schlitzschrauben



Ausführung	für	REF	Menge
mit Sockel	Herbst TS / I	607-101-00	10 Paar
ohne Sockel	Herbst TS / I	607-102-00	10 Stück
mit kurzem Schaft und Spitze	Herbst II	607-109-00	10 Stück
mit langem Schaft und Spitze	Herbst II	607-110-00	10 Stück

Sicherungsscheiben



Bezeichnung	für	REF	Menge
C-Clip	Herbst IV	607-116-00	10 Stück

Sockel / Muttern

Bezeichnung	für	REF	Menge
F-Sockel, konkave Form	Herbst TS / I	607-127-30	10 Stück
Sockel, zylindrische Form	Herbst TS / I	607-117-00	10 Stück
Sockel, nach innen gewölbte Form	Herbst IV	607-118-00	10 Stück
Mutter	Herbst II	607-111-00	10 Stück



Teleskoprohre

Bezeichnung	für	REF	Menge
Teleskoprohr, rechts	Herbst I / II	607-121-00	1 Stück
Teleskoprohr, links	Herbst I / II	607-122-00	1 Stück
Teleskoprohr mit Kugelgelenk	Herbst IV	607-125-00	1 Stück



Teleskopstangen

Bezeichnung	für	REF	Menge
Teleskopstange	Herbst I / II	607-124-00	1 Stück
Teleskopstange mit Kugelkopf	Herbst IV	607-128-00	1 Stück



Herbst-Scharniere / Zubehör



Distanzringe

Für Herbst I bis IV.

Länge	für	REF	Menge
1 mm	Herbst I / II / IV	607-103-00	10 Stück
2 mm	Herbst I / II / IV	607-104-00	10 Stück
3 mm	Herbst I / II / IV	607-105-00	10 Stück
4 mm	Herbst I / II / IV	607-107-00	10 Stück
5 mm	Herbst I / II / IV	607-112-00	10 Stück



Distanzringe, geschlitzt

Länge	für	REF	Menge
1 mm	Herbst TS, SUS	607-103-11	10 Stück
2 mm	Herbst TS, SUS	607-104-11	10 Stück
3 mm	Herbst TS, SUS	607-105-11	10 Stück
4 mm	Herbst TS, SUS	607-107-11	10 Stück



Klemmzange, für Herbst TS / SUS

sterilisierbar

Zum Aufklemmen von geschlitzten Distanzringen
für Herbst TS und SUS.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-710-00

1 Stück



Innensechskantschlüssel 1,5

sterilisierbar

Schlüsselweite	für	REF	Menge
1,5 mm	Herbst TS / I / II, SUS	607-144-00	1 Stück



Innensechskantschlüssel

Nur zur Anwendung im Labor!

Schlüsselweite	für	REF	Menge
1,5 mm	Herbst TS / I	607-123-10	1 Stück

amda® starter set (montiert)

Apparatur zur skelettal verankerten Distalisation von Molaren mit dem tomas®-pin EP.



REF 607-180-00	1 Set
----------------	-------

Inhalt:

1 x amda® telescope (2 Stück)	REF 607-181-02
1 x amda® connector, pair 7 mm	REF 607-184-07
1 x amda® connector, pair 10 mm	REF 607-184-10
1 x amda® connector, pair 13 mm	REF 607-184-13
1 x amda® palatal arch	REF 607-185-01
1 x Hexagon socket key 0.9	REF 607-129-00

amda® / Apparatur und Zubehör



amda® telescope

Gekapselte Edelstahl-Feder mit zwei Stoppschrauben
(REF 302-013-01).

Federkraft: max. 4,7 N

Federweg: max. 4,0 mm

REF 607-181-02	2 Stück
REF 607-181-10	10 Stück



amda® connector, left

links

Elemente zur Verbindung zwischen der amda®-Apparatur und den Palatinalschlössern der Molaren.

Höhe	REF	Menge
7 mm	607-182-07	10 Stück
10 mm	607-182-10	10 Stück
13 mm	607-182-13	10 Stück



amda® connector, right

rechts

Elemente zur Verbindung zwischen der amda®-Apparatur und den Palatinalschlössern der Molaren.

Höhe	REF	Menge
7 mm	607-183-07	10 Stück
10 mm	607-183-10	10 Stück
13 mm	607-183-13	10 Stück



amda® connector, pair

Elemente zur Verbindung zwischen der amda®-Apparatur und den Palatinalschlössern der Molaren.

Höhe	REF	Menge
7 mm	607-184-07	1 Paar
10 mm	607-184-10	1 Paar
13 mm	607-184-13	1 Paar

amda® palatal arch

(inkl. 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00).

Gaumenbügel für amda® zur Aufnahme der amda® telescopes.

REF 607-185-01	1 Stück
REF 607-185-10	10 Stück



Hexagon socket key 0.9

sterilisierbar

(Innensechskantschlüssel)

Schlüsselweite: 0,9 mm

REF 607-129-00	1 Stück
----------------	---------



KFO-Demonstrationsmodell tomas® / amda®

Bestückt mit:

- tomas®-pin EP
- amda®
- Lingual-/Palatinalschlössern easy in,
aufgeschweißt auf Standard Molarenbänder
OK aus Kunststoff.

REF 892-000-26	1 Stück
----------------	---------



tomas® / Pins



tomas®-pin EP selbstbohrend steril

Titan Grade 5
Gewinde ø: 1,6 mm
Kern ø: 1,2 mm
Kopfform: Pilz



Länge	Farbcodierung Verpackung	REF	Menge
6 mm	weiß	302-206-00	1 Stück
8 mm	grau	302-208-00	1 Stück
10 mm	schwarz	302-210-00	1 Stück



tomas®-pin EP N selbstbohrend unsteril sterilisierbar

Titan Grade 5
Gewinde ø: 1,6 mm
Kern ø: 1,2 mm
Kopfform: Pilz



Länge	REF	Menge	REF	Menge
6 mm	302-206-10	1 Stück	302-206-30	10 Stück
8 mm	302-208-10	1 Stück	302-208-30	10 Stück
10 mm	302-210-10	1 Stück	302-210-30	10 Stück

