

Lingualsystem.

Überraschend anders.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Erstaunlich effektiv.

discovery® delight steht für die kompromisslose Reduzierung der für die Behandlung benötigten Komponenten. Die freie Auswahl aller lingualen Behandlungsvarianten, von der 2D- bis hin zur 3D-Behandlung, bleibt dabei gewährleistet.

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rubens Demichieri, Montevideo, entstand ein Lingualsystem, das auf die Patientenwünsche eingeht und gleichzeitig alle Vorzüge der bewährten discovery® Bracketfamilie bietet:

- Höchste Qualität.
- Nahezu unsichtbar.
- Kurze Behandlungsdauer.
- Sehr hoher Tragekomfort.
- Perfektes Design.






Lingualbrackets / Sortimente

discovery® delight

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 - mit Vertikalhäkchen

Zahn	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26
Breite	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück



Zahn	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36
Breite	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

discovery® delight social six pack	1 Fall	6 Frontzahnbrackets (REF 790-450-00)	REF 891-406-00
discovery® delight single jaw	1 Fall	6 Frontzahnbrackets (REF 790-450-00) + 4 Seitenzahnbrackets (REF 790-452-00)	REF 891-407-00
discovery® delight single jaw + tubes	1 Fall	6 Frontzahnbrackets (REF 790-450-00) + 4 Seitenzahnbrackets (REF 790-452-00) + 2 Molarenröhrchen (REF 724-102-51)	REF 891-408-00
discovery® delight complete case	1 Fall	12 Frontzahnbrackets (REF 790-450-00) + 8 Seitenzahnbrackets (REF 790-452-00) + 4 Molarenröhrchen (REF 724-102-51)	REF 891-409-00

discovery® delight Frontzahnbracket

mit Vertikalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33				•	1,5 mm	790-450-00	1 Stück
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33				•	1,5 mm	790-451-00	10 Stück

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



discovery® delight Seitenzahnbracket, offen

mit Vertikalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	1,5 mm	790-452-00	1 Stück
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	1,5 mm	790-453-00	10 Stück

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



discovery® delight Seitenzahnbracket, geschlossen

nicht konvertierbar · mit Vertikalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	2,0 mm	724-100-51	1 Stück
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	2,0 mm	724-101-51	10 Stück

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



discovery® delight Lingualröhrchen / Adhäsivtechnik

nicht konvertierbar · mit Vertikalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
16 / 26 / 46 / 36				•	2,0 mm	724-102-51	1 Stück
16 / 26 / 46 / 36				•	2,0 mm	724-103-51	10 Stück

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20





rematitan® LITE Lingualbogen, rund

Festigkeitsklasse: superelastisch

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,25 mm / 10			766-760-00	10 Stück
0,30 mm / 12			766-761-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-762-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-763-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-764-00	10 Stück



rematitan® LITE Lingualbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch

∏	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-765-00	10 Stück
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19		0,62 mm	766-766-00	10 Stück



remanium® Lingualbogen, rund

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16			766-767-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-768-00	10 Stück



remanium® Lingualbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

∏	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18			766-769-00	10 Stück
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19			766-770-00	10 Stück



dentaflex® Lingualbogen, rund, 6-fach verseilt

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,38 mm / 15			766-771-00	10 Stück

Lingualbiegezange

sterilisierbar

Zum Biegen von Stufen und Ausgleichsbiegungen in die Bögen für die Lingualtechnik.

Stufenbreite: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm und 3,0 mm

Max. Drahtstärke: ø 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-001-00

1 Stück



Mosquitoklemme, gebogen

sterilisierbar

Zum Setzen und Ligieren von Dentalastics® Kunststoffligaturen, speziell in der Lingualtechnik.

REF 000-732-00

1 Stück



Klemmpinzette

sterilisierbar

Graziles Pinzettendesign für das einfache Positionieren von Brackets und Bukkalröhrchen.

REF 025-280-00

1 Stück



Positionierungstool, lingual

sterilisierbar

REF 023-278-00

1 Stück



Mundspiegel mit Hilfslinien (montiert), lingual

sterilisierbar

REF 023-279-00

1 Stück



Mundspiegel mit Hilfslinien (ohne Griff), lingual

sterilisierbar

REF 023-279-10

1 Stück



Bracket-Abnehmezange, abgewinkelt

sterilisierbar

Zum einfachen Entfernen von Lingualbrackets und Brackets im Seitenzahnbereich. Einsätze aus Hartmetall.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-347-00

1 Stück



Zubehör



SUPER Elasto-Force Kunststoffketten

Konstante Zugwirkung bei längerer Wirkungsdauer. Hohe Elastizität mit sehr gutem Rückstellverhalten.

Farbe	Ring-Innen ø	Länge	Steg	REF	Menge
transparent	1,3 mm	4,6 m	•	774-220-01	1 Rolle
transparent	1,3 mm	4,6 m		774-221-01	1 Rolle



KFO-Demonstrationsmodell discovery® delight

Bestückt mit:

- discovery® delight Lingualbrackets
 - discovery® delight Molarenröhrchen
 - rematitan® LITE Lingualbogen
 - dentaflex® Lingualbogen
- OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-22

1 Stück



