

Nickelfreie Produkte.

Die nickelfreie Therapie.






DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com



Produktübersicht.

Dentaurum bietet eine große Auswahl an nickelfreien Produkten für die ganzheitliche Therapie.

Produkte	Kapitel	
topic · Bracket aus remanium® star*	Metallbrackets	
equilibrium® ti · Bracket aus Reintitan	Metallbrackets	
discovery® pearl · Bracket aus Aluminiumoxid	Ästhetikbrackets	

Produkte	Kapitel	
Noninium® Face Bow/Gesichtsbogen**	Intra-/Extraoral	
rematitan® · Bukkalröhrchen aus Reintitan	Bukkalröhrchen/ Adhäsivtechnik	
rematitan® SPECIAL Drähte und rematitan® SPECIAL Bögen	Drähte Bögen Drahtelemente	
rematitan® & Titan hyrax® · Dehnschrauben aus Reintitan	Dehnschrauben	
prime4me® RETAIN3R · Gefräst aus Titan Grade 5	Digitale Kieferorthopädie	

* siehe KFO-Werkstoffliste

**Nickel ≤ 0,2 % ist verfahrenstechnisch bedingt