

# Praxismaterialien.

Zuverlässig und preiswert.



DENTAURUM  
**ONLINE  
SHOP**  
[shop.dentaurum.com](http://shop.dentaurum.com)





### Professionelle Praxismaterialien für die KFO.

Unser breites Produktprogramm an Praxismaterialien reicht vom Abformmaterial bis zur orthodontischen Zahnbürste. Mittels unserer Demomodelle und KFO-Studienmodelle können alle Fragen im Patientengespräch beantwortet werden.

Ob mini, maxi oder magnum, die bunten Spangenboxen werden Ihre Patienten begeistern.

Zuverlässige, sichere und schnelle Reinigung von Multibracket-Apparaturen mit Ortho Brush.



---

### **Orthalgenat® Duo**

Das universelle KFO-Abformmaterial.

---

### **Flexaponal®**

Spezialwachs nach Uhlig.

---

### **Orthalgenat® Ex**

Das perfekte Reinigungsmittel für Abformlöffel.

---

### **Rapidur®**

Der weiße, superhart-synthetische Hartgips.

---

### **KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle**

Breites Angebot an Modellen.

---

### **Spangenboxen**

In allen Größen und Farben.

---

## Abformung



### Orthalgenat® Duo

Abformmaterial inkl. Messbesteck.

| Geschmack | Farbe | REF        | Menge |
|-----------|-------|------------|-------|
| mint      | grün  | 150-501-20 | 1 kg  |
| mint      | grün  | 150-509-20 | 9 kg  |
| mint      | grün  | 150-520-20 | 20 kg |

Lieferform: 1 kg (Dose), 9 x 1 kg und 20 x 1 kg (Karton)  
DIN EN ISO 21563



### Dosierflasche

Für Flüssigkeiten.

| Fassungsvermögen | REF        | Menge   |
|------------------|------------|---------|
| 500 ml           | 150-000-00 | 1 Stück |



### Orthalgenat® Ex

Abformlöfl-Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Alginat- und Gipsresten. Konzentrat für manuelle oder Ultraschallreinigung.

|                |        |
|----------------|--------|
| REF 150-010-00 | 1,5 kg |
|----------------|--------|

### Flexaponal®, Spezialwachs

nach Uhlig

- zur Bissnahme (als Quetschbiss oder Bisswall)
- für Hafränder an Abformlöffeln
- weich, flexibel und gut klebend

Stärke: 1,0 mm



| Maße (L x B)   | Farbe | REF        | Menge    |
|----------------|-------|------------|----------|
| 120 mm x 15 mm | rot   | 124-003-00 | 50 Stück |
| 200 mm x 10 mm | rot   | 124-002-00 | 50 Stück |
| 200 mm x 10 mm | weiß  | 124-202-00 | 50 Stück |

### Rapidur®

Synthetischer Hartgips

- superhart, geringe Expansion
- schnell abbindend

#### Einsatzbereich:

geeignet für alle Bereiche der Kieferorthopädie und Zahntechnik

Norm: DIN EN ISO 6873

Klasse 4

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Abbindeexpansion  | max. 0,15 % |
| Verarbeitungszeit | min. 3 min  |
| Druckfestigkeit   | min. 35 MPa |
| Erstarrungszeit   | max. 30 min |
| Farbe             | weiß        |

REF 164-450-00

6 kg



### Mischbecher

Für Gips, Abform- und Einbettmassen, pflegeleicht.

| Fassungsvermögen | REF        | Menge   |
|------------------|------------|---------|
| 400 ml           | 164-651-00 | 1 Stück |
| 600 ml           | 164-650-00 | 1 Stück |



### Modellglänzer

Umweltfreundliche Imprägnierung für Demonstrationsmodelle aus Gips (z.B. aus Rapidur®, REF 164-450-00).

Modelloberfläche wird glänzend und staubabweisend.

REF 166-450-00

4,5 kg



### Ultraschall-Reinigungslösung

| Zum Entfernen von                    | REF        | Menge    |
|--------------------------------------|------------|----------|
| Poliermittel, Wachs, Fett            | 094-610-00 | 1.000 ml |
| Gips und gipsgebundener Einbettmasse | 094-611-00 | 1.000 ml |
| Zahnstein, Zement, Beizrückständen   | 094-612-00 | 1.000 ml |



## Modellherstellung



### Sockelgerät

nach Hinz

Zur Fixierung dreidimensional orientierter Kiefermodelle.  
Die einheitliche Höhe der Kiefermodelle von 6 cm wird durch das einfach zu handhabende Sockelgerät bestimmt.

REF 050-500-00

1 Stück



### Sockelform mit Gelenk

Aus schlagfestem Kunststoff. Zeitraubendes Trimmen der Gipssockel entfällt. Passend zum Sockelgerät nach Hinz.

| Material   | Farbe | REF        | Menge    |
|------------|-------|------------|----------|
| Kunststoff | weiß  | 050-501-00 | 100 Paar |



### Steg mit Gelenk

Für Sockelform (REF 050-501-00).

Passend zum Sockelgerät nach Hinz.

| Material   | Farbe | REF        | Menge     |
|------------|-------|------------|-----------|
| Kunststoff | weiß  | 050-503-01 | 200 Stück |

**NEU**



### Kiefermodell-Tray

Mit farbigen Beschriftungsetiketten.

Für 5 Modellpaare, stapelbar.

Maße (B x H x T): 94 mm x 83 mm x 330 mm

Material: Kunststoff

Farbe: weiß

REF 050-502-00

10 Stück

## Spangenboxen und Zubehör

### Spangenbox mini

Die Mini-Version ist besonders für Einzelgeräte und Mundvorhofplatten (z.B. Ulmer Modell) geeignet.

Material: Kunststoff (formstabil und schlagfest)

Maße (B x H x T): 7,00 cm x 3,30 cm x 4,80 cm

| Größe | Farbe       | REF        | Menge    |
|-------|-------------|------------|----------|
| mini  | perlblau    | 163-602-01 | 10 Stück |
| mini  | türkis      | 163-610-01 | 10 Stück |
| mini  | neonkoralle | 163-611-01 | 10 Stück |
| mini  | neongrün    | 163-612-01 | 10 Stück |



### Spangenbox maxi

Die Maxi-Version ist besonders für bimaxilläre Geräte (z.B. Aktivator, Bionator) geeignet.

Material: Kunststoff (formstabil und schlagfest)

Maße (B x H x T): 7,80 cm x 4,50 cm x 5,80 cm

| Größe | Farbe       | REF        | Menge    |
|-------|-------------|------------|----------|
| maxi  | rubinrot    | 163-701-01 | 10 Stück |
| maxi  | perlblau    | 163-702-01 | 10 Stück |
| maxi  | rosa        | 163-703-01 | 10 Stück |
| maxi  | schwarz     | 163-707-01 | 10 Stück |
| maxi  | türkis      | 163-710-01 | 10 Stück |
| maxi  | neonkoralle | 163-711-01 | 10 Stück |
| maxi  | neongrün    | 163-712-01 | 10 Stück |
| maxi  | neongelb    | 163-713-01 | 10 Stück |



### Spangenbox magnum

Die Magnum-Version ist besonders für extrem große FKO-Geräte (z.B. Funktionsregler nach Fränkel,

Erwachsenen-KFO-Apparaturen oder Zahnprothesen) geeignet.

Material: Kunststoff (formstabil und schlagfest)

Maße (B x H x T): 6,80 cm x 4,70 cm x 7,80 cm

| Größe  | Farbe    | REF        | Menge    |
|--------|----------|------------|----------|
| magnum | rubinrot | 163-801-01 | 10 Stück |
| magnum | perlblau | 163-802-01 | 10 Stück |



## Spangenboxen und Zubehör



### Spangenbox Fußball

Universelle Größe für Platten-Apparaturen, bimaxilläre Geräte, Funktionsregler inkl. Karabinerhaken.

Material: Kunststoff (formstabil und schlagfest)

| Farbe        | REF        | Menge    |
|--------------|------------|----------|
| schwarz-weiß | 163-805-01 | 10 Stück |



### Karabinerhaken

Zum Anhängen von Spangenboxen an den Gürtel.

|                |          |
|----------------|----------|
| REF 163-801-00 | 10 Stück |
|----------------|----------|



### Umhängeband mit Sicherheitsverschluss

Für Spangenboxen, bedruckt mit Dentaurum Logo.

| Farbe         | REF        | Menge    |
|---------------|------------|----------|
| bunt gemischt | 163-807-00 | 25 Stück |

## KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle

### Typodont / Dentoform

Studien- und Funktionsprüfgerät für festsitzende Apparaturen. Das Gerät entspricht mechanisch einem Gelenkartikulator. Je nach Aufgabe werden die Metall-/Kunststoffzähne in die Wachsformen aufgestellt, mit Brackets und Bändern versehen und die Bögen einligiert.

#### Lieferumfang:

Gerät ohne Zähne und Zubehör.

REF 050-801-00

1 Stück



### Metall-/Kunststoffzähne

Für Typodont / Dentoform-Gerät (REF 050-801-00). Zahnkronen aus Kunststoff, Zahnwurzeln aus Metall.

REF 050-803-01

28 Stück



### Wachsformen

Für Typodont / Dentoform-Gerät (REF 050-801-00). Idealokklusion (OK und UK inkl. 2 Wachsplatten).

REF 050-802-00

1 Paar



### KFO-Studienmodell

#### Angle Klasse I, Normalokklusion

OK und UK aus Kunststoff.

REF 892-001-00

1 Stück



### KFO-Studienmodell

#### Angle Klasse II/1, Distalokklusion mit Tiefbiss

OK und UK aus Kunststoff.

REF 892-002-01

1 Stück



## KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle



### KFO-Studienmodell

**Angle Klasse II/2, Distalokklusion mit Deckbiss**

OK und UK aus Kunststoff.

REF 892-002-02

1 Stück



### KFO-Studienmodell

**Angle Klasse III, Mesialokklusion, progene Verzahnung**

OK und UK aus Kunststoff.

REF 892-003-00

1 Stück



### KFO-Demonstrationsmodell discovery®

**Angle Klasse I, Normalokklusion**

Roth 22

#### Bestückt mit:

- discovery® Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series und M-Series mini Bukkalröhrchen
- dentaform® Bändern
- rematitan® LITE Bögen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-07

1 Stück



### KFO-Demonstrationsmodell equilibrium® mini / equilibrium® 2

**Angle Klasse I, Normalokklusion**

Roth 22

#### Bestückt mit:

- equilibrium® mini und equilibrium® 2 Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series und M-Series mini Bukkalröhrchen
- dentaform® Bänder
- rematitan® LITE Bögen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-14

1 Stück

## KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle

### KFO-Demonstrationsmodell discovery® delight

#### Bestückt mit:

- discovery® delight Lingualbrackets
- discovery® delight Molarenröhrchen
- rematitan® LITE Lingualbogen
- dentaflex® Lingualbogen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.



REF 892-000-22

1 Stück



### KFO-Demonstrationsmodell discovery® smart

#### Angle Klasse I, Normalokklusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 22

#### Bestückt mit:

- discovery® smart Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series und M-Series mini Bukkalröhrchen
- rematitan® LITE Bögen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-20

1 Stück

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



### KFO-Demonstrationsmodell discovery® pearl

McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 22

#### Bestückt mit:

- discovery® pearl Keramikbrackets
- transluzenter Bogen pearl
- Dentalastics® pearl Ligaturenringe

OK aus Kunststoff.

REF 892-000-18

1 Stück

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



### KFO-Demonstrationsmodell discovery® pearl

Roth 22

#### Bestückt mit:

- discovery® pearl Keramikbrackets, OK/UK 5-5
- Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen, OK/UK 6
- transluzenter Bogen pearl, OK
- Tensic® Bogen, UK
- Dentalastics® pearl Ligaturenringe

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-21

1 Stück



## KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle



### KFO-Demonstrationsmodell discovery® sl

Angle Klasse I, Normalokklusion

Roth 22

**Bestückt mit:**

- discovery® sl selbstligierenden Metallbrackets
  - Ortho-Cast M-Series mini Bukkalröhrchen
  - Equire Edelstahlbogen, OK
  - rematitan® sl Bogen, UK
- OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-17

1 Stück



### KFO-Demonstrationsmodell discovery® sl 2.0

Angle Klasse I, Normalokklusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 22

**Bestückt mit:**

- discovery® sl 2.0 selbstligierenden Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series und M-Series mini Bukkalröhrchen
- Tensic® Bögen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-19

1 Stück

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



### KFO-Demonstrationsmodell prime4me® RETAIN3R

Zur Patienten-Demonstration.

**Bestückt mit:**

- prime4me® Sockelmodell
- prime4me® RETAIN3R OK
- Transfer tray für prime4me® RETAIN3R

REF 892-000-29

1 Stück

**NEU**



### KFO-Demonstrationsmodell tomas® / amda®

**Bestückt mit:**

- tomas®-pin EP
  - amda®
  - Lingual-/Palatinalschlössern easy in, aufgeschweißt auf Standard Molarenbänder
- OK aus Kunststoff.

REF 892-000-26

1 Stück



## KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle

### tomas®-demonstration pin SD 08 selbstbohrend

Zur Patienten-Demonstration.

Maßstab 5 : 1

REF 302-007-20

1 Stück



### tomas®-demonstration pin EP 08 selbstbohrend

Zur Patienten-Demonstration

Maßstab 5 : 1

REF 302-007-30

1 Stück



## Sonstiges



### Ortho Brush

Orthodontische Zahnbürste.

Ideal zur Massage der Zahnfleischpapillen und  
Reinigung festsitzender Bracket- und Bandapparaturen.

REF 163-300-00

10 Stück

