

Premium-Line Zangen.

Premium-Qualität – Premium-Funktion.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com






Abdeckung aller Einsatzbereiche mit einem Programm.

Ob für die kieferorthopädische Technik oder die Prothetik, das Dentaforum Zangen-Programm deckt alle Standardeinsatzgebiete ab. Das bedeutet für den Anwender, stets auf die gleiche Qualität und Verlässlichkeit zurückgreifen zu können. Das macht den Einsatz schneller und effektiver.

Made in Germany.

Die Herstellung durch langjährig erfahrene Fachkräfte mit ausgefeilten Fertigungstechniken und modernsten Maschinen führt zu der sprichwörtlich guten „Made-in-Germany“-Qualität. Dadurch haben die Dentaforum Premium-Line Zangen auch eine extra lange Lebensdauer*.






PREMIUM
LINE

10-Jahres-Garantie!**



* Reinigung und Pflege von Dentaum-Zangen und -Instrumenten siehe separate Anweisung REF 989-590-10. Reparaturservice werkseitig möglich (z.B. Verschleiß).

** 10 Jahre Garantie auf Material und Herstellungsfehler, auf Herausfallen der Einsätze, auf Bruch und Korrosion des Zangenkörpers bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und sachgemäßer Pflege. Bei Manipulation erlischt der Garantieanspruch.

Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik



Ortho-Cast M-Series Konvertierzange sterilisierbar

Mit austauschbarer Klinge.

Nur zur Verwendung mit Ortho-Cast M-Series

Bukkalarhrchen geeignet!

Lieferumfang:

Zange komplett mit Klinge sowie 2 Ersatzklingen
und 1 Innensechskantschlüssel

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-805-00

1 Stück



Klinge sterilisierbar

Für Ortho-Cast M-Series Konvertierzange, REF 003-805-00.

Lieferumfang:

10 Klingen + 2 Schrauben

REF 038-805-10

10 Stück



Spezial-Bracket-Debonding-Zange, 45° abgewinkelt

sterilisierbar

Zum Entfernen von Brackets und Adhäsivresten.

45° Abwinkelung der Schneideflächen, spezielle
Schliffführung. Einsätze aus Hartmetall.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-350-00

1 Stück



Bracket-Abnehmezange, gerade sterilisierbar

Zum Abscheren von Brackets zwischen Bracketbasis
und Adhäsiv. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 13,0 cm

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-346-00

1 Stück



Bracket-Abnehmezange sterilisierbar

Zum Abscheren von Brackets zwischen Bracketbasis
und Adhäsiv.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-349-00

1 Stück



Kunststoffeffsatz sterilisierbar

Für Bracket-Abnehmezangen, REF 003-349-00
und 045-005-00.

REF 038-356-00

4 Stück

Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik

Bracket-Abnehmezange, abgewinkelt sterilisierbar

Zum einfachen Entfernen von Lingualbrackets und Brackets im Seitenzahnbereich. Einsätze aus Hartmetall.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-347-00

1 Stück



Oliver-Jones Band-Abnehmezange sterilisierbar

Mit austauschbarer Kunststoffkappe. Einsatz aus Hartmetall.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 026-347-00

1 Stück



Kunststoffkappe

sterilisierbar

Für Oliver-Jones Band-Abnehmezangen, REF 026-347-00 und 045-004-00.

REF 039-357-00

10 Stück



Johnson Konturenzange

sterilisierbar

Backen nur in einer Fläche gewölbt. Zum Konturieren und Anpassen von Bändern und Kronen.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-114-00

1 Stück



Separierzange

sterilisierbar

Zum Spreizen der Dentalastics®-Separierringe vor dem Positionieren.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 015-160-00

1 Stück



How Zange, gerade

sterilisierbar

Universell einsetzbare Zange für die Multibrackettechnik. Durch die schmalen Branchen speziell zum Setzen von Bändern mit aufgeschweißten Brackets geeignet. Auch für den UK-Frontzahnbereich. **Nicht für das Debonding von Brackets geeignet.**

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-112-00

1 Stück



Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik



How Zange, gebogen sterilisierbar

Die gebogene Zange kommt insbesondere für den Seitenzahnbereich zur Anwendung. **Nicht für das Debonding von Brackets geeignet.**

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-111-00

1 Stück



Seitenschneider Maxi sterilisierbar

Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 1,0 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-266-00

1 Stück



Distalschneider Mini sterilisierbar

Zum Kürzen der Bogenenden in der Multibrackettechnik. Zierliche Ausführung. Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-701-00

1 Stück



Distalschneider Mini sterilisierbar

Mit längerem Griff für leichteres Handling beim Kürzen der Bogenenden. Zierliche Ausführung. Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 14,0 cm

Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-702-00

1 Stück



Distalschneider Maxi sterilisierbar

Zum Kürzen der Bogenenden in der Multibrackettechnik. Kräftige Ausführung. Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-700-00

1 Stück



Flush Cutter Mini, mit Silikon O-Ring sterilisierbar

Zum Kürzen von Runddrähten in der Multibrackettechnik. Elastische Drahtfangvorrichtung durch Silikon O-Ring, REF 037-356-00. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 11,7 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,50 mm / 20

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-705-00

1 Stück

Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik

Flush Cutter Maxi, mit Silikon O-Ring

sterilisierbar

Mit längerem Griff für leichteres Handling beim Kürzen von Runddrähten in der Multibrackettechnik. Elastische Drahtfangvorrichtung durch Silikon O-Ring, REF 037-356-00. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 14,2 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,50 mm / 20

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-706-00

1 Stück



Silikon O-Ring

sterilisierbar

Für Flush Cutter Mini und Maxi, REF 003-705-00 und 003-706-00.

REF 037-356-00

10 Stück



Ligatureschneider Mini

sterilisierbar

Exakt bis zur Spitze schließende Schneiden garantieren einen glatten Schnitt von weichen Ligaturrendrähten. Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden! Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,4 mm, weich

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 014-151-00

1 Stück



Ligatureschneider 45°

sterilisierbar

45° abgewinkelte Schneidefläche. Erleichtert das Trennen der Ligaturen im Seitenzahnbereich. Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden! Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,4 mm, weich

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 014-152-00

1 Stück



Seitenschneider Medium

sterilisierbar

Schwarz DLC beschichtet. Glatte Schnittflächen durch exakte Schneidekanten. Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden! Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 016-153-00

1 Stück



Light Wire Zange

sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen von Drähten in der Light Wire Technik.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-130-00

1 Stück



Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik



Begg Light Wire Zange

sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen von Drähten in der Light Wire Technik. Zusätzliche Schneidevorrichtung.

Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-130-00

1 Stück



Angle / Tweed Bogenbiegezange

sterilisierbar

Zum Torquen von Vierkantdrähten. Verhindert Quetschen des Drahtes durch paralleles Halten. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-442-00

1 Stück



Weingart Universalzange

sterilisierbar

Zum Positionieren des Bogens und Umbiegen der Bogenenden geeignet. Exakt schließende geriffelte Spitze. Einsätze aus Hartmetall. Auch für das Debonding von Brackets geeignet.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-120-00

1 Stück



Weingart Universalzange Mini

sterilisierbar

Sehr grazile Ausführung. Zum Halten und Positionieren des Bogens. Exakt schließende, geriffelte Spitzen.

Nicht für das Debonding von Brackets geeignet.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-121-00

1 Stück



Lingualbiegezange

sterilisierbar

Zum Biegen von Stufen und Ausgleichsbiegungen in die Bögen für die Lingualtechnik.

Stufenbreite: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm und 3,0 mm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-001-00

1 Stück



Nance Schlaufenbiegezange

sterilisierbar

Mit vierstufigen Backen zum Biegen verschieden langer Schlaufen aus Rund- und Vierkant-Draht.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 000-001-00

1 Stück

Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik

Jarabak Light Wire Zange

sterilisierbar

Mit Führungsgrillen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-125-00

1 Stück



Tweed Schlaufenbiegezange

sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 012-350-00

1 Stück



Tweed Schlaufenbiegezange

sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen.

Mit individuell auswechselbarer Hartmetallspitze.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 012-351-00

1 Stück



Spitze

sterilisierbar

Für Tweed Schlaufenbiegezange, REF 012-351-00.

REF 038-357-00

3 Stück



De La Rosa Konturenzange

sterilisierbar

Mit Führungsgrillen zum Formen von Rund- und Vierkant-Bögen 16, 18, 22.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-109-00

1 Stück



Bügelbiegezange

sterilisierbar

Für die individuelle Herstellung und Aktivierung von Lingual- bzw. Palatinalbügeln. Die mit dieser Zange gebogenen Drahtenden passen in alle Dentaorium-Lingual-/Palatinalschlösser $\varnothing$ 2 x 0,9 mm.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,9 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-185-00

1 Stück



Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik



Klemmzange, für Herbst TS / SUS sterilisierbar

Zum Aufklemmen von geschlitzten Distanzringen für Herbst TS und SUS.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-710-00

1 Stück



Klemmzange sterilisierbar

Spitze mit V-förmiger Kerbung zum Halten und Zusammendrücken von Gleit-/Klemm- und Stoppröhrchen.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-711-00

1 Stück



Angle Drahtbiegezange Standard sterilisierbar

In kräftiger Ausführung mit je einer kurzen flachen und einer runden Backe.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-139-00

1 Stück



Angle Drahtbiegezange sterilisierbar

In kräftiger Ausführung mit je einer kurzen flachen und einer runden Backe. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-139-00

1 Stück



Bügelbiegezange Magnum sterilisierbar

Ideal zum Biegen der Außenbögen von Face Bows.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 1,8 mm

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-180-01

1 Stück

Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik

Hohlkehlzange Extra-Mini

sterilisierbar

Ideal für das Biegen von unterschiedlichsten Schlaufen und zum Anpassen von vorgeformten Bögen in der festsitzenden Technik.

Max. Drahtstärke: ø 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-350-00

1 Stück



Hohlkehlzange Mini

sterilisierbar

Zum Biegen von Schlaufen an Rund- und Vierkant-Drähten.

Max. Drahtstärke: ø 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-351-00

1 Stück



Hammerhead Zange

sterilisierbar

Zum Umbiegen von Nickel-Titan-Bögen/-Drähten im Molarenbereich. Die beiden Enden schmiegen sich wie Nut und Feder um den Nickel-Titan-Draht, so dass die Drahtenden durch einmaliges Zudrücken der Zange die gewünschte Biegung erhalten.

Max. Drahtstärke: ø 0,45 mm / 18,

☒ 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-355-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Extra-Mini

sterilisierbar

Zum Biegen von Drähten / Bögen in der festsitzenden Technik. Besonders gut geeignet für das Biegen von Nickel-Titan-Drähten / Bögen wie rematitan® LITE und Tensic®.

Max. Drahtstärke: ø 0,5 mm, hart,

☒ 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-205-00

1 Stück



Premium-Line Zangen / Herausnehmbare Technik



Hohlkehlzange Medium

Zum Biegen von kleinen Federn, Ösen und Schlaufen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-053-00

1 Stück



Hohlkehlzange Maxi

Zum Biegen von Federn, Schlaufen und Platzhaltern.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-233-00

1 Stück



Ruhland Hohlkehlzange Magnum

Zum Biegen von Coffin- und Verbindungsfedern,

Labialbögen und U-Schlaufen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 1,1 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 001-650-00

1 Stück



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt. **Mit Führungsritzen.**

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-514-00

1 Stück



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Hartmetallbeschichtete Arbeitsflächen.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-515-00

1 Stück



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Einsätze aus Hartmetall. Mit Führungsritze.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-515-00

1 Stück

Premium-Line Zangen / Herausnehmbare Technik

Adams Zange Maxi

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Länge: 14,5 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-094-00

1 Stück



Adams Zange Medium

Mit einer Vierkant- und einer Rundbacke, innen glatt.

Länge: 14,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-516-00

1 Stück



Adams Zange Maxi

Mit einer Vierkant- und einer Rundbacke, innen glatt.

Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 16,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-095-00

1 Stück



Flachzange, breit

Geriffelte Spitzen. Mit Führungsrille.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 033-452-00

1 Stück



Kramponzange Maxi

Geriffelte Spitzen. Mit Führungsrille.

Universal Biege- und Schneidezange. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,9 mm, hart

Schneiden bis: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 013-522-00

1 Stück



Universal Drahtbiegezange

Mit geriffelten Spitzen und Führungsrillen.

Hartmetallbeschichtete Arbeitsflächen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-290-00

1 Stück



Premium-Line Zangen / Herausnehmbare Technik



Spitzflachzange

Innen glatt, mit Führungsrille. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-455-00

1 Stück



Spitzflachzange

Geriffelt, mit Führungsrille. Zierliche Maulspitze.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 035-455-00

1 Stück



Young Schlaufenzange

Eine Universalzange zum Biegen von Schlaufen in beliebiger Abmessung. Ideal für Labialbögen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 012-074-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Mini

Länge: 12,5 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-201-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Medium

Länge: 12,5 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,9 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-200-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Maxi

Kräftige Ausführung.

Länge: 15,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 1,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-202-00

1 Stück

Premium-Line Zangen / Herausnehmbare Technik

Pfeilformzange

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie



REF 012-520-00


1 Stück



Pfeilknickzange

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie



REF 012-521-00

1 Stück



EQ-Line Zangen / Festsitzende Technik	Seite 406
EQ-Line Zangen / Herausnehmbare Technik	Seite 408
Instrumente	Seite 410
Zubehör	Seite 418



EQ-Line Zangen. Dentale Instrumente.

Gute Zangen zu günstigen Preisen.
Ein vielseitiges Programm für KFO-Praxis und Labor.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com



EQ-Line Zangen / Festsitzende Technik



Bracket-Abnehmezange sterilisierbar

Zum Entfernen von Brackets.

REF 045-005-00

1 Stück



Kunststoffeffinsatz sterilisierbar

Für Bracket-Abnehmezangen, REF 003-349-00 und 045-005-00.

REF 038-356-00

4 Stück



Distalschneider sterilisierbar

Zum Kürzen der Bogenenden in der Multibrackettechnik.
Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.
Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-021-00

1 Stück



Seitenschneider Medium sterilisierbar

Zum Schneiden von Drähten und Bögen.
Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine
Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!
Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

REF 045-022-00

1 Stück



Oliver-Jones Band-Abnehmezange sterilisierbar

Mit austauschbarer Kunststoffkappe.

REF 045-004-00

1 Stück



Kunststoffkappe sterilisierbar

Für Oliver-Jones Band-Abnehmezangen, REF 026-347-00 und 045-004-00.

REF 039-357-00

10 Stück



How Zange, gerade sterilisierbar

Universell einsetzbare Zange für die Multibrackettechnik.
Durch die einseitig ausladenden Spitzen
eignet sich diese Zange auch zum Herstellen
von individuellen Frontzahnbandern.

REF 045-006-00

1 Stück

EQ-Line Zangen / Festsitzende Technik

Angle / Tweed Bogenbiegezange

sterilisierbar

Zum Torquen von Vierkantdrähten.

Verhindert Quetschen des Drahtes durch paralleles Halten.

Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-000-00

1 Stück



Weingart Universalzange

sterilisierbar

Zum Positionieren des Bogens und Umbiegen der Bogenenden.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

REF 045-003-00

1 Stück



Nance Schlaufenbiegezange

sterilisierbar

Mit vierstufigen Backen zum Biegen verschieden langer Schlaufen aus Rund- und Vierkant-Draht.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, federhart

REF 045-010-00

1 Stück



Jarabak Light Wire Zange

sterilisierbar

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, federhart

REF 045-009-00

1 Stück



Tweed Schlaufenbiegezange

sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

REF 045-001-00

1 Stück



Angle Drahtbiegezange

sterilisierbar

In kräftiger Ausführung mit je einer kurzen flachen und einer runden Backe.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

REF 045-002-00

1 Stück



EQ-Line Zangen / Herausnehmbare Technik



Hohlkehlzange Medium

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,7 mm, hart

REF 045-012-00

1 Stück



Hohlkehlzange Maxi

Z.B. zum Formen von Platzhaltern.

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,8 mm, hart

REF 045-013-00

1 Stück



Ruhland Hohlkehlzange Magnum

Zum Biegen von Coffin- und Verbindungsfedern,
Labialbögen und U-Schlaufen.

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 1,1 mm, hart

REF 045-014-00

1 Stück



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Mit Führungsrille.

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,7 mm, hart

REF 045-015-00

1 Stück



Adams Zange Maxi

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Mit Führungsrille.

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,8 mm, hart

REF 045-016-00

1 Stück



Adams Zange Maxi

Mit einer Vierkant- und einer Rundbacke, innen glatt.

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,8 mm, hart

REF 045-017-00

1 Stück



Kramponzange Maxi

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,9 mm, hart

Schneiden bis: $\emptyset$ 0,7 mm, hart

REF 045-019-00

1 Stück

EQ-Line Zangen / Herausnehmbare Technik

Spitzflachzange

Glatt, mit Führungsrille. Zierliche Maulspitze.
Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

REF 045-018-00

1 Stück



Young Schlaufenzange

Eine Universalzange für Schlaufen in beliebiger Abmessung.
Ideal für Labialbögen.
Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

REF 045-011-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Extra-Mini

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

REF 045-020-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Mini

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

REF 045-007-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Medium

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,9 mm, hart

REF 045-008-00

1 Stück



Hebelseitenschneider Magnum

Geringer Kraftaufwand beim Schneiden
durch Hebelübersetzung.
Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine
Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!
Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 1,3 mm, hart

REF 044-177-00

1 Stück



Instrumente



Klemmpinzette sterilisierbar

Zum Setzen der Brackets. Pinzettenende erlaubt das Angulieren von Brackets. Zierliche Einstückkonstruktion.

REF 025-277-00

1 Stück



Klemmpinzette sterilisierbar

Mit langer Setz- und Angulierungshilfe. Zum Setzen der Brackets. Pinzettenende erlaubt das Angulieren von Brackets.

REF 025-276-00

1 Stück



Klemmpinzette sterilisierbar

Für Seitenzähne.

Besonders gut geeignet zum Setzen von Brackets und Bukkalröhrchen im Seitenzahnbereich.

REF 025-279-00

1 Stück



Klemmpinzette sterilisierbar

Graziles Pinzettendesign für das einfache Positionieren von Brackets und Bukkalröhrchen.

REF 025-280-00

1 Stück



discovery® pearl Debonding-Instrument sterilisierbar

Zum einfachen und sicheren Entfernen von **discovery® pearl Keramikbrackets**.

REF 019-001-00

1 Stück



sl-Instrument, für discovery® sl sterilisierbar

Zum Öffnen und Schließen der selbstligierenden Brackets **discovery sl** (System Roth), **dynamique® m** und **dynamique® c** sowie zum leichteren Einligieren des Bogens.

REF 023-276-00

1 Stück



sl-Instrument, für discovery® sl 2.0 sterilisierbar

Zum Öffnen und Schließen der selbstligierenden Brackets **discovery® sl 2.0** (System McLaughlin-Bennett-Trevisi*) sowie zum leichteren Einligieren des Bogens.

REF 023-277-00

1 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Scaler, doppelendig sterilisierbar

Zum Entfernen von Adhäsiv- und Zementresten.
Mit Setzhilfe für Bänder, geriffelt.

REF 027-349-00

1 Stück



Separierstreifen sterilisierbar

Breite: 4 mm

Beschichtung	REF	Menge
doppelseitig	018-001-01	12 Stück
einseitig	018-002-01	12 Stück



NEU

Schere

Für dünne Stahlbänder.

Ausführung	REF	Menge
gerade	007-024-00	1 Stück
gebogen	008-025-00	1 Stück



Molarenbandaufsetzer, Kunststoff sterilisierbar bis max. 180 °C

Mit geriffelter Dreikant-Hartmetallspitze.

REF 026-355-00

1 Stück



Bandandrücker

nach Mershon

sterilisierbar

Mit geriffelter Vierkantspitze und anatomischem Griff
für eine gute Kraftübertragung beim Bandsetzen.

REF 024-300-01

1 Stück



DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Instrumente



Bracket-Markierkreuz

sterilisierbar

Zum Abmessen der Höhe zwischen Slot und Schneidekante beim Setzen von Bändern und Brackets.

Mit Metallspitzen.

REF 030-390-00

1 Stück



Nadelhalter Medium

nach Mathieu

sterilisierbar

Ideal zum Ligieren. In besonders handlicher, bewährter Ausführung. Geriffelte Spitzen.

REF 000-030-00

1 Stück



Nadelhalter Medium, mit Fingerring

nach Bachmann

sterilisierbar

Erleichtert das Ligieren mit dem Mittelfinger unter konstantem Zug. Geeignet auch für Kieferbruchschiene. Geriffelte Spitzen.

REF 000-035-00

1 Stück



Nadelhalter Mini

nach Mathieu

sterilisierbar

Mit besonders zierlichen, geriffelten Spitzen. Für Dentalastics® Kunststoffligaturen.

Nicht für Drahtligaturen.

REF 000-031-00

1 Stück



Mosquitoklemme, ohne Häkchen

sterilisierbar

Kronen-Haltezange oder zum Setzen von Dentalastics® Kunststoffligaturen.

REF 000-730-00

1 Stück



Mosquitoklemme, mit Häkchen

sterilisierbar

Zum Setzen von Dentalastics® Kunststoffligaturen.

REF 000-731-00

1 Stück

Mosquitoklemme, gebogen

sterilisierbar

Zum Setzen und Ligieren von Dentalastics® Kunststoff-ligaturen, speziell in der Lingualtechnik.

REF 000-732-00

1 Stück



Mundspiegel mit Hilfslinien (montiert), lingual

sterilisierbar

REF 023-279-00

1 Stück



Mundspiegel mit Hilfslinien (ohne Griff), lingual

sterilisierbar

REF 023-279-10

1 Stück



Positionierungstool, lingual

sterilisierbar

REF 023-278-00

1 Stück



Ligator

sterilisierbar

Zum schnellen Ligieren ganzer Zahnbögen und 8er-Ligaturen. Y-Spitze erleichtert das Verdrillen der Ligatur.

Max. Drahtstärke: ø 0,3 mm, weich

REF 023-292-00

1 Stück



Zubehör (für Ligator REF 023-292-00)

sterilisierbar

Ersatzteil	REF	Menge
Spitze	023-293-00	1 Stück
Spule	023-294-00	1 Stück
Schraube	023-295-00	1 Stück



Instrumente



Ligaturenspanner und Adapter sterilisierbar

Für lange vorgeformte Ligaturen zum Verdrillen der Enden und Adaptieren.

REF 022-274-00

1 Stück



Ligaturenadapter, doppelendig sterilisierbar

Zum Umbiegen und Adaptieren von Drahtligaturen.

REF 021-273-00

1 Stück



Distalbieger, doppelendig nach Langer

sterilisierbar
Zum sicheren Umbiegen von Bogenenden.
Griff ø: 8 mm

REF 019-000-00

1 Stück



Bogenformer ohne Torque

Zur Formung von planen Bögen aus Vierkantdrähten.

Für Vierkantdrähte:

☑ 0,41 mm / 16

☑ 0,43 mm / 17

☑ 0,46 mm / 18

☑ 0,51 mm / 20

☑ 0,56 mm / 22

Farbe: blau

REF 004-180-00

1 Stück



Bogenformer mit Torque / 16

Zur Formung von planen Bögen oder gewinkelten (Torque) Vierkantbögen.

☑ 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16

in 0°, 7°, 10°, 13° und 16° Torque

Farbe: rot

REF 004-186-00

1 Stück

Bogenformer mit Torque / 16 x 16

Zur Formung von planen Bögen oder gewinkelten (Torque) Vierkantbögen.

☐ 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16

in 0°, 10°, 16° und 23° Torque

Speziell für die Ricketts®-Technik.

Farbe: grün

REF 004-187-00

1 Stück



Bogenformer mit Torque / 18

Zur Formung von planen Bögen oder gewinkelten (Torque) Vierkantbögen.

☐ 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

in 0°, 7°, 10°, 13° und 16° Torque

Farbe: gold

REF 004-182-00

1 Stück



Bogenformer mit Torque / 22

Zur Formung von planen Bögen oder gewinkelten (Torque) Vierkantbögen.

☐ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

in 0°, 7°, 10°, 13° und 16° Torque

Farbe: silber

REF 004-184-00

1 Stück



LinguForm Bogenformer ohne Torque

Zur Formung von planen Bögen aus Rund- oder Vierkantdrähten in der Lingualtechnik.

ø 0,35 mm / 14, ☐ 0,35 mm / 14

ø 0,41 mm / 16, ☐ 0,41 mm / 16

ø 0,46 mm / 18, ☐ 0,46 mm / 18

ø 0,48 mm / 19, ☐ 0,48 mm / 19

ø 0,51 mm / 20, ☐ 0,51 mm / 20

Farbe: silber

REF 004-190-00

1 Stück



Federwaage

Mit Schleppanzeiger zur Messung von Zug- und Druckkräften. Für Messungen am Modell geeignet.

Messbereich	REF	Menge
25 g - 250 g	040-711-00	1 Stück
50 g - 500 g	040-712-00	1 Stück
100 g - 1.000 g	040-713-00	1 Stück



Instrumente



Schiebelehre

nach Beerendonk
Mit langen zierlichen Spitzen.
Für Messungen am Modell geeignet.

REF 042-750-00

1 Stück



Schiebelehre Münchner Modell

Mit extra zierlichen Spitzen. Für Breiten- und Abstandsmessungen am Modell geeignet.

REF 042-751-00

1 Stück



Messstab

nach Bernklau
sterilisierbar
Material: Edelstahl
Ideal für alle diagnostischen Messungen,
intraoral oder am Modell.

REF 044-730-01

1 Stück



Messkeil

Zur Kontrolle der Spaltbreite bei Dehnplatten.

REF 043-720-00

1 Stück



Lineal

Material: Kunststoff
Zum Messen der Labialbögen, A-Klammern,
Palatinalbögen etc.
Farbe: weiß

REF 766-000-00

1 Stück



Lineal Münchner Modell

Material: Edelstahl
Mit $\frac{1}{2}$ mm und mm-Einteilung.
Länge: 15,0 cm

REF 044-731-00

1 Stück



Messplatte

nach Schmuth
Zur parallaxenfreien, optischen Zahnbogenvermessung.
Wenn bei der Durchsicht das rote Visierraster mit den
entsprechenden schwarzen Messlinien in Deckung liegt,
ist der Parallaxen-Ausgleich zur präzisen Distanzmessung
gewährleistet.

REF 003-366-00

1 Stück

Besteck nach Korkhaus

Set mit Orthometer, mm-Scheibe, cm-Scheibe und Zirkel mit Hülse.

REF 029-360-02

1 Set



Orthometer

Für Besteck nach Korkhaus (REF 029-360-01 und 029-360-02).

REF 029-364-00

1 Stück



Zirkel, mit Hülse

Für Besteck nach Korkhaus (REF 029-360-01 und 029-360-02).

REF 029-361-02

1 Stück




Zentimeter-Scheibe

Für Besteck nach Korkhaus (REF 029-360-01 und 029-360-02).

REF 029-362-00

1 Stück




Millimeter-Scheibe

Für Besteck nach Korkhaus (REF 029-360-01 und 029-360-02).

REF 029-363-00

1 Stück



Dreidimensionaler Zirkel

nach Korkhaus
Ermöglicht die Kontrolle über Richtung und Ausmaß der erreichten Zahnbewegungen durch Ansetzen am Modell.
Nicht zur Verwendung im Mund zugelassen!

REF 028-353-00

1 Stück



Zirkel

Standard-Ausführung. Zur Modell-Abmessung und Vermessung von Zahnbreiten durch Ansetzen am Modell.
Nicht zur Verwendung im Mund zugelassen!

REF 030-395-03

1 Stück



Zirkelspitze


Für Zirkel (REF 030-395-02 und 030-395-03).

REF 030-396-02

1 Stück




Zubehör



Durchzeichenschablone Standard

Material: Kunststoff
Mit Winkelmesser und Zahnsymbolen.
Zur Auswertung der Fernröntgenbilder.
Maße: 207 mm x 132 mm
Farbe: transparent


REF 004-368-00	1 Stück
----------------	---------



Durchzeichenschablone

nach Ricketts®
Material: Kunststoff
Zur Auswertung der Fernröntgenbilder.
Mit mm-Maßstab, Winkelmesser und ausgestanzten
Zahnsymbolen zum Durchzeichnen.
Maße: 197 mm x 74 mm
Farbe: transparent, klar

REF 004-369-00	1 Stück
----------------	---------



Penta Bogenschablone

nach Ricketts®
Material: Kunststoff
Zur Ermittlung der Penta-Bogenform.
Maße: 30,3 cm x 21,6 cm
Farbe: transparent, klar

REF 004-373-00	1 Stück
----------------	---------



Durchzeichenfolie

Für Fernröntgenbilder. Eine Seite matt, eine Seite glänzend. Abreibblock.

Maße	REF	Menge
17,5 cm x 23,5 cm	075-100-00	100 Stück
24 cm x 30 cm	075-101-00	100 Stück

Pflege-/Schutzöl

Zur Pflege von Zangen und Instrumenten.
Anwendung insbesondere vor der Sterilisation.

REF 055-201-00

50 ml



Zangen- und Drahtständer, kombiniert

Material: Kunststoff

Mit 6 Röhrchen für Stangendrähte.

Nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw.

alkoholhaltige Desinfektionsmittel.

Farbe: transparent, klar

Höhe: ca. 13 cm

Breite: ca. 18 cm

REF 055-101-01

1 Stück



Zangenständer

Material: Kunststoff

Nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw. alkoholhaltige Desinfektionsmittel.

Farbe: transparent, klar

geeignet für	Länge	REF	Menge
ca. 7 Zangen	13,0 cm	055-000-00	1 Stück
ca. 14 Zangen	25,5 cm	055-100-00	1 Stück



Zangenständer

Material: Kunststoff

Für 15 Zangen.

Nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw.

alkoholhaltige Desinfektionsmittel.

Maße: 30 cm x 20 cm x 6,5 cm (B x T x H)

Farbe: weiß

REF 055-105-00

1 Stück



Zubehör



Bohrerständerr Magnethalter

Teilweise aus Kunststoff.

- fester Halt der Instrumente durch Dauermagneten
- Magnethalter ohne Instrumente
- nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw. alkoholhaltige Desinfektionsmittel

REF 089-430-00

1 Stück



Bohrerständerr

Material: Kunststoff

- für 12 Bohrer oder Schleifsteine.
- Bohrerständerr ohne Instrumente
- Schaft ø: 2,35 mm
- nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw. alkoholhaltige Desinfektionsmittel

Farbe: transparent, klar

REF 089-431-00

1 Stück



Markierungsstift

Fettstift

Farbe: weiß

REF 043-700-00

6 Stück

Markierungsstift

wischfest



Farbe	REF	Menge
schwarz	043-800-00	1 Stück
rot	043-900-00	1 Stück

