

Selbstligierende Brackets.

Dynamisch und funktionell.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Kieferorthopädische Behandlung auf hohem Niveau.

Einfaches Handling sowie ein hohes Maß an Tragekomfort für den Patienten und eine effiziente Behandlung mit kurzen Stuhlzeiten für die Praxis – dies alles bieten die selbstligierenden Bracketsysteme discovery® sl von Dentauro.

discovery® sl und discovery® sl 2.0 zählen immer noch zu den kleinsten und flachsten sl-Brackets am Markt. Das Herzstück ist hier der klappenartige Verschlussmechanismus, der dem Patienten durch seine glatten Oberflächen und dem geschlossenen Design ein ausgezeichnetes Tragegefühl und beste Hygiene bietet. Der Deckel ist mit dem jeweils speziell abgestimmten Instrument einfach zu öffnen und zu schließen. Die sl-Brackets von Dentauro überzeugen Patient und Behandler gleichermaßen und erfüllen nebenbei alle Anforderungen an ein modernes Bracketsystem.


discovery® sl

Eines der kleinsten sl-Brackets der Welt.



discovery® sl 2.0

Bewährtes für Ihren Erfolg.



Selbstligierende Brackets


discovery® sl / Sortimente

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	718-101-15	718-101-14	718-141-13	718-101-12	718-101-11	718-101-21	718-101-22	718-141-23	718-101-24	718-101-25
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	718-101-45	718-101-44	718-141-43	718-101-42	718-101-41	718-101-31	718-101-32	718-141-33	718-101-34	718-101-35
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 718-101-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-101-10

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,64 mm / 22 x 25 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	722-101-15	722-101-14	722-141-13	722-101-12	722-101-11	722-101-21	722-101-22	722-141-23	722-101-24	722-101-25
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	722-101-45	722-101-44	722-141-43	722-101-42	722-101-41	722-101-31	722-101-32	722-141-33	722-101-34	722-101-35
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 722-101-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-101-10

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	722-102-15	722-102-14	722-142-13	722-102-12	722-102-11	722-102-21	722-102-22	722-142-23	722-102-24	722-102-25
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	722-102-45	722-102-44	722-142-43	722-102-42	722-102-41	722-102-31	722-102-32	722-142-33	722-102-34	722-102-35
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-102-01
--------	-------------	-----------------------

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Selbstligierende Brackets

Instrumente und Zubehör



sl-Instrument, für discovery® sl sterilisierbar

Zum Öffnen und Schließen der selbstligierenden Brackets
discovery® sl (System Roth), **dynamique® m** und
dynamique® c sowie zum leichteren Einligieren des Bogens.

REF 023-276-00

1 Stück



sl-Instrument, für discovery® sl 2.0 sterilisierbar

Zum Öffnen und Schließen der selbstligierenden Brackets
discovery® sl 2.0 (System McLaughlin-Bennett-Trevisi*)
sowie zum leichteren Einligieren des Bogens.

REF 023-277-00

1 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not
claimed to be a duplication of any other, nor
does Dentaform imply that it is endorsed in any
way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



KFO-Demonstrationsmodell discovery® sl

Angle Klasse I, Normalokklusion

Roth 22

Bestückt mit:

- discovery® sl selbstligierenden Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series mini Bukkalröhrchen
- Equire Edelstahlbogen, OK
- rematitan® sl Bogen, UK

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-17

1 Stück



KFO-Demonstrationsmodell discovery® sl 2.0

Angle Klasse I, Normalokklusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Bestückt mit:

- discovery® sl 2.0 selbstligierenden Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series und M-Series mini Bukkalröhrchen
- Tensi® Bögen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-19

1 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not
claimed to be a duplication of any other, nor
does Dentaform imply that it is endorsed in any
way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

