

Produktabbildung	Bezeichnung	ø	REF	Häufigkeit der Anwendung ¹																			
	Gingivaschneider	ø 3.3 mm	382-333-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gingivaschneider	ø 3.7 mm	382-337-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gingivaschneider	ø 4.2 mm	382-342-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gingivaschneider	ø 4.8 mm	382-348-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gingivaschneider	ø 5.5 mm	382-355-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tiefenbohrer	ø 2.0 mm	382-320-07	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tiefenbohrer	ø 2.0 mm	382-320-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tiefenbohrer	ø 2.0 mm	382-320-11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tiefenbohrer	ø 2.0 mm	382-320-13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tiefenbohrer	ø 2.0 mm	382-320-15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 3.3 mm	382-333-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 3.3 mm	382-333-11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 3.3 mm	382-333-13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 3.3 mm	382-333-15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 3.7 mm	382-337-07	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 3.7 mm	382-337-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 3.7 mm	382-337-11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 3.7 mm	382-337-13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 3.7 mm	382-337-15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 4.2 mm	382-342-07	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 4.2 mm	382-342-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 4.2 mm	382-342-11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 4.2 mm	382-342-13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 4.2 mm	382-342-15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

¹ **Hinweis:** Die hohe Qualität des Werkstoffes und der Verarbeitung der Bohrer und Gewindeschneider ermöglichen bei korrekter und sorgfältiger Pflege einen mehrfachen Einsatz von 15 – 20 Anwendungen (siehe auch Handbuch Chirurgie 989-999-10).

Weitere Informationen unter www.dentaurum.com.

² Verwendung nur für tiologic® Implantate.

³ Verwendung nur für tiologic® ST und tiologic® TWINFIT Implantate.

Produktabbildung	Bezeichnung	ø	REF	Häufigkeit der Anwendung ¹																			
	Stufensenker	ø 4.8 mm	382-348-07	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 4.8 mm	382-348-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 4.8 mm	382-348-11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 4.8 mm	382-348-13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 4.8 mm	382-348-15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 5.5 mm	382-355-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 5.5 mm	382-355-11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 5.5 mm	382-355-13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufensenker	ø 5.5 mm	382-355-15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Aufweiter	ø 3.3 mm	382-533-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Aufweiter	ø 3.7 mm	382-537-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Aufweiter	ø 4.2 mm	382-542-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Aufweiter	ø 4.8 mm	382-548-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Aufweiter	ø 5.5 mm	382-555-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gewindeschneider ² pOsition	ø 3.3 mm	382-833-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gewindeschneider ² pOsition	ø 3.7 mm	382-837-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gewindeschneider ² pOsition	ø 4.2 mm	382-842-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gewindeschneider ² pOsition	ø 4.8 mm	382-848-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gewindeschneider ² pOsition	ø 5.5 mm	382-855-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gewindeschneider ³	ø 3.3 mm	382-933-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gewindeschneider ³	ø 3.7 mm	382-937-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gewindeschneider ³	ø 4.2 mm	382-942-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gewindeschneider ³	ø 4.8 mm	382-948-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gewindeschneider ³	ø 5.5 mm	382-955-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

¹ **Hinweis:** Die hohe Qualität des Werkstoffes und der Verarbeitung der Bohrer und Gewindeschneider ermöglichen bei korrekter und sorgfältiger Pflege einen mehrfachen Einsatz von 15 – 20 Anwendungen (siehe auch Handbuch Chirurgie 989-999-10).

Weitere Informationen unter www.dentaurum.com.

² Verwendung nur für tioLogic® Implantate.

³ Verwendung nur für tioLogic® ST und tioLogic® TWINFIT Implantate.