

smart.
schnell.
ästhetisch.

Smart. What you see is what you get.

Schnell. Alles in einem Brand.

Ästhetisch. Natürliche Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz.

Das komplette ceraMotion® One Touch System.



D
DENTAURUM
1886

Wir bedanken uns bei Christian Ferrari für die uns zur Verfügung gestellten Fotografien.
Foto und Realisierung: © Christian Ferrari



KUNDENSERVICE +49 72 31 / 803 - Durchwahl
Customer Support Digital -280
Prosthetics -410
Ceramics -440
Auftragsannahme -210

Dentaaurum GmbH & Co. KG

Turnstr. 31
75228 Ispringen/Germany

info@dentaaurum.com
www.dentaaurum.com



+49 72 31 / 803 -0

ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM



ceraMotion®
One Touch

D
DENTAURUM
1886

ceraMotion® One Touch ist die erste Verblendkeramik in Pastenform. Es sind speziell entwickelte 2D- und 3D-Pasten für die rote und weiße Ästhetik von vollkeramischen Restaurationen aus Lithium-Disilikat und Zirkonoxid.



Paste 2D

Paste 3D

Transluzenz

Die der 2D-Pasten erhält die Lichtdynamik.

Paste 2D Schneide



Paste Glaze



Farblose Glasuren in transpa und bright.

Paste 3D Schneide



Pastenschneiden für minimale Schichtung mit natürlicher Tiefenwirkung.

Paste 3D Dentin



Die Verbindung größerer Keramikpartikel mit einer thixotropen Paste ermöglicht die Gestaltung einer individuellen

Morphologie

im Dentin- und Schneidebereich.

Paste 2D Modifier



Die Partikelgröße der 2D-Pasten eignet sich optimal

für eine **homogene** und natürliche Oberflächenfinalisierung.

Paste 2D Body



Einfache und präzise Anpassung der gewünschten Zahnfarbe (VITA Classical®* A-D, VITA 3D-Master®* und individuelle Farben).

Paste 3D Opal



Opaleszenz

Natürliche

Farbig eingestellte 3D-Paste mit einem opaleszierenden Effekt zur Individualisierung.

Paste 3D Gingival



Für eine perfekte Kopie der

Natur

Alle ceraMotion® One Touch Pasten sind fluoreszierend und der **Fluoreszenz** eines natürlichen Zahnes angepasst.

"Wenn die Feinheit unseres Pinsels auf die Pasten trifft, wird eine Symphonie von Formen und Fissuren geboren. Auch die subtilen Effekte gelangen zur Geltung."

Christian Ferrari®

* VITA Classical® und VITA 3D-Master® sind eingetragene Marken der VITA Zahnfabrik