



The symbol for smarter zirconia

Übersicht physikalische Eigenschaften

Zirkonoxid Typ	Kombination aus ≥ 800 MPa und terragonalem Zirkon	Ultra-Hoch-Transluzentes Zirkonoxid Multishade (eingeschränkte Indikation)	Hoch-Transluzentes Zirkonoxid Multishade	Hoch-Transluzentes Zirkonoxid eingefärbt	Hoch-Transluzentes Zirkonoxid	Klassisches Zirkonoxid
Bezeichnung	ceraMotion® Z Hybrid	ceraMotion® Z Cubic Multishade	ceraMotion® Z HT Multishade	ceraMotion® Z HT Shade	ceraMotion® Z HT White	ceraMotion® Z White
						
Biegefestigkeit	≥ 800 MPa	≥ 600 MPa	≥ 800 MPa	≥ 800 MPa	≥ 800 MPa	≥ 800 MPa
Finale Sintertemperatur	1480 °C	1450 °C	1530 °C	1530 °C	1530 °C	1530 °C
Transluzenz (1 mm Prüfkörper)	44 % – 47 %	49 %	43 %	43 %	43 %	39 %
Verfügbare Farben	Bleach 1, Bleach 2, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2	A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2	A1, A2, A3 A3,5, A4, B1, B2, C2, D2	A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2,C3, C4, D2, D3, D4	white	white
Verfügbare Höhen	14, 18, 22	14, 18, 22	14, 18, 22, 25	14, 18, 22, 25	14, 18, 22, 25	14, 18, 22, 25
Indikationen	Inlays, Onlays, Veneers, Einzelkronen, Brücken bis 14 Glieder, Freiidbrückenglied Prämolarengroße	Inlays, Onlays, Veneers, Einzelkronen, Brücken bis 3 Glieder	Inlays, Onlays, Veneers, Einzelkronen, Brücken bis 14 Glieder, Freiidbrückenglied Prämolarengroße	Inlays, Onlays, Veneers, Einzelkronen, Brücken bis 14 Glieder, Freiidbrückenglied Prämolarengroße	Inlays, Onlays, Veneers, Einzelkronen, Brücken bis 14 Glieder, Freiidbrückenglied Prämolarengroße	Inlays, Onlays, Veneers, Einzelkronen, Brücken bis 14 Glieder, Freiidbrückenglied Prämolarengroße