




Neo-VDP nach F. M. Sander*

Neueste Generation der Sander-Apparatur.

Patentierte Neo-VDP im ausgeklügelten 3D Design ermöglicht die Behandlung nahezu aller Klasse II Anomalien. Erstmals sind auch Korrekturen der Klasse II/2 durch das sagittale Dehnelement möglich. Praktisches Zubehör vereinfacht und beschleunigt die Herstellung der OK- und UK-Apparatur.



- Einfacher und schneller Einbau
- Stabile Stege: Keine Stegexpansion
- Modernes 3D Design
- Erstmals auch Klasse II/2 behandelbar

Weitere Neuheiten

Neo-Bertoni Typ A und Neo-Bertoni Typ B

Anatomisch abgewinkelte Mehrsektorenschrauben. An Geometrie des durchschnittlichen Oberkiefergaumens angepasst, um so einen möglichst platzsparenden Einbau in die Apparatur zu ermöglichen. Dies gewährleistet eine geringstmögliche Einengung des Zungenraumes durch die Apparatur und erhöht den Tragekomfort für die Patienten.



Neo-Bertoni 3D

Kann individuell an den Verlauf des Gaumens angepasst werden: Der Winkel des frontalen Segments ist bei der Verarbeitung im Labor einstellbar.

Bezeichnung		REF	Menge	Preis	Anzahl
Neo-VDP nach F. M. Sander*, Set 1 x Neo-VDP nach F.M. Sander* REF 600-121-10 1 x Neo-VDP Montageschablone REF 600-122-00 1 x Neo-VDP Führungsschablone (für schiefe Ebene) REF 600-123-00		600-120-00	Set	125,00 €	
Neo-VDP nach F. M. Sander*		600-121-10	1	43,50 €	
		600-121-30	10	413,00 €	
Neo-VDP Montageschablone		600-122-00	1	84,00 €	
Neo-VDP Führungsschablone		600-123-00	10	50,00 €	
Neo-Bertoni Typ A		600-131-30	10	330,20 €	
Neo-Bertoni Typ B		600-132-30	10	309,50 €	

* Patentinhaber FEMAdent GmbH & Co. KG.



Mehr Informationen zu Dehnsschrauben.