

BENDER II



La contention
en toute simplicité



Fabriquer une contention en toute simplicité !

Le Bender II est la deuxième génération d'une machine de pliage de fil commandée par ordinateur de la société YOAT, spécialement conçue pour la fabrication de contentions linguales personnalisées. Ce système unique au monde se compose d'un appareil de table compact et d'un logiciel (FixR)* facile à utiliser. Complétez votre flux de travail numérique et augmentez vos bénéfices en économisant du temps et de l'argent !

BENDER II

Contentions fixes linguales en 5 minutes

Aperçu des points forts :

01.

Service et support

Profitez de notre principe « tout en 1 » : vous bénéficiez d'un service et d'une assistance complets pour le Bender II, FixR* et nos fils Dentaureum, le tout via un seul interlocuteur.

02.

Travail efficace

Avec le Bender II, il n'est plus nécessaire de créer et d'envoyer des empreintes ou des modèles physiques. Ainsi, la fabrication et la mise en place du dispositif de contention peuvent être réalisées en une seule séance au lieu de deux.

03.

Gain de temps lors de la fabrication

Avec le Bender II, il est possible de fabriquer un dispositif de contention en seulement 5 minutes. La fabrication peut ainsi avoir lieu en temps réel, pendant la dépose.

* Configuration informatique requise sur demande.

** Dimensions extérieures de la plieuse (L/P/H) : 240 mm / 400 mm / 285 mm – Poids : 15 kg

*** Chaque machine est paramétrée exclusivement pour une seule référence de fil.

Avantages :

◆ Structure compacte

Conçu pour économiser l'espace**, il peut être installé même dans des espaces restreints !

◆ Conception ergonomique

Le bac de sortie ergonomique facilite la récupération de la contention terminée sans avoir besoin d'outils tels qu'une précelle.

◆ Logiciel facile à utiliser

FixR permet aux utilisateurs, même novice en CAO, de concevoir des appareils de contention avec une simplicité et une précision redoutables.



Obtenez dès maintenant votre offre personnalisée.

Dans cette version, l'offre inclut *** :

1 logiciel (FixR)*, installation et formation

Sélection Version	REF Bender II	fil	Forme	REF fil
☐	450-000-00	pour fil en tiges remanium® rond 0,45 mm / 18, extra dur-élastique	●	535-045-00
☐	450-001-00	pour fil en tiges remanium®, rond 0,50 mm / 20, dur-élastique	●	535-002-00
☐	450-002-00	pour fil en tiges dentaflux®, 3 brins torsadés rond 0,45 mm / 18, super dur-élastique	●●●	545-745-00
☐	450-003-00	pour fil en tiges dentaflux®, 3 brins torsadés rond 0,50 mm / 20, super dur-élastique	●●●	545-750-00
☐	450-004-00	pour fil en tiges remanium®, rectangulaire 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16, dur-élastique	■	537-340-00
☐	450-005-00	pour fil en tiges remanium®, rectangulaire 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22, dur-élastique	■	537-310-00

Veuillez contacter votre spécialiste dédié(e) pour obtenir votre offre personnalisée.

Numéro de client

Rue

Code postal

Ville

Nom

Date

Signature client



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM