

BENDER II



Creare retainer non è
mai stato così facile



Creare retainer non è mai stato così facile!

Il Bender II è la seconda generazione di macchine piegafili computerizzata dell'azienda YOAT, sviluppata appositamente per la realizzazione di retainer linguali personalizzati. Il sistema, unico al mondo, è composto da un dispositivo compatto da tavolo e da un software di facile utilizzo (FixR)*. Completa il tuo flusso di lavoro digitale e aumenta i tuoi profitti risparmiando tempo e denaro!

BENDER II

Retainer linguali fissati in 5 minuti

Highlights in sintesi:

01.

Assistenza e supporto

Approfitta del nostro principio "Tutto da un'unica fonte": riceverai un servizio e un supporto completi per il Bender II, il software FixR e i nostri fili Dentaureum – tutto tramite un unico referente*.

02.

Lavoro efficiente

Con il Bender II non è più necessario creare e inviare impronte o modelli master. In questo modo, la realizzazione e l'inserimento del retainer possono essere effettuati in un'unica seduta anziché in due.

03.

Produzione rapida

Con il Bender II è possibile creare un retainer in soli 5 minuti. In questo modo, la realizzazione può avvenire in tempo reale già durante la fase di rimozione degli attacchi ortodontici (debonding).

* Su richiesta, saremo lieti di inviarti i requisiti di sistema.

** Dimensioni esterne del macchinario (L/P/A): 240 mm / 400 mm / 285 mm. Peso: 15 kg

*** Ogni macchina può lavorare un filo nella qualità specificata.

Vantaggi:

◆ Struttura compatta

Il design ** salvaspazio consente di posizionare il Bender II anche in ambienti con spazio limitato!

◆ Design ergonomico

Un vano di uscita ergonomico facilita la rimozione del retainer finito, senza bisogno di strumenti ausiliari come pinzette o altro.

◆ Software di facile utilizzo

Il software intuitivo (FixR)* consente la progettazione dei retainer anche da parte di personale specializzato con limitate conoscenze pregresse.



Richiedi ora un'offerta personalizzata.

L'offerta comprende, per ogni versione***:

1 software (FixR)*, Installazione e istruzioni operative

Scelta della versione	REF Bender II	Filo	Forma	REF Filo
☐	450-000-00	per filo in stanghette remanium® tondo 0,45 mm / 18 extra elastico	●	535-045-00
☐	450-001-00	per filo in stanghette remanium®, tondo 0,50 mm / 20, elastico	●	535-002-00
☐	450-002-00	per filo in stanghette dentaflex®, intrecciato 3x, tondo 0,45 mm / 18 super elastico	●●●	545-745-00
☐	450-003-00	per filo in stanghette dentaflex®, intrecciato 3x, tondo 0,50 mm / 20 super elastico	●●●	545-750-00
☐	450-004-00	per filo in stanghette remanium®, quadrato 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16, elastico	■	537-340-00
☐	450-005-00	per filo in stanghette remanium®, rettangolare 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22, elastico	■	537-310-00

Si prega di inviare la mail al Responsabile Vendite della zona competente

Ordinante:

Codice cliente

--	--	--	--	--	--

Nome

Via

CAP

Località

Data

Firma



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM