

tiologic[®]
TWINFIT



Produktkatalog · 5



Liebe Kunden und Partner,

gegründet im Jahr 1886, sind wir das älteste noch ununterbrochen existierende Dentalunternehmen der Welt, seit dem ersten Tag in der Dentalindustrie tätig – und immer noch in Familienbesitz.

Unsere Firmenzentrale in Ispringen im Nordschwarzwald verkörpert den Leitgedanken „Engineered and made in Germany“. Hier entstehen über 8.500 Markenprodukte, die weltweit in den Bereichen Kieferorthopädie, Zahntechnik, Implantologie und Keramik Maßstäbe setzen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Kunden fließen Forschung und Innovation direkt in unsere Produkte ein, was sich in großer Praxistauglichkeit widerspiegelt. Bei Dentaforum steht nicht nur die Entwicklung hochwertiger Produkte im Mittelpunkt, sondern auch unser Engagement für die Welt um uns herum. Bereits seit 1989 zählen wir zu den Pionieren im Umwelt- und Klimaschutz und setzen uns aktiv für eine nachhaltige Zukunft ein.

Seit 1994 sind Qualitätsmanagement und Umweltmanagement in einem integrierten System vereint, um unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern und umweltbewusst zu handeln. Zudem legen wir höchsten Wert auf Arbeitsschutz, einen respektvollen Umgang miteinander und die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter.

In diesem Produktkatalog von Dentaforum präsentieren wir Ihnen unser innovatives Implantatsystem tioLogic® TWINFIT, mit dem Sie immer die optimale Anschlussgeometrie wählen können. Mit dem patentierten Abutment Switch sind Sie bei der Abutmentauswahl flexibel. Ob pre-, intra- oder postoperativ: Sie haben die Wahl zwischen der conical und der platform Anschlussgeometrie für das Abutment.

Mit über 30 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung ausgezeichneter Implantatsysteme sowie einem umfangreichen Seminar-Programm begeistert Dentaforum die Community im Bereich der Implantologie.

Auf www.dentaforum.com finden Sie viele weitere Informationen zum umfangreichen Produktsortiment, zu unseren Kursen und den direkten Kontakt zum Kundenservice. Unsere Medizinprodukteberater sind auch gerne vor Ort für Sie da.

Wir freuen uns sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Beste Grüße aus Ispringen

Mark Stephen Pace
GESCHÄFTSLEITUNG Claudia Stöhrle
Ralph Dittes DENTAURUM

DENTAURUM

Implantatsysteme



30 JAHRE

Wissenschaft,
Innovation
und Service





IMPLANTATSYSTEM

- **Das tioLogic® TWINFIT Implantatsystem** 8

CHIRURGIE

- **Planung und Diagnose**
 - Planungsfolien 20
- **tioLogic® TWINFIT Surgical-Tray** 24
- **Rotierende Instrumente ADVANCED**
 - Übersicht Instrumente 24
 - Vorbohrer 25
 - Tiefenbohrer 25
 - Planfräser 25
 - Stufensenker 26
 - Aufweiter 26
 - Gewindeschneider 27
- **Rotierende Instrumente pOstion for tioLogic®**
 - Übersicht Instrumente 28
 - Grundhülsen 29
 - Bohrer für Grundhülse 29
 - Halter für Grundhülse 30
 - Peilstifte für Grundhülse 30
 - Innenhülsen 31
 - Halter für Innenhülsen 31
 - Gingivaschneider 32
 - Tiefenbohrer 32
 - Stufensenker 33
 - Aufweiter 35
 - Gewindeschneider 36
- **Implantate**
 - tioLogic® TWINFIT Implantate 38
- **Gingivaformer**
 - Gingivaformer – zylindrisch 42
 - Gingivaformer – anatomisch 43

INHALT

PROTHETIK

• <i>ProtheticSet for tioLogic®</i>	46
• <i>Aufbaulinie S</i>	
Abformung	49
Modell	49
Provisorien	49
CAD/CAM-Komponenten	50
Titan	53
4Base	55
Kugelkopfaufbau	60
tioLOC	61
• <i>Aufbaulinie M</i>	
Abformung	65
Modell	65
Provisorien	65
CAD/CAM-Komponenten	66
Titan	69
4Base	71
Kugelkopfaufbau	76
tioLOC	77
• <i>Aufbaulinie L</i>	
Abformung	81
Modell	81
Provisorien	81
CAD/CAM-Komponenten	82
Titan	85
4Base	87
Kugelkopfaufbau	92
tioLOC	93

ZUBEHÖR

Osteotomie-Tray	98
Einzelartikel – Osteotomie	98
Einzelartikel – Chirurgie	99
Einzelartikel – Chirurgie/Prothetik	102
Einzelartikel – Prothetik	104
Demo-Modelle	105

IMPLANTATSYSTEM CITO MINI® 108

SERVICE

• <i>Übersicht Chirurgie und Prothetik</i>	114
• <i>Informationsmaterial</i>	116
• <i>Drehmomentratsche</i>	
Tabelle – Anzugsdrehmomente	118
Einsätze für die Drehmomentratsche	119
ISO Schaft Einsätze	119
• <i>Materialzusammensetzung</i>	120
• <i>Qualitätssicherung & Umweltmanagement</i>	122
• <i>Garantie</i>	123
• <i>Liefer- und Zahlungsbedingungen</i>	124
• <i>Alphabetisch</i>	126
• <i>Numerisch</i>	129
• <i>Online Shop</i>	132
• <i>Lieferservice</i>	134
• <i>Kontakt</i>	135

DER ABUTM

KONUS

SUBKRESTAL



2.5



tioLogic® TWINFIT wird in der Firmenzentrale von Dentauro in Ispringen, im Herzen des Nordschwarzwalds, auf hochmodernen und komplexen Anlagen hergestellt – Made in Germany.

ENT-SWITCH

tiologic® TWINFIT

IMMER DAS RICHTIGE IMPLANTAT!

Unabhängig davon, ob eine Plattform- oder
Konus-Verbindung gewünscht wird:

Behandler und Patient profitieren bei jedem
tioLogic® TWINFIT Implantat von der Frei-
heit jederzeit zwischen Konus und Plattform
zu wechseln!

PLATTFORM

BONELEVEL



MEHR
INFORMATION



Die Freiheit jederzeit zwischen Konus und Plattform zu wechseln


Alters- und situationsbedingte Anpassung bei knöchernen und gingivalen Veränderungen.

Leichter Wechsel auf Plattform bei Pfeilervermehrung möglich.

- ⊗ Jederzeit abnehm- und austauschbar
- ⊗ Kein Löseinstrument notwendig

Krestales, selbst-schneidendes Feingewinde

Sicherer Halt bei reduziertem Knochenangebot




Gestrahlt/geätzte Oberfläche

Homogene Oberflächenstruktur für optimale Knochenanlagerung und -wachstum



Integrierter Plattform-Switch

Reduzierte Anzahl an
Aufbaulinien (S/M/L)




Progressives, selbstschneidendes Grobgewinde

Hohe Primärstabilität im spongiösen
Knochen und bei Sofortimplantation



Abgerundeter Apex


Griffige apikale Spitze und Schutz
der Schneider'schen Membran




S-M-L Konzept

5 Implantatdurchmesser. 5 Implantatlängen. 3 Aufbauelinien. 2 Anschlussgeometrien.

Optimale Abstufungen bei den Implantatdurchmessern und -längen ermöglichen ein indikationsbezogenes Vorgehen. Die 3 Aufbauelinien sind jeweils in conical oder platform Anschlussgeometrie verfügbar. Das Portfolio beinhaltet Aufbau-Komponenten aus Kunststoff (Provisorien) und Titan für den individuellen Einsatz. Die CAD/CAM-, Kugelkopf-, tioLOC- und 4Base-Aufbauten vervollständigen das Portfolio und ermöglichen dem Anwender die Versorgung jeglicher Indikationen. Die Aufbaukomponenten S werden für die Implantatdurchmesser 3.3 mm, die Aufbaukomponenten M für die Implantatdurchmesser 3.7 und 4.2 mm und die Aufbaukomponenten L für die Implantatdurchmesser 4.8 und 5.5 mm verwendet. Zur genauen Zuordnung sind sie mit S, M oder L lasermarkiert.



Steriles Verpackungssystem



Blisterverpackung


In der Blisterverpackung wird das Implantat durch eine dreieckige Hülsevenpackung optimal gelagert und geschützt.

Das Implantat wird mit dem Eindreh Schlüssel berührungsfrei direkt entnommen und inseriert.

Die Doppelverpackung (Folie und Blisterverpackung) wird zudem durch eine Umverpackung geschützt. Auf der Umverpackung ist ein Etikett mit Angaben zu Artikelnummer, Implantatbezeichnung, -länge, -durchmesser, Ablaufdatum der Sterilität und LOT-Nummer angebracht. Zur Dokumentation im OP-Protokoll und dem PatientenPass etc. befinden sich in der Umverpackung selbstklebende Etiketten mit der REF- und LOT-Nummer.



Jetzt anschauen!



- 1 Inhalt
- 2 Durchmesser, Länge
- 3 Artikelnummer (REF)
- 4 Verpackungseinheit
- 5 Ablaufdatum Sterilität
- 6 Gebrauchsanweisung beachten
- 7 Kennnummer der benannten Stelle (im Rahmen der Richtlinie 93/42 EWG)
- 8 Zum einmaligen Gebrauch
- 9 Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
- 10 Symbol für Sterilisation durch Gammabestrahlung
- 11 Chargennummer (LOT)

Die Lagerung der tiologic® TWINFIT Implantat-typen ist ausschließlich in der Originalverpackung trocken, dunkel und bei Raumtemperatur zulässig. Nach dem Ablaufdatum (siehe Etikett) darf das Implantat nicht mehr verwendet werden.

Implantat

Alle tiologic® TWINFIT Implantattypen werden einzeln mit zugehöriger Verschlusschraube und den auf die Implantatlänge und -durchmesser abgestimmten Tiefenstopphülsen geliefert. Diese sind ausschließlich zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die gammasterilisierte Doppelverpackung (Folie und Blisterverpackung) schützt den Innenbehälter mit dem sterilen Implantat, Verschlusschraube und Tiefenstopphülsen vor Kontamination. Der Inhalt ist nur bei unbeschädigter Verpackung steril. Weist die Doppelverpackung Beschädigungen auf, darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Blisterverpackung ist zwischen dem Implantat und den Tiefenstopphülsen perforiert und kann bei Nichtverwendung abgetrennt werden.

Tiefenstopphülsen

Die Tiefenstopphülsen sind auf die Anwendung und Reihenfolge der rotierenden Instrumente in mittlerer Knochenqualität abgestimmt. Sollte die vorliegende Situation eine abweichende Knochenqualität aufweisen, ist die Vorgehensweise dem Bohrprotokoll entsprechend anzupassen.

Der jeweilige Bohrer wird in die vorgesehene Tiefenstopphülse gesteckt bis dieser einrastet. Danach wird er nach unten hinten abgeknickt. Die Klickfunktion am Bohrerkopf gewährleistet eine sichere Verankerung am Bohrer.


Den Ablauf entnehmen Sie der nachfolgenden Bildfolge.



Jetzt anschauen!




Tiefenstopphülsen für die optionale Anwendung



CHIRURGIE

ADVANCED BOHRER

**Deutliche Laser-
markierung mit
dem Ø und der LOT**
Eindeutige Identifizierung
Erleichterte Dokumentation.



**Durchmesserbezogene
Farbmarkierung**
Einfache Zuordnung während
der OP und nach der Reinigung.



**Deutliche, mattierte Tiefen-
markierung und Beschriftung**
Sichere Orientierung während der OP.



Referenznut auf 11.0 mm
Referenznut schimmert während
des Bohrvorgangs zur sicheren
Orientierung.

**Optimale Kraftübertragung
durch Hexagonaufnahme**

Höhere Stabilität und Laufruhe
Entlastung der ISO Schaftauf-
nahme.

Bohrerlänge 17.0 mm

Flexible Anpassung der Bohrtiefe
an die jeweiligen Knochenver-
hältnisse im Hinblick auf die
Implantatstabilität.




**Bohrer mit Spannutt zum
einfachen und schnellen
Sammeln von Knochenspänen**

Verwendung von autologem
Knochen. Kein oder weniger
Knochenersatzmaterial notwendig.

Optimales Bohrerdesign


Hohe Schneidleistung und
reduzierte Wärmeentwicklung
zur Knochengewinnung bei
niedrigen Drehzahlen.

Planung und Diagnose – Planungsfolien



tioLogic® TWINFIT Planungsfolie
Maßstab 1:1/1.25:1

REF 341-410-00	1 Stück
----------------	---------



tioLogic® TWINFIT Planungsfolie
Maßstab 1:1/1.4:1

REF 341-412-00	1 Stück
----------------	---------

Röntgenreferenzkugel

ø	REF	Menge
5.0 mm	330-560-00	5 Stück

**Bohrhülse Titan**

Innen ø	L	REF	Menge
2.0 mm	6,0 mm	381-422-00	1 Stück

**ADVANCED Tiefenbohrer, sterilisierbar¹**

Außen ø	L	REF	Menge
2.0 mm	17,0 mm	382-720-15	1 Stück



¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 1.0 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

Bohrer für Bohrhülse

Schaftdurchmesser	REF	Menge
3,0 mm	381-428-00	1 Stück



Tray – tioLogic® TWINFIT Surgical Tray



tioLogic® TWINFIT Surgical Tray

Komplett bestückt zur Insertion von tioLogic® TWINFIT Implantaten.

- für $\varnothing$ 3.3 mm / $\varnothing$ 3.7 mm / $\varnothing$ 4.2 mm / $\varnothing$ 4.8 mm / $\varnothing$ 5.5 mm
- für Reinigungs- und Desinfektionsautomaten geeignet
- wiederverwendbare Instrumente
- Aufbewahrungscontainer
- inkl. Handbuch Chirurgie tioLogic® TWINFIT
- inkl. Planungsfolie tioLogic® TWINFIT

REF 347-424-00

1 Stück

Nicht alle abgebildeten Bestandteile sind im Tray bei der Lieferung enthalten.



tioLogic® TWINFIT Surgical Tray, unbestückt

- für Reinigungs- und Desinfektionsautomaten geeignet
- Aufbewahrungscontainer

REF 347-425-00

1 Stück

Inhalt tioLogic® TWINFIT Surgical Tray



tioLogic® TWINFIT Surgical Tray

REF 347-424-00	1 Stück
----------------	---------

Inhalt:

Bezeichnung	REF	Menge
Markierungsbohrer, resterilisierbar	382-015-00	1 Stück
ADVANCED Tiefenbohrer, resterilisierbar	382-720-15	1 Stück
ADVANCED Planfräser, resterilisierbar	382-733-00	1 Stück
ADVANCED Planfräser, resterilisierbar	382-737-00	1 Stück
ADVANCED Planfräser, resterilisierbar	382-742-00	1 Stück
ADVANCED Planfräser, resterilisierbar	382-748-00	1 Stück
ADVANCED Planfräser, resterilisierbar	382-755-00	1 Stück
ADVANCED Stufensenker, resterilisierbar	382-733-15	1 Stück
ADVANCED Stufensenker, resterilisierbar	382-737-15	1 Stück
ADVANCED Stufensenker, resterilisierbar	382-742-15	1 Stück
ADVANCED Stufensenker, resterilisierbar	382-748-15	1 Stück
ADVANCED Stufensenker, resterilisierbar	382-755-15	1 Stück
ADVANCED Aufweiter, resterilisierbar	382-933-15	1 Stück
ADVANCED Aufweiter, resterilisierbar	382-937-15	1 Stück
ADVANCED Aufweiter, resterilisierbar	382-942-15	1 Stück
ADVANCED Aufweiter, resterilisierbar	382-948-15	1 Stück
ADVANCED Aufweiter, resterilisierbar	382-955-15	1 Stück
ADVANCED Gewindeschneider, resterilisierbar	382-933-00	1 Stück
ADVANCED Gewindeschneider, resterilisierbar	382-937-00	1 Stück
ADVANCED Gewindeschneider, resterilisierbar	382-942-00	1 Stück
ADVANCED Gewindeschneider, resterilisierbar	382-948-00	1 Stück
ADVANCED Gewindeschneider, resterilisierbar	382-955-00	1 Stück
Parallelisierungspfofen	347-514-00	3 Stück

Bezeichnung	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT Implantat Eindrehschlüssel S, ISO Schaft	387-526-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Implantat Eindrehschlüssel M, ISO Schaft	387-527-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Implantat Eindrehschlüssel L, ISO Schaft	387-528-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Implantat Eindrehschlüssel S, ISO Schaft	387-536-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Implantat Eindrehschlüssel M, ISO Schaft	387-537-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Implantat Eindrehschlüssel L, ISO Schaft	387-538-00	1 Stück
Sechskantschlüssel - ISO Schaft	387-610-00	1 Stück
Sechskantschlüssel - ISO Schaft	387-612-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT PentaGrip Eindrehschlüssel, ISO Schaft, für 4Base / Kugelkopf	347-646-00	1 Stück
Bohrerverlängerung, ISO Schaft, Hexagon	387-509-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Implantat Eindrehschlüssel S, Ratsche	387-531-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Implantat Eindrehschlüssel M, Ratsche	387-532-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Implantat Eindrehschlüssel L, Ratsche	387-533-00	1 Stück
Adapter, ISO Schaft, Hexagon/Ratsche	387-511-00	1 Stück
Rändel	387-602-00	1 Stück
Drehmomentratsche mit Blockfunktion	387-800-00	1 Stück
Sechskantschlüssel, Ratsche	387-620-00	1 Stück
Sechskantschlüssel, Ratsche	387-622-00	1 Stück

Nicht alle abgebildeten Bestandteile sind im Tray bei der Lieferung enthalten.

Rotierende Instrumente ADVANCED for tioLogic® TWINFIT

Markierungsbohrer



ADVANCED Tiefenbohrer



ADVANCED Planfräser



ADVANCED Stufensenker



ADVANCED Aufweiter



ADVANCED Gewindeschneider



Rotierende Instrumente ADVANCED for tioLogic® TWINFIT

Markierungsbohrer, resterilisierbar

ø	REF	Menge
1.5 mm	382-015-00	1 Stück



¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 1.0 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

ADVANCED Tiefenbohrer, resterilisierbar¹

ø	L	REF	Menge
2.0 mm	17,0 mm	382-720-15	1 Stück



¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 1.0 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

ADVANCED Planfräser, resterilisierbar¹

Farbe	ø	REF	Menge
braun	3.3 mm	382-733-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	382-737-00	1 Stück
rot	4.2 mm	382-742-00	1 Stück
blau	4.8 mm	382-748-00	1 Stück
grün	5.5 mm	382-755-00	1 Stück



¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 1.0 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

Rotierende Instrumente ADVANCED for tioLogic® TWINFIT

ADVANCED Stufensenker, resterilisierbar¹



	Farbe	ø	L	REF	Menge
	braun	3.3 mm	17,0 mm	382-733-15	1 Stück
	gelb	3.7 mm	17,0 mm	382-737-15	1 Stück
	rot	4.2 mm	17,0 mm	382-742-15	1 Stück
	blau	4.8 mm	17,0 mm	382-748-15	1 Stück
	grün	5.5 mm	17,0 mm	382-755-15	1 Stück

¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 1.0 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

ADVANCED Aufweiter, resterilisierbar¹



	Farbe	ø	L	REF	Menge
	braun	3.3 mm	17,0 mm	382-933-15	1 Stück
	gelb	3.7 mm	17,0 mm	382-937-15	1 Stück
	rot	4.2 mm	17,0 mm	382-942-15	1 Stück
	blau	4.8 mm	17,0 mm	382-948-15	1 Stück
	grün	5.5 mm	17,0 mm	382-955-15	1 Stück

¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 1.0 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

Rotierende Instrumente ADVANCED for tioLogic® TWINFIT


ADVANCED Gewindeschneider, resterilisierbar¹

Farbe	ø	L	REF	Menge
braun	3.3 mm	17,0 mm	382-933-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	17,0 mm	382-937-00	1 Stück
rot	4.2 mm	17,0 mm	382-942-00	1 Stück
blau	4.8 mm	17,0 mm	382-948-00	1 Stück
grün	5.5 mm	17,0 mm	382-955-00	1 Stück



¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 1.0 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

Rotierende Instrumente – pOosition for tioLogic®



Rotierende Instrumente – pOstion for tioLogic®


pOstion Grundhülsen

Farbe	ø	REF	Menge
braun	3.3 mm	381-533-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	381-537-00	1 Stück
rot	4.2 mm	381-542-00	1 Stück
blau	4.8 mm	381-548-00	1 Stück
grün	5.5 mm	381-555-00	1 Stück



pOstion Bohrer für Grundhülse

Farbe	ø	REF	Menge
braun	3.3 mm	381-133-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	381-137-00	1 Stück
rot	4.2 mm	381-142-00	1 Stück
blau	4.8 mm	381-148-00	1 Stück
grün	5.5 mm	381-155-00	1 Stück



Rotierende Instrumente – pOstion für tioLogic®

pOstion med3D Halter für Grundhülse



Farbe	ø	REF	Menge
braun	3.3 mm	381-233-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	381-237-00	1 Stück
rot	4.2 mm	381-242-00	1 Stück
blau	4.8 mm	381-248-00	1 Stück
grün	5.5 mm	381-255-00	1 Stück

pOstion med3D Peilstifte für Grundhülse



Farbe	ø	REF	Menge
braun	3.3 mm	381-733-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	381-737-00	1 Stück
rot	4.2 mm	381-742-00	1 Stück
blau	4.8 mm	381-748-00	1 Stück
grün	5.5 mm	381-755-00	1 Stück

Rotierende Instrumente – pOstion for tioLogic®

pOstion Set Innenhülsen

Farbe	ø	REF	Menge
braun	3.3 mm	381-333-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	381-337-00	1 Stück
rot	4.2 mm	381-342-00	1 Stück
blau	4.8 mm	381-348-00	1 Stück
grün	5.5 mm	381-355-00	1 Stück



Halter für Innenhülsen

Masterproduktname_Uebersicht	REF	Menge
Halter für Innenhülsen	381-500-00	1 Stück



Rotierende Instrumente – pOPosition for tioLogic®

pOPosition Gingivaschneider, resterilisierbar



Farbe	ø	REF	Menge
braun	3.3 mm	382-333-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	382-337-00	1 Stück
rot	4.2 mm	382-342-00	1 Stück
blau	4.8 mm	382-348-00	1 Stück
grün	5.5 mm	382-355-00	1 Stück

pOPosition Tiefenbohrer, resterilisierbar¹



ø	L	REF	Menge
2.0 mm	7,0 mm	382-320-07	1 Stück
2.0 mm	9,0 mm	382-320-09	1 Stück
2.0 mm	11,0 mm	382-320-11	1 Stück
2.0 mm	13,0 mm	382-320-13	1 Stück
2.0 mm	15,0 mm	382-320-15	1 Stück

¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 0.6 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

Rotierende Instrumente – pOPosition for tioLogic®

pOPosition Stufensenker, resterilisierbar¹

Farbe	ø	L	REF	Menge
braun	3.3 mm	9,0 mm	382-333-09	1 Stück
braun	3.3 mm	11,0 mm	382-333-11	1 Stück
braun	3.3 mm	13,0 mm	382-333-13	1 Stück
braun	3.3 mm	15,0 mm	382-333-15	1 Stück
gelb	3.7 mm	7,0 mm	382-337-07	1 Stück
gelb	3.7 mm	9,0 mm	382-337-09	1 Stück
gelb	3.7 mm	11,0 mm	382-337-11	1 Stück
gelb	3.7 mm	13,0 mm	382-337-13	1 Stück
gelb	3.7 mm	15,0 mm	382-337-15	1 Stück
rot	4.2 mm	7,0 mm	382-342-07	1 Stück
rot	4.2 mm	9,0 mm	382-342-09	1 Stück
rot	4.2 mm	11,0 mm	382-342-11	1 Stück
rot	4.2 mm	13,0 mm	382-342-13	1 Stück
rot	4.2 mm	15,0 mm	382-342-15	1 Stück



¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 0.6 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

Rotierende Instrumente – pOPosition for tioLogic®

pOPosition Stufensenker, resterilisierbar¹

	Farbe	ø	L	REF	Menge
	blau	4.8 mm	7,0 mm	382-348-07	1 Stück
	blau	4.8 mm	9,0 mm	382-348-09	1 Stück
	blau	4.8 mm	11,0 mm	382-348-11	1 Stück
	blau	4.8 mm	13,0 mm	382-348-13	1 Stück
	blau	4.8 mm	15,0 mm	382-348-15	1 Stück
	grün	5.5 mm	9,0 mm	382-355-09	1 Stück
	grün	5.5 mm	11,0 mm	382-355-11	1 Stück
	grün	5.5 mm	13,0 mm	382-355-13	1 Stück
	grün	5.5 mm	15,0 mm	382-355-15	1 Stück

¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 0.6 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

Rotierende Instrumente – pOstion for tioLogic®

pOstion Aufweiter, resterilisierbar

Farbe	ø	REF	Menge
braun	3.3 mm	382-533-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	382-537-00	1 Stück
rot	4.2 mm	382-542-00	1 Stück
blau	4.8 mm	382-548-00	1 Stück
grün	5.5 mm	382-555-00	1 Stück



Rotierende Instrumente – pOosition for tioLogic®

pOosition Gewindeschneider, resterilisierbar¹



Farbe	ø	REF	Menge
braun	3.3 mm	382-833-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	382-837-00	1 Stück
rot	4.2 mm	382-842-00	1 Stück
blau	4.8 mm	382-848-00	1 Stück
grün	5.5 mm	382-855-00	1 Stück

¹ Verwendung nur für tioLogic® Implantate

Rotierende Instrumente – pOstion for tioLogic®

ADVANCED Gewindeschneider, resterilisierbar^{1, 2}

Farbe	ø	L	REF	Menge
braun	3.3 mm	17,0 mm	382-933-00	1 Stück
gelb	3.7 mm	17,0 mm	382-937-00	1 Stück
rot	4.2 mm	17,0 mm	382-942-00	1 Stück
blau	4.8 mm	17,0 mm	382-948-00	1 Stück
grün	5.5 mm	17,0 mm	382-955-00	1 Stück



¹ Technisch bedingt weisen die Instrumente ein Übermaß von 1.0 mm zur angegebenen Aufbereitungslänge auf.

² Verwendung nur für tioLogic® ST und tioLogic® TWINFIT Implantate


*tio*logic®
TWINFIT

Das Implantat

Das tioLogic® TWINFIT Implantatsystem

bietet Ihnen maximale Flexibilität von der

Insertion bis hin zur definitiven Versorgung.



* wird zusammen geliefert

tioLogic® TWINFIT Implantat, ø 3.3 mm

Farbe	ø	L	REF	Menge
braun	3.3 mm	9,0 mm	343-033-09	1 Stück
braun	3.3 mm	11,0 mm	343-033-11	1 Stück
braun	3.3 mm	13,0 mm	343-033-13	1 Stück
braun	3.3 mm	15,0 mm	343-033-15	1 Stück



Verschlusschraube S und passende Tiefenstopphülsen jeweils enthalten.

tioLogic® TWINFIT Implantat, ø 3.7 mm

Farbe	ø	L	REF	Menge
gelb	3.7 mm	7,0 mm	343-037-07	1 Stück
gelb	3.7 mm	9,0 mm	343-037-09	1 Stück
gelb	3.7 mm	11,0 mm	343-037-11	1 Stück
gelb	3.7 mm	13,0 mm	343-037-13	1 Stück
gelb	3.7 mm	15,0 mm	343-037-15	1 Stück



Verschlusschraube M und passende Tiefenstopphülsen jeweils enthalten.

tioLogic® TWINFIT Implantate

tioLogic® TWINFIT Implantat, ø 4.2 mm



Farbe	ø	L	REF	Menge
rot	4.2 mm	7,0 mm	343-042-07	1 Stück
rot	4.2 mm	9,0 mm	343-042-09	1 Stück
rot	4.2 mm	11,0 mm	343-042-11	1 Stück
rot	4.2 mm	13,0 mm	343-042-13	1 Stück
rot	4.2 mm	15,0 mm	343-042-15	1 Stück

Verschlusschraube M und passende Tiefenstopphülsen jeweils enthalten.

tioLogic® TWINFIT Implantat, ø 4.8 mm



Farbe	ø	L	REF	Menge
blau	4.8 mm	7,0 mm	343-048-07	1 Stück
blau	4.8 mm	9,0 mm	343-048-09	1 Stück
blau	4.8 mm	11,0 mm	343-048-11	1 Stück
blau	4.8 mm	13,0 mm	343-048-13	1 Stück
blau	4.8 mm	15,0 mm	343-048-15	1 Stück

Verschlusschraube L und passende Tiefenstopphülsen jeweils enthalten.

tioLogic® TWINFIT Implantat, ø 5.5 mm

Farbe	ø	L	REF	Menge
grün	5.5 mm	9,0 mm	343-055-09	1 Stück
grün	5.5 mm	11,0 mm	343-055-11	1 Stück
grün	5.5 mm	13,0 mm	343-055-13	1 Stück
grün	5.5 mm	15,0 mm	343-055-15	1 Stück



Verschlusschraube L und passende Tiefenstopphülsen jeweils enthalten.

tioLogic® TWINFIT Gingivaformer – zylindrisch



tioLogic® TWINFIT Gingivaformer – zylindrisch S

Form	Verbindung	GH	REF	Menge
zylindrisch	platform	2,0 mm	344-110-00	1 Stück
zylindrisch	platform	4,0 mm	344-112-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT Gingivaformer – zylindrisch M



Form	Verbindung	GH	REF	Menge
zylindrisch	platform	2,0 mm	344-210-00	1 Stück
zylindrisch	platform	4,0 mm	344-212-00	1 Stück
zylindrisch	platform	6,0 mm	344-214-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT Gingivaformer – zylindrisch L



Form	Verbindung	GH	REF	Menge
zylindrisch	platform	2,0 mm	344-310-00	1 Stück
zylindrisch	platform	4,0 mm	344-312-00	1 Stück
zylindrisch	platform	6,0 mm	344-314-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT Gingivaformer – anatomisch

tioLogic® TWINFIT Gingivaformer – zylindrisch S

Form	Verbindung	GH	REF	Menge
zylindrisch	platform	2,0 mm	344-110-00	1 Stück



tioLogic® TWINFIT Gingivaformer – anatomisch S

Form	Verbindung	GH	REF	Menge
anatomisch	platform	4,0 mm	344-120-00	1 Stück



tioLogic® TWINFIT Gingivaformer – anatomisch M

Form	Verbindung	GH	REF	Menge
anatomisch	platform	4,0 mm	344-220-00	1 Stück
anatomisch	platform	6,0 mm	344-222-00	1 Stück



tioLogic® TWINFIT Gingivaformer – anatomisch L

Form	Verbindung	GH	REF	Menge
anatomisch	platform	4,0 mm	344-320-00	1 Stück
anatomisch	platform	6,0 mm	344-322-00	1 Stück





PROTHETIK

Tray – ProthetikSet for tioLogic®



ProthetikSet

Mit Zubehörkomponenten zur prothetischen Eingliederung.

- für alle Implantatdurchmesser
- Aufbewahrungscontainer

REF 387-426-00

1 Stück

Drehmomentratsche mit Blockfunktion

Bezeichnung	REF	Menge
Drehmomentratsche mit Blockfunktion	387-800-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück



KONUS



PLATTFORM



Aufbaulinie S

für $\varnothing$ 3.3 mm tioLogic® TWINFIT Implantate


ABUTMENT SWITCH

2 ANSCHLUSSGEOMETRIEN – 1 IMPLANTAT

Komponenten Aufbaulinie S

Abformung

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT Abformpfosten S, platform, offen, L 10.0 mm, inkl. Schraube	10.0 mm	345-110-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Abformpfosten S, platform, offen, L 14.0 mm, inkl. Schraube	14.0 mm	345-112-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Abformpfosten S, platform, geschlossen, inkl. Abformkappe, Fixierschraube	9.0 mm	345-120-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Abformkappe S	5.8 mm	345-122-00	5 Stück



Positionierungshilfe S

Bezeichnung	L	REF	Menge
Positionierungshilfe S, für Abformpfosten S, geschlossen	9.6 mm	385-124-00	1 Stück



Modell

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT Laborimplantat S, für gegossene Modelle	12.0 mm	345-130-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Laborimplantat S, für gedruckte und gegossene Modelle, inkl. Schraube	12.0 mm	345-132-00	1 Stück



tioLogic® TWINFIT Provisorischer Aufbau S, inkl. Schraube

GH	L	REF	Menge
3.0 mm	12.0 mm	344-130-00	1 Stück



Schraube für provisorischen Aufbau

Bezeichnung	Gewinde	L	REF	Menge
Schraube für provisorischen Aufbau	M 1.6	13.5 mm	384-910-00	1 Stück



Komponenten Aufbau Linie S

CAD/CAM-Komponenten – Konus



Bezeichnung	GH	Verbindung	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis VARIO S, conical, GH 1.6 mm, inkl. AnoTite Schraube	1.6 mm	konisch	346-112-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis S, conical, GH 1.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	1.5 mm	konisch	346-113-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis S, conical, GH 1.5 mm, angulierter Schraubenkanal, inkl. AnoTite Schraube	1.5 mm	konisch	346-114-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis S, CEREC, Sirona, conical, GH 1.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	1.5 mm	konisch	346-195-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanblock S, PreForm, conical, inkl. AnoTite Schraube		konisch	346-197-01	1 Stück

CAD/CAM-Komponenten – Plattform



Bezeichnung	GH	Verbindung	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis VARIO S, platform, GH 0.6 mm, inkl. AnoTite Schraube	0.6 mm	platform	346-112-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis S, platform, GH 0.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	0.5 mm	platform	346-113-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis S, CEREC, Sirona, platform, GH 0.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	0.5 mm	platform	346-195-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanblock S, PreForm, platform, inkl. AnoTite Schraube		platform	346-197-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titankelebebasis S, platform, GH 0.7 mm, inkl. AnoTite Schraube	0.5 mm	platform	346-199-02	1 Stück

CAD/CAM Scanaufbau Titan S

Bezeichnung	Verbindung	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Scanaufbau Titan S, platform, inkl. Fixierschraube	platform	346-190-02	1 Stück

**Modellierhülse für CAD/CAM Titanbasis S**

Bezeichnung	REF	Menge
Modellierhülse, für CAD/CAM Titanbasis S	386-196-00	1 Stück

**AnoTite Schraube**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-910-00	1 Stück

**Prothetikschraube – nur für den Laborgebrauch**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-914-00	1 Stück

**AnoTite Schraube für angulierte Schraubenkanäle**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	8.5 mm	386-924-00	1 Stück

**Prothetikschraube für angulierte Schraubenkanäle – nur für Laborgebrauch**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	8.5 mm	386-926-00	1 Stück

**Fixierschraube, für Scanaufbauten und geschlossene Abformung**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	14.0 mm	386-932-00	1 Stück



Komponenten Aufbau Linie S



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück



Kugelkopfschlüssel für angulierten Schraubenkanal, ISO Schaft

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-624-00	1 Stück

Titan – Konus

Bezeichnung	GH	L	Angulation	REF	Menge
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, conical, GH 1.5 mm, inkl. AniTite Schraube	1.5 mm	8.2 mm		346-130-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, conical, GH 2.5 mm, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	9.5 mm		346-131-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, conical, GH 4.0 mm, inkl. AniTite Schraube	4.0 mm	11.2 mm		346-132-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, conical, GH 1.5 mm, 15°, inkl. AniTite Schraube	1.5 mm	8.7 mm	15°	346-135-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, conical, GH 3.0 mm, 15°, inkl. AniTite Schraube	3.0 mm	10.2 mm	15°	346-136-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, conical, GH 2.5 mm, anatomisch, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	12.0 mm		346-139-01	1 Stück



Titan – Plattform

Bezeichnung	GH	L	Angulation	REF	Menge
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, platform, GH 1.0 mm, inkl. AniTite Schraube	1.0 mm	8.0 mm		346-130-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, platform, GH 2.5 mm, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	9.5 mm		346-131-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, platform, GH 4.0 mm, inkl. AniTite Schraube	4.0 mm	11.0 mm		346-132-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, platform, GH 1.5 mm, 15°, inkl. AniTite Schraube	1.5 mm	8.7 mm	15°	346-135-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, platform, GH 3.0 mm, 15°, inkl. AniTite Schraube	3.0 mm	10.2 mm	15°	346-136-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau S, platform, GH 2.5 mm, anatomisch, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	12.0 mm		346-139-02	1 Stück



Komponenten Aufbau Linie S



AnoTite Schraube

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-910-00	1 Stück



Prothetikschräube – nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-914-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück

4Base – Konus

Bezeichnung	GH	Angulation	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau S, conical, GH 1.5 mm	1.5 mm		346-140-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau S, conical, GH 2.5 mm	2.5 mm		346-141-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau S, conical, GH 4.0 mm	4.0 mm		346-142-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau S, conical, GH 3.2 mm, 20°, inkl. AnoTite Schraube	3.2 mm	20°	346-145-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau S, conical, GH 3.2 mm, 30°, inkl. AnoTite Schraube	3.2 mm	30°	346-146-01	1 Stück

**4Base – Plattform**

Bezeichnung	GH	Angulation	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau S, platform, GH 1.5 mm	1.5 mm		346-140-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau S, platform, GH 2.5 mm	2.5 mm		346-141-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau S, platform, GH 4.0 mm	4.0 mm		346-142-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau S, platform, GH 3.2 mm, 20°, inkl. AnoTite Schraube	3.2 mm	20°	346-145-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau S, platform, GH 3.2 mm, 30°, inkl. AnoTite Schraube	3.2 mm	30°	346-146-02	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie S

4Base Verschlusschraube



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Verschlusschraube	5.0 mm	346-410-00	1 Stück

4Base Abformpfosten, offen



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Abformpfosten, offen, inkl. Schraube	11.5 mm	346-412-00	1 Stück

4Base Abformpfosten, geschlossen



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Abformpfosten, geschlossen, inkl. Abformkappe, AnoTite Schraube	6.3 mm	346-414-00	1 Stück

4Base Abformkappe, 5 Stück



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Abformkappe	5.8 mm	346-416-00	5 Stück

4Base Laborimplantat, für gedruckte und gegossene Modelle



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Laborimplantat, für gedruckte und gegossene Modelle	14.6 mm	346-432-00	1 Stück

4Base Kunststoffkappe



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Kappe Kunststoff (Polycarbonat), inkl. AnoTite Schraube	10.5 mm	346-420-00	1 Stück

4Base Titankappe, zum Verkleben, inkl. AnoTite Schraube

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Kappe Titan, zum Verkleben, inkl. AnoTite Schraube	10.5 mm	346-422-00	1 Stück

**4Base Titankappe, zum Lasern, inkl. AnoTite Schraube**

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Kappe Titan, zum Lasern, inkl. AnoTite Schraube	6.2 mm	346-424-00	1 Stück

**4Base tioLOC Kappe**

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base tioLOC Kappe Titan	4.7 mm	346-428-00	1 Stück

**4Base CAD/CAM Scankappe Titan**

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base CAD/CAM Scankappe Titan, inkl. AnoTite Schraube	10.0 mm	346-430-00	1 Stück

**AnoTite Schraube**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-910-00	1 Stück

**AnoTite Schraube Steg / Brücke / AngleFix**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	6.0 mm	386-912-00	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie S



Prothetikschaube – nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-914-00	1 Stück



Prothetikschaube Steg / Brücke / AngleFix– nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	6.0 mm	386-916-00	1 Stück



AnoTite Schraube für angulierte Schraubenkanäle

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	5.5 mm	386-928-00	1 Stück



Prothetikschaube für angulierte Schraubenkanäle – nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	5.5 mm	386-930-00	1 Stück



AngleFix Zylinderstift

Bezeichnung	REF	Menge
Zylinderstift für Schraubenkanal	386-468-00	1 Stück



tioLogic® TWINFIT PentaGrip Eindreh Schlüssel, ISO Schaft, für 4Base / Kugelkopf

L	REF	Menge
22.3 mm	347-646-00	1 Stück

Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück

**Sechskantschlüssel, Ratsche**

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück

**Kugelpfandschlüssel für angulierten Schraubenkanal, ISO Schaft**

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-624-00	1 Stück

**tioLOC Eindreh Schlüssels, Ratsche**

L	REF	Menge
15.5 mm	387-650-00	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie S

Kugelpkopfaufbau – Plattform



Bezeichnung	GH	Kugelpkopf ø	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT Kugelpkopfaufbau S, plattform, GH 1.5 mm, ø 2.25 mm	1.5 mm	2.25 mm	346-160-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Kugelpkopfaufbau S, plattform, GH 3.0 mm, ø 2.25 mm	3.0 mm	2.25 mm	346-161-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Kugelpkopfaufbau S, plattform, GH 4.5 mm, ø 2.25 mm	4.5 mm	2.25 mm	346-162-02	1 Stück

Kugelpkopfaufbau – Zubehör



Bezeichnung	Kugelpkopf ø	REF	Menge
Kugelpkopf Laborimplantat, ø 2.25 mm	2.25 mm	386-614-00	1 Stück
Dalbo®-PLUS Matrize TE basic komplett		386-630-00	1 Stück
Dalbo®-PLUS Lamellen-Retentionseinsatz E		386-631-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT PentaGrip Eindreheschlüssel, ISO Schaft, für 4Base / Kugelpkopf



L	REF	Menge
22.3 mm	347-646-00	1 Stück

Dalbo®-PLUS Schraubenzieher / Aktivator



Bezeichnung	REF	Menge
Dalbo®-PLUS Schraubenzieher / Aktivator	387-663-00	1 Stück

Komponenten Aufbau Linie S – tioLOC-Zubehör

tioLOC – Plattform

Bezeichnung	GH	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT tioLOC Aufbau S, platform, GH 1.5 mm	1.5 mm	346-151-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT tioLOC Aufbau S, platform, GH 3.0 mm	3.0 mm	346-152-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT tioLOC Aufbau S, platform, GH 4.5 mm	4.5 mm	346-153-02	1 Stück



4Base tioLOC Kappe

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base tioLOC Kappe Titan	4.7 mm	346-428-00	1 Stück



Abformkappe

Bezeichnung	ø	L	REF	Menge
Abformkappe	5.6 mm	4.5 mm	346-512-00	2 Stück



Laboranalog

Bezeichnung	ø	L	REF	Menge
Laboranalog	4.0 mm	10.0 mm	346-514-00	2 Stück



Satz Retentionskappen mit Pin

Bezeichnung	REF	Menge
Satz Retentionskappen: 1 Edelstahlgehäuse für Kappen, 1 Schutzplättchen, 1 Laborkappe, 3 Retentionskappen (mit internem Pin)	346-516-00	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie S – tioLOC-Zubehör

tioLOC – Kappen



Bezeichnung	Angulationsausgleich	Abzugskraft	REF	Menge
Schwarze Laborkappen (mit Pin)			346-518-00	4 Stück
Gelbe Kappen (mit Pin).	0-20°	700 g	346-520-00	4 Stück
Rosa Kappen (mit Pin)	0-20°	900 g	346-522-00	4 Stück
Transparente Kappen (mit Pin)	0-20°	1.500 g	346-524-00	4 Stück
Violette Kappen (mit Pin)	0-20°	2.700 g	346-526-00	4 Stück

WICHTIGER HINWEIS – NEUER HERSTELLER:

Retentionskappen, die ab dem 01.01.2024 erworben wurden, sind nicht mit früheren Modellen kompatibel.

Schutzplättchen



Bezeichnung	REF	Menge
Schutzplättchen	346-530-00	10 Stück

Komponenten Aufbaulinie S – tioLOC-Zubehör

Einsetz- / Entfernungswerkzeug für Kappen

Bezeichnung	REF	Menge
Einsetz- / Entfernungswerkzeug für Kappen	347-745-00	1 Stück

**tioLOC Eindreheschlüssel, Ratsche**

L	REF	Menge
15.5 mm	387-650-00	1 Stück



KONUS



PLATTFORM



Aufbaulinie M

für $\varnothing$ 3.7 mm und $\varnothing$ 4.2 mm tioLogic® TWINFIT Implantate


ABUTMENT SWITCH

2 ANSCHLUSSGEOMETRIEN – 1 IMPLANTAT

Komponenten Aufbaulinie M

Abformung

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT Abformpfosten M, platform, offen, L 10.0 mm, inkl. Schraube	10.0 mm	345-210-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Abformpfosten M, platform, offen, L 14.0 mm, inkl. Schraube	14.0 mm	345-212-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Abformpfosten M, platform, geschlossen, inkl. Abformkappe, Fixierschraube	9.5 mm	345-220-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Abformkappe M	5.8 mm	345-222-00	5 Stück



Positionierungshilfe M

Bezeichnung	L	REF	Menge
Positionierungshilfe M, für Abformpfosten M, geschlossen	9.6 mm	385-224-00	1 Stück



Modell

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT Laborimplantat M, für gedruckte und gegossene Modelle, inkl. Schraube	12.0 mm	345-232-00	1 Stück



tioLogic® TWINFIT Provisorischer Aufbau M, inkl. Schraube

GH	L	REF	Menge
3.0 mm	12.0 mm	344-230-00	1 Stück



Schraube für provisorischen Aufbau

Bezeichnung	Gewinde	L	REF	Menge
Schraube für provisorischen Aufbau	M 1.6	13.5 mm	384-910-00	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie M

CAD/CAM-Komponenten – Konus



Bezeichnung	GH	Verbindung	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis VARIO M, conical, GH 1.6 mm, inkl. AnoTite Schraube	1.6 mm	konisch	346-212-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis M, conical, GH 1.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	1.5 mm	konisch	346-213-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis M, conical, GH 1.5 mm, angulierter Schraubenkanal, inkl. AnoTite Schraube	1.5 mm	konisch	346-214-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis M, CEREC, Sirona, conical, GH 1.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	1.5 mm	konisch	346-295-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanblock M, PreForm, conical, inkl. AnoTite Schraube		konisch	346-297-01	1 Stück

CAD/CAM-Komponenten – Plattform



Bezeichnung	GH	Verbindung	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis VARIO M, platform, GH 0.6 mm, inkl. AnoTite Schraube	0.6 mm	platform	346-212-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis M, platform, GH 0.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	0.5 mm	platform	346-213-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis M, CEREC, Sirona, platform, GH 0.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	0.5 mm	platform	346-295-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanblock M, PreForm, platform, inkl. AnoTite Schraube		platform	346-297-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanklebebasis M, platform, GH 0.7 mm, inkl. AnoTite Schraube		platform	346-299-02	1 Stück

CAD/CAM Scanaufbau Titan M

Bezeichnung	Verbindung	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Scanaufbau Titan M, platform, inkl. Fixierschraube	platform	346-290-02	1 Stück

**Modellierhülse für CAD/CAM Titanbasis M**

Bezeichnung	REF	Menge
Modellierhülse, für CAD/CAM Titanbasis M	386-296-00	1 Stück

**AnoTite Schraube**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-910-00	1 Stück

**Prothetikschraube – nur für den Laborgebrauch**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-914-00	1 Stück

**AnoTite Schraube für angulierte Schraubenkanäle**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	8.5 mm	386-924-00	1 Stück

**Prothetikschraube für angulierte Schraubenkanäle – nur für Laborgebrauch**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	8.5 mm	386-926-00	1 Stück

**Fixierschraube, für Scanaufbauten und geschlossene Abformung**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	14.0 mm	386-932-00	1 Stück



Komponenten Aufbau Linie M



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück



Kugelkopfschlüssel für angulierten Schraubenkanal, ISO Schaft

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-624-00	1 Stück

Titan – Konus

Bezeichnung	GH	L	Angulation	REF	Menge
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, conical, GH 1.5 mm, inkl. AniTite Schraube	1.5 mm	8.2 mm		346-230-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, conical, GH 2.5 mm, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	9.5 mm		346-231-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, conical, GH 4.0 mm, inkl. AniTite Schraube	4.0 mm	11.2 mm		346-232-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, conical, GH 1.5 mm, 20°, inkl. AniTite Schraube	1.5 mm	8.7 mm	20°	346-235-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, conical, GH 3.0 mm, 20°, inkl. AniTite Schraube	3.0 mm	10.2 mm	20°	346-236-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, conical, GH 2.5 mm, anatomisch, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	12.2 mm		346-239-01	1 Stück

**Titan – Plattform**

Bezeichnung	GH	L	Angulation	REF	Menge
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, plattform, GH 1.0 mm, inkl. AniTite Schraube	1.0 mm	8.0 mm		346-230-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, plattform, GH 2.5 mm, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	9.5 mm		346-231-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, plattform, GH 4.0 mm, inkl. AniTite Schraube	4.0 mm	11.0 mm		346-232-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, plattform, GH 1.5 mm, 20°, inkl. AniTite Schraube	1.5 mm	8.7 mm	20°	346-235-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, plattform, GH 3.0 mm, 20°, inkl. AniTite Schraube	3.0 mm	10.2 mm	20°	346-236-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau M, plattform, GH 2.5 mm, anatomisch, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	12.0 mm		346-239-02	1 Stück



Komponenten Aufbau Linie M



AnoTite Schraube

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-910-00	1 Stück



Prothetikschräube – nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-914-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück

4Base – Konus

Bezeichnung	GH	Angulation	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau M, conical, GH 1.5 mm	1.5 mm		346-240-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau M, conical, GH 2.5 mm	2.5 mm		346-241-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau M, conical, GH 4.0 mm	4.0 mm		346-242-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau M, conical, GH 3.2 mm, 20°, inkl. AnoTite Schraube	3.2 mm	20°	346-245-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau M, conical, GH 3.2 mm, 30°, inkl. AnoTite Schraube	3.2 mm	30°	346-246-01	1 Stück



4Base – Plattform

Bezeichnung	GH	Angulation	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau M, platform, GH 1.5 mm	1.5 mm		346-240-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau M, platform, GH 2.5 mm	2.5 mm		346-241-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau M, platform, GH 4.0 mm	4.0 mm		346-242-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau M, platform, GH 3.2 mm, 20°, inkl. AnoTite Schraube	3.2 mm	20°	346-245-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau M, platform, GH 3.2 mm, 30°, inkl. AnoTite Schraube	3.2 mm	30°	346-246-02	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie M

4Base Verschlusschraube



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Verschlusschraube	5.0 mm	346-410-00	1 Stück

4Base Abformpfosten, offen



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Abformpfosten, offen, inkl. Schraube	11.5 mm	346-412-00	1 Stück

4Base Abformpfosten, geschlossen



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Abformpfosten, geschlossen, inkl. Abformkappe, AnoTite Schraube	6.3 mm	346-414-00	1 Stück

4Base Abformkappe, 5 Stück



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Abformkappe	5.8 mm	346-416-00	5 Stück

4Base Laborimplantat, für gedruckte und gegossene Modelle



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Laborimplantat, für gedruckte und gegossene Modelle	14.6 mm	346-432-00	1 Stück

4Base Kunststoffkappe



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Kappe Kunststoff (Polycarbonat), inkl. AnoTite Schraube	10.5 mm	346-420-00	1 Stück

4Base Titankappe, zum Verkleben, inkl. AnoTite Schraube

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Kappe Titan, zum Verkleben, inkl. AnoTite Schraube	10.5 mm	346-422-00	1 Stück

**4Base Titankappe, zum Lasern, inkl. AnoTite Schraube**

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Kappe Titan, zum Lasern, inkl. AnoTite Schraube	6.2 mm	346-424-00	1 Stück

**4Base tioLOC Kappe**

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base tioLOC Kappe Titan	4.7 mm	346-428-00	1 Stück

**4Base CAD/CAM Scankappe Titan**

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base CAD/CAM Scankappe Titan, inkl. AnoTite Schraube	10.0 mm	346-430-00	1 Stück

**AnoTite Schraube**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-910-00	1 Stück

**AnoTite Schraube Steg / Brücke / AngleFix**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	6.0 mm	386-912-00	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie M



Prothetikschaube – nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-914-00	1 Stück



Prothetikschaube Steg / Brücke / AngleFix– nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	6.0 mm	386-916-00	1 Stück



AnoTite Schraube für angulierte Schraubenkanäle

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	5.5 mm	386-928-00	1 Stück



Prothetikschaube für angulierte Schraubenkanäle – nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	5.5 mm	386-930-00	1 Stück



AngleFix Zylinderstift

Bezeichnung	REF	Menge
Zylinderstift für Schraubenkanal	386-468-00	1 Stück



tioLogic® TWINFIT PentaGrip Eindreh Schlüssel, ISO Schaft, für 4Base / Kugelkopf

L	REF	Menge
22.3 mm	347-646-00	1 Stück

Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück



Kugelpfandschlüssel für angulierten Schraubenkanal, ISO Schaft

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-624-00	1 Stück



tioLOC Eindreh Schlüssels, Ratsche

L	REF	Menge
15.5 mm	387-650-00	1 Stück




Komponenten Aufbaulinie M

Kugelpkopfaufbau – Plattform



Bezeichnung	GH	Kugelpkopf ø	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT Kugelpkopfaufbau M, platform, GH 1.5 mm, ø 2.25 mm	1.5 mm	2.2 mm	346-260-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Kugelpkopfaufbau M, platform, GH 3.0 mm, ø 2.25 mm	3.0 mm	2.2 mm	346-261-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Kugelpkopfaufbau M, platform, GH 4.5 mm, ø 2.25 mm	4.5 mm	2.2 mm	346-262-02	1 Stück

Kugelpkopfaufbau – Zubehör



Bezeichnung	Kugelpkopf ø	REF	Menge
Kugelpkopf Laborimplantat, ø 2.25 mm	2.2 mm	386-614-00	1 Stück
Dalbo®-PLUS Matrizte TE basic komplett		386-630-00	1 Stück
Dalbo®-PLUS Lamellen-Retentionseinsatz E		386-631-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT PentaGrip Eindreheschlüssel, ISO Schaft, für 4Base / Kugelpkopf



L	REF	Menge
22.3 mm	347-646-00	1 Stück

Dalbo®-PLUS Schraubenzieher / Aktivator



Bezeichnung	REF	Menge
Dalbo®-PLUS Schraubenzieher / Aktivator	387-663-00	1 Stück

Komponenten Aufbaulinie M – tioLOC-Zubehör

tioLOC – Plattform

Bezeichnung	GH	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT tioLOC Aufbau M, platform, GH 1.5 mm	1.5 mm	346-251-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT tioLOC Aufbau M, platform, GH 3.0 mm	3.0 mm	346-252-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT tioLOC Aufbau M, platform, GH 4.5 mm	4.5 mm	346-253-02	1 Stück



4Base tioLOC Kappe

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base tioLOC Kappe Titan	4.7 mm	346-428-00	1 Stück



Abformkappe

Bezeichnung	ø	L	REF	Menge
Abformkappe	5.6 mm	4.5 mm	346-512-00	2 Stück



Laboranalog

Bezeichnung	ø	L	REF	Menge
Laboranalog	4.0 mm	10.0 mm	346-514-00	2 Stück



Satz Retentionskappen mit Pin

Bezeichnung	REF	Menge
Satz Retentionskappen: 1 Edelstahlgehäuse für Kappen, 1 Schutzplättchen, 1 Laborkappe, 3 Retentionskappen (mit internem Pin)	346-516-00	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie M – tioLOC-Zubehör

tioLOC – Kappen



Bezeichnung	Angulationsausgleich	Abzugskraft	REF	Menge
Schwarze Laborkappen (mit Pin)			346-518-00	4 Stück
Gelbe Kappen (mit Pin).	0-20°	700 g	346-520-00	4 Stück
Rosa Kappen (mit Pin)	0-20°	900 g	346-522-00	4 Stück
Transparente Kappen (mit Pin)	0-20°	1.500 g	346-524-00	4 Stück
Violette Kappen (mit Pin)	0-20°	2.700 g	346-526-00	4 Stück

WICHTIGER HINWEIS – NEUER HERSTELLER:

Retentionskappen, die ab dem 01.01.2024 erworben wurden, sind nicht mit früheren Modellen kompatibel.

Schutzplättchen



Bezeichnung	REF	Menge
Schutzplättchen	346-530-00	10 Stück

Komponenten Aufbaulinie **M** – tioLOC-Zubehör**Einsetz- / Entfernungswerkzeug für Kappen**

Bezeichnung	REF	Menge
Einsetz- / Entfernungswerkzeug für Kappen	347-745-00	1 Stück

**tioLOC Eindreheschlüssel, Ratsche**

L	REF	Menge
15.5 mm	387-650-00	1 Stück





Aufbaulinie L


für $\varnothing$ 4.8 mm und $\varnothing$ 5.5 mm tioLogic® TWINFIT Implantate

ABUTMENT SWITCH

2 ANSCHLUSSGEOMETRIEN – 1 IMPLANTAT

Abformung

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT Abformpfosten L, platform, offen, L 10.0 mm, inkl. Schraube	10.0 mm	345-310-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Abformpfosten L, platform, offen, L 14.0 mm, inkl. Schraube	14.0 mm	345-312-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Abformpfosten L, platform, geschlossen, inkl. Abformkappe, Fixierschraube	9.5 mm	345-320-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Abformkappe L	5.8 mm	345-322-00	5 Stück



Positionierungshilfe L

Bezeichnung	L	REF	Menge
Positionierungshilfe L, für Abformpfosten L, geschlossen	9.6 mm	385-324-00	1 Stück



Modell

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT Laborimplantat L, für gegossene Modelle	12.0 mm	345-330-00	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Laborimplantat L, für gedruckte und gegossene Modelle, inkl. Schraube	12.0 mm	345-332-00	1 Stück



tioLogic® TWINFIT Provisorischer Aufbau L, inkl. Schraube

GH	L	REF	Menge
3.0 mm	12.0 mm	344-330-00	1 Stück



Schraube für provisorischen Aufbau

Bezeichnung	Gewinde	L	REF	Menge
Schraube für provisorischen Aufbau	M 1.6	13.5 mm	384-910-00	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie L

CAD/CAM-Komponenten – Konus



Bezeichnung	GH	Verbindung	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis VARIO L, conical, GH 1.6 mm, inkl. AnoTite Schraube	1.6 mm	konisch	346-312-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis L, conical, GH 1.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	1.5 mm	konisch	346-313-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis L, conical, GH 1.5 mm, angulierter Schraubenkanal, inkl. AnoTite Schraube	1.5 mm	konisch	346-314-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis L, CEREC, Sirona, conical, GH 1.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	1.5 mm	konisch	346-395-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanblock L, PreForm, conical, inkl. AnoTite Schraube		konisch	346-397-01	1 Stück

CAD/CAM-Komponenten – Plattform



Bezeichnung	GH	Verbindung	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis VARIO L, platform, GH 0.6 mm, inkl. AnoTite Schraube	0.6 mm	platform	346-312-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis L, platform, GH 0.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	0.5 mm	platform	346-313-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis L, CEREC, Sirona, platform, GH 0.5 mm, inkl. AnoTite Schraube	0.5 mm	platform	346-395-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanblock L, PreForm, platform, inkl. AnoTite Schraube		platform	346-397-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titankebebasis L, platform, GH 0.7 mm, inkl. AnoTite Schraube		platform	346-399-02	1 Stück

CAD/CAM Scanaufbau Titan L

Bezeichnung	Verbindung	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Scanaufbau Titan L, platform, inkl. Fixierschraube	platform	346-390-02	1 Stück

**Modellierhülse für CAD/CAM Titanbasis L**

Bezeichnung	REF	Menge
Modellierhülse, für CAD/CAM Titanbasis L	386-396-00	1 Stück

**AnoTite Schraube**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-910-00	1 Stück

**Prothetikschraube – nur für den Laborgebrauch**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-914-00	1 Stück

**AnoTite Schraube für angulierte Schraubenkanäle**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	8.5 mm	386-924-00	1 Stück

**Prothetikschraube für angulierte Schraubenkanäle – nur für Laborgebrauch**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	8.5 mm	386-926-00	1 Stück

**Fixierschraube, für Scanaufbauten und geschlossene Abformung**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	14.0 mm	386-932-00	1 Stück



Komponenten Aufbau Linie L



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück



Kugelkopfschlüssel für angulierten Schraubenkanal, ISO Schaft

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-624-00	1 Stück

Titan – Konus

Bezeichnung	GH	L	Angulation	REF	Menge
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, conical, GH 1.5 mm, inkl. AniTite Schraube	1.5 mm	8.2 mm		346-330-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, conical, GH 2.5 mm, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	9.5 mm		346-331-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, conical, GH 4.0 mm, inkl. AniTite Schraube	4.0 mm	11.2 mm		346-332-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, conical, GH 1.5 mm, 20°, inkl. AniTite Schraube	1.5 mm	8.7 mm	20°	346-335-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, conical, GH 3.0 mm, 20°, inkl. AniTite Schraube	3.0 mm	10.2 mm	20°	346-336-01	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, conical, GH 2.5 mm, anatomisch, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	12.0 mm		346-339-01	1 Stück



Titan – Plattform

Bezeichnung	GH	L	Angulation	REF	Menge
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, platform, GH 1.0 mm, inkl. AniTite Schraube	1.0 mm	8.0 mm		346-330-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, platform, GH 2.5 mm, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	9.5 mm		346-331-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, platform, GH 4.0 mm, inkl. AniTite Schraube	4.0 mm	11.0 mm		346-332-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, platform, GH 1.5 mm, 20°, inkl. AniTite Schraube	1.5 mm	8.7 mm	20°	346-335-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, platform, GH 3.0 mm, 20°, inkl. AniTite Schraube	3.0 mm	10.2 mm	20°	346-336-02	1 Stück
tiologic® TWINFIT Titanaufbau L, platform, GH 2.5 mm, anatomisch, inkl. AniTite Schraube	2.5 mm	12.0 mm		346-339-02	1 Stück



Komponenten Aufbau Linie L



AnoTite Schraube

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-910-00	1 Stück



Prothetikschräube – nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-914-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück



Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück

4Base – Konus

Bezeichnung	GH	Angulation	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau L, conical, GH 1.5 mm	1.5 mm		346-340-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau L, conical, GH 2.5 mm	2.5 mm		346-341-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau L, conical, GH 4.0 mm	4.0 mm		346-342-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau L, conical, GH 3.2 mm, 20°, inkl. AniTite Schraube	3.2 mm	20°	346-345-01	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau L, conical, GH 3.2 mm, 30°, inkl. AniTite Schraube	3.2 mm	30°	346-346-01	1 Stück

**4Base – Plattform**

Bezeichnung	GH	Angulation	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau L, platform, GH 1.5 mm	1.5 mm		346-340-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau L, platform, GH 2.5 mm	2.5 mm		346-341-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau L, platform, GH 4.0 mm	4.0 mm		346-342-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau L, platform, GH 3.2 mm, 20°, inkl. AniTite Schraube	3.2 mm	20°	346-345-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau L, platform, GH 3.2 mm, 30°, inkl. AniTite Schraube	3.2 mm	30°	346-346-02	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie L

4Base Verschlusschraube



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Verschlusschraube	5.0 mm	346-410-00	1 Stück

4Base Abformpfosten, offen



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Abformpfosten, offen, inkl. Schraube	11.5 mm	346-412-00	1 Stück

4Base Abformpfosten, geschlossen



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Abformpfosten, geschlossen, inkl. Abformkappe, AnoTite Schraube	6.3 mm	346-414-00	1 Stück

4Base Abformkappe, 5 Stück



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Abformkappe	5.8 mm	346-416-00	5 Stück

4Base Laborimplantat, für gedruckte und gegossene Modelle



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Laborimplantat, für gedruckte und gegossene Modelle	14.6 mm	346-432-00	1 Stück

4Base Kunststoffkappe



Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Kappe Kunststoff (Polycarbonat), inkl. AnoTite Schraube	10.5 mm	346-420-00	1 Stück

4Base Titankappe, zum Verkleben, inkl. AnoTite Schraube

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Kappe Titan, zum Verkleben, inkl. AnoTite Schraube	10.5 mm	346-422-00	1 Stück

**4Base Titankappe, zum Lasern, inkl. AnoTite Schraube**

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base Kappe Titan, zum Lasern, inkl. AnoTite Schraube	6.2 mm	346-424-00	1 Stück

**4Base tioLOC Kappe**

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base tioLOC Kappe Titan	4.7 mm	346-428-00	1 Stück

**4Base CAD/CAM Scankappe Titan**

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base CAD/CAM Scankappe Titan, inkl. AnoTite Schraube	10.0 mm	346-430-00	1 Stück

**AnoTite Schraube**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-910-00	1 Stück

**AnoTite Schraube Steg / Brücke / AngleFix**

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	6.0 mm	386-912-00	1 Stück



Komponenten Aufbau Linie L



Prothetikschaube – nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	9.0 mm	386-914-00	1 Stück



Prothetikschaube Steg / Brücke / AngleFix– nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	6.0 mm	386-916-00	1 Stück



AnoTite Schraube für angulierte Schraubenkanäle

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	5.5 mm	386-928-00	1 Stück



Prothetikschaube für angulierte Schraubenkanäle – nur für den Laborgebrauch

Gewinde	L	REF	Menge
M 1.6	5.5 mm	386-930-00	1 Stück



AngleFix Zylinderstift

Bezeichnung	REF	Menge
Zylinderstift für Schraubenkanal	386-468-00	1 Stück



tioLogic® TWINFIT PentaGrip Eindreh Schlüssel, ISO Schaft, für 4Base / Kugelkopf

L	REF	Menge
22.3 mm	347-646-00	1 Stück

Sechskantschlüssel, Ratsche

SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück

**Sechskantschlüssel, Ratsche**

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück

**Kugelpfandschlüssel für angulierten Schraubenkanal, ISO Schaft**

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-624-00	1 Stück

**tioLOC Eindreh Schlüsselschlüssel, Ratsche**

L	REF	Menge
15.5 mm	387-650-00	1 Stück




Komponenten Aufbaulinie L



Kugelkopfaufbau – Plattform

Bezeichnung	GH	Kugelkopf ø	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT Kugelkopfaufbau L, platform, GH 1.5 mm, ø 2.25 mm	1.5 mm	2.2 mm	346-360-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Kugelkopfaufbau L, platform, GH 3.0 mm, ø 2.25 mm	3.0 mm	2.2 mm	346-361-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT Kugelkopfaufbau L, platform, GH 4.5 mm, ø 2.25 mm	4.5 mm	2.2 mm	346-362-02	1 Stück



Kugelkopfaufbau – Zubehör

Bezeichnung	Kugelkopf ø	REF	Menge
Kugelkopf Laborimplantat, ø 2.25 mm	2.2 mm	386-614-00	1 Stück
Dalbo®-PLUS Matrize TE basic komplett		386-630-00	1 Stück
Dalbo®-PLUS Lamellen-Retentionseinsatz E		386-631-00	1 Stück



tioLogic® TWINFIT PentaGrip Eindreheschlüssel, ISO Schaft, für 4Base / Kugelkopf

L	REF	Menge
22.3 mm	347-646-00	1 Stück



Dalbo®-PLUS Schraubenzieher / Aktivator

Bezeichnung	REF	Menge
Dalbo®-PLUS Schraubenzieher / Aktivator	387-663-00	1 Stück

Komponenten Aufbaulinie L – tioLOC-Zubehör

tioLOC – Plattform

Bezeichnung	GH	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT tioLOC Aufbau L, platform, GH 1.5 mm	1.5 mm	346-351-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT tioLOC Aufbau L, platform, GH 3.0 mm	3.0 mm	346-352-02	1 Stück
tioLogic® TWINFIT tioLOC Aufbau L, platform, GH 4.5 mm	4.5 mm	346-353-02	1 Stück



4Base tioLOC Kappe

Bezeichnung	L	REF	Menge
tioLogic® TWINFIT 4Base tioLOC Kappe Titan	4.7 mm	346-428-00	1 Stück



Abformkappe

Bezeichnung	ø	L	REF	Menge
Abformkappe	5.6 mm	4.5 mm	346-512-00	2 Stück



Laboranalog

Bezeichnung	ø	L	REF	Menge
Laboranalog	4.0 mm	10.0 mm	346-514-00	2 Stück



Satz Retentionskappen mit Pin

Bezeichnung	REF	Menge
Satz Retentionskappen: 1 Edelstahlgehäuse für Kappen, 1 Schutzplättchen, 1 Laborkappe, 3 Retentionskappen (mit internem Pin)	346-516-00	1 Stück



Komponenten Aufbaulinie L – tioLOC-Zubehör

tioLOC – Kappen



Bezeichnung	Angulationsausgleich	Abzugskraft	REF	Menge
Schwarze Laborkappen (mit Pin)			346-518-00	4 Stück
Gelbe Kappen (mit Pin).	0-20°	700 g	346-520-00	4 Stück
Rosa Kappen (mit Pin)	0-20°	900 g	346-522-00	4 Stück
Transparente Kappen (mit Pin)	0-20°	1.500 g	346-524-00	4 Stück
Violette Kappen (mit Pin)	0-20°	2.700 g	346-526-00	4 Stück

WICHTIGER HINWEIS – NEUER HERSTELLER:
Retentionskappen, die ab dem 01.01.2024 erworben wurden, sind nicht mit früheren Modellen kompatibel.

Schutzplättchen



Bezeichnung	REF	Menge
Schutzplättchen	346-530-00	10 Stück

Komponenten Aufbaulinie L – tioLOC-Zubehör

Einsetz- / Entfernungswerkzeug für Kappen

Bezeichnung	REF	Menge
Einsetz- / Entfernungswerkzeug für Kappen	347-745-00	1 Stück

**tioLOC Eindreheschlüssel, Ratsche**

L	REF	Menge
15.5 mm	387-650-00	1 Stück





ZUBEHÖR


Zubehör Chirurgie



Osteotomie-Tray – unbestückt

REF 350-103-00	1 Stück
----------------	---------

Einzelartikel – Osteotomie



Bezeichnung	ø	REF	Menge
Osteotom konkav, gewinkelt	2.0 - 2.5 mm	350-170-00	1 Stück
Osteotom konkav, gewinkelt	2.6 - 3.1 mm	350-172-00	1 Stück
Osteotom konkav, gewinkelt	3.0 - 3.5 mm	350-174-00	1 Stück
Osteotom konkav, gewinkelt	3.5 - 4.0 mm	350-176-00	1 Stück
Osteotom konkav, gewinkelt	4.1 - 4.6 mm	350-178-00	1 Stück
Osteotom konkav, gewinkelt	4.8 - 5.3 mm	350-180-00	1 Stück

Bohrerverlängerung, ISO Schaft, Hexagon

L	REF	Menge
21.0 mm	387-509-00	1 Stück

**Adapter, ISO Schaft, Hexagon/Ratsche**

L	REF	Menge
15.0 mm	387-511-00	1 Stück

**Adapter, ISO Schaft, Hexagon/Ratsche**

L	REF	Menge
20.0 mm	387-513-00	1 Stück

**Parallelisierungspfofen**

ø	L	REF	Menge
1.4 / 2.0 mm	21.8 mm	347-514-00	1 Stück



Zubehör Chirurgie

tioLogic® TWINFIT Implantat Eindreheschlüssel S, ISO Schaft



Für Durchmesser	L	REF	Menge
ø 3.3 mm	23.5 mm	387-536-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT Implantat Eindreheschlüssel M, ISO Schaft



Für Durchmesser	L	REF	Menge
ø 3.7 mm / ø 4.2 mm	23.5 mm	387-537-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT Implantat Eindreheschlüssel L, ISO Schaft



Für Durchmesser	L	REF	Menge
ø 4.8 mm / ø 5.5 mm	23.5 mm	387-538-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT Implantat Eindreheschlüssel S, ISO Schaft



Für Durchmesser	L	REF	Menge
ø 3.3 mm	26.5 mm	387-526-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT Implantat Eindreheschlüssel M, ISO Schaft



Für Durchmesser	L	REF	Menge
ø 3.7 mm / ø 4.2 mm	26.5 mm	387-527-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT Implantat Eindreheschlüssel L, ISO Schaft



Für Durchmesser	L	REF	Menge
ø 4.8 mm / ø 5.5 mm	26.5 mm	387-528-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT Implantat Eindreh Schlüssel S, Ratsche

Für Durchmesser	L	REF	Menge
ø 3.3 mm	26.6 mm	387-531-00	1 Stück

**tioLogic® TWINFIT Implantat Eindreh Schlüssel M, Ratsche**

Für Durchmesser	L	REF	Menge
ø 3.7 mm / ø 4.2 mm	26.6 mm	387-532-00	1 Stück

**tioLogic® TWINFIT Implantat Eindreh Schlüssel L, Ratsche**

Für Durchmesser	L	REF	Menge
ø 4.8 mm / ø 5.5 mm	26.6 mm	387-533-00	1 Stück

**Halter für Innenhülsen**

Bezeichnung	REF	Menge
Halter für Innenhülsen	381-500-00	1 Stück



Zubehör Chirurgie / Prothetik

Positionierungshilfe S



	L	REF	Menge
für Abformpfosten S, geschlossen	9.6 mm	385-124-00	1 Stück

Positionierungshilfe M



	L	REF	Menge
für Abformpfosten M, geschlossen	9.6 mm	385-224-00	1 Stück

Positionierungshilfe L



	L	REF	Menge
für Abformpfosten L, geschlossen	9.6 mm	385-324-00	1 Stück

Sechskantschlüssel - ISO Schaft



SW	L	REF	Menge
1.3	20.0 mm	387-610-00	1 Stück

Sechskantschlüssel - ISO Schaft



SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-612-00	1 Stück

Sechskantschlüssel, Ratsche



SW	L	REF	Menge
1.3	16.0 mm	387-620-00	1 Stück

Sechskantschlüssel, Ratsche



SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-622-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT PentaGrip Eindreh Schlüssel, ISO Schaft, für 4Base / Kugelkopf

L	REF	Menge
22.3 mm	347-646-00	1 Stück



Kugelpfahlschlüssel für angulierten Schraubenkanal, ISO Schaft

SW	L	REF	Menge
1.3	26.0 mm	387-624-00	1 Stück



tioLOC Eindreh Schlüssel, Ratsche

L	REF	Menge
15.5 mm	387-650-00	1 Stück



Drehmomentratsche mit Blockfunktion

Drehmoment	REF	Menge
15 – ∞ Ncm	387-800-00	1 Stück



Rändel

ø	REF	Menge
18.0 mm	387-602-00	1 Stück



Zubehör Prothetik

Senker – Schraubensitz AnoTite Schraube



Bezeichnung	REF	Menge
Senker – Schraubensitz AnoTite Schraube	387-730-00	1 Stück

Dalbo®-PLUS Schraubenzieher / Aktivator



Bezeichnung	REF	Menge
Dalbo®-PLUS Schraubenzieher / Aktivator	387-663-00	1 Stück

Einsetz- / Entfernungswerkzeug für Kappen



Bezeichnung	REF	Menge
Einsetz- / Entfernungswerkzeug für Kappen	347-745-00	1 Stück

AngleFix Zylinderstift



Bezeichnung	REF	Menge
Zylinderstift für Schraubenkanal	386-468-00	1 Stück

tioLogic® TWINFIT Demo Implantat, ø 4.2 mm, L 13.0 mm

Maßstab	REF	Menge
Maßstab 5:1	348-420-00	1 Stück

**tioLogic® TWINFIT Demo Titanaufbau M, conical, GH 2.5 mm**

Maßstab	REF	Menge
Maßstab 5:1	348-424-01	1 Stück

**tioLogic® TWINFIT Demo Titanaufbau M, platform, GH 2.5 mm**

Maßstab	REF	Menge
Maßstab 5:1	348-424-02	1 Stück

**Demo Schaummodell Acryl, tioLogic® TWINFIT, OK, teilbezahnt, 4 Implantate, ohne Prothetik**

Maßstab	REF	Menge
Maßstab 1:1	348-410-00	1 Stück

**Demo Schaummodell Acryl, tioLogic® TWINFIT, UK, unbezahnt, 4 Implantate, ohne Prothetik**

Maßstab	REF	Menge
Maßstab 1:1	348-412-00	1 Stück



CITO mini® – In 3 Schritten zum Erfolg



1. Gingivapunch



2. Stufenbohrung



3. Implantatinsertion

Schmal. Schnell. Einfach.

- Sofortbelastung in vielen Fällen
- Vermeidung augmentativer Maßnahmen
- Perfekte Lösung bei geringem Knochenangebot
- Langfristige Stabilisierung von hybridgetragem Zahnersatz



Weitere Information zu CITO mini®

CITO mini®

Das Implantatsystem

CITO mini® – Das einteilige Kugelkopfimplantat für die Prothesenstabilisierung im zahnlosen oder teilbezahnten Kiefer.



Polierte Gingivaschulter

Optimale Weichgewebsunterstützung

Krestales Feingewinde


Bewährte Oberflächenkonditionierung

FEM-optimierte Gewindegeometrie¹

Selbstschneidendes Gewinde

¹ I. Hasan, C. Bourauel:
Biomechanische Untersuchungen des Einflusses
von Geometrievarianten des CITO mini® Implantats;
Universität Bonn 2014.

CITO mini®



Planungsfolie CITO mini®
Maßstab: 1:1/1.25:1 und 1:1/1.4:1

REF 301-410-00	1 Stück
----------------	---------



Chirurgie-Tray for CITO mini®
Inhalt:
• Markierungsbohrer
• Stufenbohrer für ø 1.8 mm
• Stufenbohrer für ø 2.2 mm
• Stufenbohrer für ø 2.5 mm
• PentaGrip Eindreh Schlüssel (ISO Schaft)

REF 307-000-00	1 Stück
----------------	---------



Chirurgie-Tray for CITO mini®, unbestückt

REF 307-002-00	1 Stück
----------------	---------

Markierungsbohrer, resterilisierbar



ø	REF	Menge
1.5 mm	382-015-00	1 Stück

CITO mini® Stufenbohrer



ø	L	REF	Menge
1.5 mm	17.0 mm	302-118-00	1 Stück
1.9 mm	17.0 mm	302-122-00	1 Stück
2.1 mm	17.0 mm	302-125-00	1 Stück

CITO mini® Implantate

ø	L	REF	Menge
1.8 mm	11.0 mm	303-018-11	1 Stück
1.8 mm	13.0 mm	303-018-13	1 Stück
2.2 mm	11.0 mm	303-022-11	1 Stück
2.2 mm	13.0 mm	303-022-13	1 Stück
2.5 mm	11.0 mm	303-025-11	1 Stück
2.5 mm	13.0 mm	303-025-13	1 Stück

**CITO mini® Kugelkopf Laborimplantat**

Kugelkopfdurchmesser	REF	Menge
1.8 mm	306-614-00	1 Stück



CITO mini®



CITO mini® O-Ring Matrice 1

Bezeichnung	REF	Menge
CITO mini® O-Ring Matrice 1	306-616-00	1 Stück



CITO mini® O-Ring Matrice 2

Bezeichnung	REF	Menge
CITO mini® O-Ring Matrice 2	306-618-00	1 Stück



CITO mini® O-Ring Matrice 3

Bezeichnung	REF	Menge
CITO mini® O-Ring Matrice 3	306-620-00	1 Stück



CITO mini® O-Ring für Matrice 1

Bezeichnung	REF	Menge
CITO mini® O-Ring für Matrice 1	306-626-00	1 Stück



CITO mini® O-Ring für Matrice 1

Bezeichnung	REF	Menge
CITO mini® O-Ring für Matrice 1	306-627-00	10 Stück



CITO mini® O-Ring für Matrice 2 + 3

Bezeichnung	REF	Menge
CITO mini® O-Ring für Matrice 2 + 3	306-628-00	1 Stück



CITO mini® O-Ring für Matrice 2 + 3

Bezeichnung	REF	Menge
CITO mini® O-Ring für Matrice 2 + 3	306-629-00	10 Stück

Adapter, ISO Schaft, Hexagon/Ratsche

L	REF	Menge
15.0 mm	387-511-00	1 Stück

**PentaGrip Eindreheschlüssel CITO mini® - ISO Schaft**

L	REF	Menge
22.0 mm	307-646-00	1 Stück

**Drehmomentratsche mit Blockfunktion**

Drehmoment	REF	Menge
15 – ∞ Ncm	387-800-00	1 Stück

**CITO mini® Demo Implantat, ø 2.2 mm, L 13.0 mm**


Maßstab	REF	Menge
Maßstab 5:1	308-420-00	1 Stück








SERVICE

Chirurgie – tioLogic® TWINFIT



Prothetik – tioLogic® TWINFIT





Informationsmaterial rund um tioLogic® TWINFIT



• Allgemeine Informationen

REF 989-910-10	Produktkatalog tioLogic® TWINFIT
REF 989-767-10	Literaturübersicht Dentaureum
REF 989-801-07	Aufbereitungsanweisung Implantatsystemkomponenten
REF 989-801-05	Werkstoffliste Implantologie

• Chirurgie

REF 989-911-10	Basisfolder tioLogic® TWINFIT
REF 989-912-10	Handbuch Chirurgie tioLogic® TWINFIT
REF 989-805-31	Bohrprotokoll tioLogic® TWINFIT
REF 989-501-44	Drehmomente und Drehmomentratsche tioLogic® TWINFIT
REF 989-966-01	OP-Protokoll tioLogic® ST / tioLogic® TWINFIT Implantatsystem
REF 989-966-11	Implantat-Planung tioLogic® ST / tioLogic® TWINFIT Implantatsystem
REF 989-800-46	Übersicht Bohreranwendung ADVANCED for tioLogic®
REF 989-807-73	Bohrerfolder
REF 989-806-77	Battlecard
REF 989-808-50	CAD/CAM Titanbasis VARIO Folder

• Prothetik

REF 989-913-10	Handbuch Prothetik tioLogic® TWINFIT
REF 989-702-11	Basisfolder tioLogic® digital.
REF 989-966-21	Laufzettel Praxis tioLogic® ST / tioLogic® TWINFIT Implantatsystem
REF 989-800-59	Handbuch tioLogic® digital.

• Informationsmaterial für Patienten

REF 989-996-10	Patientenbroschüre tioLogic®
REF 989-961-10	PatientenPass tioLogic®
REF 903-919-20	Terminblock tioLogic®
REF 989-501-52	Gesprächshilfe Patientenberatung tioLogic® TWINFIT

• Informationsmaterial für Anwender

REF 989-359-10	Basisfolder CITO mini®
REF 989-360-10	Handbuch Chirurgie-Prothetik CITO mini®
REF 989-361-10	Bohrprotokoll CITO mini®
REF 989-502-45	Planungsschema CITO mini®
REF 989-800-53	Übersicht Bohreranwendung CITO mini®

• Informationsmaterial für Patienten

REF 989-500-56	Patientenbroschüre CITO mini®
----------------	-------------------------------

Drehmomentratsche

Die Drehmomentratsche ist ausschließlich
für den klinischen Bereich anzuwenden.
Im Labor werden die Prothetikschauben
dosiert von Hand angezogen.



• Anzugsmomente bei Implantaten + Prothetikkomponenten*

Implantatinsertion		max. 40 Ncm (in Abhängigkeit von der Knochendichte)	
tioLogic® TWINFIT Verschlusschraube Implantat		15 Ncm, bzw. von Hand	
tioLogic® TWINFIT 4Base Verschlusschraube Aufbau		15 Ncm, bzw. von Hand	
tioLogic® TWINFIT Gingivaformer		15 Ncm, bzw. von Hand	
tioLogic® TWINFIT Schraube für Abformpfosten		15 Ncm, bzw. von Hand	
tioLogic® TWINFIT Schraube für provisorischen Aufbau		15 Ncm, bzw. von Hand	
AnoTite Schraube – L 9.0 mm		30 Ncm	
tioLogic® TWINFIT 4Base Aufbau		35 Ncm	
AnoTite Schraube – L 6.0 mm		25 Ncm	
tioLogic® TWINFIT Kugelkopfaufbau		35 Ncm	
tioLogic® TWINFIT tioLOC Aufbau		30 Ncm	
AnoTite Schraube – L 8.5 mm, für angulierte Schraubenkanäle		25 Ncm	
AnoTite Schraube – L 5.5 mm, für angulierte Schraubenkanäle		25 Ncm	
Fixierschraube mit verkürztem Gewinde		20 Ncm	

• Einsätze für die Drehmomentratsche**



Sechskantschlüssel,
Ratsche, SW 1.3,
L 26.0 mm



Sechskantschlüssel,
Ratsche, SW 1.3,
L 16.0 mm



tioLogic® TWINFIT
Eindreh Schlüssel S,
Ratsche,
L 26.6 mm



tioLogic® TWINFIT
Eindreh Schlüssel M,
Ratsche,
L 26.6 mm



tioLogic® TWINFIT
Eindreh Schlüssel L,
Ratsche,
L 26.6 mm



tioLOC Eindreh Schlüssel,
Ratsche,
L 15.0 mm



Adapter, ISO Schaft
Hexagon/Ratsche,
L 15.0 mm



Adapter, ISO Schaft
Hexagon/Ratsche,
L 20.0 mm

• ISO Schaft Einsätze für Adapter ISO Schaft / Ratsche



tioLogic® TWINFIT
Implantat
Eindreh Schlüssel S,
ISO Schaft,
L 23.5 mm



tioLogic® TWINFIT
Implantat
Eindreh Schlüssel M,
ISO Schaft,
L 23.5 mm



tioLogic® TWINFIT
Implantat
Eindreh Schlüssel L,
ISO Schaft,
L 23.5 mm



tioLogic® TWINFIT
PentaGrip
Eindreh Schlüssel,
ISO Schaft,
L 22.3 mm



Sechskantschlüssel,
ISO Schaft, SW 1.3,
L 20.0 mm



tioLogic® TWINFIT
Implantat
Eindreh Schlüssel S,
ISO Schaft,
L 26.5 mm



tioLogic® TWINFIT
Implantat
Eindreh Schlüssel M,
ISO Schaft,
L 26.5 mm



tioLogic® TWINFIT
Implantat
Eindreh Schlüssel L,
ISO Schaft,
L 26.5 mm



Bohrerverlängerung,
ISO Schaft,
Hexagon,
L 21.0 mm



Sechskantschlüssel,
ISO Schaft,
SW 1.3,
L 26.0 mm



Kugelschlüssel,
ISO Schaft,
SW 1.3,
L 26.0 mm

* primär stabil und osseointegriert

** In Abhängigkeit von der Anwendung stehen unterschiedliche Einsätze zur Verfügung.

Materialzusammensetzung

Implantate ø 3.3, 3.7 und 4.2 mm	Titan Grade 5
Implantate ø 4.8 und 5.5 mm	Titan Grade 4
Verschlusschrauben	Titan Grade 5
Tiefenstopphülsen	Polycarbonat USP Class VI
Gingivaformer	Titan Grade 5
Abformpfosten:	
• Abformpfosten, offen	Titan Grade 5
• Schraube für Abformpfosten, offen	Edelstahl, 1.4305
• Schraube für Abformpfosten, offen, mit verkürztem Gewinde	Titan Grade 5
• Abformpfosten, geschlossen und Schraube	Titan Grade 5
• Abformkappe für Abformpfosten, geschlossen	POM
Provisorische Aufbauten:	
• Schraube für provisorischen Aufbau	PEEK (Polyetheretherketon)
Titanaufbauten:	
• Titanaufbauten gerade/gewinkelt	Titan Grade 5
• CAD/CAM Titanbasis	Titan Grade 5
• CAD/CAM Titanblock	Titan Grade 5
Scanaufbauten	PEEK (Polyetheretherketon)
Scanaufbauten Titan und 4Base Scankappe Titan	Titan Grade 5
4Base Aufbauten	Titan Grade 5
4Base Kappen:	
• 4Base Kunststoffkappe	Polycarbonat
• 4Base Kappe Titan, zum Lasern	Titan Grade 5
• 4Base Kappe Titan, zum Verkleben	Titan Grade 5
• 4Base Verschlusschraube	Titan Grade 5
• 4Base Abformpfosten, offen	Titan Grade 5
• Schraube für 4Base Abformpfosten, offen	Edelstahl, 1.4305
• 4Base Abformpfosten, geschlossen	Titan Grade 5
• Abformkappe für 4Base Abformpfosten, geschlossen	POM
4Base Laborimplantat	Titan Grade 5
Kugelpopf Aufbau	Titan Grade 5
Kugelpopf Laborimplantat	Aluminium
tioLOC Aufbau	Titan Grade 5
Prothetikschrauben:	
• AnoTite Schrauben	Titan Grade 5
• Prothetikschrauben	Titan Grade 5
• Fixierschrauben	Titan Grade 5

• Titan Grade 4 DIN EN ISO 5832-2

Chemische Zusammensetzung [Massen-%]

O	0.4 % max.
Fe	0.5 % max.
C	0.1 % max.
N	0.05 % max.
H	0.0125 % max.
Ti	Rest

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.2 %-Dehngrenze	520 MPa min.
Zugfestigkeit	680 MPa min.
Bruchdehnung	10 % min.

• Titan Grade 5 DIN EN ISO 5832-3

Chemische Zusammensetzung [Massen-%]

Al	5.5 % – 6.75 %
V	3.5 % – 4.5 %
Fe	0.3 % max.
C	0.08 % max.
N	0.05 % max.
H	0.015 % max.
O	0.2 % max.
Ti	Rest

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.2 %-Dehngrenze	780 MPa
Zugfestigkeit	860 MPa
Bruchdehnung	10 % min.

• PEEK

Chemische Zusammensetzung [Massen-%]

Polyetheretherketone

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Streckspannung	95 MPa
Dehnung	> 25 %
Elastizitätsmodul	4.2 GPa
Anwendungs- temperatur	260 °C / 300 °C (dauernd / kurzzeitig)



Qualitätssicherung im Dienste des Anwenders und der Patienten

Im Hause Dentaureum kann man auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Implantologie und seit 1886 auf Erfahrung in der Prothetik zurückgreifen. Dieses solide Fundament ermöglicht eine sehr erfahrungs- und anwenderorientierte Entwicklung und qualitativ hochwertige Herstellung des tiologic® Implantatsystems.

Dentaureum GmbH & Co. KG erfüllt in allen ihren Tätigkeiten die Anforderungen des internationalen Qualitätsmanagement.

Normen:

- DIN EN ISO 9001:2000
Qualitätsmanagementsysteme
- DIN EN ISO 13485 Medizinprodukte
Qualitätsmanagementsysteme

Hinter dem Begriff „Qualitätsmanagement“ steht das systematische Planen, Umsetzen und Dokumentieren aller Tätigkeiten, die vor, während und nach der Herstellung eines Produktes Einfluss auf dessen Qualität haben. Es wird also nicht nur die Endkontrolle eines Produktes in den Vordergrund gestellt, sondern die stetige Qualitätskontrolle im Verlauf der Produktentstehung, vom Rohstoff über die Herstellung bis hin zur Lagerung und zum

Verkauf. Somit definieren diese Normen detailliert die Kriterien für eine umfassende Qualitätssicherung eines Unternehmens in seinen gesamten Betriebsabläufen.

Durch dieses Qualitätsmanagement gewährleistet Dentaureum – jederzeit rückverfolgbar – dass die Qualität der Produkte und Dienstleistungen den Erwartungen der Kunden und Patienten entspricht. Die Produkte erfüllen die in den europäischen Gesetzen und Richtlinien definierten grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte hinsichtlich Produktleistung und Patientensicherheit. Die jeweiligen Produkte der Dentaureum GmbH & Co. KG entsprechen den Anforderungen der europäischen Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte und sind somit mit dem CE-Kennzeichen versehen.

Umweltmanagementsystem

Das Umweltmanagementsystem ist zusammen mit dem Qualitätsmanagementsystem in das Managementsystem von Dentaureum integriert. Das Umweltmanagementsystem wird durch den Arbeitskreis Managementsystem, der sich aus Mitgliedern der Bereiche Umweltschutz, Gefahrgut, Arbeitssicherheit, Materialwirtschaft und Qualitätsmanagement zusammensetzt, realisiert.

Garantie

10 Jahre Garantie für das tioLogic®-Implantatsystem (Deutschland)

Als zusätzlichen Service gewährt Dentaureum GmbH & Co. KG für die Dauer von 10 Jahren eine Herstellergarantie für das tioLogic® Implantatsystem. Bei dieser Garantiezusage handelt es sich um eine freiwillige und von den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen unabhängige Leistung des Herstellers.

Gegenstand der Validierung

Die Umweltpolitik, das Umweltmanagementsystem, das Umweltprogramm, die durchgeführte Umweltprüfung, das Umweltbetriebsprüfungsprogramm sowie die vereinfachte Umwelterklärung der Firma Dentaureum GmbH & Co. KG am Standort Ispringen, Turnstr. 31, entsprechen in vollem Umfang den Vorgaben und Anforderungen der Verordnung (EWG) Nr. 1221/2009 (EMAS III).

Umfang und Dauer der Garantie

Im Garantiefall wird die Dentaureum GmbH & Co. KG das nicht osseointegrierte Implantat vorbehaltlich der in den nachfolgenden Garantiebedingungen spezifizierten Ausnahmeregelungen kostenlos ersetzen. Der Umfang der Garantie bezieht sich ausschließlich auf den kostenlosen Ersatz des nicht osseointegrierten tioLogic® Implantats. Die Garantiedauer beträgt 10 Jahre beginnend ab Insertionsdatum.

Bedingungen für die Erbringung einer Garantieleistung

Die tioLogic® Implantate sind konzipiert für eine enossale Insertion im Ober- oder Unterkiefer. Auf dem/den Implantat(en) werden – der jeweiligen Indikation entsprechend – transgingivale Aufbauten fixiert und mit einer prothetischen Suprakonstruktion versorgt.

Das tioLogic® Implantatsystem enthält speziell aufeinander abgestimmte Instrumente und Aufbau- sowie Zubehörkomponenten. Für eine Insertion und die prothetische Versorgung der Implantate dürfen ausschließlich diese Originalkomponenten des tioLogic® Implantatsystems nach Maßgabe der Gebrauchsanweisungen

und/oder Handbücher angewendet und miteinander kombiniert werden. Eine Verwendung von systemfremden Komponenten Dritter beeinträchtigt die Funktion des tioLogic® Implantatsystems und schließt jegliche Garantie- oder Ersatzleistung durch die Dentaureum GmbH & Co. KG aus.

Die Garantieansprüche setzen voraus, dass alle Produkte des tioLogic® Implantatsystems nach Maßgabe der in den Handbüchern „Chirurgie“ und „Prothetik“ vorgeschriebenen Anweisungen und Verfahren sowie unter Berücksichtigung und in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Praktiken der Zahnmedizin und Zahntechnik verwendet werden.

Dokumentations- und Anzeigepflicht des Anwenders

Im Garantiefall hat der Anwender bei der Dentaureum GmbH & Co. KG zusammen mit dem nicht osseointegrierten Implantat einen die konkrete Behandlung betreffenden, vollständig ausgefüllten Dokumentationsbogen innerhalb von 2 Monaten einzureichen. Das nicht osseointegrierte Implantat ist steril in einem stoßgesicherten Transportbehälter einzupacken, so dass eine Kontamination von Personen auf dem Transportweg ausgeschlossen wird.

Die Dentaureum GmbH & Co. KG ist berechtigt, das tioLogic® Garantieprogramm jederzeit und ohne Angabe von Gründen oder einer Vorankündigung zu ändern oder zu beenden. Eine solche Änderung oder Beendigung betrifft jedoch nicht die tioLogic® Implantate, die vom Anwender bis zum Tag der Änderung oder Beendigung des Garantieprogramms bei einem Patienten eingesetzt worden sind – für diese Produkte besteht die Garantie mit unverändertem Inhalt fort.

● Liefer- und Zahlungsbedingungen (Stand 1. Januar 2003)

1. Geltung

1.1 Für alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten gegenüber Unternehmern i.S.v. § 13 BGB ausschließlich die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen.

1.2 Entgegenstehende Einkaufs- oder andere Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Abweichende Regelungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind.

1.3 Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle künftigen Vertragsverhältnisse zwischen den Vertragsparteien, ohne dass es im Einzelfall eines erneuten Hinweises auf sie bedarf.

2. Vertragsabschluss und -änderungen

2.1 Unsere Angebote sind unverbindlich, soweit wir sie nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet haben. Ein wirksamer Vertrag kommt erst zu Stande mit unserer Bestätigung des Kundenauftrages; dies kann durch Lieferung der bestellten Ware oder Ausführung der vereinbarten Leistung erfolgen.

2.2 Für den Vertragsinhalt ist allein unser Auftragsbestätigung maßgeblich, die auch in Form einer der Ware beigelegten Rechnung erfolgen kann.

2.3 Hat der Kunde Einwendungen gegen den Inhalt der Auftragsbestätigung, so muss er der Bestätigung unverzüglich widersprechen.

2.4 Ergänzungen und Änderungen des Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung durch uns.

3. Preise

3.1 Vorbehaltlich einer besonderen schriftlichen Vereinbarung gelten die Preise, die in unserer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in Kraft befindlichen Preisliste oder dem gültigen Katalog ausgewiesen sind.

3.2 Sämtliche Preisangaben in Preislisten und Katalogen erfolgen in Euro. Die Preise gelten ausschließlich Verpackung, Mehrwertsteuer, Versand- und Versicherungskosten ab Werk Ispringen. Der Kunde hat nach Maßgabe der in den Preislisten und Katalogen enthaltenen besonderen Regelungen die Kosten für Transportversicherung und Versand zu tragen.

3.3 Wir sind berechtigt, für die Durchführung von Kleinaufträgen einen Mindermengenzuschlag und für eine vom Kunden gewünschte Lieferung an eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferadresse eine Bearbeitungsgebühr zu berechnen (die Wertgrenze für Kleinaufträge, die Höhe des Zuschlages sowie die Bearbeitungsgebühr ergeben sich aus den Preislisten und Katalogen).

4. Lieferzeit

4.1 Die von uns angegebenen Lieferzeiten sind vorbehaltlich einer ausdrücklichen Abrede unverbindlich.

4.2 Eine verbindlich vereinbarte Lieferzeit ist eingehalten, wenn die Ware bis zu ihrem Ablauf unser Werk Ispringen verlassen hat oder wir dem Kunden die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.

4.3 Die Lieferzeit verlängert sich automatisch um einen angemessenen Zeitraum bei höherer Gewalt, Streik und Aussperrung, Lieferverzögerungen bei Vorlieferanten, behördlichen Maßnahmen und sonstigen außergewöhnlichen unverschuldeten Umständen, soweit diese auf die Lieferzeit Einfluss haben. Dauern diese Umstände mehr als 4 Monate an, sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Auf Verlangen des Kunden haben wir zu erklären, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer von uns zu bestimmenden Frist liefern werden. Schadenersatzansprüche des Kunden sind insoweit ausgeschlossen.

4.4 Im Falle einer verspäteten Leistung geraten wir dennoch nicht in Verzug, solange dies auf Umständen beruht, die wir bei billigerweise zu erwartender Sorgfalt nicht voraussehen und durch zumutbare Maßnahmen nicht haben verhüten können.

4.5 Haben wir die Überschreitung der Lieferzeit zu vertreten, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, nachdem er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und diese ungenutzt verstrichen ist.

4.6 Wir sind zur Zurückhaltung unserer Leistung berechtigt, solange der Kunde seine Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrag oder einem sonstigen Rechtsgrund nicht erfüllt.

5. Lieferung in Teilmengen und auf Abruf

5.1 Wir sind berechtigt, unsere Lieferverpflichtung in Teilmengen zu erfüllen, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. Die Teillieferungen gelten als selbständige Rechtsgeschäfte, die nach Maßgabe von Ziffer 7 gesondert zu bezahlen sind. Erfolgt die Zahlung einer Teillieferung nicht rechtzeitig, sind wir berechtigt, die Erfüllung der noch ausstehenden Teillieferungen zu verweigern.

5.2 Im Falle einer auf Abruf bestellten Ware ist der Kunde vorbehaltlich einer abweichenden vertraglichen Frist verpflichtet, diese innerhalb von 6 Monaten vollständig abzurufen; der Abruf muss in angemessener Frist vor dem Liefertermin erfolgen.

6. Transport und Gefahrübergang

6.1 Der Versand erfolgt – soweit nichts anderes vereinbart ist – auf Kosten und Gefahr des Kunden. Der Kunde hat die Transportgefahr auch dann zu tragen, wenn wir ausnahmsweise die Versandkosten übernehmen haben.

6.2 Wir sind vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung zur Bestimmung des Transportmittels berechtigt, für günstige Verfrachtung sowie Transportlaufzeit wird keine Haftung übernehmen.

6.3 Schadenersatzansprüche wegen Nichtbeachtung einer Versandanweisung oder wegen mangelhafter Verpackung der Ware sind ausgeschlossen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6.4 Die Gefahr geht auf den Kunden über im Zeitpunkt der Übergabe der Ware in Ispringen an den Frachtführer.

In den Fällen, in denen es aus Gründen, die allein der Kunde zu vertreten hat, zu einer Verzögerung bei Entgegennahme, Auslieferung oder Versand der Ware kommt oder er die Abrufaufträge nicht fristgerecht abrufen, gehen alle Gefahren einschließlich der Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs der Ware bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Erfolgt in einem solchen Fall eine Einlagerung der Ware, ist er zur Zahlung eines dabei üblicherweise anfallenden Lagergeldes verpflichtet, sofern er nicht nachweist, dass keine oder geringere Lagerkosten entstanden sind; wird die Ware bei Dritten eingelagert, hat er die dabei tatsächlich entstandenen Kosten zu tragen.

6.5 Bei Beschädigungen oder Verlust der Ware auf dem Transport ist der Kunde verpflichtet, beim Frachtführer/Beförderer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen.

6.6 Die Anlieferung von Rohstoffen und Teilfabrikaten zum Zwecke der Lohnverarbeitung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden.

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Unsere Rechnungen sind – sofern nicht anders vereinbart – binnen 30 Tagen ab Gefahrübergang i.S.v. 6.4 rein netto zahlbar; bei Zahlungseingangs innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 2% Skonto vom Nettowert. Ersatzteile, Sonderanfertigungen sowie Lohnarbeiten und Reparaturen sind sofort ohne Abzug zahlbar; dies gilt auch für Kleinaufträge (die maßgebliche Wertgrenze ergibt sich aus den in Preislisten und Katalogen enthaltenen Regelungen).

7.2 Der Kunde hat auch ohne ausdrückliche Vereinbarung alle im Zusammenhang mit der Zahlung anfallenden Spesen (wie insbesondere Einzugsgebühren, Diskont- und Wechselspesen) zu tragen. Die Zahlung mit Scheck oder Wechsel bedarf der vorherigen Vereinbarung; diese Zahlungsmittel werden nur zahlungshalber angenommen. Bei Wechselzahlung wird kein Skontoabzug gewährt.

7.3 Der Kunde gerät mit Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles in Verzug. In einem solchen Fall sind wir berechtigt, diesem nach der ersten Mahnung Verzugszinsen i.H.v. 8 % über dem Basiszinssatz zu berechnen; der Anspruch auf Ersatz eines weitergehenden Schadens bleibt hiervon unberührt.

Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt, die vom Kunden geleisteten Zahlungen auf bereits vorbestehende Zahlungsrückstände zu verrechnen.

7.4 Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug oder werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die erhebliche Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit begründen (Vermögensverfall, Zahlungsinstellung, Überschuldung, Wechsel- und Scheckproteste, Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder Eröffnung oder Ablehnung desselben), sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt; weitere gesetzliche Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Schadenersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.

Tritt beim Kunden eine solche Vermögensverschlechterung ein, werden zudem sämtliche Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung – auch bei Stundung oder sonstigem Zahlungsausschub – sofort fällig. Zudem sind wir berechtigt, weitere Warenlieferungen oder sonstige Leistungen zu verweigern oder Vorauszahlung oder die Stellung angemessener Sicherheiten für unsere Gegenforderung zu verlangen.

7.5 Der Kunde darf gegen uns zustehenden Forderungen nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen die Aufrechnung erklären oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Das Recht des Kunden zur Zurückhaltung eines angemessenen Teils der Gegenleistung wegen eines Mangels der von uns gelieferten Ware oder erbrachten Leistung bleibt jedoch unberührt.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung sowie der Erfüllung aller sonstigen gegen den Kunden gerichteten Forderungen.

Wird im Zusammenhang mit der Zahlungspflicht des Kunden für uns eine wechselmäßige Haftung begründet, erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor der vollständigen Einlösung aller Wechsel.

8.2 Während des Eigentumsvorbehaltes ist der Kunde zum Besitz der Ware berechtigt. Weiterhin ist er berechtigt, über die Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu verfügen; hiervon ausgenommen sind außergewöhnliche Verfügungen wie insbesondere Sicherungsübereignung, Verpfändung und jegliche Abtretung.

8.3 Im Falle einer Weiterveräußerung tritt der Kunde die entstehenden Zahlungsansprüche schon jetzt in Höhe des Warenwertes (Faktura-Endbetrag einschließlich gesetzlicher MwSt) sowie aller sonstigen Forderungen und Nebenrechte an uns ab. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderung berechtigt; unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.

8.4 Bei einem vertragswidrigen Verhalten des Kunden – insbesondere bei einem Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, die Ware an uns zu nehmen und die Ermächtigung zum Einzug der im Falle einer Weiterveräußerung entstehenden Forderungen zu widerrufen. Der Kunde hat uns in einem solchen Fall auf Verlangen alle zur Geltendmachung der ihm zustehenden Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und den Schuldners die Forderungsabtretung anzuzeigen.

● Liefer- und Zahlungsbedingungen (Stand 1. Januar 2003)

- 8.5 Der Kunde ist verpflichtet, uns bei Pfändungen, Verfügungen oder sonstigen Eingriffen durch Dritte sowie über behördliche Maßnahmen unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Er trägt alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Aufhebung des Zugriffs und Wiederbeschaffung der gelieferten Ware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von dem Dritten eingezogen werden können.
- 8.6 Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden erfolgt stets für uns; wir gelten als Hersteller i.S.v. § 950 BGB. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen untrennbar vermisch oder vermengt oder verbunden, so dass sie wesentlicher Bestandteil einer einheitlichen Sache wird, so erwerben wir das Eigentum an der neuen Sache in Höhe des Fakturaendbetrages der gelieferten Ware (einschließlich gesetzlicher MwSt.) im Verhältnis zu dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis der neuen Sache zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Erfolgt eine solche Verarbeitung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so erwerben wir an deren Wert Miteigentum im vorgenannten Verhältnis.
- 8.7 Soweit der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen Sicherheit nach unserer Wahl freigeben.
9. **Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (Gewährleistung)**
- 9.1 Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Erhalt zu untersuchen und erkennbare Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Ist ein Mangel bei Lieferung nicht erkennbar, ist er verpflichtet, die Anzeige unverzüglich nachzuholen, sobald der Mangel entdeckt hat. Der Kunde verliert das Recht, sich auf einen Mangel zu berufen, wenn er diesen nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, in dem er ihn festgestellt hat oder hätte feststellen müssen, schriftlich anzeigt und genau bezeichnet.
- 9.2 Ist die Ware bei Gefahrübergang mangelhaft, sind wir nach unserer Wahl zunächst berechtigt zur Nacherfüllung in Form der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung mangelfreier Ware im Tausch gegen die mangelhaft gelieferte.
- In den Fällen, in denen eine Nacherfüllung nicht möglich, endgültig fehlgeschlagen, für den Kunden unzumutbar, wir eine Nacherfüllung abgelehnt haben oder eine vom Kunden hierfür schriftlich gesetzte angemessene Frist fruchtlos verstrichen ist, kann dieser nach seiner Wahl die Gegenleistung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; sofern nur ein unerheblicher Mangel vorliegt, ist der Kunde nur zur Minderung der Vergütung berechtigt.
- Eine Übernahme der Kosten für eine Nachbesserung durch den Kunden oder Dritte setzt unsere ausdrückliche vorherige Zustimmung voraus; eine eigenmächtige Nachbesserung führt zum Verlust aller Mängelansprüche.
- 9.3 Rechte des Kunden wegen Mängeln verjähren 24 Monate nach Ablieferung der Ware oder Erbringung der Leistung. In den Fällen, in den sich die Entgegennahme der Ware ohne unser Verschulden verzögert, ist die Mitteilung der Versandbereitschaft maßgeblich.
- 9.4 Eine Gewährleistung ist ferner ausgeschlossen, wenn ein Mangel auf eine ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Kunden oder einen Dritten, natürliche Abnutzung (Verschleiß), nicht ordnungsgemäße Wartung, unsachgemäße Nachbesserung oder Änderungen sowie Nichtbeachtung der Bedienungs- und Betriebsanleitung oder sonstiger Produktinformationen zurückzuführen ist.
- Ein Gewährleistungsausschluss besteht für vom Kunden geliefertes oder aufgrund von ihm vorgegebener Spezifikation beschafftes Material sowie für von ihm vorgegebene Konstruktionen.
- 9.5 In den Fällen, in denen wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder ausdrücklich eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben, gilt jeweils die gesetzliche Regelung.
- 9.6 Für Schadenersatzansprüche wegen eines Sach- oder Rechtsmangels gilt die in Ziffer 10 enthaltene Haftungsbeschränkung.
10. **Haftung**
- 10.1 Die nachfolgenden Haftungsregelungen gelten für alle auf Schadenersatz gerichtete Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund.
- 10.2 Unsere Haftung ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit; für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur bei der Verletzung einer uns obliegenden vertragswesentlichen Pflicht.
- 10.3 Alle weitergehenden Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen; dies umfasst insbesondere sämtliche Schadenersatzansprüche einschließlich des Anspruchs auf Schadenersatz statt der Leistung, den Ersatz vergeblicher Aufwendungen sowie den Ersatz von Schäden jeder Art, die bei Anbahnung, Abschluss oder Abwicklung des Vertrages im Zusammenhang mit der Verletzung vorvertraglicher und vertraglicher Pflichten und Nebenpflichten oder aufgrund unerlaubten Handelns entstanden sind oder auf Gewährleistung beruhen.
- 10.4 Der Umfang der Haftung ist – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – beschränkt auf den Ersatz des vertragstypischen und aufgrund eines gewöhnlichen Geschehensablaufs vernünftigerweise vorhersehbaren und im einzelnen nachgewiesenen Schadens.
- 10.5 Schadenersatzansprüche des Kunden unter dem Gesichtspunkt des Verzuges sind ausgeschlossen, sofern die Verzögerung nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
- 10.6 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei einer besonderen ausdrücklich übernommenen Garantie, bei Arglist sowie in den Fällen, in denen nach

dem Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden zwingend gehaftet wird; gleiches gilt nicht für einen Schadenersatzanspruch, der auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht.

11. Sonderanfertigungen – Schutzrechtsverletzung

- 11.1 In den Fällen, in denen wir die Ware oder eine sonstige Leistung nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen Vorgaben oder unter Verwendung von beigegebenen Teilen des Kunden anfertigen oder erbringen (Sonderanfertigungen), hat dieser dafür einzustehen, dass etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Er hat uns von etwaigen Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten freizustellen und den uns entstehenden Schaden sowie alle Aufwendungen einschließlich gerichtlicher und außergerichtlicher Kosten zu ersetzen.

- 11.2 Sonderanfertigungen sind von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

- 11.3 Wir verpflichten uns, Vorrichtungen und Formen für Nachbestellungen aufzubewahren. Die Aufbewahrungspflicht erlischt, wenn vom Kunden innerhalb von 2 Jahren nach der letzten Lieferung keine weiteren Bestellungen über einen identischen Liefergegenstand eingehen. Die Aufbewahrungspflicht erlischt sofort im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung der gelieferten Waren.

12. Eigentums-, Urheber- und sonstige Rechte

- 12.1 Sämtliche Verkaufsunterlagen (Kataloge, Preislisten), Zeichnungen, Muster, Modelle und sonstige Unterlagen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, bleiben unser Eigentum; alle Rechte hieran wie insbesondere Urheber-, Patent-, und sonstige gewerbliche Schutzrechte sowie das Eigentum an Erfindungen stehen ausschließlich uns zu. Der Kunde darf sie Dritten nicht zugänglich machen; er hat sie auf Verlangen zurückzugeben.

- 12.2 Der Kunde darf uns zustehende Warenzeichen und sonstige Kennzeichnungen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung und nur in unserem Interesse verwenden.

13. Rechtswahl – Erfüllungsort – Gerichtsstand

- 13.1 Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland; internationales Kaufrecht findet keine Anwendung.

- 13.2 Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Pforzheim-Ispringen.

- 13.3 Sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik hat, ist Pforzheim Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis einschließlich solcher über sein Entstehen und über seine Wirksamkeit ergebenden Rechtstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckklagen. Wir sind berechtigt, auch am Sitz des Kunden zu klagen.

Wichtige Hinweise, Stand Januar 2021

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ergänzend zu den in diesem Katalog/Preisliste abgedruckten Liefer- und Zahlungsbedingungen die nachstehenden besonderen Regelungen:

1. Transportversicherung

Alle Warensendungen sind gegen Transportschäden versichert.

Beim Empfang der Warenlieferung gestellte Schäden sind sowohl dem Frachtführer als auch uns (Telefon: 07231/803-200) unverzüglich anzuzeigen.

2. Versandkosten

Auf der Grundlage von Ziffer 3.2 Satz 3 der Liefer- und Zahlungsbedingungen wird dem Kunden ein vom Warenwert abhängiger Versandkostenpauschalbetrag in Rechnung gestellt. Dieser beträgt 7,00 EUR bis zu einem Warenauftragswert von 249,99 EUR.

Diese Kostenpauschale wird von uns übernommen, wenn die Bestellung einen Warenauftragswert von 250,00 EUR übersteigt – dies gilt jedoch nicht für Händler oder Wiederverkäufer (diese haben nach Maßgabe der Liefer- und Zahlungsbedingungen alle Kosten für Versand und Verpackung zu tragen).

Weiterhin anfallende Kostenpositionen wie insbesondere Gebühren für Nachnahme und Expresszustellung sowie Gefahrgutzuschläge werden den Kunden immer in Rechnung gestellt.

3. Bearbeitungsgebühren

Unter Hinweis auf Ziffer 3.3 der Liefer- und Zahlungsbedingungen sind wir berechtigt, bei einem Versand an eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferadresse, eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 EUR zu erheben.

4. Rücksendungen

Eine Rücksendung der Ware ist innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Erhalt der Lieferung in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung und unter Beifügung der Rechnung im Original oder der Rechnungskopie möglich – für die Rechtzeitigkeit der Rücksendung ist der Eingang der Rücklieferung am Sitz unseres Unternehmens maßgeblich. Der Mindestwarenwert bei einer Rücksendung zur Gutschrift beträgt 25,00 EUR; für Gutschriften wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 EUR erhoben.

5. Geltung der Preise

Die in diesem Katalog/Preisliste ausgewiesenen Preise gelten ausschließlich für Lieferungen in die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich. Wir weisen darauf hin, dass wir jederzeit zur Abänderung einzelner Preise berechtigt sind.

● INDEX – Alphabetisch A - D

Index

● 4Base Abformkappe	56
● 4Base Abformpfosten	
geschlossen.....	56, 72, 88
offen.....	56, 72, 88
● 4Base Aufbau	
S, konisch.....	55
S, platform.....	55
M, konisch.....	71
M, platform.....	71
L, konisch.....	87
L, platform.....	87
● 4Base Kunststoffkappe	56, 72, 88
● 4Base Laborimplantat	56, 72, 88
● 4Base Titankappe	57, 73, 89
● 4Base Verschlusschraube	56, 72, 88

A

● Abformkappe	
S.....	49
M.....	65
L.....	81
● Abformkappe für tioLOC	61, 77, 93
● Abformpfosten	
S, geschlossen.....	49
S, offen.....	49
M, geschlossen.....	65
M, offen.....	65
L, geschlossen.....	81
L, offen.....	81
● Adapter	
ISO Schaft Hexagon/Ratsche.....	23, 98, 111
● AnoTite Schraube	51, 54, 57, 67, 70, 73, 83, 86, 89
● Aufweiter ADVANCED	23, 26
● Aufweiter pOsition	35

B

● Bohrer für Bohrhülse Hartmetall	21
● Bohrer für Grundhülse	29
● Bohrerverlängerung – ISO Schaft Hexagon	23, 99
● Bohrhülsen Titan	21

C

● CAD/CAM Scanaufbau Titan	
S.....	51
M.....	67
L.....	82
● CAD/CAM Scankappe 4Base Titan	57, 73, 89
● CAD/CAM Titanbasis	
S, konisch.....	50
S, konisch, CEREC, Sirona.....	50
S, konisch, VARIO.....	50
S, platform.....	50
S, platform, CEREC, Sirona.....	50
M, konisch.....	66
M, konisch, CEREC, Sirona.....	66
M, konisch, VARIO.....	66
M, platform.....	66
M, platform, CEREC, Sirona.....	66
L, konisch.....	82
L, konisch, CEREC, Sirona.....	82
L, konisch, VARIO.....	82
L, platform.....	82
L, platform, CEREC, Sirona.....	82
● CAD/CAM Titanblock	
S, PreForm, konisch.....	50
S, PreForm, platform.....	50
M, PreForm, konisch.....	66
M, PreForm, platform.....	66
L, PreForm, konisch.....	82
L, PreForm, platform.....	82
● CAD/CAM Titanklebebasis	
S, platform.....	50
M, platform.....	66
L, platform.....	82
● Chirurgie Tray for CITO mini®	108
● Chirurgie Tray for CITO mini®, unbestückt	108

D

● Dalbo®-PLUS Matrizte TE basic	60, 76, 92
● Demo Implantat ø 4.2	105
● Demo Implantat CITO mini®	111
● Demo Schaumodell Acryl, OK	105
● Demo Schaumodell Acryl, UK	105
● Demo Titanaufbau M, konisch	105
● Demo Titanaufbau M, platform	105
● Drehmomentratsche	23, 47, 103, 111

● INDEX – Alphabetisch E - O

E

- **Eindrehschlüssel**
 - S – ISO Schaft 23, 100
 - M – ISO Schaft 23, 100
 - L – ISO Schaft 23, 100
 - S – Ratsche 23, 101
 - M – Ratsche 23, 101
 - L – Ratsche 23, 101
 - tioLOC Eindrehschlüssel – Ratsche 59, 63, 75, 79, 91, 95, 103
- **Einsetz- / Entfernungswerkzeug für elastische Kappen für tioLOC** 63, 79, 95, 104
- **Ersatz für Laborkappen für tioLOC** 61/62, 77/78, 93/94

F

- **Fixierschraube** 51, 67, 83

G

- **Gewindeschneider ADVANCED** ... 23, 27, 36, 37
- **Gewindeschneider pOstion** 36
- **Gingivafomer**
 - S, anatomisch 43
 - S, zylindrisch 42
 - M, anatomisch 43
 - M, zylindrisch 42
 - L, anatomisch 43
 - L, zylindrisch 42
- **Gingivaschneider pOstion** 32
- **Grundhülse** 29

H

- **Halter für Grundhülse** 30
- **Halter für Innenhülsen** 31

I

- **Implantate CITO mini®** 109
- **Implantate tioLogic® TWINFIT** 39, 40, 41

K

- **Kugelpf Laborimplantat** 60, 76, 92
- **Kugelpf aufbau**
 - S, platform 60
 - M, platform 76
 - L, platform 92
- **Kugelpfschlüssel – ISO Schaft für angulierten Schraubenkanal** 103

L

- **Laborimplantat CITO mini®** 109
- **Laborimplantat / Laborimplantat für gegossene und gedruckte Modelle**
 - S 49
 - M 65
 - L 81
- **Lamellen-Retentionseinsatz E für Matrize Dalbo®-PLUS** 60, 76, 92
- **Laborimplantat für tioLOC** 60, 76, 92

M

- **Markierungsbohrer** 23, 25, 108
- **Modellierhülse für CAD/CAM Titanbasis**
 - S 51
 - M 66
 - L 83

O

- **O-Ring Matrizen CITO mini®** 110
- **O-Ringe für Matrizen CITO mini®** 110
- **Osteotom**
 - konkav 98
- **Osteotomie-Tray** 98

● INDEX – Alphabetisch P - Z

P

- **Parallelisierungsposten** 23, 99
- **Peilstifte für Grundhülse** 30
- **PentaGrip Eindreheschlüssel**
4Base / Kugelkopf – ISO-Schaft 23, 58, 60, 74,
..... 76, 90, 92, 103
- **PentaGrip Eindreheschlüssel CITO mini®** 111
- **Planfräser ADVANCED** 23, 24, 25
- **Planungsfolie CITO mini®** 108
- **Planungsfolien tioLogic® TWINFIT** 20
- **Positionierungshilfe**
S 49, 102
M 65, 102
L 81, 102
- **Prothetikschraube** 51, 54, 58, 67, 70, 74,
..... 83, 86, 90
- **ProthetikSet for tioLogic®** 46
- **Provisorischer Aufbau**
S 49
M 65
L 81

R

- **Rändel** 23, 103
- **Retentionskappen für tioLOC** 61, 77, 93
- **Röntgenreferenzkugel** 21

S

- **Satz sortierte Kappen für tioLOC** 61, 77, 93
- **Schraube für provisorischen Aufbau**
..... 49, 65, 81
- **Schraubenzieher / Aktivator für Dalbo®-PLUS**
..... 60, 76, 92, 104
- **Schutzplättchen für tioLOC** 62, 78, 94
- **Sechskantschlüssel SW 1.3**
ISO Schaft 23, 102
Ratsche 23, 46, 52, 54, 59, 68,
..... 70, 75, 84, 86, 91, 102
- **Senker – Schraubensitz AnoTite Schraube** 104
- **Set Innenhülsen** 31
- **Stufenbohrer CITO mini®** 108
- **Stufensenker ADVANCED** 23, 26
- **Stufensenker pOPosition** 33, 34
- **Surgical Tray for tioLogic® TWINFIT** 22
- **Surgical Tray for tioLogic® TWINFIT,
unbestückt** 22

T

- **Tiefenbohrer ADVANCED** 21, 23, 25
- **Tiefenbohrer pOPosition** 32
- **tioLOC Aufbau**
S, platform 61
M, platform 77
L, platform 93
- **Titanaufbau**
S, konisch 53
S, platform 53
M, konisch 69
M, platform 69
L, konisch 85
L, platform 85

Z

- **Zylinderstift** 58, 74, 90, 104

● INDEX – Numerisch nach REF

301-410-00 – 344-112-00	344-120-00 – 346-141-02	346-142-01 – 346-290-02
301-410-00108	344-120-0043	346-142-0155
302-118-00108	344-130-0049	346-142-0255
302-122-00108	344-210-0042, 43	346-145-0155
302-125-00108	344-212-0042	346-145-0255
303-018-11109	344-214-0042	346-146-0155
303-018-13109	344-220-0043	346-146-0255
303-022-11109	344-222-0043	346-151-0261
303-022-13109	344-230-0065	346-152-0261
303-025-11109	344-310-0042, 43	346-153-0261
303-025-13109	344-312-0042	346-160-0260
306-614-00109	344-314-0042	346-161-0260
306-616-00110	344-320-0043	346-162-0260
306-618-00110	344-322-0043	346-190-0251
306-620-00110	344-330-0081	346-195-0150
306-626-00110	345-110-0049	346-195-0250
306-627-00110	345-112-0049	346-197-0150
306-628-00110	345-120-0049	346-197-0250
306-629-00110	345-122-0049	346-199-0250
307-000-00108	345-130-0049	346-213-0166
307-002-00108	345-132-0049	346-213-0266
307-646-00111	345-210-0065	346-214-0166
308-420-00111	345-212-0065	346-230-0169
330-560-0021	345-220-0065	346-230-0269
341-410-0020	345-222-0065	346-231-0169
341-412-0020	345-232-0065	346-231-0269
343-033-0939	345-310-0081	346-232-0169
343-033-1139	345-312-0081	346-232-0269
343-033-1339	345-320-0081	346-235-0169
343-033-1539	345-322-0081	346-235-0269
343-037-0739	345-330-0081	346-236-0169
343-037-0939	345-332-0081	346-236-0269
343-037-1139	346-113-0150	346-239-0169
343-037-1339	346-113-0250	346-239-0269
343-037-1539	346-114-0150	346-240-0171
343-042-0740	346-130-0153	346-240-0271
343-042-0940	346-130-0253	346-241-0171
343-042-1140	346-131-0153	346-241-0271
343-042-1340	346-131-0253	346-242-0171
343-042-1540	346-132-0153	346-242-0271
343-048-0740	346-132-0253	346-245-0171
343-048-0940	346-135-0153	346-245-0271
343-048-1140	346-135-0253	346-246-0171
343-048-1340	346-136-0153	346-246-0271
343-048-1540	346-136-0253	346-251-0277
343-055-0941	346-139-0153	346-252-0277
343-055-1141	346-139-0253	346-253-0277
343-055-1341	346-140-0155	346-260-0276
343-055-1541	346-140-0255	346-261-0276
344-110-0042, 43	346-141-0155	346-262-0276
344-112-0042	346-141-0255	346-290-0267

● INDEX – Numerisch nach REF

346-295-01 – 346-424-00	346-428-00 – 381-500-00	381-533-00 – 382-555-00
346-295-0166	346-428-0057, 61, 73,	381-533-0029
346-295-0266	77, 89, 93	381-537-0029
346-297-0166	346-430-0057, 73, 89	381-542-0029
346-297-0266	346-432-0056, 72, 88	381-548-0029
346-299-0266	346-512-0061, 77, 93	381-555-0029
346-313-0182	346-514-0061, 77, 93	381-733-0030
346-313-0282	346-516-0061, 77, 93	381-737-0030
346-314-0182	346-518-0062, 78, 94	381-742-0030
346-330-0185	346-520-0062, 78, 94	381-748-0030
346-330-0285	346-522-0062, 78, 94	381-755-0030
346-331-0185	346-524-0062, 78, 94	382-015-0023, 25, 108
346-331-0285	346-526-0062, 78, 94	382-320-0732
346-332-0185	346-530-0062, 78, 94	382-320-0932
346-332-0285	347-424-0022, 23	382-320-1132
346-335-0185	347-425-0022	382-320-1332
346-335-0285	347-514-0023, 98	382-320-1532
346-336-0185	347-646-0023, 58, 60, 74,	382-333-0032
346-336-0285	76, 90, 92, 103	382-333-0933
346-339-0185	347-745-0063, 79, 95, 104	382-333-1133
346-339-0285	348-410-00105	382-333-1333
346-340-0187	348-412-00105	382-333-1533
346-340-0287	348-420-00105	382-337-0032
346-341-0187	348-424-01105	382-337-0733
346-341-0287	348-424-02105	382-337-0933
346-342-0187	350-103-0098	382-337-1133
346-342-0287	350-170-0098	382-337-1333
346-345-0187	350-172-0098	382-337-1533
346-345-0287	350-174-0098	382-342-0032
346-346-0187	350-176-0098	382-342-0733
346-346-0287	350-178-0098	382-342-0933
346-351-0293	350-180-0098	382-342-1133
346-352-0293	381-133-0029	382-342-1333
346-353-0293	381-137-0029	382-342-1533
346-360-0292	381-142-0029	382-348-0032
346-361-0292	381-148-0029	382-348-0734
346-362-0292	381-155-0029	382-348-0934
346-390-0283	381-233-0030	382-348-1134
346-395-0182	381-237-0030	382-348-1334
346-395-0282	381-242-0030	382-348-1534
346-397-0182	381-248-0030	382-355-0032
346-397-0282	381-255-0030	382-355-0934
346-399-0282	381-333-0031	382-355-1134
346-410-0056, 72, 88	381-337-0031	382-355-1334
346-412-0056, 72, 88	381-342-0031	382-355-1534
346-414-0056, 72, 88	381-348-0031	382-533-0035
346-416-0056, 72, 88	381-355-0031	382-537-0035
346-420-0056, 72, 88	381-422-0021	382-542-0035
346-422-0057, 73, 89	381-428-0021	382-548-0035
346-424-0056, 73, 89	381-500-0031, 101	382-555-0035

● INDEX – Numerisch nach REF

382-720-15 – 387-426-00	387-509-00 – 989-911-10	989-912-10 – 989-996-10
382-720-1521, 23, 25	387-509-0023, 98	989-912-10117
382-733-0023, 25	387-511-0023, 98, 111	989-913-10117
382-733-1523, 26	387-513-0098	989-961-10117
382-737-0023, 25	387-526-0023, 100	989-966-01117
382-737-1523, 26	387-527-0023, 100	989-966-11117
382-742-0023, 25	387-528-0023, 100	989-966-21117
382-742-1523, 26	387-531-0023, 101	989-996-10117
382-748-0023, 25	387-532-0023, 101	
382-748-1523, 26	387-533-0023, 101	
382-755-0023, 25	387-536-0023, 100	
382-755-1523, 26	387-537-0023, 100	
382-833-0036	387-538-0023, 100	
382-837-0036	387-602-0023, 103	
382-842-0036	387-610-0023, 102	
382-848-0036	387-612-0023, 102	
382-855-0036	387-620-0023, 47, 52, 54,	
382-933-0023, 27, 37	59, 68, 70, 75,	
382-933-1523, 26	84, 86, 91, 102	
382-937-0023, 27, 37	387-622-0023, 47, 52, 54,	
382-937-1523, 26	59, 68, 70, 75,	
382-942-0023, 27, 37	84, 86, 91, 102	
382-942-1523, 26	387-624-0052, 59, 68, 75,	
382-948-0023, 27, 37	84, 91, 103	
382-948-1523, 26	387-650-0059, 63, 75, 79,	
382-955-0023, 27, 37	91, 95, 103	
382-955-1523, 26	387-663-0060, 76, 92, 104	
384-910-0049, 65, 81	387-730-00104	
385-124-0049, 102	387-800-0023, 47, 103, 111	
385-224-0065, 102	903-919-20117	
385-324-0081, 102	989-359-10117	
386-196-0051	989-360-10117	
386-296-0067	989-361-10117	
386-396-0083	989-500-56117	
386-468-0058, 74, 90, 104	989-501-44117	
386-614-0060, 76, 92	989-501-52117	
386-630-0060, 76, 92	989-502-45117	
386-631-0060, 76, 92	989-702-11117	
386-910-0051, 54, 57, 67,	989-767-10117	
.....70, 73, 83, 86, 89	989-800-46117	
386-912-0057, 73, 89	989-800-53117	
386-914-0051, 54, 58, 67,	989-800-59117	
.....70, 74, 83, 86, 90	989-801-05117	
386-916-0058, 74, 90	989-801-07117	
386-924-0051, 67, 83	989-805-31117	
386-926-0051, 67, 83	989-806-77117	
386-928-0058, 74, 90	989-807-73117	
386-930-0058, 74, 90	989-808-50117	
386-932-0051, 67, 83	989-910-10117	
387-426-0046	989-911-10117	



Dentaurum Online Shop

**Entdecken Sie den Online Shop von Dentaurum.
Schneller – komfortabler – einfacher.**

Der Online Shop ist in einem absolut benutzerfreundlichen Design gestaltet. Inhaltlich ist er wie die gedruckten Dentaurum-Kataloge aufgebaut. Somit lassen sich die gewünschten Produkte in gewohnter Weise schnell und einfach finden und direkt bestellen.

In Sekunden das gewünschte Produkt finden

Das Shop-System führt Sie mit wenigen Klicks einfach und schnell durch den Bestellvorgang und bietet eine Übersicht über alle Ihre Bestellungen. Eine Hitliste der bestellten Artikel macht die Bestellung noch einfacher. Unabhängig von der Tageszeit ist es möglich Ihre Bestellung aufzugeben.

Täglich 24 Stunden verfügbar

Im Dentaurum Online Shop können Sie unabhängig von Bürozeiten jederzeit Ihre Bestellung aufgeben. Es spart Zeit und ist bei Standard-Lieferung¹ ab 150,- € versandkostenfrei².

Alle Online-Bestellungen, die Montag bis Donnerstag bis 15:30 Uhr³ und Freitag bis 14:30 Uhr bei uns eintreffen, verlassen bei Verfügbarkeit noch am selben Tag das Dentaurum-Logistikzentrum.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



¹ Lieferung innerhalb 24 bis max. 48 Stunden

² Gültig für alle Online-Bestellungen aus Deutschland, Schweiz

³ Online-Bestellungen aus der Schweiz bis 15:30 Uhr



Ihre Vorteile im Überblick

- ▶ Verbesserte Suchfunktion
- ▶ Ausführliche Produktinformationen
- ▶ Produkte miteinander vergleichen
- ▶ Online-Bestellungen über 150,- € sind für Sie versandkostenfrei*
- ▶ Automatische Verfügbarkeitsprüfung der Produkte
- ▶ Individuelle Merklisten für Ihre häufig bestellten Artikel
- ▶ Direkt bestellen aus dem Katalog
- ▶ Bestellhistorie – Anzeige Ihrer bisher getätigten Bestellungen
- ▶ Servicematerialien für Patienten online direkt dazu bestellen
- ▶ Anzeige Ihrer persönlichen Konditionen und Preise
- ▶ Kundencenter zur Verwaltung Ihres Kundenkontos
- ▶ Sicher bestellen mit SSL-Verschlüsselung
- ▶ Bestimmen des Versandtermins Ihrer Bestellung
- ▶ Paketverfolgung**
- ▶ Aktuellste Informationen zum Produktportfolio und der jeweiligen CE-Kennzeichnungen

* Gültig für alle Online-Bestellungen aus Deutschland, Österreich und Benelux

** Gültig für alle Online-Bestellungen aus Deutschland, Österreich, Benelux und Frankreich

Unser Lieferservice – schnell und sicher bei Ihnen

Wir liefern, wohin Sie möchten. Ihre Bestellung benötigt nach Annahme ca. 10 Minuten bis die Ware versandfertig verpackt ist. Alle Bestellungen verlassen bei Lieferfähigkeit in der Regel noch am selben Tag das Dentaurum-Logistikzentrum. Als Direktlieferant ist es uns möglich, eine nahezu 100%ige Lieferfähigkeit sicherzustellen.

Standard-Lieferung

Bei Bestelleingang:

Montag–Donnerstag 7:00–15:30 Uhr

Freitag 7:00–14:30 Uhr

Die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden (außer Samstag). Es wird ein Versandkostenpauschalbetrag in Höhe von 7,- € erhoben. Ab einem Auftragswert von 250,- € übernehmen wir die Versandkostenpauschale für Sie.

Express-Lieferung

Bei Bestelleingang:

Montag–Donnerstag 7:00–15:30 Uhr

Freitag 7:00–14:30 Uhr

Zustellung am folgenden Arbeitstag (außer Samstag) zu unterschiedlichen Terminen möglich. Die Versandkosten sind abhängig vom gewünschten Zustellungstermin – Termine und Preise auf Anfrage. Kosten für die Express-Lieferung werden unabhängig vom Warenwert berechnet.

Lieferadresse

Auf Wunsch liefern wir Ihre bestellte Ware auch an eine andere Lieferadresse.

Transportversicherung

Alle Sendungen sind gegen Transportschäden versichert. Bitte melden Sie Transportschäden sofort beim Empfang der Ware dem Zusteller und Dentaurum.

Rücksendung

Innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Lieferung kann die originalverpackte, ungeöffnete und einwandfreie Ware wieder zurückgegeben werden. Bitte legen Sie eine Rechnungskopie der Rücksendung bei. Wir empfehlen eine Wertpaket-Rücksendung, um Beschädigungen und Verlust abzusichern. Versandkosten gehen zu Lasten des Versenders.



● Kontakte

Ihr direkter Kontakt

Bestellhotline - Customer Support Implantologie

Telefon	+49 72 31/803 - 560
E-Mail	verkauf@dentaurum.de

Customer-Service

Reklamationen, Auslieferungen, Rückstände, Fehllieferungen, Produkte	+49 72 31/803 - 200
---	---------------------

Anwendungsberatung Implantologie

Zahnärztliche Hotline	+49 72 31/803 - 590
Zahntechnische Hotline	+49 72 31/803 - 410

Finanzbuchhaltung/Zahlungsverkehr	+49 72 31/803 - 235
-----------------------------------	---------------------

Fragen zu Materialzusammensetzung und Sicherheitsdatenblättern	+49 72 31/803 - 193
---	---------------------

Seminare/Veranstaltungen

Implantologie, Orthodontie, Zahntechnik	+49 72 31/803 - 470
---	---------------------

Internet	www.dentaurum.de
----------	------------------

E-Mail	info@dentaurum.de
--------	-------------------

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern stets die männliche Form. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Im Unternehmen werden alle Mitarbeiter gleich behandelt, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung.



ORTHODONTICS



IMPLANTOLOGY



PROSTHETICS



CERAMICS



DIGITAL



SEMINARS



CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE +49 72 31 / 803 - *Durchwahl*

Customer Support Digital -280

Implantologie -590

Auftragsannahme -210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



+49 72 31 / 803 - 470



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM