

conical

platform

 **tiologic**
TWINFIT

CATALOGUE PRODUITS | 4

D
DENTAURUM
1886



AVANT-PROPOS

Dentaurum – la qualité Made in Germany

Chers clients, chers partenaires,

Une technique de précision dentaire de la Forêt-Noire à la conquête du monde. C'est fidèle à ce mot d'ordre que Dentaurum conçoit et fabrique depuis 1886 des produits dans les domaines de l'orthodontie, de la prothèse dentaire et de la céramique. Nous mettons en permanence l'accent sur une qualité supérieure, une innovation permanente et une grande fiabilité. Fidèle à ces mêmes principes, Dentaurum développe et commercialise avec succès depuis plus de 25 ans des produits pour l'implantologie et complète ainsi la gamme : de la racine à la couronne – tous les produits sont issus d'un même fabricant.

De nombreux utilisateurs et utilisatrices à travers le monde font ainsi confiance aux produits et services de Dentaurum – la qualité Made in Germany. Cette confiance nous incite à développer chaque jour de nouveaux produits innovants pour l'implantologie et à optimiser encore nos produits existants.

Le présent catalogue de produits de Dentaurum vous présente notre système implantaire innovant tioLogic® TWINFIT, lequel vous permet de toujours choisir la géométrie de raccordement optimale. Le système Abutment Switch breveté vous offre une certaine flexibilité dans le choix du pilier. Que cela soit en mode pré-, per- ou post-opératoire : vous avez le choix entre la géométrie de raccordement conique ou de plateforme pour le pilier.

Les nombreuses améliorations de détail apportées à nos produits les rendent encore plus sûrs et innovants. Parmi ces innovations figurent par ex. le revêtement HLD de nos piliers à scanner en titane ou la nouvelle vis de fixation à filet raccourci. Dentaurum vous propose des produits, des systèmes et des prestations qui vous offrent un maximum de sécurité de manipulation ainsi qu'une flexibilité et une efficacité optimales.

Sur www.dentaurum.com, vous trouverez de nombreuses informations complémentaires sur la vaste gamme de produits, nos cours et les coordonnées de notre service clients. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur place.

Nous serions ravis de conclure avec vous une collaboration fructueuse !

Avec nos cordiales salutations depuis Ispringen

Mark Stephen Pace
DIRECTION GÉNÉRALE Claudia Stöhrle
Ralph Dittes DENTAURUM

Plus de 25 ans consacrés à la science,
à l'innovation et à nos clients

*tioLogic®, le système implantaire
breveté – développé à partir de la
somme des acquis de l'expérience.
Pour une sécurité maximale,
une esthétique remarquable et
une manipulation facile.*

1995

TIOLOX®



*Le système implantaire
TIOLOX® – sécurité et
convivialité en parfaite
symbiose.*


2007

*tio*logic®



*tio*logic®
Le système implantaire

2007



*tio*logic®
easyClean

2009

2010

*tio*logic® digital.



*tio*logic®
pOsiTiOn



2011

*tioLogic® digital.
La solution complète
pour le flux de travail
CAD/CAM sur les
implants tioLogic®.*

Dentaurum compte plus de 25 ans d'expérience en implantologie et fabrique depuis 1886 des produits dans des domaines tels que la prothèse dentaire et l'orthodontie. Le potentiel de synergies qui en découle permet de développer des produits innovants et des solutions probantes – Made in Germany. Autre atout : la longue et fructueuse collaboration établie avec des scientifiques et des experts basés dans des universités et des cliniques ainsi que le dialogue permanent engagé avec des dentistes et prothésistes dentaires.

Système implantaire tioLogic® ST et tioLogic® ADVANCED. Pour une insertion rapide et atraumatique ainsi qu'une grande stabilité primaire.

2013



*tio*logic® ST



*tio*logic®
ADVANCED

2013

Système implantaire CITO mini® – implants de petit diamètre, implants monoblocs à tête sphérique.

2015



CITO mini®

*tio*logic®
Le système implantaire

2018

Forte d'un succès de plus de 11 ans, la marque tioLogic® a fait peau neuve et affiche désormais un design moderne.

tioLogic® TWINFIT, le système implantaire breveté. L'Abutment Switch présent sur un implant assure un maximum de flexibilité lors de la restauration prothétique et apporte une note singulière.


2018



*tio*logic®
TWINFIT

à suivre ...

WE ARE DENTAURUM



Orthodontie



Implantologie



Prothèse dentaire



Photo : © Christian Ferrarini

Céramique

Dentaurum – compétence dentaire depuis 1886

Des technologies dentaires qui s'érigent en référence


Dentaurum conçoit, fabrique et commercialise à travers le monde des produits pour dentistes et prothésistes dentaires. D'une grande variété, notre gamme de produits pour la prothèse dentaire, l'orthodontie et l'implantologie est unique dans l'univers dentaire.

La qualité engendre la confiance

En tant qu'entreprise dentaire la plus ancienne au monde, nous avons acquis une grande expérience à l'échelle mondiale grâce à nos produits dentaires d'excellente qualité. Notre succès commercial tient du fait que nous prenons résolument en compte les exigences de nos clients et celles du marché. C'est la raison pour laquelle nous mettons un point d'honneur à développer en permanence notre entreprise et à améliorer la qualité de nos produits et de nos processus.

Le service comme valeur ajoutée

Il existe de nombreuses raisons d'utiliser les produits de Dentaurum au cabinet et au laboratoire. La qualité constitue ici un aspect essentiel. Nous avons pour philosophie de toujours améliorer cette dernière en proposant des prestations supplémentaires pour nos produits. Dans cette optique, nous disposons d'une vaste offre de formations pour débutants et professionnels, dispensées par des formateurs expérimentés. Nous vous informons volontiers !



Solutions high-tech

L'entreprise tire son savoir-faire des longues années d'expérience acquise dans des structures de recherche et de développement basées en Allemagne et en France. Des collaborateurs hautement qualifiés se penchent, au sein d'équipes interdisciplinaires, sur les défis que pose l'avenir, afin d'y apporter des réponses adéquates. Parallèlement, des coopérations visant à promouvoir le développement et incluant des experts issus d'universités et de cliniques contribuent à réaliser des performances en matière d'innovation.

Autre résultat de ces efforts : la vaste gamme de produits, l'un des principaux atouts de Dentaaurum. Aucune autre entreprise dentaire ne dispose d'une gamme de produits aussi variée, comptant plus de 8 500 articles.





SYSTÈME IMPLANTAIRE

- *Le système implantaire tioLogic® TWINFIT* 12

CHIRURGIE

• *Planification et diagnostic*

Transparents pour la planification 24

Accessoires pour la planification 25

- *tioLogic® TWINFIT Surgical-Tray* 26

• *Instruments rotatifs ADVANCED*

Aperçu des instruments 28

Forets pilotes 29

Forets implantaires 29

Fraises à planer 29

Forets évaseurs 29

Tarauds 29

• *Instruments rotatifs pOosition for tioLogic®*

Aperçu des instruments 30

Douilles principales 31

Forets pour douille principale 31

Supports pour douille principale 31

Tiges de positionnement pour douille principale 32

Douilles internes 32

Emporte-pièces gingivaux 33

Forets implantaires 33

Forets étagés 34

Forets évaseurs 35

Tarauds 35

• *Implants*

tioLogic® TWINFIT implants 36

• *Conformateur gingival*

Conformateur gingival – cylindrique 38

Conformateur gingival – anatomique 39

CONTENU

PROTHÈSE

• <i>Kit prothétique pour tioLogic®</i>	42
• <i>Ligne de piliers S</i>	
Empreintes	45
Modèles	45
Restaurations provisoires	45
Composants CAD/CAM	46
Titane	47
4Base	48
Piliers à tête sphérique	50
tioLOC	51
Composants pour tioLOC	51
• <i>Ligne de piliers M</i>	
Empreintes	53
Modèles	53
Restaurations provisoires	53
Composants CAD/CAM	54
Titane	55
4Base	56
Piliers à tête sphérique	58
tioLOC	59
Composants pour tioLOC	59
• <i>Ligne de piliers L</i>	
Empreintes	61
Modèles	61
Restaurations provisoires	61
Composants CAD/CAM	62
Titane	63
4Base	64
Piliers à tête sphérique	66
tioLOC	67
Composants pour tioLOC	67

ACCESSOIRES

Plateau d'instruments d'ostéotomie	70
Articles unitaires – ostéotomie	70
Articles unitaires – chirurgie	71
Articles unitaires – chirurgie/prothèse	72
Articles unitaires – prothèse	73
Modèles de démonstration	73

SYSTÈME IMPLANTAIRE CITO MINI® 76

SERVICE APRÈS-VENTE

• <i>Aperçu Chirurgie et Prothèse</i>	80
• <i>Documents d'information</i>	82
• <i>Clé à cliquet dynamométrique</i>	
Tableau – couples de serrage	84
Inserts pour la clé à cliquet dynamométrique	85
Inserts tige ISO	85
• <i>Composition des matériaux</i>	86
• <i>Assurance qualité et gestion de l'environnement</i>	88
• <i>Index alphabétique</i>	90
• <i>Index numérique</i>	93
• <i>Boutique en ligne</i>	96

Le système implantaire

Le nouveau système implantaire breveté tioLogic® TWINFIT vous offre un maximum de flexibilité, de l'insertion à la restauration définitive. Décidez à tout moment individuellement et de manière flexible, quelle variante de pilier est la meilleure pour votre patient – conical ou platform.



ABUTMENT SWITCH

2 GÉOMÉTRIES DE RACCORDEMENT – 1 IMPLANT

conical

platform



Vos avantages en un coup d'œil

Système de butées de profondeur


Préparation flexible et sûre.
Le système de butées de profondeur pour un usage situationnel unique permet de mener en toute sécurité une préparation chirurgicale.



tiologic.
SURGERY.

Concept de conditionnement

Facile, efficace et de manipulation sûre.
Pour plus d'informations, consulter la page 20.



tiologic.
SAFETY.



tiologic
PROSTHETICS.

Solutions angulées

- Le système 4Base pour les superstructures vissées avec une angulation pouvant aller jusqu'à 50°
- Le canal d'accès à la vis angulé pour des résultats prothétiques esthétiques et fonctionnels jusqu'à 20°



Flux de travail numérique

La solution complète pour votre processus CAD/CAM.



tiologic
DIGITAL.



3shape



MATÉRIAU



DESIGN



white[®]
digital dental

induDENT
be a part of it

FABRICATION


SERVICE

Le système implantaire

Le système implantaire tioLogic® TWINFIT

vous offre un maximum de flexibilité

de l'insertion à la restauration définitive.



Analyse MEF tioLogic® TWINFIT

La forme de l'implant

La forme de l'implant tioLogic® TWINFIT et la géométrie du filet ont été calculées par des analyses MEF et documentées dans des études scientifiques. Ces analyses montrent une charge bien régulière appliquée tout en douceur sur l'os et l'absence de pics de tension et de surcharges locales pouvant nuire à l'os.

La géométrie du filet

La géométrie du filet des implants tioLogic® TWINFIT permet de réaliser une insertion rapide et atraumatique de l'implant et d'atteindre une grande stabilité primaire. La surface des implants est sablée et mordancée au niveau de la partie osseuse.



Indications :

plateforme : en présence d'un contour osseux plutôt droit, d'une gencive régulière et plutôt fine

conique : en présence d'un os irrégulier et en excès et d'une gencive épaisse

La géométrie interne

La géométrie interne a été calculée et étayée au moyen d'analyses MEF et d'essais de l'Université de Bonn en mettant en œuvre un test de résistance à la fatigue selon ISO 14801.


Cette géométrie se distingue par :

- 2 géométries de raccordement – conique et plateforme
- une résistance élevée à la torsion et à la flexion sous charge permanente
- une transmission sans jeu des moments de flexion
- une flexibilité maximale lors du positionnement des composants du système






Pour la protection de la membrane de Schneider




Concept S-M-L

5 diamètres d'implant. 5 longueurs d'implant. 3 lignes de piliers. 2 géométries de raccordement.

L'échelonnement des différents diamètres et longueurs d'implant étant optimal, il est possible de les adapter à la situation rencontrée. Les 3 lignes de piliers sont disponibles respectivement avec une géométrie de raccordement conique ou avec une géométrie de raccordement de plateforme. La gamme comprend des composants de piliers en résine (provisoire) et en titane pour une application individuelle. Les piliers CAD/CAM, à tête sphérique, tioLOC et 4Base complètent la gamme et permettent à l'utilisateur de répondre à chaque indication. On utilise les composants de piliers S pour les implants de 3.3 mm de diamètre, les composants de piliers M pour les implants de 3.7 mm et 4.2 mm de diamètre et les composants de piliers L pour les implants de 4.8 et 5.5 mm de diamètre. Afin de ne pas confondre les piliers entre eux, ces derniers présentent chacun un marquage laser S, M ou L.



Système d'emballage stérile



Emballage blister

Dans l'emballage blister, l'implant est logé en toute sécurité dans une douille triangulaire.


L'implant est prélevé directement sans contact à l'aide de la clé de vissage puis inséré.

Le double emballage (film et emballage blister) est en outre protégé par un emballage externe. Sur cet emballage externe se trouve une étiquette portant des indications sur le numéro d'article, la désignation de l'implant, sa longueur, son diamètre, la date de péremption de l'état stérile et le numéro de lot. Pour la documentation dans le protocole chirurgical, dans le carnet implantaire, etc., il existe également des étiquettes autocollantes portant des numéros de référence et de lot dans l'emballage externe.

Les implants tiologic® TWINFIT doivent être exclusivement stockés dans leur emballage d'origine, au sec, à l'abri de la lumière et à température ambiante. L'implant ne doit plus être utilisé après la date de péremption (voir étiquette).



Visionner maintenant !



- 1 Contenu
- 2 Diamètre, longueur
- 3 Numéro de l'article (REF)
- 4 Unité d'emballage
- 5 Date de péremption de l'état stérile
- 6 Respecter le mode d'emploi
- 7 Numéro d'identification de l'organisme certifié dans le cadre de la Directive 93/42/CEE
- 8 Usage unique
- 9 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- 10 Symbole pour la stérilisation par rayons gamma
- 11 Numéro de lot

Implant

Tous les implants tiologic® TWINFIT sont livrés chacun avec la vis de couverture correspondante et les douilles pour butées de profondeur adaptées à la longueur et au diamètre de l'implant. Ces douilles sont destinées exclusivement à un usage unique. Le double emballage stérilisé aux rayons gamma (film et emballage blister) protège l'enveloppe interne contenant l'implant stérile, la vis de couverture et les douilles pour butées de profondeur contre toute contamination. La stérilité du contenu n'est garantie que si l'emballage est intact. Si le double emballage présente des signes de dégradation, il ne faut pas utiliser le produit.

L'emballage blister est perforé entre l'implant et les douilles pour butées de profondeur et peut être détaché s'il n'est pas utilisé.

Douilles pour butées de profondeur

Les douilles pour butées de profondeur sont adaptées à l'utilisation et à l'ordre des instruments rotatifs pour os de dureté moyenne. Si la qualité osseuse du cas traité est différente, il faut l'adapter au protocole de forage.

Chaque foret est placé dans la douille pour butée de profondeur correspondante jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans cette dernière. Ensuite, il est rabattu vers l'arrière. La fonction à clic sur la tête du forêt garantit un ancrage sûr de ce dernier.

Pour avoir une idée du déroulement, veuillez vous reporter à la séquence d'images suivantes.



Visionner maintenant !



Douilles pour butées de profondeur pour application optionnelle.




CHIRURGIE


- Planification et diagnostic

- Transparents pour la planification

REF 341-410-00 Transparent pour la planification, tioLogic® TWINFIT, échelle 1:1 / 1.25:1



REF 341-412-00 Transparent pour la planification, tioLogic® TWINFIT, échelle 1:1 / 1.4:1



● Planification et diagnostic

● Accessoires pour la planification

REF 330-560-00		Bille de référence radiologique 5 pièces	ø 5.0 mm	
REF 381-422-00		Gaine de forage titane	ø intérieur 2.0 mm	L 6.0 mm
REF 382-720-15		ADVANCED foret implantaire	ø 2.0 mm	L 17.0 mm
REF 381-428-00		Foret pour gaine de forage Métal dur (Prothèse dentaire)	ø tige 3.0 mm	

- Tray – tioLogic® TWINFIT Surgical Tray

- tioLogic® TWINFIT Surgical Tray

REF 347-424-00 tioLogic® TWINFIT
Surgical Tray

Complètement équipée pour l'insertion des implants
tioLogic® TWINFIT.

- pour $\varnothing$ 3.3 mm/ $\varnothing$ 3.7 mm/ $\varnothing$ 4.2 mm/ $\varnothing$ 4.8 mm/ $\varnothing$ 5.5 mm
- pour laveurs-désinfecteurs
- instruments réutilisables
- conteneur de rangement
- avec manuel de chirurgie tioLogic® TWINFIT
- avec transparent pour la planification tioLogic® TWINFIT




Les composants représentés ici ne figurent pas tous dans la cassette au moment de la livraison.

Tray – tioLogic® TWINFIT Surgical Tray

Contenu tioLogic® TWINFIT Surgical Tray

REF 382-015-00	Fraise de marquage ø 1.5 mm	REF 347-514-00	Pilier pour parallélisme ø 1.4 mm / 2.0 mm, L 21.0 mm, 3 pièces
REF 382-720-15	ADVANCED foret implantaire ø 2.0 mm, L 17.0 mm	REF 387-526-00	tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant S, tige ISO, ø 3.3 mm, L 26.5 mm
REF 382-733-00	ADVANCED fraise à planer ø 3.3 mm	REF 387-527-00	tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant M, tige ISO, ø 3.7 mm / ø 4.2 mm, L 26.5 mm
REF 382-737-00	ADVANCED fraise à planer ø 3.7 mm	REF 387-528-00	tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant L, tige ISO, ø 4.8 mm / ø 5.5 mm, L 26.5 mm
REF 382-742-00	ADVANCED fraise à planer ø 4.2 mm	REF 387-536-00	tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant S, tige ISO, ø 3.3 mm, L 23.5 mm
REF 382-748-00	ADVANCED fraise à planer ø 4.8 mm	REF 387-537-00	tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant M, tige ISO, ø 3.7 mm / ø 4.2 mm, L 23.5 mm
REF 382-755-00	ADVANCED fraise à planer ø 5.5 mm	REF 387-538-00	tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant L, tige ISO, ø 4.8 mm / ø 5.5 mm, L 23.5 mm
REF 382-733-15	ADVANCED foret étagé ø 3.3 mm, L 17.0 mm	REF 387-610-00	Clé hexagonale – tige ISO, L 20.0 mm
REF 382-737-15	ADVANCED foret étagé ø 3.7 mm, L 17.0 mm	REF 387-612-00	Clé hexagonale – tige ISO, L 26.0 mm
REF 382-742-15	ADVANCED foret étagé ø 4.2 mm, L 17.0 mm	REF 387-620-00	Clé hexagonale – cliquet L 16.0 mm
REF 382-748-15	ADVANCED foret étagé ø 4.8 mm, L 17.0 mm	REF 387-622-00	Clé hexagonale – cliquet L 26.0 mm
REF 382-755-15	ADVANCED foret étagé ø 5.5 mm, L 17.0 mm	REF 347-646-00	tioLogic® TWINFIT PentaGrip clé de vissage – tige ISO, pour 4Base / tête sphérique, L 22.0 mm
REF 382-933-15	ADVANCED foret évaseur ø 3.3 mm, L 17.0 mm	REF 387-509-00	Rallonge pour foret – tige ISO hexagone
REF 382-937-15	ADVANCED foret évaseur ø 3.7 mm, L 17.0 mm	REF 387-531-00	tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant S, cliquet, ø 3.3 mm
REF 382-942-15	ADVANCED foret évaseur ø 4.2 mm, L 17.0 mm	REF 387-532-00	tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant M, cliquet, ø 3.7 mm / ø 4.2 mm
REF 382-948-15	ADVANCED foret évaseur ø 4.8 mm, L 17.0 mm	REF 387-533-00	tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant L, cliquet, ø 4.8 mm / ø 5.5 mm
REF 382-955-15	ADVANCED foret évaseur ø 5.5 mm, L 17.0 mm	REF 387-511-00	Adaptateur, tige ISO, hexagone/cliquet, L 15.0 mm
REF 382-933-00	ADVANCED taraud ø 3.3 mm, L 17.0 mm	REF 387-602-00	Molette
REF 382-937-00	ADVANCED taraud ø 3.7 mm, L 17.0 mm	REF 387-800-00	Clé à cliquet dynamométrique avec fonction de blocage
REF 382-942-00	ADVANCED taraud ø 4.2 mm, L 17.0 mm		
REF 382-948-00	ADVANCED taraud ø 4.8 mm, L 17.0 mm		
REF 382-955-00	ADVANCED taraud ø 5.5 mm, L 17.0 mm		

- Instruments rotatifs ADVANCED for tioLogic® TWINFIT



● Instruments rotatifs ADVANCED for tioLogic® TWINFIT

● Foret pilote, restérilisable

REF 382-015-00		Fraise de marquage	ø 1.5 mm
----------------	---	--------------------	----------

● ADVANCED foret implantaire, restérilisable¹

REF 382-720-15		ADVANCED foret implantaire	ø 2.0 mm	L 17.0 mm
----------------	---	----------------------------	----------	-----------

● ADVANCED fraise à planer, restérilisable¹

REF 382-733-00		ADVANCED fraise à planer	ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-737-00		ADVANCED fraise à planer	ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-742-00		ADVANCED fraise à planer	ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-748-00		ADVANCED fraise à planer	ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-755-00		ADVANCED fraise à planer	ø 5.5 mm	L 17.0 mm

● ADVANCED forets étagés, restérilisables¹

REF 382-733-15		ADVANCED foret étagé	ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-737-15		ADVANCED foret étagé	ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-742-15		ADVANCED foret étagé	ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-748-15		ADVANCED foret étagé	ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-755-15		ADVANCED foret étagé	ø 5.5 mm	L 17.0 mm

● ADVANCED foret évaseur, restérilisable¹


REF 382-933-15		ADVANCED foret évaseur	ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-937-15		ADVANCED foret évaseur	ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-942-15		ADVANCED foret évaseur	ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-948-15		ADVANCED foret évaseur	ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-955-15		ADVANCED foret évaseur	ø 5.5 mm	L 17.0 mm

● ADVANCED tarauds, restérilisables

REF 382-933-00		ADVANCED taraud	ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-937-00		ADVANCED taraud	ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-942-00		ADVANCED taraud	ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-948-00		ADVANCED taraud	ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-955-00		ADVANCED taraud	ø 5.5 mm	L 17.0 mm

¹ Pour des raisons techniques, ces instruments présentent une surcote de 1.0 mm par rapport à la longueur de préparation indiquée.

- Instruments rotatifs – pOosition for tioLogic®



pOosition
for tioLogic®

Instruments rotatifs – pOstion for tioLogic®

Douilles principales

REF 381-533-00		pOstion douille principale		ø 3.3 mm
REF 381-537-00		pOstion douille principale		ø 3.7 mm
REF 381-542-00		pOstion douille principale		ø 4.2 mm
REF 381-548-00		pOstion douille principale		ø 4.8 mm
REF 381-555-00		pOstion douille principale		ø 5.5 mm

Foret pour douille principale

REF 381-133-00		pOstion foret pour douille principale		ø 3.3 mm
REF 381-137-00		pOstion foret pour douille principale		ø 3.7 mm
REF 381-142-00		pOstion foret pour douille principale		ø 4.2 mm
REF 381-148-00		pOstion foret pour douille principale		ø 4.8 mm
REF 381-155-00		pOstion foret pour douille principale		ø 5.5 mm

Supports pour douille principale – med3D

REF 381-233-00		pOstion med3D support pour douille principale		ø 3.3 mm
REF 381-237-00		pOstion med3D support pour douille principale		ø 3.7 mm
REF 381-242-00		pOstion med3D support pour douille principale		ø 4.2 mm
REF 381-248-00		pOstion med3D support pour douille principale		ø 4.8 mm
REF 381-255-00		pOstion med3D support pour douille principale		ø 5.5 mm

- Instruments rotatifs – pOstion for tioLogic®

- Tiges de positionnement pour douille principale – med3D

REF 381-733-00		pOstion med3D tiges de positionnement pour douille principale	ø 3.3 mm
REF 381-737-00		pOstion med3D tiges de positionnement pour douille principale	ø 3.7 mm
REF 381-742-00		pOstion med3D tiges de positionnement pour douille principale	ø 4.2 mm
REF 381-748-00		pOstion med3D tiges de positionnement pour douille principale	ø 4.8 mm
REF 381-755-00		pOstion med3D tiges de positionnement pour douille principale	ø 5.5 mm

- Douilles internes

REF 381-333-00		pOstion kit douilles internes	ø 3.3 mm
REF 381-337-00		pOstion kit douilles internes	ø 3.7 mm
REF 381-342-00		pOstion kit douilles internes	ø 4.2 mm
REF 381-348-00		pOstion kit douilles internes	ø 4.8 mm
REF 381-355-00		pOstion kit douilles internes	ø 5.5 mm

● Instruments rotatifs – pOstion for tioLogic®

● Emporte-pièce gingival

REF 382-333-00		pOstion emporte-pièces gingivaux	ø 3.3 mm
REF 382-337-00		pOstion emporte-pièces gingivaux	ø 3.7 mm
REF 382-342-00		pOstion emporte-pièces gingivaux	ø 4.2 mm
REF 382-348-00		pOstion emporte-pièces gingivaux	ø 4.8 mm
REF 382-355-00		pOstion emporte-pièces gingivaux	ø 5.5 mm

● Forets implantaires¹

REF 382-320-07		pOstion foret implantaire	ø 2.0 mm	L 7.0 mm
REF 382-320-09		pOstion foret implantaire	ø 2.0 mm	L 9.0 mm
REF 382-320-11		pOstion foret implantaire	ø 2.0 mm	L 11.0 mm
REF 382-320-13		pOstion foret implantaire	ø 2.0 mm	L 13.0 mm
REF 382-320-15		pOstion foret implantaire	ø 2.0 mm	L 15.0 mm

¹ Pour des raisons techniques, ces instruments présentent une surcote de 0.6 mm par rapport à la longueur de préparation indiquée.

● Instruments rotatifs – pOstion for tioLogic®

● pOstion foret étagé¹					
REF 382-333-09		pOstion foret étagé		ø 3.3 mm	L 9.0 mm
REF 382-333-11		pOstion foret étagé		ø 3.3 mm	L 11.0 mm
REF 382-333-13		pOstion foret étagé		ø 3.3 mm	L 13.0 mm
REF 382-333-15		pOstion foret étagé		ø 3.3 mm	L 15.0 mm
REF 382-337-07		pOstion foret étagé		ø 3.7 mm	L 7.0 mm
REF 382-337-09		pOstion foret étagé		ø 3.7 mm	L 9.0 mm
REF 382-337-11		pOstion foret étagé		ø 3.7 mm	L 11.0 mm
REF 382-337-13		pOstion foret étagé		ø 3.7 mm	L 13.0 mm
REF 382-337-15		pOstion foret étagé		ø 3.7 mm	L 15.0 mm
REF 382-342-07		pOstion foret étagé		ø 4.2 mm	L 7.0 mm
REF 382-342-09		pOstion foret étagé		ø 4.2 mm	L 9.0 mm
REF 382-342-11		pOstion foret étagé		ø 4.2 mm	L 11.0 mm
REF 382-342-13		pOstion foret étagé		ø 4.2 mm	L 13.0 mm
REF 382-342-15		pOstion foret étagé		ø 4.2 mm	L 15.0 mm
REF 382-348-07		pOstion foret étagé		ø 4.8 mm	L 7.0 mm
REF 382-348-09		pOstion foret étagé		ø 4.8 mm	L 9.0 mm
REF 382-348-11		pOstion foret étagé		ø 4.8 mm	L 11.0 mm
REF 382-348-13		pOstion foret étagé		ø 4.8 mm	L 13.0 mm
REF 382-348-15		pOstion foret étagé		ø 4.8 mm	L 15.0 mm
REF 382-355-09		pOstion foret étagé		ø 5.5 mm	L 9.0 mm
REF 382-355-11		pOstion foret étagé		ø 5.5 mm	L 11.0 mm
REF 382-355-13		pOstion foret étagé		ø 5.5 mm	L 13.0 mm
REF 382-355-15		pOstion foret étagé		ø 5.5 mm	L 15.0 mm

¹ Pour des raisons techniques, ces instruments présentent une surcote de 0.6 mm par rapport à la longueur de préparation indiquée.

● Instruments rotatifs – pOstion for tioLogic®

● Foret évaseur

REF 382-533-00		pOstion foret évaseur	ø 3.3 mm
REF 382-537-00		pOstion foret évaseur	ø 3.7 mm
REF 382-542-00		pOstion foret évaseur	ø 4.2 mm
REF 382-548-00		pOstion foret évaseur	ø 4.8 mm
REF 382-555-00		pOstion foret évaseur	ø 5.5 mm

● Taraud¹

REF 382-833-00		pOstion taraud	ø 3.3 mm
REF 382-837-00		pOstion taraud	ø 3.7 mm
REF 382-842-00		pOstion taraud	ø 4.2 mm
REF 382-848-00		pOstion taraud	ø 4.8 mm
REF 382-855-00		pOstion taraud	ø 5.5 mm

● Tarauds, ADVANCED, restérilisable²


REF 382-933-00		ADVANCED taraud	ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-937-00		ADVANCED taraud	ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-942-00		ADVANCED taraud	ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-948-00		ADVANCED taraud	ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-955-00		ADVANCED taraud	ø 5.5 mm	L 17.0 mm

¹ Uniquement pour les implants tioLogic®.

² Uniquement pour les implants tioLogic® ST et tioLogic® TWINFIT.

L' implant

Le système implantaire tioLogic® TWINFIT vous offre
un maximum de flexibilité de l'insertion à la
restauration définitive.



*incluses dans la livraison

• tioLogic® TWINFIT implants

• ø 3.3 mm

REF 343-033-09		tioLogic® TWINFIT implant	ø 3.3 mm	L 9.0 mm
REF 343-033-11		tioLogic® TWINFIT implant	ø 3.3 mm	L 11.0 mm
REF 343-033-13		tioLogic® TWINFIT implant	ø 3.3 mm	L 13.0 mm
REF 343-033-15		tioLogic® TWINFIT implant	ø 3.3 mm	L 15.0 mm

Vis de couverture S et douilles pour butées de profondeur assorties incluses.

• ø 3.7 mm

REF 343-037-07		tioLogic® TWINFIT implant	ø 3.7 mm	L 7.0 mm
REF 343-037-09		tioLogic® TWINFIT implant	ø 3.7 mm	L 9.0 mm
REF 343-037-11		tioLogic® TWINFIT implant	ø 3.7 mm	L 11.0 mm
REF 343-037-13		tioLogic® TWINFIT implant	ø 3.7 mm	L 13.0 mm
REF 343-037-15		tioLogic® TWINFIT implant	ø 3.7 mm	L 15.0 mm

Vis de couverture M et douilles pour butées de profondeur assorties incluses.

• ø 4.2 mm

REF 343-042-07		tioLogic® TWINFIT implant	ø 4.2 mm	L 7.0 mm
REF 343-042-09		tioLogic® TWINFIT implant	ø 4.2 mm	L 9.0 mm
REF 343-042-11		tioLogic® TWINFIT implant	ø 4.2 mm	L 11.0 mm
REF 343-042-13		tioLogic® TWINFIT implant	ø 4.2 mm	L 13.0 mm
REF 343-042-15		tioLogic® TWINFIT implant	ø 4.2 mm	L 15.0 mm

Vis de couverture M et douilles pour butées de profondeur assorties incluses.

• ø 4.8 mm

REF 343-048-07		tioLogic® TWINFIT implant	ø 4.8 mm	L 7.0 mm
REF 343-048-09		tioLogic® TWINFIT implant	ø 4.8 mm	L 9.0 mm
REF 343-048-11		tioLogic® TWINFIT implant	ø 4.8 mm	L 11.0 mm
REF 343-048-13		tioLogic® TWINFIT implant	ø 4.8 mm	L 13.0 mm
REF 343-048-15		tioLogic® TWINFIT implant	ø 4.8 mm	L 15.0 mm

Vis de couverture L et douilles pour butées de profondeur assorties incluses.

• ø 5.5 mm

REF 343-055-09		tioLogic® TWINFIT implant	ø 5.5 mm	L 9.0 mm
REF 343-055-11		tioLogic® TWINFIT implant	ø 5.5 mm	L 11.0 mm
REF 343-055-13		tioLogic® TWINFIT implant	ø 5.5 mm	L 13.0 mm
REF 343-055-15		tioLogic® TWINFIT implant	ø 5.5 mm	L 15.0 mm

Vis de couverture L et douilles pour butées de profondeur assorties incluses.

• tioLogic® TWINFIT conformateurs gingivaux – cylindriques

• cylindriques S

platform

REF 344-110-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival S	cylindrique, plateforme	GH 2.0 mm
REF 344-112-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival S	cylindrique, plateforme	GH 4.0 mm

• cylindriques M

platform

REF 344-210-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival M	cylindrique, plateforme	GH 2.0 mm
REF 344-212-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival M	cylindrique, plateforme	GH 4.0 mm
REF 344-214-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival M	cylindrique, plateforme	GH 6.0 mm

• cylindriques L

platform

REF 344-310-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival L	cylindrique, plateforme	GH 2.0 mm
REF 344-312-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival L	cylindrique, plateforme	GH 4.0 mm
REF 344-314-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival L	cylindrique, plateforme	GH 6.0 mm

• tioLogic® TWINFIT conformateurs gingivaux – anatomiques

• anatomiques S

REF 344-110-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival S	cylindrique, plateforme	GH 2.0 mm
REF 344-120-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival S	anatomique plateforme	GH 4.0 mm

platform

• anatomiques M

REF 344-210-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival M	cylindrique, plateforme	GH 2.0 mm
REF 344-220-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival M	anatomique plateforme	GH 4.0 mm
REF 344-222-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival M	anatomique plateforme	GH 6.0 mm

platform

• anatomiques L

REF 344-310-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival L	cylindrique, plateforme	GH 2.0 mm
REF 344-320-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival L	anatomique plateforme	GH 4.0 mm
REF 344-322-00		tioLogic® TWINFIT conformateur gingival L	anatomique plateforme	GH 6.0 mm

platform



PROTHÈSE

- Cassette – kit prothétique pour tioLogic®

- Kit prothétique

REF 387-426-00 Kit prothétique pour tioLogic® Pourvu d'accessoires et de composants facilitant la mise en œuvre prothétique.

- pour tous les diamètres d'implant
- conteneur de rangement



- Cassette – kit prothétique pour tioLogic®

- Contenu du kit prothétique pour tioLogic®

REF 387-800-00


Clé à cliquet dynamométrique
avec fonction de blocage

REF 387-620-00

Clé hexagonale – cliquet de 1.3,
L 16.0 mm

REF 387-622-00

Clé hexagonale – cliquet de 1.3,
L 26.0 mm



Ligne de piliers S

pour tioLogic® TWINFIT implants de $\varnothing$ 3.3 mm

ABUTMENT SWITCH

2 GÉOMÉTRIES DE RACCORDEMENT – 1 IMPLANT

Composants ligne de piliers S

Empreinte

REF 345-110-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte S, plateforme, fenestré, avec vis à filet réduit	L 10.0 mm
REF 345-112-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte S, plateforme, fenestré, avec vis à filet réduit	L 14.0 mm
REF 345-120-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte S, plateforme, fermé, avec coiffe d'empreinte, vis de fixation	L 9.0 mm
REF 345-122-00		tioLogic® TWINFIT coiffe d'empreinte	L 5.8 mm
REF 385-124-00		Auxiliaire de positionnement S pour pilier d'empreinte S, fermé	L 9.6 mm

Modèle

REF 345-130-00		tioLogic® TWINFIT analogue d'implant S, pour modèles coulés	L 12.0 mm
REF 345-132-00		tioLogic® TWINFIT analogue d'implant S, pour modèles imprimés et coulés avec vis	L 12.0 mm

Restaurations provisoires

REF 344-130-00		tioLogic® TWINFIT pilier provisoire S, plateforme, avec vis	GH 3.0 mm L 12.0 mm
REF 384-910-00		Vis pour pilier provisoire	M 1.6 L 13.5 mm

platform

platform

● Composants ligne de piliers S



● Composants CAD/CAM – conique

REF 346-113-01		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM S, conical, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-195-01		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM S, CEREC, Sirona, conical, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-114-01		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM S, conical, canal d'accès à la vis angulé, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm max. 20°
REF 346-197-01		tioLogic® TWINFIT bloc de titane CAD/CAM S, PreForm, conical, avec vis AnoTite	



● Composants CAD/CAM – plateforme

REF 346-113-02		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM S, plateforme, avec vis AnoTite	GH 0.5 mm max. 20°
REF 346-195-02		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM S, CEREC, Sirona, plateforme, avec vis AnoTite	GH 0.5 mm
REF 346-199-02		tioLogic® TWINFIT base à coller en titane CAD/CAM S pour bridges, plateforme, avec vis AnoTite	GH 0.7 mm
REF 346-197-02		tioLogic® TWINFIT bloc de titane CAD/CAM S, PreForm, plateforme, avec vis AnoTite	

● Composants CAD/CAM – accessoires

REF 346-190-02		tioLogic® TWINFIT pilier à scanner CAD/CAM titane S, plateforme, avec vis de fixation	
REF 386-196-00		Douille à modéliser pour base en titane CAD/CAM S, meulable	
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT coiffe à scanner CAD/CAM en titane 4Base, avec vis AnoTite	L 10.0 mm
REF 386-910-00		Vis AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vis prothétique, uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-924-00		Vis AnoTite, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-926-00		Vis prothétique, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-928-00		Vis AnoTite, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vis prothétique, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-932-00		Vis de fixation, pour piliers à scanner et empreinte fermée	M 1.6 L 14 mm

Composants ligne de piliers S

Titane – conique

conical

REF 346-130-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, conical, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.2 mm
REF 346-131-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, conical, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-132-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, conical, avec vis AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.2 mm
REF 346-135-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, conical, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 15°
REF 346-136-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, conical, avec vis AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 15°
REF 346-139-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, conical, anatomique, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

Titane – plateforme

platform

REF 346-130-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, plateforme, avec vis AnoTite	GH 1.0 mm	L 8.0 mm
REF 346-131-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, plateforme, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-132-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, plateforme, avec vis AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.0 mm
REF 346-135-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, plateforme, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 15°
REF 346-136-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, plateforme, avec vis AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 15°
REF 346-139-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane S, plateforme, anatomique, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

Titane – accessoires

REF 386-910-00		Vis AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vis prothétique, uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6	L 9.0 mm

● Composants ligne de piliers S



● 4Base – conique

REF 346-140-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base S, conical	GH 1.5 mm
REF 346-141-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base S, conical	GH 2.5 mm
REF 346-142-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base S, conical	GH 4.0 mm
REF 346-145-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base S, conical, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-146-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base S, conical, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 30°



● 4Base – plateforme

REF 346-140-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base S, plateforme	GH 1.5 mm
REF 346-141-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base S, plateforme	GH 2.5 mm
REF 346-142-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base S, plateforme	GH 4.0 mm
REF 346-145-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base S, plateforme, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-146-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base S, plateforme, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 30°

Composants ligne de piliers S

4Base – composants – accessoires

REF 346-410-00		tioLogic® TWINFIT vis de couverture 4Base		L 5.0 mm
REF 346-412-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte 4Base, fenestré, avec vis		L 11.5 mm
REF 346-414-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte 4Base, fermé, avec coiffe d'empreinte, vis AnoTite		L 6.3 mm
REF 346-416-00		tioLogic® TWINFIT coiffe d'empreinte 4Base		L 5.8 mm
REF 346-432-00		Analogue d'implant 4Base, tioLogic® TWINFIT pour modèles imprimés et coulés		L 14.6 mm
REF 346-420-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en résine (polycarbonate) 4Base avec vis AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-422-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base, à coller, avec vis AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-424-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base, technique laser, avec vis AnoTite		L 6.2 mm
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base tioLOC	GH 3.1 mm	L 4.7 mm
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT coiffe à scanner CAD/CAM en titane 4Base, avec vis AnoTite		L 10.0 mm
REF 386-910-00		Vis AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-912-00		Vis AnoTite Barre / bridge / AngleFix	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-914-00		Vis prothétique uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-916-00		Vis prothétique Barre/bridge/ AngleFix uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-928-00		Vis AnoTite, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6	L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vis prothétique, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6	L 5.5 mm

● Composants ligne de piliers **S**



● Piliers à tête sphérique – plateforme

REF 346-160-02		tioLogic® TWINFIT pilier à tête sphérique S, plateforme	GH 1.5 mm	ø 2.25 mm
REF 346-161-02		tioLogic® TWINFIT pilier à tête sphérique S, plateforme	GH 3.0 mm	ø 2.25 mm
REF 346-162-02		tioLogic® TWINFIT pilier à tête sphérique S, plateforme	GH 4.5 mm	ø 2.25 mm

● Piliers à tête sphérique – accessoires

REF 386-614-00		Analogue d'implant à tête sphérique	ø 2.25 mm	
REF 386-630-00		Dalbo®-PLUS partie femelle TE basic complète		
REF 386-631-00		Dalbo®-PLUS insert de rétention E		

Composants ligne de piliers S



• tioLOC – plateforme

REF 346-151-02		tioLogic® TWINFIT pilier tioLOC S, plateforme	GH 1.5 mm	
REF 346-152-02		tioLogic® TWINFIT pilier tioLOC S, plateforme	GH 3.0 mm	
REF 346-153-02		tioLogic® TWINFIT pilier tioLOC S, plateforme	GH 4.5 mm	
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base tioLOC compatible avec LOCATOR®	GH 3.1 mm	L 4.7 mm

• tioLOC – accessoires

REF 346-512-00		Coiffes d'empreinte 2 pièces	ø 5.6 mm	L 4.5 mm
REF 346-514-00		Laboratoire 2 pièces	ø 4.0 mm	L 10.0 mm
REF 346-516-00		Kit de coiffes de rétention 1 boîtier acier inox. pour coiffes, 1 plaque de protection, 1 coiffe de laboratoire, 3 coiffes de rétention (avec tige interne)		
REF 346-518-00*		Coiffes de laboratoire noires (avec broche) 4 pièces		
REF 346-520-00*		Coiffes jaunes (avec broche) 4 pièces	0-20°, 700 g	
REF 346-522-00*		Coiffes roses (avec broche) 4 pièces	0-20°, 900 g	
REF 346-524-00*		Coiffes transparentes (avec broche) 4 pièces	0-20°, 1.500 g	
REF 346-526-00*		Coiffes violettes (avec broche) 4 pièces	0-20°, 2.700 g	
REF 346-530-00		Plaque de protection 10 pièces		
REF 347-745-00		Outil d'insertion / de retrait de coiffes		

* REMARQUE IMPORTANTE - NOUVEAU FABRICANT : Les coiffes de rétention achetées à partir du 01.01.2024 ne sont pas compatibles avec les modèles antérieurs.



Ligne de piliers M

pour les implants tioLogic® TWINFIT de $\varnothing$ 3.7 mm et $\varnothing$ 4.2 mm

ABUTMENT SWITCH

2 GÉOMÉTRIES DE RACCORDEMENT – 1 IMPLANT

Composants ligne de piliers M

Empreinte

REF 345-210-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte M, plateforme, fenestré avec vis à filet réduit	L 10.0 mm
REF 345-212-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte M, plateforme, fenestré avec vis à filet réduit	L 14.0 mm
REF 345-220-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte M, plateforme, fermé avec coiffe d'empreinte, vis de fixation	L 9.5 mm
REF 345-222-00		tioLogic® TWINFIT coiffe d'empreinte M	L 5.8 mm
REF 385-224-00		Auxiliaire de positionnement M pour pilier d'empreinte M, fermé	L 9.6 mm

Modèle

REF 345-230-00		tioLogic® TWINFIT analogue d'implant M, pour modèles coulés	L 12.0 mm
REF 345-232-00		tioLogic® TWINFIT analogue d'implant M, pour modèles imprimés et coulés avec vis	L 12.0 mm

Restaurations provisoires

REF 344-230-00		tioLogic® TWINFIT pilier provisoire M, plateforme avec vis	GH 3.0 mm L 12.0 mm
REF 384-910-00		Vis pour pilier provisoire	M 1.6 L 13.5 mm

● Composants ligne de piliers M



● Composants CAD/CAM – conique

REF 346-213-01		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM M, conical, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-295-01		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM M, CEREC, Sirona, conical, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-214-01		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM M, conical, canal d'accès à la vis angulé, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm max. 20°
REF 346-297-01		tioLogic® TWINFIT bloc de titane CAD/CAM M, PreForm, conical, avec vis AnoTite	



● Composants CAD/CAM – plateforme

REF 346-213-02		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM M, plateforme, avec vis AnoTite	GH 0.5 mm max. 20°
REF 346-295-02		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM M, CEREC, Sirona, plateforme, avec vis AnoTite	GH 0.5 mm
REF 346-299-02		tioLogic® TWINFIT base à coller en titane CAD/CAM M pour bridges, plateforme, avec vis AnoTite	GH 0.7 mm
REF 346-297-02		tioLogic® TWINFIT bloc de titane CAD/CAM M, PreForm, plateforme, avec vis AnoTite	

● Composants CAD/CAM – accessoires

REF 346-290-02		tioLogic® TWINFIT pilier à scanner CAD/CAM titane M, plateforme, avec vis de fixation	
REF 386-296-00		Douille à modéliser pour base en titane CAD/CAM M, meulable	
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT coiffe à scanner CAD/CAM en titane 4Base, avec vis AnoTite	L 10.0 mm
REF 386-910-00		Vis AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vis prothétique, uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-924-00		Vis AnoTite, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-926-00		Vis prothétique, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-928-00		Vis AnoTite, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vis prothétique, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-932-00		Vis de fixation, pour piliers à scanner et empreinte fermée	M 1.6 L 14 mm

Composants ligne de piliers M

Titane – conique

conical

REF 346-230-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, conical, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.2 mm
REF 346-231-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, conical, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-232-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, conical, avec vis AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.2 mm
REF 346-235-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, conical, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 20°
REF 346-236-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, conical, avec vis AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 20°
REF 346-239-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, conical, anatomique, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.2 mm

Titane – plateforme

platform

REF 346-230-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, plateforme, avec vis AnoTite	GH 1.0 mm	L 8.0 mm
REF 346-231-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, plateforme, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-232-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, plateforme, avec vis AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.0 mm
REF 346-235-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, plateforme, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 20°
REF 346-236-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, plateforme, avec vis AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 20°
REF 346-239-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane M, plateforme, anatomique, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

Titane – accessoires

REF 386-910-00		Vis AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vis prothétique, uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6	L 9.0 mm

● Composants ligne de piliers **M**



● 4Base – conique

REF 346-240-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base M, conical	GH 1.5 mm
REF 346-241-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base M, conical	GH 2.5 mm
REF 346-242-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base M, conical	GH 4.0 mm
REF 346-245-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base M, conical, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-246-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base M, conical, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 30°



● 4Base – plateforme

REF 346-240-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base M, plateforme	GH 1.5 mm
REF 346-241-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base M, plateforme	GH 2.5 mm
REF 346-242-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base M, plateforme	GH 4.0 mm
REF 346-245-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base M, plateforme, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-246-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base M, plateforme, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 30°

● Composants ligne de piliers M

● 4Base – composants – accessoires

REF 346-410-00		tioLogic® TWINFIT vis de couverture 4Base		L 5.0 mm
REF 346-412-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte 4Base, fenestré, avec vis		L 11.5 mm
REF 346-414-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte 4Base, fermé, avec coiffe d'empreinte, vis AnoTite		L 6.3 mm
REF 346-416-00		tioLogic® TWINFIT coiffe d'empreinte 4Base		L 5.8 mm
REF 346-432-00		Analogue d'implant 4Base, tioLogic® TWINFIT pour modèles imprimés et coulés		L 14.6 mm
REF 346-420-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en résine (polycarbonate) 4Base avec vis AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-422-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base, à coller, avec vis AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-424-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base, technique laser, avec vis AnoTite		L 6.2 mm
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base tioLOC	GH 3.1 mm	L 4.7 mm
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT coiffe à scanner CAD/CAM en titane 4Base, avec vis AnoTite		L 10.0 mm
REF 386-910-00		Vis AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-912-00		Vis AnoTite Barre / bridge / AngleFix	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-914-00		Vis prothétique uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-916-00		Vis prothétique Barre/bridge/ AngleFix uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-928-00		Vis AnoTite, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6	L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vis prothétique, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6	L 5.5 mm

● Composants ligne de piliers **M**



● Piliers à tête sphérique – plateforme

REF 346-260-02		tioLogic® TWINFIT pilier à tête sphérique M, plateforme	GH 1.5 mm	ø 2.25 mm
REF 346-261-02		tioLogic® TWINFIT pilier à tête sphérique M, plateforme	GH 3.0 mm	ø 2.25 mm
REF 346-262-02		tioLogic® TWINFIT pilier à tête sphérique M, plateforme	GH 4.5 mm	ø 2.25 mm

● Piliers à tête sphérique – accessoires

REF 386-614-00		Analogue d'implant à tête sphérique	ø 2.25 mm	
REF 386-630-00		Dalbo®-PLUS partie femelle TE basic complète		
REF 386-631-00		Dalbo®-PLUS insert de rétention E		

Composants ligne de piliers M



• tioLOC – plateforme

REF 346-251-02		tioLogic® TWINFIT pilier tioLOC M, plateforme	GH 1.5 mm	
REF 346-252-02		tioLogic® TWINFIT pilier tioLOC M, plateforme	GH 3.0 mm	
REF 346-253-02		tioLogic® TWINFIT pilier tioLOC M, plateforme	GH 4.5 mm	
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base tioLOC compatible avec LOCATOR®	GH 3.1 mm	L 4.7 mm

• tioLOC – accessoires

REF 346-512-00		Coiffes d'empreinte 2 pièces	ø 5.6 mm	L 4.5 mm
REF 346-514-00		Laboratoire 2 pièces	ø 4.0 mm	L 10.0 mm
REF 346-516-00		Kit de coiffes de rétention 1 boîtier acier inox. pour coiffes, 1 plaque de protection, 1 coiffe de laboratoire, 3 coiffes de rétention (avec tige interne)		
REF 346-518-00*		Coiffes de laboratoire noires (avec broche) 4 pièces		
REF 346-520-00*		Coiffes jaunes (avec broche) 4 pièces	0-20°, 700 g	
REF 346-522-00*		Coiffes roses (avec broche) 4 pièces	0-20°, 900 g	
REF 346-524-00*		Coiffes transparentes (avec broche) 4 pièces	0-20°, 1.500 g	
REF 346-526-00*		Coiffes violettes (avec broche) 4 pièces	0-20°, 2.700 g	
REF 346-530-00		Plaque de protection 10 pièces		
REF 347-745-00		Outil d'insertion / de retrait de coiffes		

* REMARQUE IMPORTANTE - NOUVEAU FABRICANT : Les coiffes de rétention achetées à partir du 01/01/2024 ne sont pas compatibles avec les modèles antérieurs.



Ligne de piliers L

pour les implants tioLogic® TWINFIT de $\varnothing$ 4.8 mm et $\varnothing$ 5.5 mm

ABUTMENT SWITCH

2 GÉOMÉTRIES DE RACCORDEMENT – 1 IMPLANT

Composants ligne de piliers L

Empreinte

REF 345-310-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte L, plateforme, fenestré avec vis à filet réduit	L 10.0 mm
REF 345-312-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte L, plateforme, fenestré avec vis à filet réduit	L 14.0 mm
REF 345-320-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte L, plateforme, fermé avec coiffe d'empreinte, vis de fixation	L 9.5 mm
REF 345-322-00		tioLogic® TWINFIT coiffe d'empreinte L	L 5.8 mm
REF 385-324-00		Auxiliaire de positionnement L pour pilier d'empreinte L, fermé	L 9.6 mm

Modèle

REF 345-330-00		tioLogic® TWINFIT analogue d'implant L, pour modèles coulés	L 12.0 mm
REF 345-332-00		tioLogic® TWINFIT analogue d'implant M, pour modèles imprimés et coulés avec vis	L 12.0 mm

Restaurations provisoires

REF 344-330-00		tioLogic® TWINFIT pilier provisoire L, plateforme, avec vis	GH 3.0 mm L 12.0 mm
REF 384-910-00		Vis pour pilier provisoire	M 1.6 L 13.5 mm

● Composants ligne de piliers L



● Composants CAD/CAM – conique

REF 346-313-01		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM L, conical, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-395-01		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM L, CEREC Sirona, conical, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-314-01		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM L, conical, canal d'accès à la vis angulé, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm max. 20°
REF 346-397-01		tioLogic® TWINFIT bloc de titane CAD/CAM L, PreForm, conical, avec vis AnoTite	



● Composants CAD/CAM – plateforme

REF 346-313-02		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM L, plateforme, avec vis AnoTite	GH 0.5 mm max. 20°
REF 346-395-02		tioLogic® TWINFIT base en titane CAD/CAM L, CEREC, Sirona, plateforme, avec vis AnoTite	GH 0.5 mm
REF 346-399-02		tioLogic® TWINFIT base à coller en titane CAD/CAM L pour bridges, plateforme, avec vis AnoTite	GH 0.7 mm
REF 346-397-02		tioLogic® TWINFIT bloc de titane CAD/CAM L, PreForm, plateforme, avec vis AnoTite	

● Composants CAD/CAM – accessoires

REF 346-390-02		tioLogic® TWINFIT pilier à scanner CAD/CAM titane L, plateforme, avec vis de fixation	
REF 386-396-00		Douille à modéliser pour base en titane CAD/CAM L, meulable	
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT coiffe à scanner CAD/CAM en titane 4Base, avec vis AnoTite	L 10.0 mm
REF 386-910-00		Vis AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vis prothétique, uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-924-00		Vis AnoTite, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-926-00		Vis prothétique, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-928-00		Vis AnoTite, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vis prothétique, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-932-00		Vis de fixation, pour piliers à scanner et empreinte fermée	M 1.6 L 14 mm

Composants ligne de piliers L

Titane – conique

conical

REF 346-330-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, conique, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.2 mm
REF 346-331-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, conique, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-332-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, conique, avec vis AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.2 mm
REF 346-335-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, conique, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 20°
REF 346-336-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, conique, avec vis AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 20°
REF 346-339-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, conique, anatomique, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

Titane – plateforme

platform

REF 346-330-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, plateforme, avec vis AnoTite	GH 1.0 mm	L 8.0 mm
REF 346-331-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, plateforme, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-332-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, plateforme, avec vis AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.0 mm
REF 346-335-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, plateforme, avec vis AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 20°
REF 346-336-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, plateforme, avec vis AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 20°
REF 346-339-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane L, plateforme, anatomique, avec vis AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

Titane – accessoires

REF 386-910-00		Vis AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vis prothétique, uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6	L 9.0 mm

● Composants ligne de piliers L



● 4Base – conique

REF 346-340-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base L, conical	GH 1.5 mm
REF 346-341-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base L, conical	GH 2.5 mm
REF 346-342-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base L, conical	GH 4.0 mm
REF 346-345-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base L, conical, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-346-01		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base L, conical, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 30°



● 4Base – plateforme

REF 346-340-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base L, plateforme	GH 1.5 mm
REF 346-341-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base L, plateforme	GH 2.5 mm
REF 346-342-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base L, plateforme	GH 4.0 mm
REF 346-345-02		tioLogic® TWINFIT pilier, 4Base L, plateforme, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-346-02		tioLogic® TWINFIT pilier 4Base L, plateforme, avec vis AnoTite	GH 3.2 mm 30°

● Composants ligne de piliers L

● 4Base – composants – accessoires

REF 346-410-00		tioLogic® TWINFIT vis de couverture 4Base		L 5.0 mm
REF 346-412-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte 4Base, fenestré, avec vis		L 11.5 mm
REF 346-414-00		tioLogic® TWINFIT pilier d'empreinte 4Base, fermé, avec coiffe d'empreinte, vis AnoTite		L 6.3 mm
REF 346-416-00		tioLogic® TWINFIT coiffe d'empreinte 4Base		L 5.8 mm
REF 346-432-00		Analogue d'implant 4Base, tioLogic® TWINFIT pour modèles imprimés et coulés		L 14.6 mm
REF 346-420-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en résine (polycarbonate) 4Base avec vis AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-422-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base, à coller, avec vis AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-424-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base, technique laser, avec vis AnoTite		L 6.2 mm
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base tioLOC	GH 3.1 mm	L 4.7 mm
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT coiffe à scanner CAD/CAM en titane 4Base, avec vis AnoTite		L 10.0 mm
REF 386-910-00		Vis AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-912-00		Vis AnoTite Barre / bridge / AngleFix	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-914-00		Vis prothétique uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-916-00		Vis prothétique Barre/bridge/ AngleFix uniquement pour utilisation en laboratoire	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-928-00		Vis AnoTite, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6	L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vis prothétique, pour canaux d'accès à la vis angulés	M 1.6	L 5.5 mm

● Composants ligne de piliers **L**



● Piliers à tête sphérique – plateforme

REF 346-360-02		tioLogic® TWINFIT pilier à tête sphérique L, plateforme	GH 1.5 mm	ø 2.25 mm
REF 346-361-02		tioLogic® TWINFIT pilier à tête sphérique L, plateforme	GH 3.0 mm	ø 2.25 mm
REF 346-362-02		tioLogic® TWINFIT pilier à tête sphérique L, plateforme	GH 4.5 mm	ø 2.25 mm

● Piliers à tête sphérique – accessoires

REF 386-614-00		Analogue d'implant à tête sphérique		ø 2.25 mm
REF 386-630-00		Dalbo®-PLUS partie femelle TE basic complète		
REF 386-631-00		Dalbo®-PLUS insert de rétention E		

Composants ligne de piliers L



• tioLOC – plateforme

REF 346-351-02		tioLogic® TWINFIT pilier tioLOC L, plateforme	GH 1.5 mm	
REF 346-352-02		tioLogic® TWINFIT pilier tioLOC L, plateforme	GH 3.0 mm	
REF 346-353-02		tioLogic® TWINFIT pilier tioLOC L, plateforme	GH 4.5 mm	
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT coiffe en titane 4Base tioLOC compatible avec LOCATOR®	GH 3.1 mm	L 4.7 mm

• tioLOC – accessoires

REF 346-512-00		Coiffes d'empreinte 2 pièces	ø 5.6 mm	L 4.5 mm
REF 346-514-00		Laboratoire 2 pièces	ø 4.0 mm	L 10.0 mm
REF 346-516-00		Kit de coiffes de rétention 1 boîtier acier inox. pour coiffes, 1 plaque de protection, 1 coiffe de laboratoire, 3 coiffes de rétention (avec tige interne)		
REF 346-518-00*		Coiffes de laboratoire noires (avec broche) 4 pièces		
REF 346-520-00*		Coiffes jaunes (avec broche) 4 pièces	0-20°, 700 g	
REF 346-522-00*		Coiffes roses (avec broche) 4 pièces	0-20°, 900 g	
REF 346-524-00*		Coiffes transparentes (avec broche) 4 pièces	0-20°, 1.500 g	
REF 346-526-00*		Coiffes violettes (avec broche) 4 pièces	0-20°, 2.700 g	
REF 346-530-00		Plaque de protection 10 pièces		
REF 347-745-00		Outil d'insertion / de retrait de coiffes		

* REMARQUE IMPORTANTE - NOUVEAU FABRICANT : Les coiffes de rétention achetées à partir du 01/01/2024 ne sont pas compatibles avec les modèles antérieurs.



ACCESSOIRES

- Accessoires chirurgie

- Plateau d'instruments d'ostéotomie

REF 350-103-00

Plateau d'instruments d'ostéotomie
non équipé



- Articles unitaires – ostéotomie

REF 350-170-00



Ostéotome
concave, coudé

ø 2.0 mm

REF 350-172-00



Ostéotome
concave, coudé

ø 3.3 mm

REF 350-174-00



Ostéotome
concave, coudé

ø 3.7 mm

REF 350-176-00



Ostéotome
concave, coudé

ø 4.2 mm

REF 350-178-00



Ostéotome
concave, coudé

ø 4.8 mm

REF 350-180-00



Ostéotome
concave, coudé

ø 5.5 mm

● Accessoires chirurgie

● Articles unitaires – chirurgie

REF 387-509-00		Rallonge pour foret, tige ISO hexagone		L 21.0 mm
REF 387-511-00		Adaptateur, tige ISO, hexagone / cliquet		L 15.0 mm
REF 387-513-00		Adaptateur, tige ISO, hexagone / cliquet		L 20.0 mm
REF 347-514-00		Pilier pour parallélisme		L 21.8 mm
REF 387-536-00		tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant S, tige ISO	ø 3.3 mm	L 23.5 mm
REF 387-537-00		tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant M, tige ISO	ø 3.7/4.2 mm	L 23.5 mm
REF 387-538-00		tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant L, tige ISO	ø 4.8/5.5 mm	L 23.5 mm
REF 387-526-00		tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant S, tige ISO	ø 3.3 mm	L 26.5 mm
REF 387-527-00		tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant M, tige ISO	ø 3.7/4.2 mm	L 26.5 mm
REF 387-528-00		tioLogic® TWINFIT clé de vissage d'implant L, tige ISO	ø 4.8/5.5 mm	L 26.5 mm
REF 387-531-00		tioLogic® TWINFIT clé de vissage S, cliquet	ø 3.3 mm	L 26.6 mm
REF 387-532-00		tioLogic® TWINFIT clé de vissage M, cliquet	ø 3.7/4.2 mm	L 26.6 mm
REF 387-533-00		tioLogic® TWINFIT clé de vissage L, cliquet	ø 4.8/5.5 mm	L 26.6 mm

● Accessoires chirurgie/prothèse

● Articles unitaires – chirurgie / prothèse

REF 385-124-00		Auxiliaire de positionnement S, pour pilier d'empreinte S, fermé		L 9.6 mm
REF 385-224-00		Auxiliaire de positionnement M, pour pilier d'empreinte M, fermé		L 9.6 mm
REF 385-324-00		Auxiliaire de positionnement L, pour pilier d'empreinte L, fermé		L 9.6 mm
REF 387-610-00		Clé hexagonale, tige ISO	SW 1.3	L 20.0 mm
REF 387-612-00		Clé hexagonale, tige ISO	SW 1.3	L 26.0 mm
REF 387-620-00		Clé hexagonale – cliquet	SW 1.3	L 16.0 mm
REF 387-622-00		Clé hexagonale – cliquet	SW 1.3	L 26.0 mm
REF 347-646-00		tioLogic® TWINFIT PentaGrip clé de vissage, tige ISO		L 22.3 mm
REF 387-624-00		Clé à tête sphérique pour canal d'accès à la vis angulé, tige ISO	SW 1.3	L 26.0 mm
REF 387-650-00		tioLOC clé de vissage, cliquet		L 15.5 mm
REF 387-800-00		Clé à cliquet dynamométrique avec fonction de blocage – non représentée en grandeur nature –		15 – ∞ Ncm
REF 387-602-00		Molette – non représentée en grandeur nature –	ø 18.0 mm	

● Accessoires prothèse

● Articles unitaires – prothèse

REF 387-730-00		Fraise – assise de la vis AnoTite – non représentée en grandeur nature –
REF 387-663-00		Dalbo®-PLUS tournevis / activateur
REF 347-745-00		Outil d'insertion / de retrait de coiffes
REF 386-468-00		Goupille cylindrique pour le canal de la vis

● Modèles de démonstration

REF 348-420-00		tioLogic® TWINFIT implant de démonstration Ø 4.2 mm, L 13.0 mm	Échelle 5:1
REF 348-424-01		tioLogic® TWINFIT pilier en titane pour démonstration M, conique GH 2.5 mm	Échelle 5:1
REF 348-424-02		tioLogic® TWINFIT pilier en titane pour démonstration M, plateforme GH 2.5 mm	Échelle 5:1
REF 348-410-00		tioLogic® TWINFIT modèle de démonstration acrylique, maxillaire, partiellement édenté, 4 implants, sans équipement prothétique	Échelle 1:1
REF 348-412-00		tioLogic® TWINFIT, modèle de démonstration acrylique, mandibule, édenté, 4 implants, sans équipement prothétique	Échelle 1:1


CITO mini® – la réussite en 3 étapes



1. Perforation gingivale



2. Forage étagé



3. Insertion de l'implant

Mince. Rapide. Facile.

- Mise en charge immédiate dans de nombreux cas
- Possibilité d'éviter des mesures augmentatives
- La solution idéale en cas de volume osseux faible
- Stabilisation durable des prothèses hybrides



En savoir plus sur CITO mini®

CITO mini®

Le système implantaire

CITO mini® – L'implant à tête sphérique monobloc pour la stabilisation de prothèse dans les mâchoires édentées ou partiellement édentées.



Épaulement gingival poli

Soutien optimal des tissus mous

Fin filet crestal

Conditionnement de surface éprouvé

Géométrie des filets optimisée par la méthode des éléments finis¹


Filet autotaraudant

¹ I. Hasan, C. Bouraue: Biomechanische Untersuchungen des Einflusses von Geometrievarianten des CITO mini® Implantats; Universität Bonn 2014. (Essais biomécaniques portant sur l'influence des variantes géométriques de l'implant CITO mini® ; Université de Bonn 2014).

● CITO mini®

● Transparent pour la planification, échelle 1:1 / 1.25:1 / 1.4:1

REF 301-410-00 Transparent pour la planification CITO mini®



● Cassette chirurgicale

REF 307-000-00



CITO mini® Surgical Tray

Conditionnement :

- Fraise de marquage
- Foret étagé pour $\varnothing$ 1.8 mm
- Foret étagé pour $\varnothing$ 2.2 mm
- Foret étagé pour $\varnothing$ 2.5 mm
- PentaGrip clé de vissage (tige ISO)

● Instruments rotatifs

REF 382-015-00		Fraise de marquage	$\varnothing$ 1.5 mm	
REF 302-118-00		CITO mini® foret étagé, $\varnothing$ 1.8 mm	$\varnothing$ 1.5 mm	L 17.0 mm
REF 302-122-00		CITO mini® foret étagé, $\varnothing$ 2.2 mm	$\varnothing$ 1.9 mm	L 17.0 mm
REF 302-125-00		CITO mini® foret étagé, $\varnothing$ 2.5 mm	$\varnothing$ 2.1 mm	L 17.0 mm

● Implants

REF 303-018-11		CITO mini® implant	$\varnothing$ 1.8 mm	L 11.0 mm
REF 303-018-13		CITO mini® implant	$\varnothing$ 1.8 mm	L 13.0 mm
REF 303-022-11		CITO mini® implant	$\varnothing$ 2.2 mm	L 11.0 mm
REF 303-022-13		CITO mini® implant	$\varnothing$ 2.2 mm	L 13.0 mm
REF 303-025-11		CITO mini® implant	$\varnothing$ 2.5 mm	L 11.0 mm
REF 303-025-13		CITO mini® implant	$\varnothing$ 2.5 mm	L 13.0 mm

● CITO mini®

● Prothèse pilier à tête sphérique

REF 306-614-00		CITO mini® analogue d'implant à tête sphérique ø 1.8 mm
REF 306-616-00		CITO mini® partie femelle pour joint torique 1
REF 306-618-00		CITO mini® partie femelle pour joint torique 2
REF 306-620-00		CITO mini® partie femelle pour joint torique 3
REF 306-626-00		CITO mini® joint torique pour partie femelle 1, 1 pièce
REF 306-627-00		CITO mini® joint torique pour partie femelle 1, 10 pièces
REF 306-628-00		CITO mini® joint torique pour partie femelle 2 + 3, 1 pièce
REF 306-629-00		CITO mini® joint torique pour partie femelle 2 + 3, 10 pièces

● Accessoires – chirurgie – prothèse

REF 387-511-00		Adaptateur, tige ISO, hexagone/clicquet
REF 307-646-00		CITO mini® PentaGrip clé de vissage, tige ISO
REF 387-800-00		Clé à clicquet dynamométrique, avec fonction de blocage – non représentée en grandeur nature –

15 – ∞ Ncm


● Modèle de démonstration

REF 382-933-00		CITO mini® implant de démonstration	Échelle 5:1
----------------	---	-------------------------------------	-------------




SERVICE

Chirurgie – tioLogic® TWINFIT




Prothèse – tioLogic® TWINFIT




tiologic[®]

SURGERY.



tiologic[®]

PROSTHETICS.



Documents d'information sur tiologic® TWINFIT



● Informations générales

REF 989-910-30 Catalogue Produits tioLogic® TWINFIT

REF 989-767-10 Bibliographie Dentaforum

● Chirurgie

REF 989-911-30 tioLogic® TWINFIT brochure de base

REF 989-912-30 tioLogic® TWINFIT manuel de Chirurgie

REF 989-501-46 tioLogic® TWINFIT couples et clé à cliquet dynamométrique

REF 989-966-03 tioLogic® ST / tioLogic® TWINFIT protocole de l'opération du système implantaire

REF 989-966-14 tioLogic® ST planification de l'implantation / tioLogic® TWINFIT système implantaire

REF 989-800-46 Aperçu usage des forets ADVANCED for tioLogic®

● Prothèse

REF 989-913-30 tioLogic® TWINFIT manuel de Prothèse

REF 989-702-13 tioLogic® digital. brochure de base

REF 989-966-23 tioLogic® ST / tioLogic® TWINFIT fiche de suivi cabinet du système implantaire

REF 989-800-87 tioLogic® digital. manuel

● Documents d'information pour le patient

REF 989-996-30 tioLogic® brochure du patient

REF 989-961-30 tioLogic® carnet implantaire

● Documents d'information pour le praticien

REF 989-359-30 CITO mini® brochure de base

REF 989-360-30 CITO mini® manuel de Chirurgie-Prothèse

REF 989-361-30 CITO mini® protocole de forage

Clé à cliquet dynamométrique

Utiliser la clé à cliquet dynamométrique


exclusivement pour les actes cliniques.

Au laboratoire, les vis prothétiques sont serrées

manuellement de manière dosée.



• Couples de serrage pour les implants et composants prothétiques*

Insertion de l'implant		max. 40 Ncm (en fonction de la densité osseuse)	
tioLogic® TWINFIT vis de couverture implant		15 Ncm ou manuellement	
tioLogic® TWINFIT vis de couverture pilier 4Base		15 Ncm ou manuellement	
tioLogic® TWINFIT conformateur gingival		15 Ncm ou manuellement	
tioLogic® TWINFIT vis pour pilier d'empreinte		15 Ncm ou manuellement	
tioLogic® TWINFIT vis pour pilier provisoire		15 Ncm ou manuellement	
Vis AnoTite – L 9.0 mm		30 Ncm	
tioLogic® TWINFIT pilier 4Base		35 Ncm	
Vis AnoTite – L 6.0 mm		25 Ncm	
tioLogic® TWINFIT pilier à tête sphérique		35 Ncm	
tioLogic® TWINFIT pilier tioLOC		30 Ncm	
Vis AnoTite – L 8.5 mm pour canaux d'accès à la vis angulés		25 Ncm	
Vis AnoTite – L 5.5 mm pour canaux d'accès à la vis angulés		25 Ncm	
Vis de fixation à filet raccourci		20 Ncm	

● Inserts pour la clé à cliquet dynamométrique**



Clé hexagonale de 1,3,
cliquet, L 26.0 mm



Clé hexagonale de 1,3,
cliquet, L 16.0 mm



tioLogic® TWINFIT clé de
vissage S, cliquet,
L 26.6 mm



tioLogic® TWINFIT clé de
vissage M, cliquet,
L 26.6 mm



tioLogic® TWINFIT clé de
vissage L, cliquet,
L 26.6 mm



tioLOC clé de vissage,
cliquet, L 15.0 mm



Adaptateur, tige ISO
hexagone/cliquet,
L 15.0 mm



Adaptateur, tige ISO
hexagone/cliquet,
L 20.0 mm

● Tige ISO inserts pour adaptateur tige ISO / cliquet



tioLogic® TWINFIT clé de
vissage d'implant S, tige ISO,
L 23.5 mm



tioLogic® TWINFIT clé de
vissage d'implant M, tige ISO,
L 23.5 mm



tioLogic® TWINFIT clé de
vissage d'implant L, tige ISO,
L 23.5 mm



tioLogic® TWINFIT PentaGrip
clé de vissage, tige ISO,
L 22.3 mm



Clé hexagonale
de 1.3, tige ISO,
L 20.0 mm



tioLogic® TWINFIT clé
de vissage d'implant S,
tige ISO, L 26.5 mm



tioLogic® TWINFIT clé
de vissage d'implant M,
tige ISO, L 26.5 mm



tioLogic® TWINFIT clé
de vissage d'implant L,
tige ISO, L 26.5 mm



Rallonge de foret,
tige ISO hexagone,
L 21.0 mm



Clé hexagonale
de 1.3, tige ISO,
L 26.0 mm



Clé à tête sphérique,
tige ISO de 1.3,
L 26.0 mm

* obtention de la stabilité primaire et de l'ostéointégration

** Il existe différents inserts en fonction de l'utilisation.

Composition des matériaux

Implants ø 3.3, 3.7 et 4.2 mm

Implants ø 4.8 et 5.5 mm

Vis de couverture

Douilles pour butées de profondeur

Conformateur gingival

Piliers d'empreinte :

- Pilier d'empreinte, fenestré
- Vis pour pilier d'empreinte, fenestrée
- Vis pour pilier d'empreinte, fenestré, à filet raccourci
- Pilier d'empreinte, fermé et vis
- Coiffe d'empreinte pour pilier d'empreinte, fermée

Piliers provisoires :

- Vis pour pilier provisoire

Piliers en titane :

- Piliers en titane droits/coudés
- Base en titane CAD/CAM
- Bloc de titane CAD/CAM

Piliers à scanner

Piliers à scanner en titane et coiffe à scanner 4Base en titane

Piliers 4Base

Coiffes 4Base :

- Coiffe en résine 4Base
- Coiffe en titane, pour laser 4Base
- Coiffe en titane, à coller 4Base
- Vis de couverture 4Base
- Pilier d'empreinte 4Base, fenestré
- Vis pour pilier d'empreinte 4Base, fenestrée
- Pilier d'empreinte 4Base, fermé
- Coiffe d'empreinte pour pilier d'empreinte 4Base, fermée

Analogue d'implant 4Base

Pilier à tête sphérique

Analogue d'implant à tête sphérique

Pilier tioLOC

Vis prothétiques :

- Vis AnoTite
- Vis prothétiques
- Vis de fixation

Titane de grade 5

Titane de grade 4

Titane de grade 5

Polycarbonate USP Class VI

Titane de grade 5

Titane de grade 5

Acier inoxydable, 1.4305

Titane de grade 5

Titane de grade 5

POM

PEEK (polyétheréthercétone)

Titane de grade 5

Titane de grade 5

Titane de grade 5

Titane de grade 5

Titane grade 5

PEEK (polyétheréthercétone)

Titane grade 5

Titane de grade 5

Polycarbonate

Titane grade 5

Titane grade 5

Titane de grade 5

Titane de grade 5

Acier inoxydable, 1.4305

Titane de grade 5

POM

Titane de grade 5

Titane de grade 5

Aluminium

Titane de grade 5

Titane de grade 5

Titane de grade 5

Titane de grade 5

● Titane de grade 4 DIN EN ISO 5832-2

Composition chimique [pourcentage par rapport à la masse]

O	0.4 % max.
Fe	0.5 % max.
C	0.1 % max.
N	0.05 % max.
H	0.0125 % max.
Ti	Reste

Propriétés physiques et mécaniques

Limite d'allongement 0.2 %	520 MPa min.
Résistance à la traction	680 MPa min.
Allongement à la rupture	10 % min.

● Titane de grade 5 DIN EN ISO 5832-3

Composition chimique [pourcentage par rapport à la masse]

Al	5.5 % – 6.75 %
V	3.5 % – 4.5 %
Fe	0.3 % max.
C	0.08 % max.
N	0.05 % max.
H	0.015 % max.
O	0.2 % max.
Ti	Reste

Propriétés physiques et mécaniques

Limite d'allongement 0.2 %	780 MPa
Résistance à la traction	860 MPa
Allongement à la rupture	10 % min.

● PEEK

Composition chimique [pourcentage par rapport à la masse]

Polyétheréthercétone

Propriétés physiques et mécaniques

Résistance à la limite d'élasticité	95 MPa
Allongement	> 25 %
Module d'élasticité	4.2 GPa
Température d'application	260 °C / 300 °C (constante / brève)

Assurance qualité et gestion de l'environnement



Notre engagement vis-à-vis du praticien et du patient

Dentaurum peut s'appuyer sur plus de 25 ans d'expérience en implantologie, et depuis 1886 sur une expérience en prothèse. Le système implantaire tioLogic® repose donc sur des bases solides qui en font un système de haute qualité pleinement adapté aux besoins de l'utilisateur.

Toutes les activités de Dentaurum GmbH & Co. KG répondent aux critères internationaux en matière de gestion de la qualité.

Normes :

- DIN EN ISO 9001:2000
Systèmes de gestion de la qualité
- DIN EN ISO 13485, dispositifs médicaux
Systèmes de gestion de la qualité

La « gestion de la qualité » signifie la planification, la mise en application et la documentation systématiques de toutes les activités qui influent sur la qualité d'un produit avant, pendant et après sa fabrication. Ce n'est donc pas le contrôle final d'un produit qui est mis en avant, mais plutôt le contrôle permanent de la qualité de ce dernier à chaque étape de son élaboration, c'est-à-dire de la matière première à la fabrication et la vente du produit en passant par l'entreposage. Ce contrôle qualité est effectué conformément aux normes susmentionnées, lesquelles définissent de manière détaillée les critères de qualité qu'une entreprise se doit de remplir pour toutes ces opérations.

Garant de la traçabilité des produits et prestations, ce système de gestion de la qualité permet à Dentaurum de s'assurer que tous les produits et toutes les prestations répondent bien aux attentes des clients et patients. Nos produits sont conformes aux exigences essentielles contenues dans les lois et directives européennes en matière de performance des dispositifs médicaux et de sécurité pour le patient. Les différents produits de Dentaurum GmbH & Co. KG GmbH répondent aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et portent donc le marquage CE.

Système de gestion de l'environnement

Ce système est, avec celui de la gestion de la qualité, bien intégré dans le système de gestion de Dentaureum. Le système de gestion de l'environnement est mis en œuvre par le groupe de travail chargé du système de gestion, dont les membres sont issus de domaines tels que la protection de l'environnement, les marchandises dangereuses, la sécurité au travail, l'approvisionnement et la gestion des matières ainsi que la gestion de la qualité.

Objet de la validation

La politique environnementale, le système de gestion de l'environnement, le programme environnemental, la tenue de l'audit environnemental, l'application du programme de vérification de la conformité environnementale ainsi que la déclaration environnementale simplifiée de l'entreprise Dentaureum GmbH & Co. KG implantée à Ispringen (Allemagne), Turnstr. 31, sont entièrement conformes aux directives et exigences du règlement (CEE) 1221/2009 (EMAS III).

● INDEX – alphabétique A - F

A

- **Adaptateur**
 - Tige ISO hexagone/cliquet 27, 71
- **ADVANCED foret étagé** 27, 29
- **ADVANCED foret évaseur** 27, 29
- **ADVANCED foret implantaire** 27, 29
- **ADVANCED fraise à planer** 27, 28, 29
- **ADVANCED taraud** 27, 29, 35
- **Analogue d'implant 4Base** 49, 57, 65
- **Analogue d'implant / Analogue d'implant pour modèles coulés et imprimés**
 - S 45
 - M 53
 - L 61
- **Analogue d'implant à tête sphérique** 50, 58, 66
- **Analogue d'implant pour tioLOC** 50, 58, 66
- **Auxiliaire de positionnement**
 - S 46, 72
 - M 54, 72
 - L 62, 72

B

- **Base en titane CAD/CAM**
 - S, conique 46
 - S, conique, CEREC, Sirona 46
 - S, plateforme 46
 - S, plateforme, CEREC, Sirona 46
 - M, conique 54
 - M, conique, CEREC, Sirona 54
 - M, plateforme 54
 - M, plateforme, CEREC, Sirona 54
 - L, conique 62
 - L, conique, CEREC, Sirona 62
 - L, plateforme 62
 - L, plateforme, CEREC, Sirona 62
- **Bille de référence radiologique** 25
- **Bloc de titane CAD/CAM**
 - S, PreForm, conique 46
 - S, PreForm, plateforme 46
 - M, PreForm, conique 54
 - M, PreForm, plateforme 54
 - L, PreForm, conique 62
 - L, PreForm, plateforme 62

C

- **Clé à cliquet dynamométrique** 27, 43, 73
- **Clé à tête sphérique – tige ISO pour canal d'accès à la vis angulé** 72
- **Clé de vissage**
 - S – tige ISO 27, 71
 - M – tige ISO 27, 71
 - L – tige ISO 27, 71
 - S – cliquet 27, 71
 - M – cliquet 27, 71
 - L – cliquet 27, 71
 - LOCATOR® pilier / tioLOC – cliquet 72
- **Clé hexagonale de 1.3**
 - Tige ISO 27, 72
 - Cliquet 43, 72
- **Coiffe à scanner CAD/CAM 4Base titane** ... 46, 49, 54, 57, 62, 65
- **Coiffe d'empreinte**
 - S 45
 - M 53
 - L 61
- **Coiffe d'empreinte pour tioLOC** 51, 59, 67
- **Coiffe en résine 4Base** 49, 57, 65
- **Coiffe en titane 4Base** 49, 57, 65
- **Coiffes de rétention pour tioLOC** 51, 59, 67
- **Conformateur gingival**
 - S, anatomique 39
 - S, cylindrique 38

D

- **Dalbo®-PLUS partie femelle TE basic** 50, 58, 66
- **Douille à modéliser pour base en titane CAD/CAM**
 - S 46
 - M 54
 - L 62
- **Douille principale** 31

F

- **Fraise – pour le siège de la vis AnoTite** 73
- **Fraise de marquage** 27, 29
- **Foret pour douille principale** 31
- **Foret pour gaine de forage carbure** 25

● INDEX – alphabétique G - P

G

- **Gaine de forage titane** 25

I

- **Implant de démonstration ø 4.2** 73
- **Insert de rétention en lamelles E pour partie femelle Dalbo®-PLUS** 50, 58, 66

K

- **Kit de coiffes triées pour tioLOC** 51, 59, 67
- **Kit douilles internes** 32
- **Kit prothétique pour tioLogic®** 42

M

- **Modèle de démonstration acrylique, mandibule** 73
- **Modèle de démonstration acrylique, maxillaire** 73
- **Molette** 27, 72

O

- **Ostéotome concave** 70
- **Outil d'insertion / de retrait de coiffe élastique pour tioLOC** 73

P

- **PentaGrip clé de vissage 4Base / tête sphérique – tige ISO** 27, 72
- **Pilier 4Base**
 - S, conique 48
 - S, plateforme 48
 - M, conique 56
 - M, plateforme 56
 - L, conique 64
 - L, plateforme 64

● Pilier à scanner CAD/CAM, titane

- S 46
- M 54
- L 62

● Pilier à tête sphérique

- S, plateforme 50
- M, plateforme 58
- L, plateforme 66

● Pilier d'empreinte

- S, fermé 45
- S, fenestré 45
- M, fermé 53
- M, fenestré 53
- L, fermé 61
- L, fenestré 61

● Pilier d'empreinte 4Base

- fermé 49, 57, 65
- fenestré 49, 57, 65

● Pilier en titane

- S, conique 47
- S, plateforme 47
- M, conique 55
- M, plateforme 55
- L, conique 63
- L, plateforme 63

● Pilier en titane pour démonstration M, conique

- 73

● Pilier en titane pour démonstration M, plateforme

- 73

● Pilier pour parallélisme

- 27, 71

● Pilier provisoire

- S 45
- M 53
- L 61

● Pilier tioLOC

- S, plateforme 51
- M, plateforme 59
- L, plateforme 67

● Plaque de protection pour tioLOC

- 51, 59, 67

● Plaquette « matériau »

- 71

● Plateau d'instruments d'ostéotomie

- 70

● pOosition emporte-pièce gingival

- 33

● pOosition foret étagé

- 34

● pOosition foret évaseur

- 35

● pOosition foret implantaire

- 33

● INDEX – alphabétique R - Z

R

- Rallonge de foret – tige ISO hexagone 27, 71
 - Réassort pour coiffes de laboratoire
pour tioLOC..... 51, 59, 67
-

S

- Support pour douille principale 31, 32
 - Surgical Tray for tioLogic® TWINFIT 26
-

T

- Tiges de positionnement pour
douille principale 34
 - tioLogic® TWINFIT implants 37
 - Tournevis / activateur pour Dalbo®-PLUS 73
 - Transparents pour la planification 24
-

V

- Vis AnoTite..... 46, 47, 49, 54, 55, 57,
..... 62, 63, 65
- Vis de couverture 4Base..... 49, 57, 65
- Vis de fixation 47, 55, 63
- Vis pour pilier provisoire..... 45, 53, 61
- Vis prothétique..... 46, 47, 49, 54, 55, 57,
..... 62, 63, 65

INDEX – numérique par REF

301-410-00 – 344-112-00

301-410-00.....	76
302-118-00.....	76
302-122-00.....	76
302-125-00.....	76
303-018-11.....	76
303-018-13.....	76
303-022-11.....	76
303-022-13.....	76
303-025-11.....	76
303-025-13.....	76
306-614-00.....	77
306-616-00.....	77
306-618-00.....	77
306-620-00.....	77
306-626-00.....	77
306-627-00.....	77
306-628-00.....	77
306-629-00.....	77
307-000-00.....	76
307-646-00.....	77
330-560-00.....	25
341-410-00.....	24
341-412-00.....	24
343-033-09.....	37
343-033-11.....	37
343-033-13.....	37
343-033-15.....	37
343-037-07.....	37
343-037-09.....	37
343-037-11.....	37
343-037-13.....	37
343-037-15.....	37
343-042-07.....	37
343-042-09.....	37
343-042-11.....	37
343-042-13.....	37
343-042-15.....	37
343-048-07.....	37
343-048-09.....	37
343-048-11.....	37
343-048-13.....	37
343-048-15.....	37
343-055-09.....	37
343-055-11.....	37
343-055-13.....	37
343-055-15.....	37
344-110-00.....	38, 39
344-112-00.....	38

344-120-00 – 346-140-02

344-120-00.....	39
344-130-00.....	45
344-210-00.....	38, 39
344-212-00.....	38
344-214-00.....	38
344-220-00.....	39
344-222-00.....	39
344-230-00.....	53
344-310-00.....	38, 39
344-312-00.....	38
344-314-00.....	38
344-320-00.....	39
344-322-00.....	39
344-330-00.....	61
345-110-00.....	45
345-112-00.....	45
345-120-00.....	45
345-122-00.....	45
345-130-00.....	45
345-132-00.....	45
345-210-00.....	53
345-212-00.....	53
345-220-00.....	53
345-222-00.....	53
345-230-00.....	53
345-232-00.....	53
345-310-00.....	61
345-312-00.....	61
345-320-00.....	61
345-322-00.....	61
345-330-00.....	61
345-332-00.....	61
346-113-01.....	46
346-113-02.....	46
346-130-01.....	47
346-130-02.....	47
346-131-01.....	47
346-131-02.....	47
346-132-01.....	47
346-132-02.....	47
346-135-01.....	47
346-135-02.....	47
346-136-01.....	47
346-136-02.....	47
346-139-01.....	47
346-139-02.....	47
346-140-01.....	48
346-140-02.....	48

346-141-01 – 346-260-02

346-141-01.....	48
346-141-02.....	48
346-142-01.....	48
346-142-02.....	48
346-145-01.....	48
346-145-02.....	48
346-146-01.....	48
346-146-02.....	48
346-151-02.....	51
346-152-02.....	51
346-153-02.....	51
346-160-02.....	50
346-161-02.....	50
346-162-02.....	50
346-190-02.....	46
346-195-01.....	46
346-195-02.....	46
346-197-01.....	46
346-197-02.....	46
346-199-02.....	46
346-213-01.....	54
346-213-02.....	54
346-230-01.....	55
346-230-02.....	55
346-231-01.....	55
346-231-02.....	55
346-232-01.....	55
346-232-02.....	55
346-235-01.....	55
346-235-02.....	55
346-236-01.....	55
346-236-02.....	55
346-239-01.....	55
346-239-02.....	55
346-240-01.....	56
346-240-02.....	56
346-241-01.....	56
346-241-02.....	56
346-242-01.....	56
346-242-02.....	56
346-245-01.....	56
346-245-02.....	56
346-246-01.....	56
346-246-02.....	56
346-251-02.....	59
346-252-02.....	59
346-253-02.....	59
346-260-02.....	58

● INDEX – numérique par REF

346-261-02 – 346-416-00	346-420-00 – 381-422-00	381-428-00 – 382-542-00
346-261-02 58	346-420-00 49, 57, 65	381-428-00 25
346-262-02 58	346-422-00 49, 57, 65	381-533-00 31
346-290-02 54	346-424-00 49, 57, 65	381-537-00 31
346-295-01 54	346-430-00 46, 49, 54, 57, 62, 65	381-542-00 31
346-295-02 54	346-512-00 51, 59, 67	381-548-00 31
346-297-01 54	346-514-00 51, 59, 67	381-555-00 31
346-297-02 54	346-516-00 51, 59, 67	381-733-00 32
346-299-02 54	346-518-00 51, 59, 67	381-737-00 32
346-313-01 62	346-520-00 51, 59, 67	381-742-00 32
346-313-02 62	346-522-00 51, 59, 67	381-748-00 32
346-330-01 63	346-524-00 51, 59, 67	381-755-00 32
346-330-02 63	346-526-00 51, 59, 67	382-015-00 27, 29, 76
346-331-01 63	346-530-00 51, 59, 67	382-320-07 33
346-331-02 63	347-424-00 26	382-320-09 33
346-332-01 63	347-514-00 27, 71	382-320-11 33
346-332-02 63	347-646-00 27, 72	382-320-13 33
346-335-01 63	347-745-00 51, 59, 67, 73	382-320-15 33
346-335-02 63	347-745-00 51, 59, 67, 73	382-333-00 33
346-336-01 63	348-400-01 73	382-333-09 34
346-336-02 63	348-400-02 73	382-333-11 34
346-339-01 63	348-410-00 73	382-333-13 34
346-339-02 63	348-412-00 73	382-333-15 34
346-340-01 64	348-420-00 73	382-337-00 33
346-340-02 64	348-424-01 73	382-337-07 34
346-341-01 64	348-424-02 73	382-337-09 34
346-341-02 64	350-103-00 70	382-337-11 34
346-342-01 64	350-170-00 70	382-337-13 34
346-342-02 64	350-172-00 70	382-337-15 34
346-345-01 64	350-174-00 70	382-342-00 33
346-345-02 64	350-176-00 70	382-342-07 34
346-346-01 64	350-178-00 70	382-342-09 34
346-346-02 64	350-180-00 70	382-342-11 34
346-351-02 67	381-133-00 31	382-342-13 34
346-352-02 67	381-137-00 31	382-342-15 34
346-353-02 67	381-142-00 31	382-348-00 33
346-360-02 66	381-148-00 31	382-348-07 34
346-361-02 66	381-155-00 31	382-348-09 34
346-362-02 66	381-233-00 31	382-348-11 34
346-390-02 62	381-237-00 31	382-348-13 34
346-395-01 62	381-242-00 31	382-348-15 34
346-395-02 62	381-248-00 31	382-355-00 33
346-397-01 62	381-255-00 31	382-355-09 34
346-397-02 62	381-333-00 32	382-355-11 34
346-399-02 62	381-337-00 32	382-355-13 34
346-410-00 49, 57, 65	381-342-00 32	382-355-15 34
346-412-00 49, 57, 65	381-348-00 32	382-533-00 35
346-414-00 49, 57, 65	381-355-00 32	382-537-00 35
346-416-00 49, 57, 65	381-422-00 25	382-542-00 35

● INDEX – numérique par REF

382-548-00 – 386-930-00

382-548-00.....	35
382-555-00.....	35
382-720-15.....	25, 27, 29
382-733-00.....	27, 29
382-733-15.....	27, 29
382-737-00.....	27, 29
382-737-15.....	27, 29
382-742-00.....	27, 29
382-742-15.....	27, 29
382-748-00.....	27, 29
382-748-15.....	27, 29
382-755-00.....	27, 29
382-755-15.....	27, 29
382-833-00.....	35
382-837-00.....	35
382-842-00.....	35
382-848-00.....	35
382-855-00.....	35
382-933-00.....	27, 29, 35, 77
382-933-15.....	27, 29
382-937-00.....	27, 29, 35
382-937-15.....	27, 29
382-942-00.....	27, 29, 35
382-942-15.....	27, 29
382-948-00.....	27, 29, 35
382-948-15.....	27, 29
382-955-00.....	27, 29, 35
382-955-15.....	27, 29
384-910-00.....	45, 53, 61
385-124-00.....	45, 72
385-224-00.....	53, 72
385-324-00.....	61, 72
386-196-00.....	46
386-296-00.....	54
386-396-00.....	62
386-614-00.....	50, 58, 66
386-630-00.....	50, 58, 66
386-631-00.....	50, 58, 66
386-910-00.....	46, 47, 49, 54, 55, 57, 62, 63, 65
386-912-00.....	49, 57, 65
386-914-00.....	46, 47, 49, 54, 55, 57, 62, 63, 65
386-916-00.....	49, 57, 65
386-924-00.....	46, 54, 62
386-926-00.....	46, 54, 62
386-928-00.....	46, 49, 54, 57, 62, 65
386-930-00.....	46, 49, 54, 57, 62, 65

386-932-00 – 989-966-23

386-932-00.....	46, 54, 62
387-426-00.....	42
387-509-00.....	27, 71
387-511-00.....	27, 71, 77
387-513-00.....	71
387-526-00.....	27, 71
387-527-00.....	27, 71
387-528-00.....	27, 71
387-531-00.....	27, 71
387-532-00.....	27, 71
387-533-00.....	27, 71
387-536-00.....	27, 71
387-537-00.....	27, 71
387-538-00.....	27, 71
387-602-00.....	27, 72
387-610-00.....	27, 72
387-612-00.....	27, 72
387-620-00.....	27, 43, 72
387-622-00.....	27, 43, 72
387-650-00.....	72
387-663-00.....	73
387-730-00.....	73
387-800-00.....	27, 43, 72, 77
989-359-30.....	83
989-360-30.....	83
989-361-30.....	83
989-501-46.....	83
989-702-13.....	83
989-767-30.....	83
989-800-46.....	83
989-800-87.....	83
989-910-30.....	83
989-911-30.....	83
989-912-30.....	83
989-913-30.....	83
989-961-30.....	83
989-966-03.....	83
989-966-14.....	83
989-966-23.....	83



Boutique en ligne Dentaaurum

Découvrez la boutique en ligne de Dentaaurum. Plus rapide – plus ergonomique – plus simple.

La boutique en ligne affiche un design absolument convivial. L'agencement de son contenu est analogue à celui des catalogues imprimés de Dentaaurum, ce qui vous permet de retrouver rapidement les produits recherchés et de les commander directement.

Trouver le produit recherché en quelques secondes

La boutique en ligne vous conduit en seulement quelques clics à travers le processus de commande et génère un aperçu de vos commandes. Une liste des produits les plus commandés rend encore plus simple le processus de commande. Vous pouvez passer votre commande à tout moment, peu importe l'heure du jour.

Disponible 24 h/24





Vos avantages en un coup d'oeil

- ▶ Fonction de recherche améliorée
- ▶ Informations détaillées sur les produits
- ▶ Comparaison des produits
- ▶ Vérification automatique de la disponibilité des produits
- ▶ Listes personnalisées de vos favoris pour retrouver les articles fréquemment commandés
- ▶ Commande directe à partir du catalogue
- ▶ Historique des commandes – consultation de vos commandes antérieures
- ▶ Commande en ligne directe de matériel d'information pour patients
- ▶ Affichage de vos conditions et prix personnalisés
- ▶ Espace clients pour la gestion de votre compte client
- ▶ Commande sécurisée avec cryptage SSL
- ▶ Détermination de la date d'expédition de votre commande
- ▶ Informations les plus récentes sur la gamme de produits et les marquages CE correspondants

[illegible]



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Allemagne



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



Téléphone +49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM