

conical

platform

 **tiologic**
TWINFIT

CATÁLOGO DE PRODUCTOS | 4

D
DENTAURUM
1886



PREFACIO

Dentaurum – Qualität Made in Germany

Muy estimado cliente:

Tecnología de precisión dental de la Selva Negra para el resto del mundo. Fiel a este lema, Dentaurum desarrolla y fabrica desde 1886 productos en el campo de la ortodoncia, prótesis dental y cerámica. Calidad superior, continua innovación y alta fiabilidad ocupa un plano preferente. Siguiendo los mismos principios, Dentaurum desarrolla y distribuye desde hace más de 25 años, productos para la implantología con éxito, completando de esta manera el porfolio: "desde la raíz hasta la corona".

Usuarios y usuarias de todo el mundo confían en los productos y servicios de Dentaurum – Made in Germany. Esta confianza nos motiva día a día a desarrollar nuevos productos innovadores para implantología y a optimizar aún más los productos existentes.

En este catálogo de productos de Dentaurum le presentamos nuestro innovativo sistema de implantes tioLogic® TWINFIT con el que siempre podrá seleccionar la geometría de conexión óptima. Con los Abutment Switch tiene flexibilidad a la hora de elegir el pilar. Tanto pre- o post-operatorio: puede elegir el pilar en geometría de conexión conical o platform.

Muchas modificaciones en pequeños detalles hacen que el uso de nuestros productos sean aún más seguros e innovadores. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, un nuevo tipo de recubrimiento HLD en nuestros pilares de escaneado de titanio o el nuevo tornillo de fijación con rosca acortada. Con Dentaurum obtendrá productos, sistemas y servicios que ofrecen un manejo seguro, así como la máxima flexibilidad y eficacia.

En www.dentaurum.com encontrará mucha más información sobre nuestra amplia gama de productos, cursos y el contacto directo con nuestro servicio de atención al cliente. Le asesoraremos con sumo gusto también in situ.

¡Estamos encantados de poder colaborar con usted!

Cordiales saludos desde Ispringen

Mark Stephen Pace

GERENCIA Claudia Stöhrle

Ralph Dittes DENTAURUM

Más de 25 años de ciencia, innovación y servicio

tioLogic®, el sistema de implantes patentado – desarrollado a base de experiencia. Para máxima seguridad, perfecta estética y simple manejo.

1995

TIOLOX®



2007

*tio*logic®



*tio*logic®

El sistema de implantes

2007

El sistema de implantes TIOLOX® – La fusión perfecta de función, seguridad y facilidad de uso.


2010

*tio*logic® digital.



*tio*logic®
easyClean

2009



*tio*logic®
pOsition

2011



*tioLogic® digital.
La solución completa para el flujo de trabajo CAD/CAM en implantes tioLogic®.*

Dentaurum tiene más de 25 años de experiencia en la implantología y más de 135 años de experiencia en prótesis dental y la ortodoncia. El potencial de sinergia se aprovecha para crear innovaciones y soluciones convincentes – Made in Germany. Igualmente fructíferos son los muchos años de colaboración científica con expertos de universidades y clínicas, así como el intercambio continuo con odontólogos y protésicos dentales en activo.

Sistema de implantes tioLogic® ST y tioLogic® ADVANCED. Para una inserción rápida y atraumática, así como alta estabilidad primaria.

2013



tioLogic® ST

2015

CITO mini®



tioLogic® ADVANCED

2013

Sistema de implantes CITO mini®– implantes de bola, de una u. y de diámetro estrecho.

tioLogic® TWINFIT, el sistema de implantes patentado. El excepcional Abutment Switch sobre un implante ofrece máxima flexibilidad para la rehabilitación protésica.

2018

tioLogic. TWINFIT



continuará...


tioLogic.
El sistema de implantes

2018

La marca tioLogic® se presenta, después de 11 años de éxito, con un diseño nuevo y moderno.

WE ARE DENTAURUM

SINCE 1886



Ortodoncia



Implantología



Prótesis dental



Cerámica

Foto: © Christian Ferrari

Dentaurum – Competencia dental desde 1886

Las tecnologías dentales establecen nuevos estándares


Dentaurum desarrolla, produce y comercializa en todo el mundo productos para odontólogos y protésicos dentales. La diversidad de productos para la técnica protésica dental, la ortodoncia y la implantología es única en el mundo dental.

La calidad inspira confianza

Al ser la compañía dental más antigua del mundo en el sector dental, poseemos una experiencia mundial con productos dentales de alta calidad. Nuestro éxito de mercado se lo debemos al hecho de llevar a la práctica y de manera consecuente las exigencias de los clientes y del mercado. Por este motivo, nos comprometemos al perfeccionamiento constante de la empresa y a una mejora continua de la calidad de nuestros procesos y productos.

Servicio como valor añadido

Existen muchos motivos para utilizar los productos de Dentaurum en la consulta y en el laboratorio. La calidad es un factor decisivo. La filosofía de nuestra empresa es complementarla con prestaciones adicionales. En este sentido, ofrecemos un amplio programa de formación continua para principiantes y profesionales avanzados, mediante un equipo de ponentes con experiencia internacional. Con gusto le informamos.



Hightech inhouse

La gran experiencia y competencia profesional de la empresa se basa en los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de los años en sus propias instalaciones de investigación y desarrollo en Alemania y Francia. Equipos interdisciplinarios de empleados altamente cualificados encuentran las respuestas necesarias a los retos del futuro. De forma paralela, los proyectos de cooperación para el desarrollo con expertos de universidades y clínicas contribuyen a esta nueva capacidad de innovación.

Otro resultado de estos esfuerzos: la amplia gama de productos es uno de los puntos fuertes de Dentaureum. Ninguna otra compañía dental dispone de una gama de productos tan amplia, con más de 8.500 artículos.





SISTEMA DE IMPLANTES

- *El sistema de implantes tioLogic® TWINFIT* 12

CIRUGÍA

• *Diagnóstico y planificación*

Láminas de planificación 24

Elementos auxiliares para la planificación 25

- *tioLogic® TWINFIT Surgical-Tray* 26

• *Instrumentos rotativos ADVANCED*

Vista general instrumentos 28

Fresa preliminar 29

Fresa de profundidad 29

Fresa de planear 29

Ensanchador 29

Macho de rosca 29

• *Instrumentos rotativos pOstion for tioLogic®*

Vista general instrumentos 30

Cilindros base 31

Fresa para cilindros base 31

Soporte para cilindro base 31

Espigas de sondeo para cilindros base 32

Cilindro interior 32

Cortador de encía 33

Fresa de profundidad 33

Avellanador escalonado 34

Ensanchador 35

Macho de rosca 35

• *Implantes*

tioLogic® TWINFIT implantes 36

• *Conformador de encía*

Conformador de encía – cilíndrico 38

Conformador de encía – anatómico 39

CONTENIDO

PRÓTESIS

• ProtheticSet for tioLogic®	42
• Línea de pilares S	
Toma de impresión	45
Modelo	45
Rehabilitaciones provisionales	45
Componentes CAD/CAM	46
Titanio	47
4Base	48
Pilar de bola	50
tioLOC	51
Componentes for tioLOC	51
• Línea de pilares M	
Toma de impresión	53
Modelo	53
Rehabilitaciones provisionales	53
Componentes CAD/CAM	54
Titanio	55
4Base	56
Pilar de bola	58
tioLOC	59
Componentes for tioLOC	59
• Línea de pilares L	
Toma de impresión	61
Modelo	61
Rehabilitaciones provisionales	61
Componentes CAD/CAM	62
Titanio	63
4Base	64
Pilar de bola	66
tioLOC	67
Componentes for tioLOC	67

ACCESORIOS

Bandeja de osteotomía	70
Artículos sueltos - Osteotomía	70
Artículos sueltos – Cirugía	71
Artículos sueltos – Cirugía / Prótesis	72
Artículos sueltos – Prótesis	73
Juego de réplicas para selección	73
Modelos de demostración	73

SISTEMA DE IMPLANTES CITO MINI® 76

SERVICIO

• Vista general de cirugía y prótesis	80
• Material de información	82
• Carraca dinamométrica	
Tabla – torques de apriete	84
Insertos para la carraca dinamométrica	85
Insertos para el vástago ISO	85
• Composición de los materiales	86
• Gestión de calidad y medio ambiente	88
• Alfabético	90
• Numérico	93
• Online Shop	96

El sistema de implantes

El nuevo y patentado sistema de implantes tioLogic® TWINFIT ofrece máxima flexibilidad desde la inserción hasta la rehabilitación definitiva. Decida en cualquier momento de forma individual y flexible, cuál de los Abutments es el mejor para su paciente – conical o platform.



ABUTMENT SWITCH

2 GEOMETRÍAS DE CONEXIÓN – 1 IMPLANTE

conical

platform



Las ventajas de un vistazo

Sistema de tope de profundidad


Flexibilidad y seguridad durante la preparación. El sistema de tope de profundidad para un solo uso situacional hace posible una preparación quirúrgica segura.



tiologic.
SURGERY.

Concepto de envasado

Manejo sencillo, eficiente y seguro. Más informaciones en página 20.



tiologic.
SAFETY.



tiologic.
PROSTHETICS.

Soluciones anguladas

- El sistema 4Base para supraestructuras atornilladas con angulaciones de hasta 50°
- El canal de tornillo angulado con angulaciones de hasta 20° para resultados protésicos estéticos y funcionales



Flujo de trabajo digital

Solución completa para su proceso CAD/CAM.



tiologic.
DIGITAL.



SCAN



MATERIAL



DESIGN



white[®]
digital dental

induDENT
be a part of it

ELABORACIÓN

SERVICIO

El sistema de implantes

El sistema de implantes tioLogic® TWINFIT
ofrece máxima flexibilidad desde
la inserción hasta la rehabilitación definitiva.

La forma del implante

La forma del implante tioLogic® TWINFIT y la geometría de la rosca han sido calculadas a través de análisis FEM y documentadas mediante estudios científicos. Estos exámenes muestran una carga ósea uniforme y suave, a la vez que evitan los picos de tensión perjudiciales para el hueso y la sobrecarga local.


La geometría de la rosca

La geometría de rosca de los implantes tioLogic® TWINFIT facilita una inserción del implante rápida y atraumática, así como una alta estabilidad primaria. La zona ósea de la superficie de los implantes está chorreada y grabada con ácido.



Indicaciones:

platform: para anatomía de hueso más bien recto, encía regular y fina
conical: para hueso irregular, desmesurado y encía gruesa



análisis FEM tioLogic® TWINFIT

La geometría interior

El diseño de la geometría interior de los implantes ha sido calculado y documentado mediante análisis FEM y análisis físicos de la Universidad de Bonn mediante un ensayo de resistencia a largo plazo según ISO 14801.

La geometría destaca por:

- 2 geometrías de conexión – conical y platform
- alta resistencia a la flexión y torsión bajo carga permanente
- transferencia exacta de los momentos de flexión
- máxima flexibilidad al posicionar los componentes del sistema





Abutment Switch

Pre, intra y post-operatorio: siempre la geometría de conexión óptima con el Abutment Switch patentado. Cambie entre pilar conical y pilar platform en cualquier momento.




platform Switch integrado

Menor pérdida ósea gracias al aumento de la anchura biológica




Rosca cresta fina

Implante de forma análoga a la raíz para una estabilidad primaria en hueso blando



Superficie chorreada y grabada con ácido

Óptima regeneración ósea y de tejidos blandos gracias al diseño perfeccionado de su superficie




Rosca gruesa progresiva

Inserción de implante rápida y atraumática, así como alta estabilidad primaria



Ápice redondeado

Para la protección de la membrana de Schneider



Concepto S-M-L

5 diámetros de implante. 5 longitudes de implante. 3 líneas de pilares. 2 geometrías de conexión.

Los implantes están graduados según diámetro y longitud lo que permite encontrar el implante óptimo para cada indicación. Las 3 líneas de pilares están disponibles con geometría de conexión o platform. El programa incluye componentes de pilares de policarbonato (provisionales) y titanio para rehabilitaciones individuales. Los pilares CAD/CAM, de bola, tioLOC y 4Base completan la gama, ofreciendo al usuario rehabilitaciones para cualquier indicación. Los componentes de pilares S se utilizan para el diámetro de implante de 3.3 mm, los componentes de pilares M para los diámetros de implante de 3.7 mm y 4.2 mm y los componentes de pilares L para los diámetros de implante de 4.8 mm y de 5.5 mm. Todos ellos llevan S, M o L marcado con láser.

2 geometrías de conexión

3 líneas de pilares

5 diámetros de implante

7.0 mm

9.0 mm


11.0 mm

13.0 mm


15.0 mm

5 longitudes de implante

1 Tornillo protésico



Sistema de envasado estéril



Envase blíster

En el interior del envase blíster, el implante queda guardado y protegido también por un envoltorio triangular.


El implante se extrae y se inserta directamente sin contacto utilizando la llave de inserción.

El doble envase (laminado y envase blíster) queda protegido por un envase exterior. Sobre el envase exterior está fijada una etiqueta con información referente al número de artículo, la denominación, la longitud y el diámetro del implante, la fecha límite de esterilidad y el número de lote. Para la documentación en el protocolo quirúrgico y el pasaporte del paciente, etc., se proporcionan etiquetas autoadhesivas con el número de REF y de lote en el envase exterior.

Los implantes tiologic® TWINFIT deberán almacenarse exclusivamente en su envase original en un lugar seco, oscuro y a temperatura ambiente. El implante no deberá utilizarse después de la fecha de caducidad (ver etiqueta).



¡Véalo ahora!



- 1 Contenido
- 2 Diámetro, longitud
- 3 Número de artículo (REF)
- 4 Unidades por envase
- 5 Fecha límite de la esterilidad
- 6 Observar modo de empleo
- 7 Número identificativo de la entidad indicada (en el marco de la Directiva 93/42 CEE)
- 8 De un solo uso
- 9 No utilizar si el embalaje está dañado
- 10 Símbolo de esterilización por rayos gamma
- 11 Número de lot (LOT)

Implante

Todos los implantes tioLogic® TWINFIT se suministran individualmente con sus tornillos de cierre correspondientes y los casquillo de tope, adecuados para la longitud y el diámetro del implante. Están previstos exclusivamente para un solo uso. El doble envase esterilizado por rayos gamma (laminado y envase blíster) protege contra la contaminación al contenedor interior con el implante, tornillo de cierre y casquillos de tope estériles. El contenido permanece estéril únicamente si el envase queda intacto. En caso que el doble envase presentara daños, el producto no deberá utilizarse.

El envase blíster está perforado entre el implante y los casquillos de tope, dando la posibilidad de separarlos en caso de que no se utilicen.

Casquillos de tope

Los casquillos de tope están diseñados para el uso y secuencia de los instrumentos rotativos para la calidad ósea media. Si el caso actual presenta una calidad ósea diferente, es importante modificar el orden de fresado según el protocolo de fresado.

La fresa correspondiente se introduce en el casquillo de tope de profundidad hasta que encaje. A continuación, se dobla hacia abajo. La función de clic en la cabeza de la fresa garantiza que el casquillo quede bien anclado.

El proceso está ilustrado en las siguientes imágenes.



¡Véalo ahora!



Casquillos de tope para la aplicación opcional.




CIRUGÍA


- Diagnóstico y planificación

- Láminas de planificación

REF 341-410-00 Láminas de planificación tiologic® TWINFIT, escala 1:1 / 1.25:1



REF 341-412-00 Láminas de planificación tiologic® TWINFIT, escala 1:1 / 1.4:1



● Diagnóstico y planificación

● Elementos auxiliares para la planificación

REF 330-560-00		Bola de referencia radiográfica 5 u.	Ø 5.0 mm	
REF 381-422-00		Cilindro de fresado titanio	Ø interior 2.0 mm	L 6.0 mm
REF 382-720-15		Fresa de profundidad ADVANCED	Ø 2.0 mm	L 17.0 mm
REF 381-428-00		Fresa para cilindro de fresado metal duro (prótesis)	Ø vástago 3.0 mm	

- Tray – tioLogic® TWINFIT Surgical Tray

- tioLogic® TWINFIT Surgical Tray

REF 347-424-00 tioLogic® TWINFIT
Surgical Tray

Completamente equipada para la inserción de implantes
tioLogic® TWINFIT.

- para $\varnothing$ 3.3 mm/ $\varnothing$ 3.7 mm/ $\varnothing$ 4.2 mm/ $\varnothing$ 4.8 mm/ $\varnothing$ 5.5 mm
- adecuada para aparatos de limpieza y desinfección automática
- instrumentos reutilizables
- recipiente para guardar
- incl. Manual de Cirugía tioLogic® TWINFIT
- incl. lámina de planificación tioLogic® TWINFIT




La bandeja no se suministra con todos los componentes que se muestran en las imágenes.

Tray – tioLogic® TWINFIT Surgical Tray

Contenido del tioLogic® TWINFIT Surgical Tray

REF 382-015-00	Fresa esférica ø 1.5 mm	REF 347-514-00	Pilar de paralelización ø 1.4 mm / 2.0 mm, L 21.0 mm, 3 u.
REF 382-720-15	ADVANCED fresa de profundidad ø 2.0 mm, L 17.0 mm	REF 387-526-00	tioLogic® TWINFIT llave de inserción S para implante, vástago ISO, ø 3.3 mm, L 26.5 mm
REF 382-733-00	ADVANCED fresa de planear ø 3.3 mm	REF 387-527-00	tioLogic® TWINFIT llave de inserción M para implante, vástago ISO, ø 3.7 mm / ø 4.2 mm, L 26.5 mm
REF 382-737-00	ADVANCED fresa de planear ø 3.7 mm	REF 387-528-00	tioLogic® TWINFIT llave de inserción L para implante, vástago ISO, ø 4.8 mm / ø 5.5 mm, L 26.5 mm
REF 382-742-00	ADVANCED fresa de planear ø 4.2 mm	REF 387-536-00	tioLogic® TWINFIT llave de inserción S para implante, vástago ISO, ø 3.3 mm, L 23.5 mm
REF 382-748-00	ADVANCED fresa de planear ø 4.8 mm	REF 387-537-00	tioLogic® TWINFIT llave de inserción M para implante, vástago ISO, ø 3.7 mm / ø 4.2 mm, L 23.5 mm
REF 382-755-00	ADVANCED fresa de planear ø 5.5 mm	REF 387-538-00	tioLogic® TWINFIT llave de inserción L para implante, vástago ISO, ø 4.8 mm / ø 5.5 mm, L 23.5 mm
REF 382-733-15	ADVANCED avellanador escalonado ø 3.3 mm, L 17.0 mm	REF 387-610-00	Llave hexagonal – vástago ISO, L 20.0 mm
REF 382-737-15	ADVANCED avellanador escalonado ø 3.7 mm, L 17.0 mm	REF 387-612-00	Llave hexagonal – vástago ISO, L 26.0 mm
REF 382-742-15	ADVANCED avellanador escalonado ø 4.2 mm, L 17.0 mm	REF 387-620-00	Llave hexagonal – carraca L 16.0 mm
REF 382-748-15	ADVANCED avellanador escalonado ø 4.8 mm, L 17.0 mm	REF 387-622-00	Llave hexagonal – carraca L 26.0 mm
REF 382-755-15	ADVANCED avellanador escalonado ø 5.5 mm, L 17.0 mm	REF 347-646-00	tioLogic® TWINFIT llave de inserción PentaGrip – vástago ISO, para 4Base / atache de bola, L 22.0 mm
REF 382-933-15	ADVANCED ensanchador ø 3.3 mm, L 17.0 mm	REF 387-509-00	Prolongación p. fresas – vástago ISO, hexágono
REF 382-937-15	ADVANCED ensanchador ø 3.7 mm, L 17.0 mm	REF 387-531-00	tioLogic® TWINFIT llave de inserción para implante S – carraca, ø 3.3 mm
REF 382-942-15	ADVANCED ensanchador ø 4.2 mm, L 17.0 mm	REF 387-532-00	tioLogic® TWINFIT llave de inserción para implante M – carraca, ø 3.7 mm / ø 4.2 mm
REF 382-948-15	ADVANCED ensanchador ø 4.8 mm, L 17.0 mm	REF 387-533-00	tioLogic® TWINFIT llave de inserción para implante M – carraca, ø 4.8 mm / ø 5.5 mm
REF 382-955-15	ADVANCED ensanchador ø 5.5 mm, L 17.0 mm	REF 387-511-00	Adaptador - Vástago ISO Hexágono/Carraca, L 15.0 mm
REF 382-933-00	ADVANCED macho de rosca ø 3.3 mm, L 17.0 mm	REF 387-602-00	Mango moleteado
REF 382-937-00	ADVANCED macho de rosca ø 3.7 mm, L 17.0 mm	REF 387-800-00	Carraca dinamométrica con función de bloqueo
REF 382-942-00	ADVANCED macho de rosca ø 4.2 mm, L 17.0 mm		
REF 382-948-00	ADVANCED macho de rosca ø 4.8 mm, L 17.0 mm		
REF 382-955-00	ADVANCED macho de rosca ø 5.5 mm, L 17.0 mm		

- Instrumentos rotativos ADVANCED for tioLogic® TWINFIT



● ADVANCED instrumentos rotativos for tioLogic® TWINFIT

● Fresas preliminares, reesterilizables

REF 382-015-00		Fresa esférica	ø 1.5 mm
----------------	---	----------------	----------

● ADVANCED fresa de profundidad , reesterilizable¹

REF 382-720-15		ADVANCED fresa de profundidad	ø 2.0 mm	L 17.0 mm
----------------	---	-------------------------------	----------	-----------

● ADVANCED fresa de planear , reesterilizable¹

REF 382-733-00		ADVANCED fresa de planear	ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-737-00		ADVANCED fresa de planear	ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-742-00		ADVANCED fresa de planear	ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-748-00		ADVANCED fresa de planear	ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-755-00		ADVANCED fresa de planear	ø 5.5 mm	L 17.0 mm

● ADVANCED avellanador escalonado, reesterilizables¹

REF 382-733-15		ADVANCED avellanador escalonado	ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-737-15		ADVANCED avellanador escalonado	ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-742-15		ADVANCED avellanador escalonado	ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-748-15		ADVANCED avellanador escalonado	ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-755-15		ADVANCED avellanador escalonado	ø 5.5 mm	L 17.0 mm

● ADVANCED ensanchador reesterilizable¹

REF 382-933-15		ADVANCED ensanchador	ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-937-15		ADVANCED ensanchador	ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-942-15		ADVANCED ensanchador	ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-948-15		ADVANCED ensanchador	ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-955-15		ADVANCED ensanchador	ø 5.5 mm	L 17.0 mm

● Macho de rosca ADVANCED, reesterilizable

REF 382-933-00		ADVANCED macho de rosca	ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-937-00		ADVANCED macho de rosca	ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-942-00		ADVANCED macho de rosca	ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-948-00		ADVANCED macho de rosca	ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-955-00		ADVANCED macho de rosca	ø 5.5 mm	L 17.0 mm

¹ Por motivos técnicos los instrumentos están sobredimensionados en 1.0 mm respecto a la longitud de preparación indicada.

- Instrumentos rotativos pOposition for tioLogic®



pOposition
for tioLogic®

• pOstion for tioLogic® instrumentos rotativos

• Cilindros base

REF 381-533-00		pOstion cilindro base		ø 3.3 mm
REF 381-537-00		pOstion cilindro base		ø 3.7 mm
REF 381-542-00		pOstion cilindro base		ø 4.2 mm
REF 381-548-00		pOstion cilindro base		ø 4.8 mm
REF 381-555-00		pOstion cilindro base		ø 5.5 mm

• Fresa para cilindro base

REF 381-133-00		pOstion fresa para cilindro base		ø 3.3 mm
REF 381-137-00		pOstion fresa para cilindro base		ø 3.7 mm
REF 381-142-00		pOstion fresa para cilindro base		ø 4.2 mm
REF 381-148-00		pOstion fresa para cilindro base		ø 4.8 mm
REF 381-155-00		pOstion fresa para cilindro base		ø 5.5 mm

• Soporte para cilindro base – med3D

REF 381-233-00		pOstion med3D soporte para cilindro base		ø 3.3 mm
REF 381-237-00		pOstion med3D soporte para cilindro base		ø 3.7 mm
REF 381-242-00		pOstion med3D soporte para cilindro base		ø 4.2 mm
REF 381-248-00		pOstion med3D soporte para cilindro base		ø 4.8 mm
REF 381-255-00		pOstion med3D soporte para cilindro base		ø 5.5 mm

- pOstion for tioLogic® instrumentos rotativos

- Espigas de sondeo para cilindro base – med3D

REF 381-733-00		pOstion med3D espigas de sondeo para cilindro base	ø 3.3 mm
REF 381-737-00		pOstion med3D espigas de sondeo para cilindro base	ø 3.7 mm
REF 381-742-00		pOstion med3D espigas de sondeo para cilindro base	ø 4.2 mm
REF 381-748-00		pOstion med3D espigas de sondeo para cilindro base	ø 4.8 mm
REF 381-755-00		pOstion med3D espigas de sondeo para cilindro base	ø 5.5 mm

- Cilindros interiores

REF 381-333-00		pOstion juego de cilindros interiores	ø 3.3 mm
REF 381-337-00		pOstion juego de cilindros interiores	ø 3.7 mm
REF 381-342-00		pOstion juego de cilindros interiores	ø 4.2 mm
REF 381-348-00		pOstion juego de cilindros interiores	ø 4.8 mm
REF 381-355-00		pOstion juego de cilindros interiores	ø 5.5 mm

● pOstition for tioLogic® instrumentos rotativos

● Cortador de encía

REF 382-333-00		pOstition cortador de encía	Ø 3.3 mm
REF 382-337-00		pOstition cortador de encía	Ø 3.7 mm
REF 382-342-00		pOstition cortador de encía	Ø 4.2 mm
REF 382-348-00		pOstition cortador de encía	Ø 4.8 mm
REF 382-355-00		pOstition cortador de encía	Ø 5.5 mm

● Fresa de profundidad¹

REF 382-320-07		pOstition fresa de profundidad	Ø 2.0 mm	L 7.0 mm
REF 382-320-09		pOstition fresa de profundidad	Ø 2.0 mm	L 9.0 mm
REF 382-320-11		pOstition fresa de profundidad	Ø 2.0 mm	L 11.0 mm
REF 382-320-13		pOstition fresa de profundidad	Ø 2.0 mm	L 13.0 mm
REF 382-320-15		pOstition fresa de profundidad	Ø 2.0 mm	L 15.0 mm

¹ Por motivos técnicos los instrumentos están sobredimensionados en 0.6 mm respecto a la longitud de preparación indicada.

• pOstition for tioLogic® – instrumentos rotativos

• Avellanador escalonado pOstition¹

REF 382-333-09		pOstition avellanador escalonado	ø 3.3 mm	L 9.0 mm
REF 382-333-11		pOstition avellanador escalonado	ø 3.3 mm	L 11.0 mm
REF 382-333-13		pOstition avellanador escalonado	ø 3.3 mm	L 13.0 mm
REF 382-333-15		pOstition avellanador escalonado	ø 3.3 mm	L 15.0 mm
REF 382-337-07		pOstition avellanador escalonado	ø 3.7 mm	L 7.0 mm
REF 382-337-09		pOstition avellanador escalonado	ø 3.7 mm	L 9.0 mm
REF 382-337-11		pOstition avellanador escalonado	ø 3.7 mm	L 11.0 mm
REF 382-337-13		pOstition avellanador escalonado	ø 3.7 mm	L 13.0 mm
REF 382-337-15		pOstition avellanador escalonado	ø 3.7 mm	L 15.0 mm
REF 382-342-07		pOstition avellanador escalonado	ø 4.2 mm	L 7.0 mm
REF 382-342-09		pOstition avellanador escalonado	ø 4.2 mm	L 9.0 mm
REF 382-342-11		pOstition avellanador escalonado	ø 4.2 mm	L 11.0 mm
REF 382-342-13		pOstition avellanador escalonado	ø 4.2 mm	L 13.0 mm
REF 382-342-15		pOstition avellanador escalonado	ø 4.2 mm	L 15.0 mm
REF 382-348-07		pOstition avellanador escalonado	ø 4.8 mm	L 7.0 mm
REF 382-348-09		pOstition avellanador escalonado	ø 4.8 mm	L 9.0 mm
REF 382-348-11		pOstition avellanador escalonado	ø 4.8 mm	L 11.0 mm
REF 382-348-13		pOstition avellanador escalonado	ø 4.8 mm	L 13.0 mm
REF 382-348-15		pOstition avellanador escalonado	ø 4.8 mm	L 15.0 mm
REF 382-355-09		pOstition avellanador escalonado	ø 5.5 mm	L 9.0 mm
REF 382-355-11		pOstition avellanador escalonado	ø 5.5 mm	L 11.0 mm
REF 382-355-13		pOstition avellanador escalonado	ø 5.5 mm	L 13.0 mm
REF 382-355-15		pOstition avellanador escalonado	ø 5.5 mm	L 15.0 mm

¹ Por motivos técnicos los instrumentos están sobredimensionados en 0.6 mm respecto a la longitud de preparación indicada.

• pOstion for tioLogic® – instrumentos rotativos

• Ensanchador

REF 382-533-00		pOstion ensanchador	Ø 3.3 mm
REF 382-537-00		pOstion ensanchador	Ø 3.7 mm
REF 382-542-00		pOstion ensanchador	Ø 4.2 mm
REF 382-548-00		pOstion ensanchador	Ø 4.8 mm
REF 382-555-00		pOstion ensanchador	Ø 5.5 mm

• Macho de rosca¹

REF 382-833-00		pOstion macho de rosca	Ø 3.3 mm
REF 382-837-00		pOstion macho de rosca	Ø 3.7 mm
REF 382-842-00		pOstion macho de rosca	Ø 4.2 mm
REF 382-848-00		pOstion macho de rosca	Ø 4.8 mm
REF 382-855-00		pOstion macho de rosca	Ø 5.5 mm

• Macho de rosca, ADVANCED, reesterilizable²


REF 382-933-00		ADVANCED macho de rosca	Ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-937-00		ADVANCED macho de rosca	Ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-942-00		ADVANCED macho de rosca	Ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-948-00		ADVANCED macho de rosca	Ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-955-00		ADVANCED macho de rosca	Ø 5.5 mm	L 17.0 mm

¹ Solo para el uso con implantes tioLogic®

² Solo para el uso con implantes tioLogic® ST y tioLogic® TWINFIT.

El implante

El sistema de implantes tioLogic® TWINFIT
ofrece máxima flexibilidad desde la inserción
hasta la rehabilitación definitiva.



*se suministra conjuntamente

tioLogic® TWINFIT implantes

• ø 3.3 mm

REF 343-033-09		tioLogic® TWINFIT implante	ø 3.3 mm	L 9.0 mm
REF 343-033-11		tioLogic® TWINFIT implante	ø 3.3 mm	L 11.0 mm
REF 343-033-13		tioLogic® TWINFIT implante	ø 3.3 mm	L 13.0 mm
REF 343-033-15		tioLogic® TWINFIT implante	ø 3.3 mm	L 15.0 mm

Tornillo de cierre S y casquillos de tope están incluidos.

• ø 3.7 mm

REF 343-037-07		tioLogic® TWINFIT implante	ø 3.7 mm	L 7.0 mm
REF 343-037-09		tioLogic® TWINFIT implante	ø 3.7 mm	L 9.0 mm
REF 343-037-11		tioLogic® TWINFIT implante	ø 3.7 mm	L 11.0 mm
REF 343-037-13		tioLogic® TWINFIT implante	ø 3.7 mm	L 13.0 mm
REF 343-037-15		tioLogic® TWINFIT implante	ø 3.7 mm	L 15.0 mm

Tornillo de cierre M y casquillos de tope están incluidos.

• ø 4.2 mm

REF 343-042-07		tioLogic® TWINFIT implante	ø 4.2 mm	L 7.0 mm
REF 343-042-09		tioLogic® TWINFIT implante	ø 4.2 mm	L 9.0 mm
REF 343-042-11		tioLogic® TWINFIT implante	ø 4.2 mm	L 11.0 mm
REF 343-042-13		tioLogic® TWINFIT implante	ø 4.2 mm	L 13.0 mm
REF 343-042-15		tioLogic® TWINFIT implante	ø 4.2 mm	L 15.0 mm

Tornillo de cierre M y casquillos de tope están incluidos.

• ø 4.8 mm

REF 343-048-07		tioLogic® TWINFIT implante	ø 4.8 mm	L 7.0 mm
REF 343-048-09		tioLogic® TWINFIT implante	ø 4.8 mm	L 9.0 mm
REF 343-048-11		tioLogic® TWINFIT implante	ø 4.8 mm	L 11.0 mm
REF 343-048-13		tioLogic® TWINFIT implante	ø 4.8 mm	L 13.0 mm
REF 343-048-15		tioLogic® TWINFIT implante	ø 4.8 mm	L 15.0 mm

Tornillo de cierre L y casquillos de tope están incluidos.

• ø 5.5 mm

REF 343-055-09		tioLogic® TWINFIT implante	ø 5.5 mm	L 9.0 mm
REF 343-055-11		tioLogic® TWINFIT implante	ø 5.5 mm	L 11.0 mm
REF 343-055-13		tioLogic® TWINFIT implante	ø 5.5 mm	L 13.0 mm
REF 343-055-15		tioLogic® TWINFIT implante	ø 5.5 mm	L 15.0 mm

Tornillo de cierre L y casquillos de tope están incluidos.

• tioLogic® TWINFIT conformador de encía – cilíndrico

• cilíndricos S

REF 344-110-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía S	cilíndrico, platform	GH 2.0 mm
REF 344-112-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía S	cilíndrico, platform	GH 4.0 mm

• cilíndricos M

REF 344-210-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía M	cilíndrico, platform	GH 2.0 mm
REF 344-212-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía M	cilíndrico, platform	GH 4.0 mm
REF 344-214-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía M	cilíndrico, platform	GH 6.0 mm

• cilíndricos L

REF 344-310-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía L	cilíndrico, platform	GH 2.0 mm
REF 344-312-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía L	cilíndrico, platform	GH 4.0 mm
REF 344-314-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía L	cilíndrico, platform	GH 6.0 mm

platform

platform

platform

• tioLogic® TWINFIT conformador de encía – anatómico

• anatómicos S

REF 344-110-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía S	cilíndrico, platform	GH 2.0 mm
REF 344-120-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía S	anatómico platform	GH 4.0 mm

• anatómicos M

REF 344-210-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía M	cilíndrico, platform	GH 2.0 mm
REF 344-220-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía M	anatómico platform	GH 4.0 mm
REF 344-222-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía M	anatómico platform	GH 6.0 mm

• anatómicos L

REF 344-310-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía L	cilíndrico, platform	GH 2.0 mm
REF 344-320-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía L	anatómico platform	GH 4.0 mm
REF 344-322-00		tioLogic® TWINFIT conformador de encía L	anatómico platform	GH 6.0 mm



PRÓTESIS

- Bandeja – ProstheticSet for tioLogic®

- ProstheticSet

REF 387-426-00 ProstheticSet for tioLogic®

Con accesorios componentes para la inserción de prótesis.

- para todos los diámetros de implante
- recipiente para guardar



- Bandeja – ProstheticSet for tioLogic®

- Contenido ProstheticSet for tioLogic®

REF 387-800-00


Carraca dinamométrica
con función de bloqueo

REF 387-620-00

Llave hexagonal, carraca, tamaño 1.3,
L 16.0 mm

REF 387-622-00

Llave hexagonal, carraca, tamaño 1.3,
L 26.0 mm



Línea de pilares S

para implantes tioLogic® TWINFIT de $\varnothing$ 3.3 mm

ABUTMENT SWITCH

2 GEOMETRÍAS DE CONEXIÓN – 1 IMPLANTE

● Componentes línea de pilares S

● Toma de impresión

REF 345-110-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión S, platform, abierto, incl. tornillo con rosca acortada	L 10.0 mm
REF 345-112-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión S, platform, abierto, incl. tornillo con rosca acortada	L 14.0 mm
REF 345-120-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión S, platform, cerrado, incl. casquillo de impresión, tornillo	L 9.0 mm
REF 345-122-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de impresión S 5 u.	L 5.8 mm
REF 385-124-00		Cilindro de posicionado S para pilar de impresión S, cerrado	L 9.6 mm

● Modelo

REF 345-130-00		tioLogic® TWINFIT, réplica de Implante S, para modelos colados	L 12.0 mm
REF 345-132-00		tioLogic® TWINFIT, réplica de implante S, para modelos impresos y colados incl. tornillo	L 12.0 mm

● Rehabilitaciones provisionales

REF 344-130-00		tioLogic® TWINFIT pilar provisional S, platform, incl. tornillo	GH 3.0 mm L 12.0 mm
REF 384-910-00		Tornillo para pilar provisional	M 1.6 L 13.5 mm

● Componentes línea de pilares S



● Componentes CAD/CAM – conical

REF 346-113-01		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM S, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-195-01		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM S, CEREC, Sirona, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-114-01		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM S, conical, canal de tornillo angulado, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm máx. 20°
REF 346-197-01		tioLogic® TWINFIT bloque de titanio CAD/CAM S, PreForm, conical, incl. tornillo AnoTite	



● Componentes CAD/CAM – platform

REF 346-113-02		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM S, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 0.5 mm máx. 20°
REF 346-195-02		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM S, CEREC, Sirona, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 0.5 mm
REF 346-199-02		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM para pegar S, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 0.7 mm
REF 346-197-02		tioLogic® TWINFIT bloque de titanio CAD/CAM S, PreForm, platform, incl. tornillo AnoTite	

● Componentes CAD/CAM – accesorios

REF 346-190-02		tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Scanbody directo a implante Titan S, platform, incl. tornillo de fijación	
REF 386-196-00		Casquillo de modelado para base de titanio CAD/CAM S, tallable	
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT Scanbody CAD/CAM titanio 4Base, incl. tornillo AnoTite	L 10.0 mm
REF 386-910-00		Tornillo AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Tornillo protésico, solo para uso de laboratorio	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-924-00		Tornillo AnoTite, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-926-00		Tornillo protésico, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-928-00		Tornillo AnoTite, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Tornillo protésico, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-932-00		Tornillo de fijación, para pilares de escáner y toma de impresión cerrada	M 1.6 L 14 mm

● Componentes línea de pilares S

● Titanio – conical

conical

REF 346-130-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.2 mm
REF 346-131-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-132-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.2 mm
REF 346-135-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 15°
REF 346-136-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 15°
REF 346-139-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, conical, anatómico, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

platform

● Titanio – platform

REF 346-130-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 1.0 mm	L 8.0 mm
REF 346-131-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-132-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.0 mm
REF 346-135-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 15°
REF 346-136-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 15°
REF 346-139-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio S, platform, anatómico, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

● Titanio – accesorios

REF 386-910-00		Tornillo AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-914-00		Tornillo protésico, solo para uso de laboratorio	M 1.6	L 9.0 mm

● Componentes línea de pilares S



conical

● 4Base – conical

REF 346-140-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base S, conical	GH 1.5 mm
REF 346-141-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base S, conical	GH 2.5 mm
REF 346-142-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base S, conical	GH 4.0 mm
REF 346-145-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base S, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-146-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base S, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 30°



platform

● 4Base – platform

REF 346-140-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base S, platform	GH 1.5 mm
REF 346-141-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base S, platform	GH 2.5 mm
REF 346-142-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base S, platform	GH 4.0 mm
REF 346-145-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base S, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-146-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base S, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 30°

● Componentes línea de pilares S

● 4Base – componentes – accesorios

REF 346-410-00		tioLogic® TWINFIT tornillo de cierre 4Base		L 5.0 mm
REF 346-412-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión 4Base, abierto, incl. tornillo		L 11.5 mm
REF 346-414-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión 4Base, cerrado, incl. casquillo de impresión, tornillo		L 6.3 mm
REF 346-416-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de impresión 4Base		L 5.8 mm
REF 346-432-00		tioLogic® TWINFIT réplica de implante 4Base, para modelos impresos y colados		L 14.6 mm
REF 346-420-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de policarbonato 4Base, incl. tornillo AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-422-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base, para cementar, incl. tornillo AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-424-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base, para soldar, incl. tornillo AnoTite		L 6.2 mm
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base tioLOC	GH 3.1 mm	L 4.7 mm
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT Scanbody CAD/CAM titanio 4Base, incl. tornillo AnoTite		L 10.0 mm
REF 386-910-00		Tornillo AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-912-00		Tornillo AnoTite barra/puente/AngleFix	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-914-00		Tornillo protésico solo para uso de laboratorio	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-916-00		Tornillo protésico barra/puente/AngleFix, solo para uso de laboratorio	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-928-00		Tornillo AnoTite, para canales de tornillos angulados	M 1.6	L 5.5 mm
REF 386-930-00		Tornillo protésico, para canales de tornillos angulados	M 1.6	L 5.5 mm

● Componentes línea de pilares **S**



● Pilar de bola – platform

REF 346-160-02		tioLogic® TWINFIT pilar de bola S, platform	GH 1.5 mm	ø 2.25 mm
REF 346-161-02		tioLogic® TWINFIT pilar de bola S, platform	GH 3.0 mm	ø 2.25 mm
REF 346-162-02		tioLogic® TWINFIT pilar de bola S, platform	GH 4.5 mm	ø 2.25 mm

● Pilar de bola – accesorios

REF 386-614-00		Réplica de implante de bola	ø 2.25 mm	
REF 386-630-00		Dalbo®-PLUS parte hembra TE basic completa		
REF 386-631-00		Dalbo®-PLUS elemento de retención E		

● Componentes línea de pilares S

● tioLOC – platform

REF 346-151-02		tioLogic® TWINFIT pilar tioLOC S, platform	GH 1.5 mm	
REF 346-152-02		tioLogic® TWINFIT pilar tioLOC S, platform	GH 3.0 mm	
REF 346-153-02		tioLogic® TWINFIT pilar tioLOC S, platform	GH 4.5 mm	
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base tioLOC compatible con LOCATOR®	GH 3.1 mm	L 4.7 mm

● Accesorios – tioLOC

REF 346-512-00		Casquillos de impresión 2 u.	ø 5.6 mm	L 4.5 mm
REF 346-514-00		Análogos de laboratorio 2 u.	ø 4.0 mm	L 10.0 mm
REF 346-516-00		Kit de cofias retentivas 1 contenedor de acero para cofia, 1 disco de protección, 1 cofia de laboratorio, 3 cofias retentivas (con pin interno)		
REF 346-518-00*		Cofias de laboratorio negras (con pin) 4 u.		
REF 346-520-00*		Cofias amarillas (con pin) 4 u.	0-20°, 700 g	
REF 346-522-00*		Cofias rosas (con pin) 4 u.	0-20°, 900 g	
REF 346-524-00*		Cofias transparentes (con pin) 4 u.	0-20°, 1.500 g	
REF 346-526-00*		Cofias violetas (con pin) 4 u.	0-20°, 2.700 g	
REF 346-530-00		Discos de protección 10 u.		
REF 347-745-00		Insertador / extractor de cofias		

* **NOTA IMPORTANTE – NUEVO FABRICANTE:** Las cofias retentivas adquiridas a partir del 01/01/2024 no son compatibles con los modelos anteriores.



Línea de pilares M

para implantes tioLogic® TWINFIT ø 3.7 mm y ø 4.2 mm.

ABUTMENT SWITCH

2 GEOMETRÍAS DE CONEXIÓN – 1 IMPLANTE

● Componentes línea de pilares M

● Toma de impresión

REF 345-210-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión M, platform, abierto incl. tornillo con rosca acortada	L 10.0 mm
REF 345-212-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión M, platform, abierto incl. tornillo con rosca acortada	L 14.0 mm
REF 345-220-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión M, platform, cerrado incl. casquillo de impresión, tornillo	L 9.5 mm
REF 345-222-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de impresión M 5 u.	L 5.8 mm
REF 385-224-00		Cilindro de posicionado M para pilar de impresión M, cerrado	L 9.6 mm

● Modelo

REF 345-230-00		tioLogic® TWINFIT, réplica de implante M, para modelos colados	L 12.0 mm
REF 345-232-00		tioLogic® TWINFIT, réplica de implante M para modelos impresos y colados incl. tornillo	L 12.0 mm

● Reabilitaciones provisionales

REF 344-230-00		tioLogic® TWINFIT pilar provisional M, platform, incl. tornillo	GH 3.0 mm L 12.0 mm
REF 384-910-00		Tornillo para pilar provisional	M 1.6 L 13.5 mm

● Componentes línea de pilares M



● Componentes CAD/CAM – conical

REF 346-213-01		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM M, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-295-01		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM M, CEREC, Sirona, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-214-01		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM M, conical, canal de tornillo angulado, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm máx. 20°
REF 346-297-01		tioLogic® TWINFIT bloque de titanio CAD/CAM M, PreForm, conical, incl. tornillo AnoTite	



● Componentes CAD/CAM – platform

REF 346-213-02		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM M, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 0.5 mm máx. 20°
REF 346-295-02		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM M, CEREC, Sirona, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 0.5 mm
REF 346-299-02		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM para pegar M, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 0.7 mm
REF 346-297-02		tioLogic® TWINFIT bloque de titanio CAD/CAM M, PreForm, platform, incl. tornillo AnoTite	

● Componentes CAD/CAM – accesorios

REF 346-290-02		tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Scanbody directo a implante Titan M, platform, incl. tornillo de fijación	
REF 386-296-00		Casquillo de modelado para base de titanio CAD/CAM M, tallable	
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT Scanbody CAD/CAM titanio 4Base, incl. tornillo AnoTite	L 10.0 mm
REF 386-910-00		Tornillo AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Tornillo protésico, solo para uso de laboratorio	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-924-00		Tornillo AnoTite, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-926-00		Tornillo protésico, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-928-00		Tornillo AnoTite, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Tornillo protésico, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-932-00		Tornillo de fijación, para pilares de escáner y toma de impresión cerrada	M 1.6 L 14 mm

● Componentes línea de pilares M

● Titanio – conical

conical

REF 346-230-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.2 mm
REF 346-231-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-232-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.2 mm
REF 346-235-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 20°
REF 346-236-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 20°
REF 346-239-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, conical, anatómico, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.2 mm

platform

● Titanio – platform

REF 346-230-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 1.0 mm	L 8.0 mm
REF 346-231-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-232-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.0 mm
REF 346-235-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 20°
REF 346-236-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 20°
REF 346-239-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M, platform, anatómico, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

● Titanio – accesorios

REF 386-910-00		Tornillo AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-914-00		Tornillo protésico, solo para uso de laboratorio	M 1.6	L 9.0 mm

● Componentes línea de pilares **M**



conical

● 4Base – conical

REF 346-240-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base M, conical	GH 1.5 mm
REF 346-241-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base M, conical	GH 2.5 mm
REF 346-242-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base M, conical	GH 4.0 mm
REF 346-245-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base M, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-246-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base M, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 30°



platform

● 4Base – platform

REF 346-240-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base M, platform	GH 1.5 mm
REF 346-241-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base M, platform	GH 2.5 mm
REF 346-242-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base M, platform	GH 4.0 mm
REF 346-245-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base M, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-246-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base M, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 30°

● Componentes línea de pilares M

● 4Base – componentes – accesorios

REF 346-410-00		tioLogic® TWINFIT tornillo de cierre 4Base		L 5.0 mm
REF 346-412-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión 4Base, abierto, incl. tornillo		L 11.5 mm
REF 346-414-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión 4Base, cerrado, incl. casquillo de impresión, tornillo		L 6.3 mm
REF 346-416-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de impresión 4Base 5 u.		L 5.8 mm
REF 346-432-00		tioLogic® TWINFIT réplica de implante 4Base, para modelos impresos y colados		L 14.6 mm
REF 346-420-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de policarbonato 4Base, incl. tornillo AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-422-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base, para cementar, incl. tornillo AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-424-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base, para soldar, incl. tornillo AnoTite		L 6.2 mm
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base tioLOC	GH 3.1 mm	L 4.7 mm
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT Scanbody CAD/CAM titanio 4Base, incl. tornillo AnoTite		L 10.0 mm
REF 386-910-00		Tornillo AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-912-00		Tornillo AnoTite barra/puente/AngleFix	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-914-00		Tornillo protésico solo para uso de laboratorio	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-916-00		Tornillo protésico barra/puente/AngleFix, solo para uso de laboratorio	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-928-00		Tornillo AnoTite, para canales de tornillos angulados	M 1.6	L 5.5 mm
REF 386-930-00		Tornillo protésico, para canales de tornillos angulados	M 1.6	L 5.5 mm

● Componentes línea de pilares **M**



● Pilar de bola – platform

REF 346-260-02		tioLogic® TWINFIT pilar de bola M, platform	GH 1.5 mm	ø 2.25 mm
REF 346-261-02		tioLogic® TWINFIT pilar de bola M, platform	GH 3.0 mm	ø 2.25 mm
REF 346-262-02		tioLogic® TWINFIT pilar de bola M, platform	GH 4.5 mm	ø 2.25 mm

● Pilar de bola – accesorios

REF 386-614-00		Réplica de implante de bola	ø 2.25 mm	
REF 386-630-00		Dalbo®-PLUS parte hembra TE basic completa		
REF 386-631-00		Dalbo®-PLUS elemento de retención E		

● Componentes línea de pilares M

● tioLOC – platform

platform

REF 346-251-02		tioLogic® TWINFIT pilar tioLOC M, platform	GH 1.5 mm	
REF 346-252-02		tioLogic® TWINFIT pilar tioLOC M, platform	GH 3.0 mm	
REF 346-253-02		tioLogic® TWINFIT pilar tioLOC M, platform	GH 4.5 mm	
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base tioLOC compatible con LOCATOR®	GH 3.1 mm	L 4.7 mm

● Accesorios – tioLOC

REF 346-512-00		Casquillos de impresión 2 u.	ø 5.6 mm	L 4.5 mm
REF 346-514-00		Análogos de laboratorio 2 u.	ø 4.0 mm	L 10.0 mm
REF 346-516-00		Kit de cofias retentivas 1 contenedor de acero para cofia, 1 disco de protección, 1 cofia de laboratorio, 3 cofias retentivas (con pin interno)		
REF 346-518-00*		Cofias de laboratorio negras (con pin) 4 u.		
REF 346-520-00*		Cofias amarillas (con pin) 4 u.	0-20°, 700 g	
REF 346-522-00*		Cofias rosas (con pin) 4 u.	0-20°, 900 g	
REF 346-524-00*		Cofias transparentes (con pin) 4 u.	0-20°, 1.500 g	
REF 346-526-00*		Cofias violetas (con pin) 4 u.	0-20°, 2.700 g	
REF 346-530-00		Discos de protección 10 u.		
REF 347-745-00		Insertador / extractor de cofias		

* **NOTA IMPORTANTE – NUEVO FABRICANTE:** Las cofias retentivas adquiridas a partir del 01/01/2024 no son compatibles con los modelos anteriores.



Línea de pilares L

para implantes tioLogic® TWINFIT $\varnothing$ 4.8 mm y $\varnothing$ 5.5 mm.

ABUTMENT SWITCH

2 GEOMETRÍAS DE CONEXIÓN – 1 IMPLANTE

● Componentes línea de pilares L

● Toma de impresión

REF 345-310-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión L, platform, abierto incl. tornillo con rosca acortada	L 10.0 mm
REF 345-312-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión L, platform, abierto incl. tornillo con rosca acortada	L 14.0 mm
REF 345-320-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión L, platform, cerrado incl. casquillo de impresión, tornillo	L 9.5 mm
REF 345-322-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de impresión L, 5 u.	L 5.8 mm
REF 385-324-00		Cilindro de posicionado L para pilar de impresión L, cerrado	L 9.6 mm

● Modelo

REF 345-330-00		tioLogic® TWINFIT, réplica de implante L para modelos colados	L 12.0 mm
REF 345-332-00		tioLogic® TWINFIT, réplica de implante L, para modelos impresos y colados incl. tornillo	L 12.0 mm

● Reabilitaciones provisionales

REF 344-330-00		tioLogic® TWINFIT pilar provisional L, platform, incl. tornillo	GH 3.0 mm L 12.0 mm
REF 384-910-00		Tornillo para pilar provisional	M 1.6 L 13.5 mm

● Componentes línea de pilares L



● Componentes CAD/CAM – conical

REF 346-313-01		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM L, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-395-01		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM L, CEREC, Sirona, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-314-01		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM L, conical, canal de tornillo angulado, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm máx. 20°
REF 346-397-01		tioLogic® TWINFIT bloque de titanio CAD/CAM L, PreForm, conical, incl. tornillo AnoTite	



● Componentes CAD/CAM – platform

REF 346-313-02		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM L, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 0.5 mm máx. 20°
REF 346-395-02		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM L, CEREC, Sirona, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 0.5 mm
REF 346-399-02		tioLogic® TWINFIT base de titanio CAD/CAM para pegar L, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 0.7 mm
REF 346-397-02		tioLogic® TWINFIT bloque de titanio CAD/CAM L, PreForm, platform, incl. tornillo AnoTite	

● Componentes CAD/CAM – accesorios

REF 346-390-02		tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Scanbody directo a implante Titan L, platform, incl. tornillo de fijación	
REF 386-396-00		Casquillo de modelado para base de titanio CAD/CAM L, tallable	
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT Scanbody CAD/CAM titanio 4Base, incl. tornillo AnoTite	L 10.0 mm
REF 386-910-00		Tornillo AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Tornillo protésico, solo para uso de laboratorio	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-924-00		Tornillo AnoTite, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-926-00		Tornillo protésico, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-928-00		Tornillo AnoTite, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Tornillo protésico, para canales de tornillos angulados	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-932-00		Tornillo de fijación, para pilares de escáner y toma de impresión cerrada	M 1.6 L 14 mm

● Componentes línea de pilares L

● Titanio – conical

conical

REF 346-330-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.2 mm
REF 346-331-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-332-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.2 mm
REF 346-335-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 20°
REF 346-336-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 20°
REF 346-339-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, conical, anatómico, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

platform

● Titanio – platform

REF 346-330-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 1.0 mm	L 8.0 mm
REF 346-331-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-332-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.0 mm
REF 346-335-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 20°
REF 346-336-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 20°
REF 346-339-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio L, platform, anatómico, incl. tornillo AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

● Titanio – accesorios

REF 386-910-00		Tornillo AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-914-00		Tornillo protésico, solo para uso de laboratorio	M 1.6	L 9.0 mm

● Componentes línea de pilares L



● 4Base – conical

REF 346-340-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base L, conical	GH 1.5 mm
REF 346-341-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base L, conical	GH 2.5 mm
REF 346-342-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base L, conical	GH 4.0 mm
REF 346-345-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base L, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-346-01		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base L, conical, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 30°



● 4Base – platform

REF 346-340-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base L, platform	GH 1.5 mm
REF 346-341-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base L, platform	GH 2.5 mm
REF 346-342-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base L, platform	GH 4.0 mm
REF 346-345-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base L, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-346-02		tioLogic® TWINFIT pilar 4Base L, platform, incl. tornillo AnoTite	GH 3.2 mm 30°

● Componentes línea de pilares L

● 4Base – componentes – accesorios

REF 346-410-00		tioLogic® TWINFIT tornillo de cierre 4Base		L 5.0 mm
REF 346-412-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión 4Base, abierto, incl. tornillo		L 11.5 mm
REF 346-414-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión 4Base, cerrado, incl. casquillo de impresión, tornillo		L 6.3 mm
REF 346-416-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de impresión 4Base		L 5.8 mm
REF 346-432-00		tioLogic® TWINFIT réplica de implante 4Base, para modelos impresos y colados		L 14.6 mm
REF 346-420-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de policarbonato 4Base, incl. tornillo AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-422-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base, para cementar, incl. tornillo AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-424-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base, para soldar, incl. tornillo AnoTite		L 6.2 mm
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base tioLOC	GH 3.1 mm	L 4.7 mm
REF 346-430-00		tioLogic® TWINFIT Scanbody CAD/CAM titanio 4Base, incl. tornillo AnoTite		L 10.0 mm
REF 386-910-00		Tornillo AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-912-00		Tornillo AnoTite barra/puente/AngleFix	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-914-00		Tornillo protésico solo para uso de laboratorio	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-916-00		Tornillo protésico barra/puente/AngleFix, solo para uso de laboratorio	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-928-00		Tornillo AnoTite, para canales de tornillos angulados	M 1.6	L 5.5 mm
REF 386-930-00		Tornillo protésico, para canales de tornillos angulados	M 1.6	L 5.5 mm

- Componentes línea de pilares L



- Pilar de bola – platform

REF 346-360-02		tioLogic® TWINFIT pilar de bola L, platform	GH 1.5 mm	ø 2.25 mm
REF 346-361-02		tioLogic® TWINFIT pilar de bola L, platform	GH 3.0 mm	ø 2.25 mm
REF 346-362-02		tioLogic® TWINFIT pilar de bola L, platform	GH 4.5 mm	ø 2.25 mm

- Pilar de bola – accesorios

REF 386-614-00		Réplica de implante de bola	ø 2.25 mm	
REF 386-630-00		Dalbo®-PLUS parte hembra TE basic completa		
REF 386-631-00		Dalbo®-PLUS elemento de retención E		

● Componentes línea de pilares L

● tioLOC – platform

platform

REF 346-351-02		tioLogic® TWINFIT pilar tioLOC L, platform	GH 1.5 mm	
REF 346-352-02		tioLogic® TWINFIT pilar tioLOC L, platform	GH 3.0 mm	
REF 346-353-02		tioLogic® TWINFIT pilar tioLOC L, platform	GH 4.5 mm	
REF 346-428-00		tioLogic® TWINFIT casquillo de titanio 4Base tioLOC compatible con LOCATOR®	GH 3.1 mm	L 4.7 mm

● Accesorios – tioLOC

REF 346-512-00		Casquillos de impresión 2 u.	ø 5.6 mm	L 4.5 mm
REF 346-514-00		Análogos de laboratorio 2 u.	ø 4.0 mm	L 10.0 mm
REF 346-516-00		Kit de cofias retentivas 1 contenedor de acero para cofia, 1 disco de protección, 1 cofia de laboratorio, 3 cofias retentivas (con pin interno)		
REF 346-518-00*		Cofias de laboratorio negras (con pin) 4 u.		
REF 346-520-00*		Cofias amarillas (con pin) 4 u.	0-20°, 700 g	
REF 346-522-00*		Cofias rosas (con pin) 4 u.	0-20°, 900 g	
REF 346-524-00*		Cofias transparentes (con pin) 4 u.	0-20°, 1.500 g	
REF 346-526-00*		Cofias violetas (con pin) 4 u.	0-20°, 2.700 g	
REF 346-530-00		Discos de protección 10 u.		
REF 347-745-00		Insertador / extractor de cofias		

* **NOTA IMPORTANTE – NUEVO FABRICANTE:** Las cofias retentivas adquiridas a partir del 01/01/2024 no son compatibles con los modelos anteriores.



ACCESORIOS

● Accesorios Cirugía

● Bandeja de osteotomía

REF 350-103-00

Bandeja de osteotomía
sin contenido



● Osteotomía – Artículos sueltos

REF 350-170-00



Osteótomo
cóncavo, angulado

ø 2.0 mm

REF 350-172-00



Osteótomo
cóncavo, angulado

ø 3.3 mm

REF 350-174-00



Osteótomo
cóncavo, angulado

ø 3.7 mm

REF 350-176-00



Osteótomo
cóncavo, angulado

ø 4.2 mm

REF 350-178-00



Osteótomo
cóncavo, angulado

ø 4.8 mm

REF 350-180-00



Osteótomo
cóncavo, angulado

ø 5.5 mm

● Accesorios Cirugía

● Cirugía – Artículos sueltos

REF 387-509-00		Prolongación p. fresas – vástago ISO, hexágono		L 21.0 mm
REF 387-511-00		Adaptador – Vástago ISO Hexágono/Carraca		L 15.0 mm
REF 387-513-00		Adaptador – Vástago ISO Hexágono/Carraca		L 20.0 mm
REF 347-514-00		Pilar de paralelización		L 21.8 mm
REF 387-536-00		tioLogic® TWINFIT llave de inserción S para implante, vástago ISO	ø 3.3 mm	L 23.5 mm
REF 387-537-00		tioLogic® TWINFIT llave de inserción M para implante, vástago ISO	ø 3.7/4.2 mm	L 23.5 mm
REF 387-538-00		tioLogic® TWINFIT llave de inserción L para implante, vástago ISO	ø 4.8/5.5 mm	L 23.5 mm
REF 387-526-00		tioLogic® TWINFIT llave de inserción S para implante, vástago ISO	ø 3.3 mm	L 26.5 mm
REF 387-527-00		tioLogic® TWINFIT llave de inserción M para implante, vástago ISO	ø 3.7/4.2 mm	L 26.5 mm
REF 387-528-00		tioLogic® TWINFIT llave de inserción L para implante, vástago ISO	ø 4.8/5.5 mm	L 26.5 mm
REF 387-531-00		tioLogic® TWINFIT llave de inserción S – carraca	ø 3.3 mm	L 26.6 mm
REF 387-532-00		tioLogic® TWINFIT llave de inserción M – carraca	ø 3.7/4.2 mm	L 26.6 mm
REF 387-533-00		tioLogic® TWINFIT llave de inserción L – carraca	ø 4.8/5.5 mm	L 26.6 mm

● Accesorios Cirugía/Prótesis

● Cirugía – Prótesis – Artículos sueltos

REF 385-124-00		Cilindro de posicionado S, para pilar de impresión S, cerrado		L 9.6 mm
REF 385-224-00		Cilindro de posicionado M, para pilar de impresión M, cerrado		L 9.6 mm
REF 385-324-00		Cilindro de posicionado L, para pilar de impresión L, cerrado		L 9.6 mm
REF 387-610-00		Llave hexagonal, vástago ISO	tamaño 1.3	L 20.0 mm
REF 387-612-00		Llave hexagonal, vástago ISO	tamaño 1.3	L 26.0 mm
REF 387-620-00		Llave hexagonal, carraca	tamaño 1.3	L 16.0 mm
REF 387-622-00		Llave hexagonal, carraca	tamaño 1.3	L 26.0 mm
REF 347-646-00		tioLogic® TWINFIT PentaGrip llave de inserción – vástago ISO para 4Base / atache de bola		L 22.3 mm
REF 387-624-00		Llave con cabeza esférica – para canal de tornillo angulado, vástago ISO	tamaño 1.3	L 26.0 mm
REF 387-650-00		Llave de inserción para pilar / tioLOC, carraca		L 15.5 mm
REF 387-800-00		Carraca dinamométrica con función de bloqueo – Imagen a tamaño reducido –		15 – ∞ Ncm
REF 387-602-00		Mango moleteado – Imagen a tamaño reducido –	ø 18.0 mm	

● Accesorios Prótesis

● Artículos sueltos – Prótesis

REF 387-730-00		Avellanador – Asiento tornillo AnoTite – Imagen a tamaño reducido –
REF 387-663-00		Dalbo®-PLUS destornillador / activador
REF 347-745-00		Insertador / extractor de cofias
REF 386-468-00		Punta cilíndrica para conducto del tornillo

● Juego de réplicas para selección

REF 348-400-01		tioLogic® TWINFIT juego de réplicas para la selección S-M-L, conical
REF 348-400-02		tioLogic® TWINFIT juego de réplicas para la selección S-M-L, platform

● Modelos de demostración

REF 348-420-00		tioLogic® TWINFIT implante de demostración Ø 4.2 mm, L 13.0 mm	Escala 5:1
REF 348-424-01		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M de demostración, conical GH 2.5 mm	Escala 5:1
REF 348-424-02		tioLogic® TWINFIT pilar de titanio M de demostración, platform GH 2.5 mm	Escala 5:1
REF 348-426-00		tioLogic® TWINFIT pilar de impresión M, abierto	Escala 5:1
REF 348-430-00		tioLogic® TWINFIT bloque de acrílico de demostración equipado	Escala 5:1
REF 348-410-00		tioLogic® TWINFIT modelo de demostración acrílico, maxilar, parcialmente con dientes, 4 implantes, sin prótesis	Escala 1:1
REF 348-412-00		tioLogic® TWINFIT modelo de demostración acrílico, mandíbula, parcialmente edéntulo, 4 implantes, sin prótesis	Escala 1:1


CITO mini® – 3 pasos para el éxito



1. Punzonado de encía



2. Fresado escalonado



3. Inserción de implantes

Estrecho. Rápido. Sencillo.

- En muchos casos permite una carga inmediata
- No precisa medidas de aumento óseo
- Solución perfecta para casos de poca disponibilidad ósea
- Estabilidad a largo plazo de prótesis híbridas



Más informaciones sobre CITO mini®

CITO mini®

El sistema de implantes

CITO mini® – El implante de una pieza con cabeza de bola para la estabilización de la prótesis en el maxilar parcial o totalmente desdentado.



Hombro gingival pulido

Óptimo apoyo del tejido blando

Rosca crestal fina

Acondicionamiento probado de superficie

Geometría de rosca optimizada mediante FEM¹


Rosca autocortante

¹ I. Hasan, C. Boureau: Análisis biomecánicos del implante CITO mini®; Universidad de Bonn 2014.

● CITO mini®

● Láminas de planificación , escala 1:1 / 1.25:1 / 1.4:1

REF 301-410-00 Láminas de planificación CITO mini®



● Bandeja quirúrgica

REF 307-000-00



CITO mini® Surgical Tray

Contenido:

- Fresa esférica
- Fresa escalonada para $\varnothing$ 1.8 mm
- Fresa escalonada para $\varnothing$ 2.2 mm
- Fresa escalonada para $\varnothing$ 2.5 mm
- PentaGrip llave de inserción – (vástago ISO)

● Instrumentos rotativos

REF 382-015-00		Fresa esférica	$\varnothing$ 1.5 mm	
REF 302-118-00		CITO mini® fresa escalonada para $\varnothing$ 1.8 mm	$\varnothing$ 1.5 mm	L 17.0 mm
REF 302-122-00		CITO mini® fresa escalonada para $\varnothing$ 2.2 mm	$\varnothing$ 1.9 mm	L 17.0 mm
REF 302-125-00		CITO mini® fresa escalonada para $\varnothing$ 2.5 mm	$\varnothing$ 2.1 mm	L 17.0 mm

● Implantes

REF 303-018-11		CITO mini® implante	$\varnothing$ 1.8 mm	L 11.0 mm
REF 303-018-13		CITO mini® implante	$\varnothing$ 1.8 mm	L 13.0 mm
REF 303-022-11		CITO mini® implante	$\varnothing$ 2.2 mm	L 11.0 mm
REF 303-022-13		CITO mini® implante	$\varnothing$ 2.2 mm	L 13.0 mm
REF 303-025-11		CITO mini® implante	$\varnothing$ 2.5 mm	L 11.0 mm
REF 303-025-13		CITO mini® implante	$\varnothing$ 2.5 mm	L 13.0 mm

● CITO mini®

● Prótesis Pilares de bola

REF 306-614-00		CITO mini® réplica de implante de bola ø 1.8 mm
REF 306-616-00		CITO mini® matriz para junta tórica 1
REF 306-618-00		CITO mini® matriz para junta tórica 2
REF 306-620-00		CITO mini® matriz para junta tórica 3
REF 306-626-00		CITO mini® junta tórica para matriz 1 1 u.
REF 306-627-00		CITO mini® junta tórica para matriz 1 10 u.
REF 306-628-00		CITO mini® junta tórica para matriz 2 + 3 1 u.
REF 306-629-00		CITO mini® junta tórica para matriz 2 + 3 10 u.

● Accesorios – Cirugía - Prótesis

REF 387-511-00		Adaptador – Vástago ISO, Hexágono/Carraca
REF 307-646-00		CITO mini® PentaGrip llave de inserción – vástago ISO
REF 387-800-00		Carraca dinamométrica, con función de bloqueo – Imagen a tamaño reducido –

15 – ∞ Ncm


● Modelo de demostración

REF 382-933-00		Implante de demostración CITO mini®	Escala 5:1
----------------	---	-------------------------------------	------------



SERVICIO

Cirugía – tioLogic® TWINFIT



Prótesis – tioLogic® TWINFIT




tiologic[®]

SURGERY.



tiologic[®]

PROSTHETICS.



Material de información sobre tioLogic® TWINFIT



● Informaciones generales

REF 989-910-10	Catálogo de productos tioLogic® TWINFIT
REF 989-767-10	Bibliografía Dentaurum
REF 989-801-07	Instrucciones de preparación de los componentes del sistema de implantes
REF 989-801-05	Lista de materiales de implantología

● Cirugía

REF 989-911-10	Folleto básico tioLogic® TWINFIT
REF 989-912-10	Manual de Cirugía tioLogic® TWINFIT
REF 989-805-31	Protocolo de fresado tioLogic® TWINFIT / tioLogic® ST
REF 989-501-44	Torques de apriete y carraca dinamométrica tioLogic® TWINFIT
REF 989-966-01	Protocolo quirúrgico tioLogic® ST / Sistema de implantes tioLogic® TWINFIT
REF 989-966-11	Planificación-implante tioLogic® ST / Sistema de implantes tioLogic® TWINFIT
REF 989-800-46	Tabla resumen de número de aplicaciones de fresas ADVANCED for tioLogic®

● Prótesis

REF 989-913-10	Manual de Prótesis tioLogic® TWINFIT
REF 989-702-11	Folleto básico tioLogic® digital.
REF 989-966-21	Hoja de seguimiento para consulta tioLogic® ST / sistema de implantes tioLogic® TWINFIT
REF 989-800-59	Manual tioLogic® digital.

● Material de información para pacientes

REF 989-996-10	Folleto para pacientes tioLogic®
REF 989-961-10	Cartilla para el paciente tioLogic®
REF 903-919-20	Bloc de citas tioLogic®
REF 989-501-52	Asesoramiento de pacientes tioLogic® TWINFIT

● Material de información para el usuario

REF 989-359-10	Folleto básico CITO mini®
REF 989-360-10	Manual de Cirugía-Prótesis CITO mini®
REF 989-361-10	Protocolo de fresado CITO mini®
REF 989-502-45	Ver esquema de planificación CITO mini®
REF 989-800-53	Número de usos de fresas CITO mini®

● Material de información para pacientes

REF 989-500-56	Folleto para pacientes CITO mini®
----------------	-----------------------------------

Carraca dinamométrica

La carraca dinamométrica deberá utilizarse exclusivamente para el ámbito clínico.

Los tornillos protésicos deberán ajustarse a mano en el laboratorio.



• Torques de implantes + componentes protésicos*

Inserción de implantes		máx. 40 Ncm (dependiendo de la densidad ósea)	
tioLogic® TWINFIT tornillo de cierre para implante		15 Ncm, o bien a mano	
tioLogic® TWINFIT tornillo de cierre para pilar 4Base		15 Ncm, o bien a mano	
tioLogic® TWINFIT conformador de encía		15 Ncm, o bien a mano	
tioLogic® TWINFIT tornillo para pilar de impresión		15 Ncm, o bien a mano	
tioLogic® TWINFIT tornillo para pilar provisional		15 Ncm, o bien a mano	
Tornillo AnoTite – L 9.0 mm		30 Ncm	
tioLogic® TWINFIT pilar 4Base		35 Ncm	
Tornillo AnoTite – L 6.0 mm		25 Ncm	
tioLogic® TWINFIT pilar de bola		35 Ncm	
tioLogic® TWINFIT pilar tioLOC		30 Ncm	
Tornillo AnoTite – L 8.5 mm, para canales de tornillos angulados		25 Ncm	
Tornillo AnoTite – L 5.5 mm, para canales de tornillos angulados		25 Ncm	
Tornillo de fijación con rosca acortada		20 Ncm	

● Insertos para la carraca dinamométrica**



Llave hexagonal p. carraca,
tamaño 1.3, L 26.0 mm



Llave hexagonal p. carraca,
tamaño 1.3, L 16.0 mm



tioLogic® TWINFIT
llave de inserción S –
carraca, L 26.6 mm



tioLogic® TWINFIT
llave de inserción M –
carraca, L 26.6 mm



tioLogic® TWINFIT
llave de inserción L –
carraca, L 26.6 mm



Llave de inserción tioLOC,
carraca,
L 15.0 mm



Adaptador – vástago ISO
Hexágono/carraca,
L 15.0 mm



Adaptador – vástago ISO
Hexágono/carraca,
L 20.0 mm

● Insertos para vástago ISO para adaptador ISO hexágono / carraca



tioLogic® TWINFIT llave de
inserción S para implante,
vástago ISO, L 23.5 mm



tioLogic® TWINFIT llave de
inserción M para implante,
vástago ISO, L 23.5 mm



tioLogic® TWINFIT llave de
inserción L para implante,
vástago ISO, L 23.5 mm



tioLogic® TWINFIT PentaGrip
llave de inserción,
vástago ISO, L 22.3 mm



Llave hexagonal,
vástago ISO,
tamaño 1.3,
L 20.0 mm



tioLogic® TWINFIT llave de
inserción S para implante,
vástago ISO, L 26.5 mm



tioLogic® TWINFIT llave de
inserción M para implante,
vástago ISO, L 26.5 mm



tioLogic® TWINFIT llave
de inserción L para
implante, vástago ISO,
L 26.5 mm



Prolongador para
fresas – vástago IS,O
hexágono, L 21.0 mm



Llave hexagonal,
vástago ISO,
tamaño 1.3,
L 26.0 mm



Llave con cabeza
esférica, vástago ISO,
tamaño 1.3, L 26.0 mm

* con estabilidad primaria y óseointegrados

** hay disponibles diferentes insertos según el tipo de utilización.

Composición de los materiales

Implantes ø 3.3, 3.7 y 4.2 mm	Titanio de grado 5
Implantes ø 4.8 y 5.5 mm	Titanio de grado 4
Tornillos de cierre	Titanio de grado 5
Casquillos de tope	Policarbonato USP Class VI
Conformador de encía	Titanio de grado 5
Pilar de impresión:	
• Pilar de impresión, abierto	Titanio de grado 5
• Tornillo para pilar de impresión, abierto	Acero inoxidable, 1.4305
• Tornillo para pilar de impresión, abierto, con rosca acortada	Titanio de grado 5
• Pilar de impresión, cerrado y tornillo	Titanio de grado 5
• Casquillo de impresión para pilar de impresión, cerrado	POM
Pilares provisionales:	PEEK (polieterétercetona)
• Tornillo para pilar provisional	Titanio de grado 5
Pilares de titanio:	Titanio de grado 5
• Pilares de titanio recto/angulado	Titanio de grado 5
• Base de titanio CAD/CAM	Titanio de grado 5
• Bloque de titanio CAD/CAM	Titanio de grado 5
Pilares de escáner	PEEK (polieterétercetona)
Pilares de titanio y Scanbody 4Base titanio	Titanio de grado 5
Pilares 4Base	Titanio de grado 5
Casquillos 4Base:	
• Casquillo de composite 4Base	Policarbonato
• Casquillo de titanio 4Base, para soldar	Titanio de grado 5
• Casquillo de titanio 4Base, para cementar	Titanio de grado 5
• Tornillo de cierre 4Base	Titanio de grado 5
• Pilar de impresión 4Base, abierto	Titanio de grado 5
• Tornillo para pilar de impresión 4Base, abierto	Acero inoxidable, 1.4305
• Pilar de impresión 4Base, cerrado	Titanio de grado 5
• Casquillo de impresión para pilares de impresión 4Base, cerrado	POM
Réplica de implante 4Base	Titanio de grado 5
Pilar de bola	Titanio de grado 5
Réplica de implante de bola	Aluminio
Pilar tioLOC	Titanio de grado 5
Tornillos protésicos:	
• Tornillos AnoTite	Titanio de grado 5
• Tornillos protésicos	Titanio de grado 5
• Tornillo de fijación	Titanio de grado 5

● Titanio de grado 4 DIN EN ISO 5832-2

Composición química [% masa]

O	0.4 % máx.
Fe	0.5 % máx.
C	0.1 % máx.
N	0.05 % máx.
H	0.0125 % máx.
Ti	Residuo

Propiedades físicas y mecánicas

Límite de elasticidad de 0.2 %	520 MPa mín.
Resistencia a la tracción	680 MPa mín.
Elongación a la rotura	10 % mín.

● Titanio de grado 5 DIN EN ISO 5832-3

Composición química [% masa]

Al	5.5 % – 6.75 %
V	3.5 % – 4.5 %
Fe	0.3 % máx.
C	0.08 % máx.
N	0.05 % máx.
H	0.015 % máx.
O	0.2 % máx.
Ti	Residuo

Propiedades físicas y mecánicas

Límite de elasticidad de 0.2 %	780 MPa
Resistencia a la tracción	860 MPa
Elongación a la rotura	10 % mín.

● PEEK

Composición química [% masa]

Polieteretercetona

Propiedades físicas y mecánicas

Tensión de estiramiento	95 MPa
Elongación	> 25 %
Módulo de elasticidad	4.2 GPa
Temperatura de uso	260 °C / 300 °C (continuamente / brevemente)

El SSCP está disponible en
<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>
 y en www.dentaurum.com.

Gestión de calidad y medio ambiente



Garantía de calidad al servicio del profesional y el paciente

En Dentaureum contamos con más de 25 años de experiencia en implantología y con 130 años de experiencia en prótesis. Esta sólida base hace posible un desarrollo basado en la experiencia y orientado al profesional, así como la fabricación del sistema de implantes tioLogic® de alta calidad.

Dentaureum GmbH & Co. KG cumple en todas sus actividades las exigencias de las normas internacionales de gestión de calidad.

Normas:

- DIN EN ISO 9001:2000
Sistemas de gestión de calidad
- DIN EN ISO 14001:2004
Sistemas de gestión de calidad para productos sanitarios

El término "gestión de calidad" significa la planificación sistemática, la implementación y documentación de todas las actividades, que antes, durante y después de la fabricación de un producto influyen en su calidad. Es decir, que no se pone en primer lugar tan sólo el control final de un producto, sino el control de calidad constante en el transcurso de la creación del producto, desde la materia prima, pasando por la fabricación, hasta el almacenaje y la comercialización. Por consiguiente, estas normas definen detalladamente los criterios para garantizar la calidad integral de una empresa, en todos sus procedimientos operativos.

Mediante esta gestión de calidad Dentaureum Implants asegura – traceable en cualquier momento – que la calidad de los productos y servicios satisface las exigencias de los clientes y pacientes. Los productos cumplen con los requerimientos básicos para productos médicos en lo referente a prestaciones del producto y seguridad para el paciente, definidos en las leyes y normativas europeas. Los correspondientes productos de la Dentaureum GmbH & Co. KG cumplen con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE para productos sanitarios y por consiguiente, llevan el distintivo CE.

Sistema de gestión medioambiental

El sistema de gestión medioambiental está, junto con el sistema de gestión de calidad, integrado en el sistema de gestión de Dentaureum. El sistema de gestión medioambiental es llevado a la práctica por el grupo de trabajo Sistema de Gestión, que se compone de miembros procedentes de los ámbitos protección medioambiental, productos de riesgo, seguridad laboral, gestión de materiales y gestión de calidad.

Objeto de la validación

La política medioambiental, el sistema de gestión medioambiental, el programa medioambiental, el control medioambiental realizado, el programa medioambiental de inspección de empresas, así como la declaración medioambiental simplificada de Dentaureum GmbH & Co. KG en el emplazamiento de la empresa en Ispringen, Turnstr. 31, cumplen en todos los puntos los requisitos y exigencias del Reglamento (CE) N° 1221/2009 (EMAS II).

● ÍNDICE – alfabético A - D

A

- **Adaptador**
Vástago ISO hexágono/carraca..... 27, 71
- **Avellanador – asiento tornillo AnoTite** 73
- **Avellanador escalonado ADVANCED** 27, 29
- **Avellanador escalonado pOstition** 34

B

- **Bandeja de osteotomía** 70
- **Base de titanio CAD/CAM**
S, conical..... 46
S, conical, CEREC, Sirona..... 46
S, platform..... 46
S, platform, CEREC, Sirona 46
M, conical 54
M, conical, CEREC, Sirona 54
M, platform..... 54
M, platform, CEREC, Sirona..... 54
L, conical..... 62
L, conical, CEREC, Sirona..... 62
L, platform 62
L, platform, CEREC, Sirona 62
- **Bloque de titanio CAD / CAM**
S, PreForm conical 46
S, PreForm platform..... 46
M, PreForm conical..... 54
M,PreForm platform 54
L, PreForm conical 62
L, PreForm platform..... 62
- **Bola de referencia radiográfica** 25

C

- **Carraca dinamométrica** 27, 43, 73
- **Casquillo de composite 4Base** 49, 57, 65
- **Casquillo de impresión**
S 45
M..... 53
L 61
- **Casquillo de impresión para tioLOC**..... 51, 59, 67
- **Casquillo de modelado para base de titanio CAD/CAM**
S 46
M..... 54
L 62
- **Casquillo de titanio 4Base** 49, 57, 65
- **Cilindro base** 31
- **Cilindro de fresado titanio** 25
- **Cilindro de posicionado**
S 46, 72
M..... 54, 72
L 62, 72
- **Cofia retentiva para tioLOC**..... 51, 59, 67
- **Conformador de encía**
S, anatómico 39
S, cilíndrico..... 38
- **Cortador de encía pOstition**..... 33

D

- **Dalbo®-PLUS parte hembra TE basic** 50, 58, 66
- **Destornillador / activador para Dalbo®-PLUS**..... 73
- **Discos de protección para tioLOC**..... 51, 59, 67

● ÍNDICE – alfabético E - O

E

- Elemento de retención con láminas E para Matriz Dalbo®-PLUS 50, 58, 66
- Ensanchador ADVANCED 27, 29
- Ensanchador pOPosition 35
- Espigas de sondeo para cilindro base 34

F

- Fresa de planear ADVANCED 27, 28, 29
- Fresa de profundidad ADVANCED 27, 29
- Fresa de profundidad pOPosition 33
- Fresa de tungsteno para cilindro 25
- Fresa esférica 27, 29
- Fresa para cilindro base 31

I

- Implante de demostración ø 4.2 73
- Implantes tioLogic® TWINFIT 37
- Insertador / extractor de cofias elásticas para tioLOC 73

J

- Juego de cilindros interiores 32

K

- Kit cofias retentivas para tioLOC 51, 59, 67

L

- Láminas de planificación 24
- Llave con cabeza esférica – vástago ISO para canal de tornillo angulado 72
- Llave de inserción
 - S – vástago ISO 27, 71
 - M – vástago ISO 27, 71
 - L – vástago ISO 27, 71
 - S – carraca 27, 71
 - M – carraca 27, 71
 - L – carraca 27, 71
 - Pilar LOCATOR® / tioLOC – carraca 72
- Llave de inserción PentaGrip
 - 4Base / atache de bola – vástago ISO 27, 72
- Llave hexagonal SW tamaño 1.3
 - Vástago ISO 27, 72
 - Carraca 43, 72

M

- Macho de rosca ADVANCED 27, 29, 35
- Mango moleteado 27, 72
- Modelo de demostración acrílico, maxilar inf. 73
- Modelo de demostración acrílico, maxilar sup. 73

O

- Osteótomo
 - cóncavo 70

● ÍNDICE – alfabético P - Z

P

● Pilar 4Base	
S, conical.....	48
S, platform.....	48
M, conical.....	56
M, platform.....	56
L, conical.....	64
L, platform.....	64
● Pilar de bola	
S, platform.....	50
M, platform.....	58
L, platform.....	66
● Pilar de impresión	
S, cerrado.....	45
S, abierto.....	45
M, cerrado.....	53
M, abierto.....	53
L, cerrado.....	61
L, abierto.....	61
● Pilar de impresión 4Base	
cerrado.....	49, 57, 65
abierto.....	49, 57, 65
● Pilar de impresión M de demostración	73
● Pilar de paralelización	27, 71
● Pilar de titanio	
S, conical.....	47
S, platform.....	47
M, conical.....	55
M, platform.....	55
L, conical.....	63
L, platform.....	63
● Pilar de titanio M de demostración, conical	73
● Pilar de titanio M de demostración, platform	73
● Pilar provisional	
S.....	45
M.....	53
L.....	61
● Pilar tioLOC	
S, platform.....	51
M, platform.....	59
L, platform.....	67
● Plaquitas de material	71
● Prolongación p. fresas – vástago ISO, hexágono	27, 71
● ProstheticSet for tioLogic®	42

R

● Réplica de implante 4Base	49, 57, 65
● Réplica de implante de bola	50, 58, 66
● Réplica de implante para tioLOC	50, 58, 66
● Réplica de implante / réplica de implante para modelos impresos y colados	
S.....	45
M.....	53
L.....	61

S

● Scanbody de titanio 4Base CAD/CAM	46, 49, 54, 57, 62, 65
● Scanbody directo a implante, titanio	
S.....	46
M.....	54
L.....	62
● Soporte para cilindro base	31, 32
● Surgical Tray for tioLogic® TWINFIT	26
● Sustituto para cofias de laboratorio para tioLOC	51, 59, 67

T

● Tornillo AnoTite	46, 47, 49, 54, 55, 57, 62, 63, 65
● Tornillo de cierre 4Base	49, 57, 65
● Tornillo de fijación	47, 55, 63
● Tornillo para pilar provisional	45, 53, 61
● Tornillo protésico	46, 47, 49, 54, 55, 57, 62, 63, 65

● ÍNDICE – numérico según REF

301-410-00 – 344-112-00	344-120-00 – 346-140-02	346-141-01 – 346-260-02
301-410-00..... 76	344-120-00..... 39	346-141-01..... 48
302-118-00..... 76	344-130-00..... 45	346-141-02..... 48
302-122-00..... 76	344-210-00..... 38, 39	346-142-01..... 48
302-125-00..... 76	344-212-00..... 38	346-142-02..... 48
303-018-11..... 76	344-214-00..... 38	346-145-01..... 48
303-018-13..... 76	344-220-00..... 39	346-145-02..... 48
303-022-11..... 76	344-222-00..... 39	346-146-01..... 48
303-022-13..... 76	344-230-00..... 53	346-146-02..... 48
303-025-11..... 76	344-310-00..... 38, 39	346-151-02..... 51
303-025-13..... 76	344-312-00..... 38	346-152-02..... 51
306-614-00..... 77	344-314-00..... 38	346-153-02..... 51
306-616-00..... 77	344-320-00..... 39	346-160-02..... 50
306-618-00..... 77	344-322-00..... 39	346-161-02..... 50
306-620-00..... 77	344-330-00..... 61	346-162-02..... 50
306-626-00..... 77	345-110-00..... 45	346-190-02..... 46
306-627-00..... 77	345-112-00..... 45	346-195-01..... 46
306-628-00..... 77	345-120-00..... 45	346-195-02..... 46
306-629-00..... 77	345-122-00..... 45	346-197-01..... 46
307-000-00..... 76	345-130-00..... 45	346-197-02..... 46
307-646-00..... 77	345-132-00..... 45	346-199-02..... 46
330-560-00..... 25	345-210-00..... 53	346-213-01..... 54
341-410-00..... 24	345-212-00..... 53	346-213-02..... 54
341-412-00..... 24	345-220-00..... 53	346-230-01..... 55
343-033-09..... 37	345-222-00..... 53	346-230-02..... 55
343-033-11..... 37	345-230-00..... 53	346-231-01..... 55
343-033-13..... 37	345-232-00..... 53	346-231-02..... 55
343-033-15..... 37	345-310-00..... 61	346-232-01..... 55
343-037-07..... 37	345-312-00..... 61	346-232-02..... 55
343-037-09..... 37	345-320-00..... 61	346-235-01..... 55
343-037-11..... 37	345-322-00..... 61	346-235-02..... 55
343-037-13..... 37	345-330-00..... 61	346-236-01..... 55
343-037-15..... 37	345-332-00..... 61	346-236-02..... 55
343-042-07..... 37	346-113-01..... 46	346-239-01..... 55
343-042-09..... 37	346-113-02..... 46	346-239-02..... 55
343-042-11..... 37	346-130-01..... 47	346-240-01..... 56
343-042-13..... 37	346-130-02..... 47	346-240-02..... 56
343-042-15..... 37	346-131-01..... 47	346-241-01..... 56
343-048-07..... 37	346-131-02..... 47	346-241-02..... 56
343-048-09..... 37	346-132-01..... 47	346-242-01..... 56
343-048-11..... 37	346-132-02..... 47	346-242-02..... 56
343-048-13..... 37	346-135-01..... 47	346-245-01..... 56
343-048-15..... 37	346-135-02..... 47	346-245-02..... 56
343-055-09..... 37	346-136-01..... 47	346-246-01..... 56
343-055-11..... 37	346-136-02..... 47	346-246-02..... 56
343-055-13..... 37	346-139-01..... 47	346-251-02..... 59
343-055-15..... 37	346-139-02..... 47	346-252-02..... 59
344-110-00..... 38, 39	346-140-01..... 48	346-253-02..... 59
344-112-00..... 38	346-140-02..... 48	346-260-02..... 58

● ÍNDICE – numérico según REF

346-261-02 – 346-416-00	346-420-00 – 381-337-00	381-342-00 – 382-355-13
346-261-02 58	346-420-00 49, 57, 65	381-342-00 32
346-262-02 58	346-422-00 49, 57, 65	381-348-00 32
346-290-02 54	346-424-00 49, 57, 65	381-355-00 32
346-295-01 54	346-430-00 46, 49, 54, 57, 62, 65	381-422-00 25
346-295-02 54	346-512-00 51, 59, 67	381-428-00 25
346-297-01 54	346-514-00 51, 59, 67	381-533-00 31
346-297-02 54	346-516-00 51, 59, 67	381-537-00 31
346-299-02 54	346-518-00 51, 59, 67	381-542-00 31
346-313-01 62	346-520-00 51, 59, 67	381-548-00 31
346-313-02 62	346-522-00 51, 59, 67	381-555-00 31
346-330-01 63	346-524-00 51, 59, 67	381-733-00 32
346-330-02 63	346-526-00 51, 59, 67	381-737-00 32
346-331-01 63	346-530-00 51, 59, 67	381-742-00 32
346-331-02 63	347-424-00 26	381-748-00 32
346-332-01 63	347-514-00 27, 71	381-755-00 32
346-332-02 63	347-646-00 27, 72	382-015-00 27, 29, 76
346-335-01 63	347-745-00 51, 59, 67, 73	382-320-07 33
346-335-02 63	348-400-01 73	382-320-09 33
346-336-01 63	348-400-02 73	382-320-11 33
346-336-02 63	347-745-00 51, 59, 67, 73	382-320-13 33
346-339-01 63	348-400-01 73	382-320-15 33
346-339-02 63	348-400-02 73	382-333-00 33
346-340-01 64	348-410-00 73	382-333-09 34
346-340-02 64	348-412-00 73	382-333-11 34
346-341-01 64	348-420-00 73	382-333-13 34
346-341-02 64	348-424-01 73	382-333-15 34
346-342-01 64	348-424-02 73	382-337-00 33
346-342-02 64	348-426-00 73	382-337-07 34
346-345-01 64	348-430-00 73	382-337-09 34
346-345-02 64	350-103-00 70	382-337-11 34
346-346-01 64	350-170-00 70	382-337-13 34
346-346-02 64	350-172-00 70	382-337-15 34
346-351-02 67	350-174-00 70	382-342-00 33
346-352-02 67	350-176-00 70	382-342-07 34
346-353-02 67	350-178-00 70	382-342-09 34
346-360-02 66	350-180-00 70	382-342-11 34
346-361-02 66	381-133-00 31	382-342-13 34
346-362-02 66	381-137-00 31	382-342-15 34
346-390-02 62	381-142-00 31	382-348-00 33
346-395-01 62	381-148-00 31	382-348-07 34
346-395-02 62	381-155-00 31	382-348-09 34
346-397-01 62	381-233-00 31	382-348-11 34
346-397-02 62	381-237-00 31	382-348-13 34
346-399-02 62	381-242-00 31	382-348-15 34
346-410-00 49, 57, 65	381-248-00 31	382-355-00 33
346-412-00 49, 57, 65	381-255-00 31	382-355-09 34
346-414-00 49, 57, 65	381-333-00 32	382-355-11 34
346-416-00 49, 57, 65	381-337-00 32	382-355-13 34

● ÍNDICE – numérico según REF

382-355-15 – 386-916-00

382-355-15.....	34
382-533-00.....	35
382-537-00.....	35
382-542-00.....	35
382-548-00.....	35
382-555-00.....	35
382-720-15.....	25, 27, 29
382-733-00.....	27, 29
382-733-15.....	27, 29
382-737-00.....	27, 29
382-737-15.....	27, 29
382-742-00.....	27, 29
382-742-15.....	27, 29
382-748-00.....	27, 29
382-748-15.....	27, 29
382-755-00.....	27, 29
382-755-15.....	27, 29
382-833-00.....	35
382-837-00.....	35
382-842-00.....	35
382-848-00.....	35
382-855-00.....	35
382-933-00.....	27, 29, 35, 77
382-933-15.....	27, 29
382-937-00.....	27, 29, 35
382-937-15.....	27, 29
382-942-00.....	27, 29, 35
382-942-15.....	27, 29
382-948-00.....	27, 29, 35
382-948-15.....	27, 29
382-955-00.....	27, 29, 35
382-955-15.....	27, 29
384-910-00.....	45, 53, 61
385-124-00.....	45, 72
385-224-00.....	53, 72
385-324-00.....	61, 72
386-196-00.....	46
386-296-00.....	54
386-396-00.....	62
386-614-00.....	50, 58, 66
386-630-00.....	50, 58, 66
386-631-00.....	50, 58, 66
386-910-00.....	46, 47, 49, 54, 55, 57, 62, 63, 65
386-912-00.....	49, 57, 65
386-914-00.....	46, 47, 49, 54, 55, 57, 62, 63, 65
386-916-00.....	49, 57, 65

386-924-00 – 989-961-10

386-924-00.....	46, 54, 62
386-926-00.....	46, 54, 62
386-928-00.....	46, 49, 54, 57, 62, 65
386-930-00.....	46, 49, 54, 57, 62, 65
386-932-00.....	46, 54, 62
387-426-00.....	42
387-509-00.....	27, 71
387-511-00.....	27, 71, 77
387-513-00.....	71
387-526-00.....	27, 71
387-527-00.....	27, 71
387-528-00.....	27, 71
387-531-00.....	27, 71
387-532-00.....	27, 71
387-533-00.....	27, 71
387-536-00.....	27, 71
387-537-00.....	27, 71
387-538-00.....	27, 71
387-602-00.....	27, 72
387-610-00.....	27, 72
387-612-00.....	27, 72
387-620-00.....	27, 43, 72
387-622-00.....	27, 43, 72
387-650-00.....	72
387-663-00.....	73
387-730-00.....	73
387-800-00.....	27, 43, 72, 77
903-919-20.....	83
989-359-10.....	83
989-360-10.....	83
989-361-10.....	83
989-500-56.....	83
989-501-44.....	83
989-501-52.....	83
989-502-45.....	83
989-702-11.....	83
989-767-10.....	83
989-800-46.....	83
989-800-53.....	83
989-800-59.....	83
989-801-05.....	83
989-801-07.....	83
989-805-31.....	83
989-910-10.....	83
989-911-10.....	83
989-912-10.....	83
989-913-10.....	83
989-961-10.....	83

989-966-01 – 989-996-10

989-966-01.....	83
989-996-10.....	83
989-966-11.....	83
989-966-21.....	83
989-996-10.....	83



Dentaaurum Online Shop

Descubra la tienda online de Dentaaurum. Más rápido – más cómodo – más sencillo.

La Online Shop tiene un diseño sencillo y accesible. Tiene además la misma estructura que los catálogos impresos de Dentaaurum. Esto le permite encontrar los productos deseados de forma rápida y sencilla y hacer sus pedidos directamente.

Encuentre su producto deseado en tan solo unos pocos segundos.

La tienda online le permite realizar el proceso de compra con pocos clics de forma rápida y sencilla y le ofrece una vista de todos sus pedidos. Un lista de sus productos favoritos hace su pedido aún más simple. Puede hacer su pedido a toda hora del día.

Disponible las 24 horas del día.





Resumen de sus ventajas

- ▶ Búsqueda mejorada.
- ▶ Información detallada del producto.
- ▶ Comparación de productos.
- ▶ Control automático de la disponibilidad de los productos.
- ▶ Listas de recomendaciones individuales de artículos pedidos con frecuencia.
- ▶ Pedido directo del catálogo.
- ▶ Historia de pedidos – Vista total de los pedidos anteriores.
- ▶ Pedir material de servicio para pacientes directamente online.
- ▶ Visualización de sus precios y condiciones personales.
- ▶ Centro de ventas para la gestión de su cuenta de cliente.
- ▶ Seguridad de pedido con codificación SSL.
- ▶ Elección de la fecha de envío de su pedido.
- ▶ La información más reciente sobre la cartera de productos y sus respectivos marcados CE

[illegible]



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Alemania



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



Teléfono +49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM