

Date de délivrance : \_\_\_\_\_

Patient :

Cabinet :

|                     |                                   |                                          |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Prénom :            |                                   |                                          |                                         |
| Nom :               |                                   |                                          |                                         |
| Date de naissance : |                                   |                                          |                                         |
| Assurance :         | Privée : <input type="checkbox"/> | Réglementaire : <input type="checkbox"/> | Remplacement : <input type="checkbox"/> |
| Nom assurance :     |                                   |                                          |                                         |

|  |
|--|
|  |
|--|

Localisation des implants :

| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |                                                                                                                                                                                           | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Dimensions de l'implant <sup>1</sup> (étiquette)<br>Après l'insertion de l'implant, les étiquettes présentes dans l'emballage de l'implant peuvent être collées à des fins documentaires. | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  |
| L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  |                                                                                                                                                                                           | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  |
| Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Dimensions de l'implant <sup>1</sup> (étiquette)<br>Après l'insertion de l'implant, les étiquettes présentes dans l'emballage de l'implant peuvent être collées à des fins documentaires. | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  |
| L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  |                                                                                                                                                                                           | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |                                                                                                                                                                                           | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Données relatives à la restauration implantaire :

Praticien \_\_\_\_\_

Médicaments

Préopératoire

☐

Postopératoire

☐

Anesthésie / nombre

Anesthésie tronculaire

☐

Anesthésie par infiltration

☐

Qualité osseuse

☐

D1 (os compact dense)

☐

D3 (os compact mince, poreux / os spongieux à maillage lâche)

☐

D2 (os compact poreux / os spongieux dense)

☐

D4 (os compact quasi absent / os spongieux à maillage lâche)

Augmentation / Matériau d'augmentation

☐

Sinus lift / Matériau d'augmentation

☐

Transplant osseux / Zone de prélèvement

☐

Membrane

☐

Condensation osseuse

☐

Distraktion osseuse

☐

Divers

☐

Complications :

☐ Perforation de la cavité buccale

☐ Lésion du canal mandibulaire

☐ Infection de la plaie

Divers :

☐ Perforation de la fosse nasale

☐ Lésion de la structure adjacente

☐ Déhiscence de la suture

<sup>1</sup> Dimensions de l'implant / Lignes de piliers (concept S-M-L)

|                       |                                   |        |        |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Longueur de l'implant | 7.0 / 9.0 / 11.0 / 13.0 / 15.0 mm |        |        |        |        |
| Diamètre de l'implant | 3.3 mm                            | 3.7 mm | 4.2 mm | 4.8 mm | 5.5 mm |
| Ligne de piliers      | S                                 | M      |        | L      |        |

Géométrie de raccordement\* : ☐ connexion conique ☐ connexion de la plateforme

Tous les composants portent les marques d'identification S, M ou L en fonction de la ligne de piliers. Les implants de Ø 3.3 mm et de Ø 5.5 mm ne sont pas disponibles avec la longueur 7.0 mm.

Remarques :

\*Uniquement pour tioLogic® TWINFIT.

**D**  
DENTAURUM