


Testzertifikat

Test	Cytotoxizität, L 929-Proliferation, EN 30993-5, -12, ISO 10993-5, -12, LM SOP 4-06-01
Testmaterial	Cobalt-Chrom-Legierung Remanium GM 380 + ¹ ¹ Änderung der ursprünglichen Testmaterialspezifikation entsprechend der Vorgabe des Auftraggebers
Hersteller	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Postfach 440, D-75104 Pforzheim
Testnummer	000167-20 (der vollständige Bericht liegt dem Kunden vor)
Testergebnis	Die Ergebnisse zeigen, daß aus der Cobalt-Chrom-Legierung Remanium GM 380 + zelltoxisch wirkende Substanzen nicht freigesetzt werden.



Dr. Madlon Timme
Testleitung



Dr. Stephan Roßberger